

Relatie tussen uithardingstijd en dikte van de laag:

Type licht	Intensiteit (mW/cm²)	Uithardingstijd (seconden)	Dikte van de laag (mm) ¹⁾
Halogeen	400	10	1,9
		20	2,3
	600	10	2,0
		20	2,4
LED	800	5	1,8
		10	2,4
	260	10	1,9
		20	2,0
Plasmaboog	950	5	1,8
		10	2,0
		3	2,1

1) De dikte van de laag is bepaald op basis van testresultaten in overeenstemming met rubriek 7.10 "uithardingsdiepte" van ISO4049: 2000.

■BEWAREN

- Bewaar ESTELITE POSTERIOR bij een temperatuur tussen 0 - 25°C (32 - 77°F).
- VERMIJD directe blootstelling aan licht en warmte.
- GEBRUIK ESTELITE POSTERIOR NIET na de aangegeven vervaldatum op de spuit of de verpakking.

■WEGWERPEN

Om overtoeltige ESTELITE POSTERIOR veilig weg te werpen, drukt u het ongebruikte materiaal uit de SPUIT en hardt u het uit vóór het wegwerpen.

■KLINISCHE PROCEDURE

1. Reiniging

Reinig het tandoppervlak grondig met een rubber cup en een fluorvrije pasta en spoel met water.

2. Kleurkeuze

- Selecteer de juiste kleur ESTELITE POSTERIOR voordat u de rubberdam plaatst.
 - Voltooi de kleurselectie binnen 5 minuten; droge tanden zijn lichter dan natte of vochtige tanden.
 - De lichtheid (kleurwaarde) is van primair belang bij de kleurselectie.
 - Als u twijfelt bij de keuze, selecteer dan de lichtere kleur (hogere waarde).
 - Bij gebleepte tanden selecteert u de kleur een paar weken nadat het bleekproces is voltooid. Gebleepte tanden worden iets donkerder.

3. **Isolatie** Een rubberdam is de voorkeursmethode om de tand te beschermen tegen contaminatie.

4. Voorbereiding van de caviteit

Prepareer de caviteit en spoel met water. Breng chamfers aan op de randen van de posterieure preparaties (klasse I, II), omdat chamfers helpen om de overgang tussen de randen van de caviteit en de restauratie te verhullen, wat gunstig is voor de esthetiek. Bovendien verhogen ze de retentie.

-Maak het oppervlak van porselein/compositrestauraties ruw met een frees of een diamantboor voor een betere adhesie aan het gebied; breng fosforzuurts aan voor reiniging; spoel grondig met water; droog grondig met lucht en behandel met een sllaan hechtmiddel (zoals Tokuso Ceramic Primer) volgens de instructies van de fabrikant.

5. Pulpabescherming

Glasionomeerafwerking of calciumhydroxide moeten worden aangebracht als de caviteit dicht bij de pulpa gekomen is. GEBRUIK GEEN MATERIALEN OP BASIS VAN EUGENOL om de pulpa te beschermen omdat deze materialen de uitharding van het hechtmiddel en/of ESTELITE POSTERIOR verhinderen.

6. Bondingsysteem

Gebruik een lichtuithardende bonding volgens de instructies van de fabrikant. We bevelen het gebruik aan van TOKUYAMA BOND FORCE, een ééncomponent zelfsetende, lichtuithardende bonding.

-gebruik geen zelfuithardende bondings. We raden aan om lichtuithardende bondings te gebruiken met ESTELITE POSTERIOR, aangezien andere types bonding zoals zelfuithardende of dualcure hechtmiddelen geen doeltreffende adhesie bieden bij gebruik met lichtuithardende composietharsen. Als u zelfuithardende of dualcure middelen wilt gebruiken, controleer dan of dergelijke hechtmiddelen compatibel zijn met de gebruikte lichtuithardende composietharsen.

7. Aanbrengen

Verwijder de kap van de spuit. Druk de pasta uit op een mengbolk door de hendel met de klok mee te draaien. Zet de kap onmiddellijk daarna weer op de spuit terug. -Oefen GEEN onnodige kracht uit op de spuit onmiddellijk nadat u deze uit de koelkast hebt gehaald.

8. Vullen en contouren afwerken

Vul de caviteit in laagjes met een geschikt instrument. De lagen mogen niet dikker zijn dan aangegeven (zie bovenstaande tabel).

-Meng ESTELITE POSTERIOR NIET met andere merken harscomposieten of andere kleuren ESTELITE POSTERIOR om onvoldig uitharden of het insluiten van luchtbelln te vermijden.

9. Uitharding

Hard elke laag uit met licht gedurende ten minste de aangegeven tijd (zie bovenstaande tabel), houd daarbij de tip van de uithardingslamp binnen een afstand van 2 mm van de laag.

-Als andere merken composietharsen over de uitgeharde composiet worden gelegd, volg dan de instructies van de betreffende fabrikant.

10. Afwerking

Werk de vorm van de restauratie af en polijst deze. Gebruik voor de afwerking finer diamantboren. Om de overgang tussen de composiet en het natuurlijk gebitseltemet weg te werken, laat u een 12 gegraefde hardstalen boor traag zonder water langs de randen lopen. Gebruik metalen fineerstrips of vinyl strips voor proximale vlakken. Polijst met rubber punten of een geschikt polijstijpshulpmiddel, zoals PoGo™ (DENTSPLY/Caulk), Sof-Lex™ (3M ESPE), Identoflex® HiLuster Dia Polishers (Kerr), of D-FINETM Hybrid Diamond (COSMEDENT, Inc.).
* PoGo, Sof-Lex, Identoflex en D-FINE zijn geen geregistreerde handelsmerken van Tokuyama Dental Corporation.

BELANGRIJK: De fabrikant van ESTELITE POSTERIOR is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door onjuist gebruik van dit product. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren dat dit product geschikt is voor de gekozen toepassing.

De productspecificaties van ESTELITE POSTERIOR kunnen zonder waarschuwing veranderen. Wanneer de productspecificaties veranderen, kunnen de instructies en voorzorgsmaatregelen ook veranderen.

DANSK

Læs alle informationer, forholdsregler og bemærkninger inden brug.

■PRODUKTBESKRIVELSE OG GENERELLE INFORMATIONER

- ESTELITE POSTERIOR er et lysghærdende, radiopakt kompositmateriale til brug ved posteriore restaureringer. ESTELITE POSTERIOR indeholder 84 vægtprocent (70 volumenprocent) silica-zirconiumoxid-fyld (gennemsnitlig partikelstørrelse: 2 µm; partikelstørrelser fra 0,1 til 10 µm). Den høje fillerkoncentration betyder mindre polymerisationskontraktion. Monomermaterialen indeholder Bis-GMA, triethylen glycol dimethacrylat (TEGDMA) og Bisphenol A-polyethoxymethacrylat (Bis-MPEPP).
- ESTELITE POSTERIOR udsnytter den såkaldte RAP-teknologi (Radical-Amplified Photopolymerization initiator). Hærdetiden for ESTELITE POSTERIOR kan forkortes til en tredjedel sammenlignet med vores konventionelle produkter ved at anvende et lyspolymeriseringsapparat med bølge længder i området fra 400 til 500 nm (top i 470 nm). Se venligst tabellen over forholdet mellem hærdetid og lagtykkelse (■VEJLEDNING I FYLDNING OG HÆRDNING).
- RAP-teknikken giver ESTELITE POSTERIOR en længere arbejdstid.
- ESTELITE POSTERIOR fås i SPRØJTE.

■NUANCER

PCE, PA1, PA2, PA3

-Alle de nuancer, ESTELITE POSTERIOR fås i, har en passende translucens, der er beregnet til posterior restaurering.
-PCE fungerer som overste lag i multinuancer-flerlagsteknikken.
-Tokuyama Dental Corporation leverer ikke nogen farveguide for ESTELITE POSTERIOR. De kan selv fremstille en farveguide ved hjælp af ESTELITE POSTERIOR.

■INDIKATIONER

- Direkte posteriore restaureringer inklusive okklusale flader

- Porcelæn-/kompostreparationer

■KONTRAINDIKATIONER

ESTELITE POSTERIOR indeholder methacrylmonomerer. ESTELITE POSTERIOR må IKKE anvendes hos patienter, som er allergiske eller overfølsomme over for methacryl- og beseftigede monomerer.

■FORHOLDSREGLER

- ESTELITE POSTERIOR må IKKE anvendes til andre formål end dem, der er anført i denne vejledning. Brug kun ESTELITE POSTERIOR som foreskrevet heri.
- ESTELITE POSTERIOR er kun beregnet til at sælges til og bruges af autoriserede tandlæger, tandplejer og tandteknikere. Produktet er ikke beregnet eller egnet til at bruges af andre.
- ESTELITE POSTERIOR må IKKE anvendes, hvis sikkerhedsforseglingen er brudt eller ser ud til at have været pårilet ved.
- Hvis ESTELITE POSTERIOR forårsager en allergisk reaktion eller overfølsomhed, skal anvendelsen straks indstilles.
- Der skal bæres undersøgelseshandsker (af plastik, vinyl eller latex) hele tiden ved håndtering af ESTELITE POSTERIOR for at undgå risikoen for allergiske reaktioner pga. methacrylmonomererne. Bemærk: Visse bestanddele kan trænge igennem undersøgelseshandsker. Hvis ESTELITE POSTERIOR kommer i kontakt med undersøgelseshandskerne, tages handskerne af hurtigst muligt og bortskaffes, og hænderne vaskes grundigt med vand.
- Undgå, at ESTELITE POSTERIOR kommer i kontakt med øjne, slimhinder, hud eller tøj.
 - Hvis ESTELITE POSTERIOR kommer i kontakt med øjnene, skylles disse straks med vand, og der søges læge.
 - Hvis ESTELITE POSTERIOR kommer i kontakt med slimhinderne, tørres det berørte område straks af og skylles grundigt med vand efter restaureringen.
 - Hvis ESTELITE POSTERIOR kommer i kontakt med huden eller tøj, mættes området straks med en vattdel eller et stykke gaze vædet med sprit.
 - På patienten til at skylle munden umiddelbart efter behandlingen.
- ESTELITE POSTERIOR må ikke indtages eller indåndes, da dette kan medføre alvorlige skader.
- ESTELITE POSTERIOR må ikke efterlades uden opsyn inden for patienters eller børns rækkevidde for at undgå, at det sluges ved en fejltagelse.
- Fyldningsinstrumenterne rengøres med sprit efter brug.
- Ved brug af et lyspolymeriseringsapparat skal øjnene beskyttes ved anvendels af orange skærm eller tilsvarende beskyttelsesbriller.

■VEJLEDNING I FYLDNING OG HÆRDNING

Inden bondingproceduren udføres, lysghærdes ESTELITE POSTERIOR ekstraoralt med Deres lyspolymeriseringsapparat, og den tid, der er nødvendig for at opnå en komplet hærdning af ESTELITE POSTERIOR, kontrolleres. Følgende tabel viser forholdet mellem hærdetid og lagtykkelse:

Forhold mellem hærdetid og lagtykkelse:

Lystype	Lysstyrke (mW/cm²)	Hærdetid (sekunder)	Lagtykkelse (mm) ¹⁾
Halogen	400	10	1,9
		20	2,3
	600	10	2,0
		20	2,4
LED	800	5	1,8
		10	2,4
	260	10	1,9
		20	2,0
Plasmabue	900	5	1,8
		10	2,0
	950	3	2,1

- Lagtykkelsen er bestemt ud fra resultater af forsøg udført i henhold til afsnit 7.10 "lagtykkelse" i ISO4049: 2000.

■OPBEVARING

- ESTELITE POSTERIOR skal opbevares ved en temperatur på 0 - 25°C (32 - 77 °F).
- UNDGÅ direkte lys og varme.
- ESTELITE POSTERIOR må IKKE anvendes efter den holdbarhedsdato, der er angivet på sprøjten eller på emballagen.

■BORTSKAFFELSE

Overstyrkede ESTELITE POSTERIOR bortskaffes på sikker vis ved at presse det ubrugte produkt ud af SPRØJTEN og lysghærd det inden bortskaffelsen.

■KLINISK PROCEDURE

1. Rengöring

Tandoverfladen rengøres grundigt med en gummikop og pudsepasta uden fluor, hvorefter der skylles med vand.

2. Valg af nuance

- Vælg den passende nuance af ESTELITE POSTERIOR inden anlæggelse af en kofferdam.
- Nuancen skal vælges på under 5 minutter: tørre tænder er lysere end våde eller fugtige tænder.
- Lysheden (farvens value) er den vigtigste parameter ved valg af nuance.
- Hvis De er er tvivl om valget af nuance, så vælg den lysere nuance (højere value).
- I tilfælde af blegede tænder bør nuancen først vælges et par uger efter tandblegningen, da Blegede tænder kan blive en anelse mørkere.

3. Isolering

Anvendelse af kofferdam er den foretrukne metode til at isolere tanden og sikre mod kontaminering.

4. Præparering af kaviteten

Forbered kaviteten og skyl med vand. Randene af de posteriore præparationer (klasse I,II) forsynes med chiefer, hvilket bidrager til at reducere overgangen mellem kavitetens rande og restaureringen og dermed forbedrer både æstetikken og retentien.

- I tilfælde af porcelæn-/kompositreparationer køres overfladen ru med et bor eller en diamantspids for at gøre området klart til at binde. Rengør ved at applicere phosphorsyreætsemiddel. Skyl grundigt efter med vand. Lufttør grundigt, og behandel med et silanbaseret blegningsmiddel (såsom Tokuso Ceramic Primer) i henhold til fabrikantens anvisninger.

5. Pulpabeskyttelse

Hvis kaviteten er tæt på pulpa, bør der appliceres en liner (bunddækning) af glasionomer eller calciumhydroxid. BRUG IKKE EUGENOL-BASEREDE MATERIALER til at beskytte pulpa, da disse materialer hæmmer polymerisering af bondingmidlet og/eller ESTELITE POSTERIOR.

6. Bondingsystem

Applicer et lysghærdende bondingsystem i henhold til fabrikantens anvisninger. Vi anbefaler TOKUYAMA BOND FORCE, som er et enkomponent, selvætsende, lysghærdende dentalt adhesiv.

-Brug ikke selvghærdende bondingsystemer. Vi anbefaler at anvende lysghærdende bondingsystemer sammen med ESTELITE POSTERIOR, idet andre typer bondingsystemer, såsom selvghærdende eller dualghærdende bondingsystemer, ikke altid giver en effektiv adhesion, når de anvendes sammen med lysghærdende kompositmaterialer. Hvis De ønsker at anvende selvghærdende eller dualghærdende bondingsystemer, bør det forinden bekræftes, at disse bondingsystemer er forenelige med de anvende lysghærdende kompositmaterialer.

7. Dispensersystemer

Tag hæften af sprøjten. Pres pastaen ud på en blandeplade ved at dreje håndtaget med uret. Sæt hæften tilbage på sprøjten straks efter udpresningen.
- UNDGA at udsætte sprøjten for excessive kræfter umiddelbart efter, at den er taget ud af køleskabet.

8. Fyldning og konturering

Fyld kaviteten et lag ad gangen ved hjælp af et egnet fyldningsinstrument. De enkelte lag bør ikke overskride de anførte tykkelser (jf. ovennævnte tabel).
- ESTELITE POSTERIOR må IKKE blandes med kompositmateriale af andre mærker eller med andre nuancer af ESTELITE POSTERIOR for at undgå ufuldstændig hærdning eller indkorporering af luftbobler.

9. Hærdning

Hvert lag lysghærdes i mindst det anførte tidsrum (jf. ovennævnte tabel), idet lysghærdespidsen holdes 2 mm fra laget.
-Hvis der påføres lag af kompositmaterialer af andre mærker oven på den hærdede komposit, følges de derfor relevante anvisninger.

10. Finishering

Form og polér restaureringen. Til finisheringen anvendes fine finisheringsdiamantspider. For at reducere overgangen mellem kompositmaterialet og den naturlige tand køres et 12-rillet carbidbor langsomt hen over randene uden vand. Brug finisheringsstrips af metal eller pudsestrips af vinyl på de aproksimale overflader. Til poleringen bruges gummispider eller ethvert egnet poleringsværktøj, såsom PoGo™ (DENTSPLY/Caulk), Sof-Lex™ (3M ESPE), Identoflex® HiLuster Dia Polishers (Kerr) eller D-FINE™ Hybrid Diamond (COSMEDENT, Inc.).
* PoGo, Sof-Lex, Identoflex og D-FINE er ikke registrerede varemærker tilhørende firmaet Tokuyama Dental Corporation.

VIGTIG BEMÆRKNING: Fabrikanten er ikke ansvarlig for materiel-eller personskade, der skyldes ukorrekt anvendelse af dette produkt. Det er brugerens personlige ansvar at sikre sig inden brug, at produktet er egnet til den påtænkte anvendelse. Produktspecifikationerne for ESTELITE POSTERIOR kan ændres uden forudgående varsel. Når produktspecifikationerne ændres, ændres anvisningerne og forholdsreglerne muligvis også.

POLSKI

Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z całą informacją, środkami ostrożności oraz uwagami.

■OPIS PRODUKTU I INFORMACJE OGÓLNE

- ESTELITE POSTERIOR to światłoutwardzalna, nieprzepuszczalna dla promieni RTGżywica kompozytowa używana do wypełniania ubytków w zębach tlnych. ESTELITE POSTERIOR zawiera 84% wagowo (70% objętościowo) wypełniacza krzemowocyklopowego (średnia wielkość cząsteczek: 2µm, zakres wielkości cząsteczek: 0,1 do 10µm). Większy ciężar wypełniacza zapewnia zminimalizowanie kurczenia się materiału w czasie polimeryzacji. Monomerowa matryca zawiera Bis-GMA, dimetakrylan glikolu trietylenowego (TEGDMA) oraz polietoksy-metakrylan bisfenolu-A (Bis-MPEPP).
- ESTELITE POSTERIOR stanowi nowatorską technologię radykalnie przyspieszonej fotopolimeryzacji. Przy użyciu lampy polimeryzacyjnej pracującej na długościach fali od 400 do 500nm (maksimum: 470nm), czas utwardzania ESTELITE POSTERIOR może zostać skrócony do jednej trzeciej w porównaniu z konwencjonalnym kompozytem. Prosimy o zapoznanie się z tabelą przedstawiającą związek pomiędzy czasem utwardzania, a grubością warstwy przy polimeryzacji (■WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPELNIANIA I UTWARDZANIA).
- Technologia RAP umożliwia dłuższy czas pracy materiałem ESTELITE POSTERIOR.
- ESTELITE POSTERIOR dostępny jest w STRZYKAWKACH.

■ODCIENIE

PCE, PA1, PA2, i PA3

- Każdy z odcieni ESTELITE POSTERIOR posiada odpowiednią przezierność, specjalnie przystosowaną do wypełniania ubytków w zębach tlnych.
-PCE używany jest jako wierzchnia warstwa w technice wielowarstwowej.
-Korporacja Tokuyama Dental nie zapewnia kolornika ESTELITE POSTERIOR. Prosimy o stworzenie kolornika poprzez posługiwanie się ESTELITE POSTERIOR.

■WSKAZANIA

- Bezpośrednie wypełnienia w zębach tlnych w tym płaszczyna zgryzu

- Naprawy porcelany/kompozytu

■PRZECIWSKAZANIA

ESTELITE POSTERIOR zawiera monomery metakrylowe. NIE STOSOWAĆ ESTELITE POSTERIOR u pacjentów uczulonych lub nadwrażliwych na monomery metakrylowe i ich pochodne lub na którykolwiek składnik materiału.

■ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- NIE UŻYWAĆ ESTELITE POSTERIOR do żadnych innych zastosowań niż wymienione w niniejszej instrukcji i tylko w sposób w niej opisany.
- ESTELITE POSTERIOR jest przeznaczony do sprzedaży tylko i wyłącznie dentystom. Nie jest przeznaczony do wolnej sprzedaży i nie może być używany przez nieuprawniony personel.
- NIE STOSOWAC produktu jeśli uszczelka zabezpieczająca jest zerwana lub widać ślady wcześniejszego użycia.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek reakcji alergicznych lub objawów nadwrażliwości, natychmiast zaprzestać używania materiału.
- Podczas pracy produktem zaleca się używanie przez cały czas rękawic ochronnych (plastikowych, winylowych lub lateksowych) celem uniknięcia reakcji alergicznych, spowodowanych monomerami metakrylowymi. Uwaga: niektóre substancje mogą przenikać przez rękawice ochronne. Jeżeli dojdzie do kontaktu preparatu z rękawicą ochronną, wyrzucić ją, a ręce jak najszybciej dokładnie spłukać wodą.
- Unikać kontaktu ESTELITE POSTERIOR z oczami, blonami śluzowymi, skórą i ubraniami.
 - W przypadku kontaktu ESTELITE POSTERIOR z oczami, dokładnie przepłukać je wodą i zasięgnąć porady okulisty.
 - W przypadku kontaktu ESTELITE POSTERIOR z blonami śluzowymi, natychmiast wytrzeć to miejsce, a następnie dokładnie spłukać je wodą.
 - W przypadku kontaktu ESTELITE POSTERIOR ze skórą lub z ubraniami należy natychmiast przemyć to miejsce tamponem lub kompresem nasączonym w alkoholu.
 - Nakazać pacjentowi wypłukanie ust natychmiast po zakończeniu zabiegu.
- Połkniecie lub aspiracja do dróg oddechowych materiału ESTELITE POSTERIOR może wywołać poważne schorzenia.
- Aby zapobiec przypadkowemu połknięciu, nigdy nie pozostawiać ESTELITE POSTERIOR w zasięgu pacjenta lub dzieci.
- Narzędzia służące do wypełniania ubytków należy dokładnie wyczyścić alkoholem po każdorazowym użyciu.
- W czasie polimeryzacji zaleca się stosowanie ochraniaczy na oczy lub odpowiednich okularów ochronnych.

■WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPELNIANIA I UTWARDZANIA

W celu sprawdzenia czasu potrzebnego do całkowitego stwardnienia produktu, przed wykonaniem odbudowy należy koniecznie dokonać próby utwardzania ESTELITE POSTERIOR poza jamą ustną pacjenta, przy użyciu lampy polimeryzacyjnej. Poniższa tabela ilustruje związek pomiędzy czasem utwardzania, a głębokością polimeryzacji.

Związek pomiędzy czasem utwardzania, a głębokością polimeryzacji

Rodzaj światła	Nateżenie (w mW/cm²)	Czas utwardzania (w sekundach)	Głębokość warstw przy polimeryzacji (mm) ¹⁾
Halogen	400	10	1,9
		20	2,3
	600	10	2,0
		20	2,4
LED	800	5	1,8
		10	2,4
	260	10	1,9
		20	2,0
Łuk plazmowy	900	5	1,8
		10	2,0
	950	3	2,1

- Głębokość warstw została określona na podstawie wyników testów przeprowadzonych zgodnie z etapem 7.10 "głębokość polimeryzacji" normy ISO4049: 2000.

■PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać ESTELITE POSTERIOR w temperaturze pomiędzy 0–25°C (32–77 °F).
- UNIKAĆ bezpośredniego kontaktu ze światłem i ciepłem.
- NIE stosować ESTELITE POSTERIOR po upływieciu daty ważności znajdującej się na strzykawce lub na opakowaniu.

■POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Wycisnąć resztki ESTELITE POSTERIOR ze STRZYKAWKI i utwardzić przed wyrzuceniem.

■PROCEDURA KLINICZNA

1. Czyszczenie

Dokładnie wyczyścić powierzchnię zęba gumką dentystyczną oraz pastą polerską bez fluoru, a następnie spłukać wodą.

2. Wybór odpowiedniego odcienia

Wybrać odpowiedni odcień ESTELITE POSTERIOR przed założeniem koferdamu.

- Dokonać wyboru odpowiedniego odcienia w ciągu 5 minut, suche zęby są jaśniejsze

-niz zęby mokre lub wilgotne.

- Jasność (wartość koloru) ma zasadnicze znaczenie przy wyborze odpowiedniego odcienia.

- W przypadku wahania co do wyboru odpowiedniego odcienia, należy wybrać jaśniejszy (o wyższej wartości).

- W przypadku stosowania produktu na wybielonych zębach, należy dokonać wyboru odcienia w parę tygodni po zakończeniu wybielania. Ząb może lekko ściemnieć po zakończeniu procesu wybielania.

3. Izolacja

Koferdam jest najlepszym sposobem na odizolowanie zęba w celu uchronienia go przed zanieczyszczeniem.

4. Opracowywanie ubytku

Przygotować ubytek i przepłukać go wodą. Skośnie opracować brzegi tlnych ubytków (klasa I, II) gdyż ukośne ściecia pomagają w zacieraniu granic pomiędzy brzegami ubytku o odbudow, wpływając zarówno na estetykę jak i na retencję.
- W przypadku rekonstrukcji porcelanowych/kompozytowych zwiększyć chropowatość powierzchni za pomocą wiertła lub diamentowych końcówek. W celu przygotowania powierzchni do adhezji wytrwamy kwasem fosforowym, dokładnie spłukać wodą, wysuszyć i poddać działaniu silanowego czynnika wiążącego (takiego jak Tokuso Ceramic Primer) zgodnie z instrukcją producenta.

5. Ochrona miązgi

Jeśli ubytek znajduje się w pobliżu miązgi należy nałożyć warstwę szkło-jonomerową lub wodorotlenek wapnia. Do ochrony miązgi NIE NALEŻY UŻYWAĆ MATERIAŁÓW NA BAZIE EUGENOLU, gdyż hamują one polimeryzację systemów wiążących lub/i materiału ESTELITE POSTERIOR.

6. System wiążący