

VITA VMK Master®

Informacja o produkcie




VITA pobór koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru

Stan z 10.09



VITA

Ceramika przeznaczona do napalania na podbudowy metalowe w konwencjonalnym zakresie WRC.

Materiał jest dostępny w kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER i VITAPAN classical A1- D4.

VITA VMK Master® Nowatorstwo i prostota 3 generacji!



To znany fenomen, że nazwy produktów na przestrzeni lat zmieniają się, lecz rdzeń nazwy pozostaje ten sam i urasta do rangi symbolu. Takie charakterystyczne nazwy to np. marki: Tempo, Pampers i Google.

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w stomatologii ugruntowała swoją nazwę ceramika VMK. Symbol ten kojarzy się wszystkim z firmą VITA oraz symbolem produktu VITA Metallkeramik, czyli ceramiką napalaną na podbudowy metalowe.

Firma VITA Zahnfabrik jako pierwsza w Europie stworzyła i rozpowszechniła na rynku dentystycznym system ceramiki licującej napalanej na podbudowy metalowe.

VITA VMK Master® Dalsze ulepszenia.



Ceramika VITA VMK Master jest nowoczesnym materiałem, który nie zna kompromisów. Materiał można stosować w przypadkach prostych i skomplikowanych, gdzie wymagana jest indywidualna charakterystyka wykonywanego uzupełnienia protetycznego. Dzięki optymalnie dobranej temperaturze napalania oraz właściwościom chemiczno-fizycznym VITA VMK Master nadaje się świetnie do licowania podbudów wykonanych z metali nieszlachetnych.


Korzyści wypływające z zastosowania ceramiki VITA VMK Master

- Znakomita estetyka i jakość ww. materiału ceramicznego
- Ulepszony proces produkcji „Master” (wysokowydajny i stabilny materiał w czasie reprodukcji) udoskonalił proces obróbki
- Klasyczny schemat nakładania warstw ceramiki – dentyna, masa szkliva
- Szeroki asortyment mas dodatkowych umożliwia precyzyjną indywidualizację wykonywanego uzupełnienia




Opalizująca fryta ceramiczna VITA

VITA VMK Master® Na zawsze klasyczna.



Klasyczny schemat nakładania warstw ceramiki

- Przekonuje szybkim, pewnym i klasycznym nakładaniem warstw ceramiki
- Szeroki asortyment mas dodatkowych jak np. Luminaries podwyższa stopień fluorescencji i przezierności mas, które stosujemy w trakcie tworzenia zróżnicowanych efektów przezroczystych spotykanych w naturalnym szkliwie, jak również efektów wywołujących głębię
- Optymalny dobór mas w stosunku do naturalnego uzębienia pacjenta
- Ceramika jest dostępna w kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER i VITAPAN classical A1-D4



VITA VMK Master® Różnorakie zastosowanie. Jednomyślna opinia.

Max Pfundner, Niemcy:

VITA VMK Master to bardzo udana ceramika.

Masy przyszyjkowe są znakomite. Absolutnie stabilne w czasie nakładania.

Marcio Breda, Brazylia:

VITA VMK Master to naprawdę bardzo dobry produkt, którym można zreprodukować naturalne kolory zębów.

Richard Zimmermann, Niemcy:

VITA VMK Master jest masą o wysokim stopniu przezierności, która posiada wyrazistą głębię. To naprawdę ogromna przyjemność pracować tym materiałem. Szczególnie znakomite działanie wykazują masy dodatkowe, czyli Dentine Modifier i Translucent (masy przezierne).

Waldemar Motta, Brazylia:

Efekt odbicia światła w uzupełnieniach wykonanych z VITA VMK Master został optymalnie dostosowany do zębów naturalnych.

Heiner Creutzfeldt, Niemcy:

VITA VMK Master jest nieskomplikowaną masą. Pracochłonne nakładanie warstw ceramiki zostało wykluczone. W ten sposób można w bardzo krótkim czasie wykonać uzupełnienie zgodne z wszystkimi czynnikami, które charakteryzują naturalny ząb pacjenta.



VITA VMK Master® Perfekcyjnie dobrane produkty.

	<p>VITA Linearguide 3D-MASTER/VITA Toothguide 3D-MASTER® VITA Linearguide 3D-MASTER umożliwia precyzyjny, komfortowy, szybki i właściwy pobór koloru. VITA Linearguide 3D-MASTER jest alternatywą do sprawdzonego VITA Toothguide 3D-MASTER i charakteryzuje się liniowym przyporządkowaniem próbek kolorów w postaci zębów konfekcyjnych.</p>
	<p>VITA Easychade® Compact VITA Easychade Compact umożliwia szybkie i jednoznaczne określenie koloru zęba oraz kontrolę koloru uzupełnienia ceramicznego. Bezprzewodowe, mobilne i proste w obsłudze urządzenie pozwala w przeciągu paru sekund wyznaczyć właściwy kolor zęba. Wysoka dokładność pomiaru wg VITA SYSTEM 3D-MASTER i VITAPAN classical A1-D4 bazuje na spektrofotometrycznej technice pomiarowej i gwarantuje perfekcyjny wynik dobieranego koloru.</p>
	<p>Kolornik VITAPAN® classical A1–D4 Oryginał – przeznaczony do wyznaczania kolorów zębów wg skali VITAPAN classical A1-D4.</p>
	<p>VITA AKZENT® Asortyment zawiera 20 farbek fluorescencyjnych w sproszkowanej formie i umożliwia na powierzchni uzupełnienia wykonywanie naturalnych efektów kolorystycznych.</p>
	<p>VITA Interno® Masy VITA Interno umożliwiają wykonywanie kolorystycznych efektów głębi. Ich wysoki stopień fluorescencji to przede wszystkim funkcja świecenia kolorów.</p>
	<p>Piec do napalania ceramiki VITA VACUMAT® 6000 M W pełni zautomatyzowana i sterowana mikroprocesorem jednostka napalania, która świetnie nadaje się do napalania wszystkich mas ceramicznych sprzedawanych na rynku dentystycznym. Piec cechuje znakomita funkcjonalność, wysoka jakość napalanej ceramiki, wydajność oraz komfortowa obsługa. Obudowa wykonana jest ze stali szlachetnej w kolorze antracytu. Forma użytkowa pieca to wyraz znakomitej estetyki, ergonomii i funkcjonalności.</p>
	<p>VITA VACUMAT "New Generation" – system do indywidualnych rozwiązań Nowy system napalania o budowie modułowej umożliwia indywidualne rozwiązywanie problemów, co gwarantuje wysoką efektywność pracy. System napalania Premium VITA VACUMAT 6000 M posiada do wyboru 3 elementy obsługi: vPad easy, vPad comfort i vPad excellence, które mogą obsługiwać aż cztery jednostki napalania ceramiką. Użytkownik decyduje się na te moduły, które aktualnie będzie stosował. Własny system można w każdej chwili poszerzyć o dalsze komponenty, jak np. piec do napalania ceramiki, element obsługi oraz osprzęt. W ten sposób każde laboratorium może indywidualnie i optymalnie określić własny system napalania i znacznie obniżyć koszty inwestycji.</p>

Dalsze informacje uzyskają Państwo na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com



VITA VMK Master®

Pozytywne zmiany gwarantują sukces.

Rosnące wymagania względem jakości, estetyki i funkcjonalności uzupełnień, w których ceramika napalana jest na podbudowy metalowe, coraz częściej są głównymi zagadnieniami naukowców pracujących nad rozwojem technologii produkcji mas ceramicznych. Tworzenie materiałów, które pozwolą technikowi dentyście w krótkim czasie i przy niewielkim nakładzie sił i środków stworzyć pracę, która przekonuje swoją jakością, to ogromne wyzwanie. Jednocześnie materiał ten ma stwarzać szerokie możliwości w zakresie indywidualizacji wykonywanych uzupełnień.

VITA VMK 68 i VITA VMK 95 potwierdziły swoją jakość na międzynarodowym rynku dentystycznym. Od 1965 roku materiały te zostały sprzedane w 350 milionach sztuk na całym świecie.


VITA VMK MASTER rozpoczyna nową dekadę sukcesu tego asortymentu mas.

Ceramikę VITA VMK MASTER przeznaczoną do napalania na podbudowy metalowe można zakupić w kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER oraz VITAPAN classical A1-D4, a to oznacza kompatybilność ze wszystkimi kolorami materiałów VITA 3D-MASTER i VITAPAN classical A1-D4.

Za pomocą kolornika VITA SYSTEM 3D-MASTER można odpowiednio i systematycznie dobrać i zreprodukować wszystkie naturalne kolory zębów.



UWAGA: Produkt ten został opracowany do ściśle określonego zastosowania. Dlatego też powinien być stosowany zgodnie z instrukcją. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego przygotowania i użytkowania. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do przetestowania produktu, jeżeli pragnie się go zastosować do innych potrzeb. Wyklucza się odpowiedzialność producenta, jeżeli produkt ten nie będzie stosowany ze zgodnymi z nim materiałami oraz urządzeniami innych firm. Poza tym nasza odpowiedzialność dotycząca danych, niezależnie od podstawy prawnej i przepisów prawnych, ogranicza się w każdym przypadku do wartości dostawy według rachunku bez VAT-u. Producent nie ponosi pod żadnym względem odpowiedzialności niezależnie od podstawy prawnej za utracony zysk, pośrednie szkody, szkody będące następstwem zdarzenia losowego lub roszczenia osób trzecich przeciwko kupującemu. Zależności zadłużeniowe roszczeń z tytułu odszkodowania (zadłużenia w przypadku zawartego kontraktu, z pozycji prawnej naruszenia kontraktu, niedozwolonego działania itp.) są możliwe tylko w przypadku rozmyślnego działania lub poważnego zaniedbania: 10.09

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikat wg wytycznych dotyczących produktów medycznych. Następujące materiały posiadają certyfikat oraz oznaczenie  0124 :
VITA VMK Master® - VITA AKZENT® - VITA INTERNO®

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com