

Promocje sezonowe

01.02.2012 – 30.04.2012



bluephase G2

Bezprzewodowa lampa o mocy 1200 mW/cm² z innowacyjną technologią polywave® LED, do stosowania w każdej sytuacji klinicznej. Najlepsza lampa polimeryzacyjna w 2009, 2010 i 2011 roku, wg The Dental Advisor.

Cena: 2850 zł





Evetric

Uniwersalny kompozyt nanohybrydowy najnowszej generacji. Gwarantuje naturalnie wyglądające wypełnienia w zębach przednich i bocznych oraz wysoki stopień dopasowania koloru wypełnienia do otaczających tkanek zęba. Zapewnia bardzo dobrą widoczność wypełnień w promieniach rtg. Łatwe modelowanie bez presji czasu umożliwia uzyskanie doskonałych efektów estetycznych.

Zestaw Evetric 8 x 3,5g
(A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin, kolornik)

Cena: 716 zł (89,50 zł za strzykawkę)



Oszczędność: 278 zł

Evetric

Uniwersalny kompozyt nanohybrydowy najnowszej generacji. Gwarantuje naturalnie wyglądające wypełnienia w zębach przednich i bocznych oraz wysoki stopień dopasowania koloru wypełnienia do otaczających tkanek zęba. Zapewnia bardzo dobrą widoczność wypełnień w promieniach rtg. Łatwe modelowanie bez presji czasu umożliwia uzyskanie doskonałych efektów estetycznych.

Zestaw Evetric 4 x 3,5g (2 x A2, 2 x A3)
+ ExcITE F (5g)

Cena: 479 zł



Oszczędność: 153 zł

Narzędzie OptraSculpt z końcówkami zostanie wysłane lekarzowi przez firmę Ivoclar Vivadent.

Tetric EvoCeram Bulk Fill

Światłoutwardzalny materiał kompozytowy oparty na nowoczesnej technologii, nakładany w warstwach o grubości do 4 mm. Jest przeznaczony do wypełniania ubytków w zębach bocznych, mlecznych i stałych. Charakteryzuje się gładką konsystencją i łatwością dostosowywania się do ścian ubytku oraz małym skurczem polimeryzacyjnym (1,9%).

3 x 3g Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA (odpowiednik A2/A3)
+ OptraSculpt z 30 końcówkami w prezencie

Cena: 450 zł



Tetric EvoCeram Bulk Fill

Światłoutwardzalny materiał kompozytowy oparty na nowoczesnej technologii, nakładany w warstwach o grubości do 4 mm. Jest przeznaczony do wypełniania ubytków w zębach bocznych, mlecznych i stałych. Charakteryzuje się gładką konsystencją i łatwością dostosowywania się do ścian ubytku oraz małym skurczem polimeryzacyjnym (1,9%).

Zestaw wprowadzający: 2 x 1g Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA
(odpowiednik A2/A3) + kolornik

Cena: 129 zł



Oszczędność: 153 zł

Narzędzie OptraSculpt z końcówkami zostanie wysłane lekarzowi przez firmę Ivoclar Vivadent.

IPS Empress Direct

Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu stopniach translucencji, umożliwiając lekarzowi wykonanie wypełnień odpowiadających najwyższym standardom estetycznym i akceptowanych przez najbardziej wymagających pacjentów.

4 x 3g IPS Empress Direct (dowolne kolory)
+ OptraSculpt z 30 końcówkami w prezencie

Cena: 712 zł



Oszczędność: 390 zł

Excite F VivaPen & IPS Empress Direct

Excite F VivaPen jest światłoutwardzalnym, jednoskładnikowym materiałem łączącym ze szkliwem i zębiną. Materiał zawiera nanowypełniacz i uwalnia fluor. Jest stosowany w połączeniu z techniką całkowitego wytrawiania tkanek zęba. Ponadto dostępny jest w wygodnym dozowniku.

Excite F VivaPen 2ml
+ 2 x 3g IPS Empress Direct (1 kolor szkliny A3 i 1 kolor zębinowy A3) w prezencie

Cena: 454 zł



Tetric EvoCeram

Nowoczesny, nanohybrydowy, światłoutwardzalny materiał złożony, przeznaczony do wypełniania wszystkich klas ubytków. Materiał wyróżnia się: idealną konsystencją, intensywnymi kolorami, trwałym połyskiem, translucencją oraz fluorescencją. Ponadto cechuje go wysoka wytrzymałość mechaniczna wykonanych wypełnień i dostosowanie koloru materiału do naturalnych tkanek zęba (efekt kameleona).

3 x 3g Tetric EvoCeram (A2 lub A3) -15% taniej
+ kubek w prezencie

Cena: 479 zł



bluephase G2

Bezprzewodowa lampa o mocy 1200 mW/cm² z innowacyjną technologią polywave[®] LED, do stosowania w każdej sytuacji klinicznej. Najlepsza lampa polimeryzacyjna w 2009, 2010 i 2011 roku, wg The Dental Advisor. Trzy programy polimeryzacji, innowacyjny czujnik ruchu, akumulator litowo-polimerowy, możliwość przełączenia lampy z akumulatora na zasilanie sieciowe. Diody LED emitują światło aktywujące wszystkie fotoinicjatory, stosowane w materiałach światłoutwardzalnych. Lampa posiada 3-letnią gwarancję.

Cena: 2850 zł





Multilink Automix

Uniwersalny cement adhezyjny na bazie materiału złożonego, o podwójnym mechanizmie polimeryzacji, do cementowania wszelkiego rodzaju uzupełnień protetycznych (poza licówkami). Dostępny jest w samomieszającej strzykawce.

Multilink Automix Refill 9g (transparent lub yellow)

+ pakiet w prezencie:

- 6 rozwieraczy jamy ustnej OptraGate (3 w rozm. regular i 3 w rozm. small)
- Liquid Strip 2,5g (żel glicerynowy do ochrony krawędzi uzupełnienia protetycznego)
- pasta profilaktyczna Proxyl 55ml RDA 36, medium (bez fluoru)
- DVD „Cementation Navigation System” (przewodnik po cementowaniu)

Cena: 660 zł



Oszczędność: 126 zł

FRC Postec Plus

Estetyczne wkłady koronowo-korzeniowe z materiału złożonego, wzmocnionego włóknami szklanymi. Wkłady charakteryzują się idealną retencją w kanale korzeniowym. Są bardzo dobrze widoczne na zdjęciach rtg. Moduł elastyczności zbliżony do zębiny zapewnia ich niezwykłą wytrzymałość mechaniczną.

FRC Postec Plus Refill 20 szt. (w rozm. 1 lub 3 lub 0)

+ FRC Postec Starter Pack w prezencie:

- 1 wiertło w rozm. 1
- 2 wkłady w rozm. 1

Cena: 864 zł

FRC Starter Pack zostanie wysłany przez firmę Ivoclar Vivadent



Telio CS Inlay / Onlay

Światłoutwardzalne, jednokomponentowe materiały do czasowego wypełniania ubytków, nie wymagające dodatkowego stosowania cementów tymczasowych. Materiały mogą być stosowane do uszczelniania gwintowanych otworów w implantach. Materiał CS Inlay jest bardziej estetyczny i może być stosowany do czasowego wypełniania głębokich ubytków o równoległych ścianach. CS Onlay wykazuje mniejszą elastyczność i jest przeznaczony do rozległych ubytków, opracowanych pod onlay.

Telio CS Inlay 2,5g i Telio CS Onlay 2,5g

+ Telio CS Desensitizer 1g w prezencie

Cena: 129 zł



Oszczędność: 158 zł

Virtual Putty i Virtual Light Body

Hydrofilowa, poliwinylsiloksanowa masa wyciskowa do wycisków precyzyjnych. Jej główne zalety to: hydrofilność, tiksotropowość, wyjątkowa dokładność i doskonała czytelność wycisków oraz miętowy zapach.

Virtual Putty Regular 2 x 300ml + Virtual Light Body Regular 2 x 50ml za 1 zł

Cena: 276 zł



Telio CS Cem Implant

Cement przeznaczony do tymczasowego osadzania uzupełnień protetycznych na łącznikach implantów. Cement o podwójnym mechanizmie polimeryzacji, nie zawierający eugenolu. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, która zapewnia min. sześciomiesięczny okres użytkowania uzupełnienia.

Dostępne opakowania 6g w kolorach: transparent i opaque.

Cena: 194 zł



OptraGate Extra Soft

Rozwieracz jamy ustnej, umożliwia łatwe i szybkie odświeżenie pola zabiegowego.

OptraGate Refill Small, Regular lub Junior,
80 szt. za 418 zł

Cena: 5,23 zł/szt.




VivaStyle Paint On Plus

Lakier do wybielania zębów w warunkach domowych, bez zastosowania szyny. 6% nadlenek wodoru przeznaczony do bezpośredniego nakładania na powierzchnię zębów za pomocą pędzelka. Stężenie składników aktywnych ulega zwiększeniu podczas wysychania lakieru.

Zestaw zawiera: tubę 20ml, 14 pędzelków, 14 pojemników do aplikacji żelu, akcesoria i kosmetyczkę.

Cena: 155 zł



OptraStick

Instrument do przenoszenia uzupełnień protetycznych, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniami ich wewnętrznej powierzchni oraz przed uszkodzeniem mechanicznym (50 szt. w opakowaniu).

Cena: 94 zł/op.



5g

Te-Econom Bond

Światłoutwardzalny, uniwersalny, jednobutelkowy system wiążący V generacji. Przeznaczony jest do łączenia materiałów kompozytowych, kompomerowych i cementów kompozytowych ze szklivem i zębina.

Cena: 88 zł



Cervitec Plus

Lakier przeznaczony do zmniejszania nadwrażliwości zębiny. Chlorheksydyna (1%) i tymol (1%) jako aktywne składniki przeciwbakteryjne, redukują stany zapalne dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej.

Cervitec Plus 2 x 7g
+ Cervitec Liquid Test Pack 100ml

Cena: 599 zł



Fluor Protector Gel

Żel do codziennej pielęgnacji i ochrony zębów przed próchnicą. Szczególnie zalecany w przypadku nadwrażliwości zębów, odsłoniętych szyjek zębów, suchości jamy ustnej, w leczeniu ortodontycznym i protetycznym.

Cena: 47 zł za 20g / 71 zł za 50g

Przedstawiciele medyczni Ivoclar-Vivadent:

Leszek Podkowik
region północny
i północno-zachodni
tel.: +48 601 338 053

Artur Walczyk
region centralny i wschodni
tel.: +48 607 216 303

Marta Hajduga
region centralny
tel.: +48 607 207 620

Kazimierz Dudek
region śląski
tel.: +48 509 907 592

Wioletta Tuszyńska
region południowo-wschodni
tel.: +48 601 342 801

Katarzyna Szydlik
region północno-wschodni
tel.: +48 603 117 391

Żaneta Jankowska
region północno-zachodni
tel.: +48 601 058 005

Robert Heisig
region południowo-zachodni
tel.: +48 601 380 609

Producent:
Ivoclar-Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan,
Liechtenstein
<http://www.ivoclarvivadent.com>

Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
Infolinia: +22 817 11 35
e-mail: info@ivoclarvivadent.com.pl
www.ivoclarvivadent.com.pl