

AIR-N-GO

Pierwsza piaskarka dwufunkcyjna


- Dwie różne długości uchwytu
- Ergonomiczne dostosowanie do każdej wielkości ręki
- Łatwa wymiana pojemnika i maksymalna elastyczność dzięki systemowi CLIP-N-GO
- Funkcja STOP-PROSZEK do skutecznego płukania lub czyszczenia

TRYB SUPRA

- Umożliwia każdą formę profilaktycznego leczenia naddziąstowego
- Z dyszą Supra 90° lub 120°

TRYB PERIO (opcja)

- Rewolucjonizuje leczenie paradontozы i zapalenia tkanek okołozębowych
- Dyszę periodontyczną łatwo wsuwa się w kieszonkę bez konieczności stosowania siły



AIR-N-GO Proszek «Classic»

- cząsteczki o zaokrąglonej strukturze i gładkiej powierzchni. Chroni szkliwo zębów i tkanki.

Konkurencja -

- cząsteczki warstwowe, agresywna struktura. Liczne rysy na szkliwie zębów.

Kompatybilne z większością piaskarek!

5 świeżych smaków opartych w 100% na naturalnych aromatach!



Butelka 250g
75,-

Mięta: F 10 250
Cytryna: F 10 251
Malina: F 10 252
Cola: F 10 253
Neutralny: F 10 254
4 różne smaki: F 10 255
(Mięta, Cytryna, Malina, Cola)



AIR-N-GO «Pearl»
▫ Szczególnie delikatny węgiel wapnia

Butelka 250g
120,-

F 10 262

Saszetka 20g
11,-

F 10 263



AIR-N-GO «Perio»
▫ Poddziąstowy AIR-N-GO «Perio» proszek, na bazie naturalnych glicyn

butelka 100g
72,-

F 10 265



Saszetka 20g
7,-

Mięta: F 10 256
Cytryna: F 10 257
Malina: F 10 258
Cola: F 10 259
Neutralny: F 10 260



3.800,- F 10 20x
F 10 255

1.640,- F 10 215

Zestaw Perio
(Pojemnik na proszek, dysza Perio,
1 butelka proszku Perio - 100g)

RISKONTROL ART

Jednorazowe końcówki na dmuchawko-strzykawkę

- 5 świeżych zapachów i 5 nowych kolorów!
- Elastyczność - szybkie i łatwe dostosowanie
- Adapter dla każdego typu dmuchawko-strzykawkę



Przy zakupie 2 opakowań - adapter lub trzecie opakowanie gratis!

Opakowanie - 250 Szt.
175,-

Mandarynka: 200 292
Lukrecja: 200 296
Aniż: 200 297
Czarna porzeczka: 200 298
Mięta: 200 291

EXPASYL PREMIUM

Pasta do tymczasowej retrakcji dziąstowej

- O smaku truskawkowym! Przyjemny nowy smak i lepsze działanie
- Zakrzywione kaniule! Wygodniejsze, szybsze i dokładniejsze wprowadzanie pasty do kieszonki dziąstowej
- Bezbolesna - tamująca krwawienie - odwracalna
- Retrakcja w 1-2 Minut!



Zestaw zawiera:
1 aplikator, 10 Kapsulek z pastą o smaku truskawkowym,
40 zakrzywionych kaniuli do jednorazowego użytku

1.100,- 261 065

HEMOSTASYL

Żel tiksotropowy hamujący krwawienie

- Aplikacja bezpośrednio na krwawiącą tkankę
- Działanie maks. w ciągu 2 minut
- Łatwy do usunięcia (spręż powietrze/woda)



W zestawie: 2 strzykawki po 2g żelu Hemostasyl i 40 zakrzywionych kaniuli aplikacyjnych jednorazowego użytku

190,- 246 200

O szczegóły bieżącej oferty - zapytaj swojego dealera!

INFORMACJA HANDLOWA:
Maciek Jerominek - Przedstawiciel Handlowy na Polskę
Tel. kom.: 606 899 689, e-mail: maciek.jerominek@de.acteongroup.com
www.acteongroup.com




Numer 01
Ważny do 30.04.2012



Wartość | Różnorodność | Innowacja

Różnorodne narzędzia w zestawie!



Teraz w komplecie z zestawem EndoSuccess!



ET PR ET18D ET20 ET25 ET25S ET BC
z 1 kluczem uniwersalnym, całość w pudełku ze stali nierdzewnej

P5 NEWTRON XS LED

Generator ultradźwiękowy do każdej sytuacji klinicznej

- Autoklawowalna rękojeść ze światłem LED 100.000 Luksów!
- Praca z wodą lub innym roztworem (np. chlorheksydyną lub podchlorynem)
- Technologia Newtron:
 - Automatyczna regulacja częstotliwości: 28 kHz-36 kHz
 - Precyzyjna kontrola amplitudy vibracji końcówki
 - Regulacja mocy w czasie rzeczywistym
- Ponad 70 różnego rodzaju końcówek z systemem kodowania kolorem (CCS)

teraz
7.760,- F 58 228
F 00 737
zamiast 8.640,-



3+2 PROMOCJA TIPÓW
3 kupujesz + 2 dostajesz gratis!

Akcja 3+2 dotyczy końcówek Skaling gratis do wyboru: 1, 2, 10P lub 10X.



Np.

W1 - Niniejsza gazетка ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zawiera ceny brutto w PLN podane dla całoworientacyjnych • Producentem produktów jest Acteon Group. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w publikacji.



SKALING

końcówki do wszystkich urządzeń SATELEC



 Końcówka 1 Uniwersalna F00246 361,00 PLN	 Końcówka 2 Extremalna F00247 370,00 PLN	 Końcówka 3 Osady F00248 370,00 PLN	 Końcówka 10P Nad-/poddziąstowa < 3 mm F00253 399,00 PLN	 Końcówka 10X Międzyzębowa F00359 411,00 PLN	 Końcówka 10Z Poddziąstowa F00254 495,00 PLN	 Końcówka 15 Nad-/poddziąstowa F00245 495,00 PLN
---	---	--	--	---	---	---









PERIO*

 Końcówka H1 zęby przednie, pokrycie diament. F00366 495,00 PLN	 Końcówka H2L zęby przed- i trzonowe, lewa, pokrycie diament. F00367 495,00 PLN	 Końcówka H2R zęby przed- i trzonowe, prawa, pokrycie diament. F00368 495,00 PLN	 Końcówka H3 zęby przednie, kireta F00369 495,00 PLN	 Końcówka H4L zęby przed- i trzonowe, lewa, kireta F00114 597,00 PLN	 Końcówka H4R zęby przed- i trzonowe, prawa, kireta F00115 597,00 PLN	 Końcówka TK1-1S Krótki zgłębnik F01001 545,00 PLN	 Końcówka TK2-1L zęby przed- i trzonowe, lewa, F02162 545,00 PLN	 Końcówka TK2-1R zęby przed- i trzonowe, prawa, F02161 545,00 PLN
--	--	---	--	---	--	---	---	---



ENDO*

 Końcówka ET18D usuwanie nawisów zębiny, pokrycie diamentowe F88017 495,00 PLN	 Końcówka ET20 do pracy w 1/3 przykronowej części kanału F88011 495,00 PLN	 Końcówka ET25 (Ti-Nb) środkowa i 1/3 przykronowa część kanału F88018 495,00 PLN	 Końcówka ETBD lokalizacja kanałów, pokrycie diam. F88020 545,00 PLN	 Końcówka ET40 usuwanie przeszkód i złamanych narzędzi, 40 mm F88012 545,00 PLN	 Końcówka ET40D usuwanie twardych materiałów, 40 mm, diament. F88014 545,00 PLN	 Końcówka PMS1 Preparacja zębiny, oprac. schołka, pokrycie diam. F02254 478,00 PLN	 Końcówka PMS2 Preparacja/opraco- wanie zębiny, pokrycie diam. F02255 478,00 PLN	 Końcówka PMS3 wygładzenie powierzchni, oprac. schołka F02256 320,00 PLN
--	---	---	---	--	--	---	--	---

 Pilniki K10/21, ø 1/21 mm dt. F43710 268,00 PLN / 4szt.	 Pilniki K10/25, ø 1/25 mm dt. F43712 268,00 PLN / 4szt.	 Pilniki K15/21, ø 1,5/21 mm dt. F43715 268,00 PLN / 4szt.	 Pilniki K15/25, ø 1,5/25 mm dt. F43717 268,00 PLN / 4szt.	 Pilniki K25/21, ø 2,5/21 mm dt. F43725 268,00 PLN / 4szt.	 Pilniki K25/25, ø 2,5/25 mm dt. F43727 268,00 PLN / 4szt.	 Pilniki K30/21, ø 3/21 mm dt. F43730 268,00 PLN / 4szt.	 Pilniki K30/25, ø 3/25 mm dt. F43732 268,00 PLN / 4szt.
---	--	--	--	--	--	--	---

 IRR 20-21, ø 2/21 mm dt. F43807 380,00 PLN / 4szt.	 IRR 20-25, ø 2/25 mm dt. F43808 380,00 PLN / 4szt.	 IRR 25-21, ø 2,5/21 mm dt. F43805 380,00 PLN / 4szt.	 IRR 25-25, ø 2,5/25 mm dt. F43806 380,00 PLN / 4szt.
--	---	---	---

IRRI SAFE

Pasywna irygacja ultradźwiękowa

	IRR 20-21, ø 2/21 mm dt. F43807 380,00 PLN / 4szt.
	IRR 20-25, ø 2/25 mm dt. F43808 380,00 PLN / 4szt.
	IRR 25-21, ø 2,5/21 mm dt. F43805 380,00 PLN / 4szt.
	IRR 25-25, ø 2,5/25 mm dt. F43806 380,00 PLN / 4szt.

PSPIX

Kompletny, bezprzewodowy, wewnątrzustny system radiografii cyfrowej

- Płytki obrazujące są niezwykle cienkie i elastyczne - do łatwego i precyzyjnego pozycjonowania przy zapewnieniu maksymalnego komfortu pacjenta (dostępne w 4 rozmiarach)
- Wczytanie zdjęcia zajmuje tylko 4,3 do 7,5 sekund
- Zgodność ze wszystkimi wewnątrzustnymi aparatami rentgenowskimi (AC lub DC)
- Wszelkie możliwości przyłączenia do sieci i kompatybilność z technologią TWAIN

Na ekranie mogą być kontrolowane wszystkie procedury robocze i natychmiast wyświetlane zdjęcia



Można włożyć płytkę obrazującą | Uruchamiana jest procedura skanowania | Po kilku sekundach pojawia się obraz



ACTEON **26.800,-** 570 0165



XMIND DC

Wewnątrzustny aparat rentgenowski

- Różne długości ramion (40-110 cm)
- Wybór pomiędzy 60 a 70 kV - dla lepszego kontrastu
- Czas ekspozycji: 0,02 do 3,2 sekundy
- Montowany do ściany, unitu lub na statywie
- 2 lata gwarancji

12.500,- F 03 Bxx

SOPIX2

Wewnątrzustna, radiografia cyfrowa w technologii CMOS

- Opatentowana technologia ACE chroni każde zdjęcie przed prześwietleniem
- Wyjątkowa jakość obrazu (Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości i bardzo dobrym kontraście), co bardzo ułatwia podjęcie trafnej diagnozy
- 2 rozmiary sensora do wyboru: rozmiar 1 (25x39mm) i rozmiar 2 (31x42mm)
- rozdzielczość 25 lp/mm
- kompatybilność z technologią TWAIN

Sensor rozmiar 1
17.000,- S802 0001 (Win) S802 2000 (Mac)

Sensor rozmiar 2
24.500,- S802 0002 (Win) S802 2001 (Mac)



NOWOŚĆ
teraz także



3 lata gwarancji!

PIEZOTOME SOLO

Najprostszy sposób cięcia wszystkich rodzajów kości!

- Specjalnie zaprojektowane dla chirurgii przedimplantologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej
- Najnowsza Piezo-technologie Satelec w kompaktowym urządzeniu
- Moc, precyzja i bezpieczeństwo kontrolowanego cięcia
- Szeroka oferta końcówek piezochirurgicznych Satelec
- Najlepszy stosunek ceny do wartości

Bogate i kompletne wyposażenie standardowe!

Urządzenie | Rękojeść | Zestaw końcówek | Przelącznik nożny



Zestaw Essential do:
- Chirurgii kostnej
- Ekstrakcji
- Podnoszenia dna zatoki szczękowej

z 6 końcówkami (BS1 Slim II, BS4 II, LC2 II, SL1 II, SL2 II und SL3 II), komplet w stalowym pudełku



21.500,- F 57 500



Najszerzy z dostępnych na rynku, wybór wydajnych i bezpiecznych końcówek do piezochirurgii! Końcówki dostępne w zestawach lub każda osobno.

Zestaw Bone Surgery

F 87 509



6 końcówek BS II (BS1 Slim II, BS2L II, BS2R II, BS4 II, BS5 II i BS6 II), komplet w stalowym pudełku

4.090,-

Zestaw SinusLift

F 87 519



5 końcówek SL II (SL1 II, SL2 II, SL3 II, SL4 II i SL5 II), komplet w stalowym pudełku

2.630,-

Zestaw IntraLift

F 87 336



5 końcówek TKW II (TKW1 II, TKW2 II, TKW3 II, TKW4 II i TKW5 II), komplet w stalowym pudełku

4.500,-

Zestaw Extraction

F 87 546



6 końcówek Extraktion II (LC1 II, LC1-90° II, LC2 II, LC2L II, LC2R II i NINJA II), komplet w stalowym pudełku

3.500,-

Zestaw CrestSplitting

F 87 567



6 końcówek CS (CS1 II, CS2 II, CS3 II, CS4 II, CS5 II und CS6 II), komplet w stalowym pudełku

3.500,-

Zestaw CrownExtension

F 87 354



3 końcówki CE (CE1 II, CE2 II, CE3 II) i końcówka BS6 II, komplet w stalowym pudełku

2.400,-

* MOŻNA STOSOWAĆ WE WSZYSTKICH URZĄDZENIACH WOLNOSTOJĄCYCH SATELEC, UŻYTKOWANIE W SKALERACH ZABUDOWANYCH W UNICIE TYLKO W PRZYPADKU POSIADANIA PRZELĄCZNIKA TRYBÓW (ENDO, PERIO, SKALING); O SZCZEGÓLY ZAPYTAJ DOSTAWCĘ SWOJEGO UNITU STOMATOLOGICZNEGO.