

halo!

marrodent®

zapraszamy na Krakdent 2011 STOISKO B1
dostarczamy z piernikiem

informator marrodent® nr 4632011, oferta ograniczona
w czasie, marzec - maj 2011 lub do wyczerpania zapasów

siedziba i salon firmowy Bielsko-Biała tel.: 33 810 13 28
salon firmowy Katowice tel.: 32 254 16 87
salon firmowy Warszawa tel.: 22 899 08 80
www.marrodent.pl www.1dent.pl



15 PLN / płytka



MFT Vita
Zęby akrylowe.

15 PLN / płytka



Kup 120 płytek
(48 przodów i 72 boki),
indywidualnie dobierając
fasony i kolory, a szafkę S2
otrzymasz gratis!

MFT Vita
Zęby akrylowe.

15 PLN / płytka



Deklarując zakup 30 płytek
miesięcznie przez okres 18
miesięcy, otrzymasz gratis
pełną szafkę S2 z zębami
Vita MFT (48 przodów + 72
boki) w dowolnie wybranych
kolorach i fasonach.

MFT Vita
Zęby akrylowe.

OD **14900** PLN

Vacumat 6000 M Nowa Generacja
zadzwoń i dopasuj do swoich potrzeb

Hit
cenowy

Zadzwoń
(33) 810 13 28!



Hit
cenowy

Vacumat 6000 MP VITA
Piec dwufunkcyjny.

16930 PLN



Programat P300 + Vacuum Pump VP3 EASY
+ IPS Inline One Starter Kit A-D A3
+ IPS Telio Lab Starter Kit A2/A3 Ivoclar Vivadent
Nowoczesny piec do wypalania materiałów ceramicznych.

790 PLN



Heraeum NA Heraeus
Stop metali nieszlachetnych do wykonywania koron i mostów,
licowanych ceramiką lub kompozytem. Skład: Ni 59,3%, Cr 24% Mo
10%, Gęstość 8,2 g/cm³ Współczynnik rozszerzalności termicznej:
25-500°C - 14,1 μm/k. 20-600°C - 14,4 μm/k. Opakowanie 1000 g
+ **Wosk GEO Basic Set Renfert**
o wartości 90 PLN

PROTETYKA PROTETYKA PROTETYKA PROTETYKA PROTETYKA

nie przegap

Oferta ograniczona czasowo



C1 Master Schick Dental 4300 PLN

- zakres prędkości 1.000-40.000 obr/min.
- max. moment obrotowy: 5,0 Ncm

C2 Master Schick Dental 5850 PLN

- zakres prędkości 1.000-50.000 obr/min.
- max. moment obrotowy: 6,7 Ncm

C3 Master Schick Dental 6950 PLN

- zakres prędkości 1.000-50.000 obr/min.
- max. moment obrotowy: 7,8 Ncm

OD **17900** PLN



najwyższa jakość
najlepszy wybór

NOWOŚĆ!

S2 Master Schick Dental

Frezarka protetyczna z możliwością rozbudowy do frezowania ceramiki. Frezarka wyposażona w:

- silnik C2 Master
- światło bezcieniowe
- blokada magnetyczna stolika



69 PLN



Moldastone CN 4.5 kg Heraeus
Gips IV klasy (jasnobrązowy, szampański)
+ klej szybkowiązący Renfert
o wartości 19 PLN

1 PLN

199 PLN

1 PLN



Meliodent HC + Płyn Heraeus
Żywica akrylanowa do wykonywania protez dentystycznych. Polimeryzacja na gorąco.
+ Pasta do polerowania Renfert
o wartości 25 PLN

OD **44900** PLN **made in Germany**

Odlewarka MC15 Lukadent

Do wszystkich stopów dentystycznych szlachetnych i nieszlachetnych

- max. temp. odlewania 2000°C
- dokładne mieszanie stopu (nowy generator indukcyjny 3.5 kW)
- możliwość topienia stopów w próżni i odlewania w osłonie argonowej
- można stosować mufy wszystkich rozmiarów
- łatwa obsługa - opcjonalnie z miernikiem temp. (max. 1600°C)
- możliwość odlewania do 150 g stopu szlachetnego
- kontrola online poprzez modem GSM
- urządzenie zastępcze do 24 h



5450 PLN



Steamer X3 AmmanGirbach
Wytwornica pary.

4800 PLN

Przetestuj urządzenie

konsultant protetyczny Paweł Orczyk
tel.: 602 676 563 pawel.orczyk@marrodent.pl

Erkoform 3 Erkodent

Próżniowe urządzenie do techniki formowania wgłębnego z bezdotykową kontrolą temperatury i próżnią wstępną.

Erkoform 3D Erkodent cena: 5900 PLN



boki **59** PLN



przody **71** PLN

Physiodens Vita
Zęby Vita Physiodens dostępne we wszystkich odcieniach kolornika Vita 3D Master oraz Vita Classical.

7100 PLN

Hit
cenowy

NOWOŚĆ



Erkopress 300 Tp Erkodent

Uniwersalne urządzenie do ciśnieniowego tłoczenia folii.

Dostępny także **Erkopress 300 Tp-ci** z wbudowanym kompresorem - 8600 PLN.

199 PLN



VMK Master Starter Set VITA
W kolorniku Classical.

2950 PLN

Twister Venturi Renfert
Mieszadło próżniowe z koniecznością podłączenia do sprężonego powietrza.

Twister Renfert
Mieszadło próżniowe.
3790 PLN



820 PLN

Waxlectric I Renfert
Elektronicznie regulowane nożyki do wosku z bezpośrednim nagrzewaniem końcówki.



3800 PLN

MT Plus Renfert
Obcinarka do modeli. Przystosowana do pracy na mokro lub sucho. Obcinarka o mocy silnika 1300W.



97 PLN

Signum Dentine 4 g

79 PLN

Signum Opaker 3 g

2 x Signum w cenie 1

Kupując uzupełnienie kompozytu Signum (strzykawka Signum Dentine 4 g lub strzykawka Signum Opaker 3 g), równocześnie oddając strzykawkę uzupełniającą kompozytu technicznego firmy konkurencyjnej, drugą strzykawkę kompozytu Signum otrzymasz GRATIS! (opakowanie strzykawki konkurencji musi zawierać minimum 50% materiału).



950 PLN



Heraenium Pw

Stop chromokobaltowy do wykonywania koron i mostów, licowanych ceramiką lub kompozytem.
Skład: Co 55.2%, Cr 24%, Fe 4.0%, W 15%
Gęstość 8,2 g/cm³ Współczynnik rozszerzalności termicznej: 25-500°C - 14.3 μ/m/k. Opakowanie 1000 g

stop beznikłowy Heraenium PW

GRATIS!
o wartości 350 PLN

+Heravest Speed 35 x 160 g
+Płyn Investment BS1 900 ml



Akcja wymiany ceramiki

20 g **98** PLN
HeraCeram Heraeus

20 g **150** PLN
HeraCeram Zirkonia Heraeus

HeraCeram Heraeus

Kupując uzupełnienie ceramiki HeraCeram lub HeraCeram Zirkonia 20 g, równocześnie oddając opakowanie uzupełniające ceramiki firmy konkurencyjnej, drugie uzupełnienie HeraCeram lub HeraCeram Zirkonia 20 g otrzymasz GRATIS (opakowanie ceramiki konkurencji musi zawierać minimum 50% proszku).



189 PLN

IPS Inline® One Starter Kit

Ivoclar Vivadent

Nowa jednowarstwowa ceramika do licowania stopów metali do szybkiej i efektywnej pracy. Przyjazna w pracy, dopasowana do Twoich wymagań, pozwala zaoszczędzić czas. Umożliwia nieskomplikowaną pracę metodą proszek-płyn.



29 PLN

Hit cenowy

Lakiery KerrLab
Lakier na kikuty.



29390 PLN

Programat EP3000
+ Vacuum Pump VP3 EASY
+ IPS E.max Press Starter

Kit A-D Ivoclar Vivadent
Nowoczesny piec do wypalania materiałów ceramicznych.



boki **80** PLN

Phonares NHC Ivoclar Vivadent
Zęby z nanohybrydowego kompozytu.

przody **101** PLN



65 PLN

Kromotypo

IV kl Lascod
gips syntetyczny żółty, z chromatycznym wskaźnikiem fazy pracy.
25 kg - 299,00 pln
5 kg - 70,00 pln



39 PLN

Kleen Lube 15 ml KerrLab
Izolator gips/wosk.



65 PLN

Wały zwarciowe

Marrodent
Miękkie i twarde
100 szt.



19 PLN

Cerami Block Marrodent
Woskowe przęsla mostów. asortyment 90 szt. 160 PLN
uzupełnienie 10 szt. 19 PLN



1180 PLN

Garnek do polimeryzacji SchulerDental



1820 PLN

Prasa hydrauliczna Press Dental-farm
Pojemność max. 3 puszki, nacisk do 15000 kg



33 810 13 28

zadzwoń - Bielsko-Biała tel.:

marrodent®



3M ESPE
Lava™
podbudowy
cyrkonowe

axocyrkon
podbudowy
cyrkonowe



marrodent®
CENTRUM FREZOWANIA


ul. Krasieńskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała, infolinia: 33 810 39 49, tel. kom.: 668 699 323
e-mail: lava@marrodent.pl, axo@marrodent.pl, www.marrodent.pl



Nowoczesna stomatologia cyfrowa

LAVA™ C.O.S.

wyciski cyfrowe
komfort pacjenta
perfekcyjna protetyka



Rafał Topolewski
795 476 747

**DZIAŁ STOMATOLOGII
CYFROWEJ**

DZIAŁ SZKOLEŃ 📞 604 510 689

Informator szkoleniowy 2011



Symposium

Profesjonalistów Techniki Dentystycznej

Lublin 1 kwietnia 2011 r.
Szczecin 17 czerwca 2011 r.

Piotr Górski, Iwona Łabińska, Piotr Czarnobil
Systemy Ceramiczne Ivoclar Vivadent
- Innowacyjne rozwiązania postępowania laboratoryjnego.

informacje i zapisy:
Lublin: Marcin Barwiński tel. 608 187 886
Szczecin: Robert Rzepka tel. 600 976 352

Kurs napalania porcelany - stopień podstawowy.

tech. dent. Piotr Proskura
27 marca 2011 - ceramika VITA VM 13
29 maja 2011 - ceramika VITA VMK Master
19 czerwca 2011 - ceramika VITA VM 13

Kurs napalania porcelany - stopień drugi.

tech. dent. Piotr Proskura
10 kwietnia 2011

Naśladować naturę. Ceramika na podbudowie cyrkonowej systemu Lava.

tech. dent. Piotr Proskura
15 maja 2011

Metal pod ceramikę.

tech. dent. Piotr Proskura
13 marca 2011

Technika formowania wgłębnego z wykorzystaniem urządzeń i materiałów firmy ERKODENT.

tech. dent. Aleksandra Lichwa
3 kwietnia 2011

m®
szkolenia

marrodent®

marrodent®
PRZEDSTAWICIELE

Trójmiasto i okolice
Grzegorz Duda
tel.: 664 034 711
grzegorz.duda@marrodent.pl

Szczecin, Gorzów Wlkp. i okolice
Robert Rzepka
tel.: 600 976 352
robert.rzepka@marrodent.pl

Toruń, Bydgoszcz i okolice
Tomasz Karnowski
tel.: 664 034 712
tomasz.karnowski@marrodent.pl

konsultant protetyczny
Paweł Orczyk
tel.: 602 676 563
pawel.orczyk@marrodent.pl

Warszawa, Łódź i okolice
Marcin Chrapek
tel.: 608 370 242
marcin.chrapek@marrodent.pl

Kraków, Katowice i okolice
Andrzej Wojdała
tel.: 608 370 056
andrzej.wojdala@marrodent.pl

Lublin i okolice
Marcin Barwiński
tel. kom.: 608 187 886
marcin.barwinski@marrodent.pl

siedziba, salon firmowy marrodent®
BIELSKO-BIAŁA
43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasieńskiego 31
tel.: +48 33 810 13 28, tel.: +48 801 36 36 99
biuro@marrodent.pl

salon firmowy marrodent®
KATOWICE
40-881 Katowice, ul. Chrobrego 29
tel.: +48 32 254 16 87, tel.: +48 32 355 36 91
katowice@marrodent.pl

salon firmowy marrodent®
WARSZAWA
02-849 Warszawa, ul. Krasnowolska 18 G
tel.: +48 22 899 08 80, tel.: +48 22 899 08 72
warszawa@marrodent.pl