


Materiały CAD/CAM

Dyski NOVODENTA	142
Dyski VITA	144
Dyski GC	146
Dyski MESA	146
Bloczki VITA	148
Płyny barwiące do cyrkonu VITA	159
Bloczki IVOCCLAR VIVADENT AG	160
Bloczki GC	168



Dyski NOVODENTA



NovoDisc Zr-i, NovoDenta

Materiał do wykonywania podbudów cyrkonowych. Dostępny także barwiony w kolorach A1, A2, A3.

	Ø 98 x 10	Ø 98 x 12	Ø 98 x 14	Ø 98 x 16	Ø 98 x 18	Ø 98 x 20	Ø 98 x 22	Ø 98 x 25
white	M57967	M57968	M57969	M57970	M57971	M57972	M57973	M57974
A1		M62678	M61558	M62677	M61559	na zamówienie		
A2	na zamówienie	M61556	M58304	M60827	M62676			
A3		M62681	M58305	M60828	M61560			



NovoDisc Zr-i Monolith HT, NovoDenta

Materiał do wykonywania prac cyrkonowych pełnokonturowych. Dostępny także barwiony w kolorach A1, A2, A3, B1, B2, C2.

	Ø 98 x 10	Ø 98 x 12	Ø 98 x 14	Ø 98 x 16	Ø 98 x 18	Ø 98 x 20	Ø 98 x 22	Ø 98 x 25
white	M57983	M57984	M57985	M57986	M57987	M57988	M57989	M57990
A1	na zamówienie		M62686	M62687	M62688	M62689	na zamówienie	na zamówienie
A2			M61794	M61795	M60441	M61796		M58473
A3			M61797	M61798	M61799	M61800		M58474
B1	na zamówienie							
B2								
B3								
C2								



NovoDisc Zr-i Smile, NovoDenta

Bardzo estetyczny materiał do wykonywania prac pełnokonturowych oraz podbudów cyrkonowych (do trzech punktów w odcinku przednim lub bocznym). Dostępny także barwiony w kolorach A1, A2, A3, B1, B2, C2.

	Ø 98 x 10	Ø 98 x 12	Ø 98 x 14	Ø 98 x 16	Ø 98 x 18	Ø 98 x 20	Ø 98 x 25
white	M57976	M57975	M57977	M57978	M57979	M57980	M57981
A1	na zamówienie						
A2							
A3							
B1							
B2							
C2							

**NovoDisc Temp PMMA, NovoDenta**

Materiał do wykonywania tymczasowych koron i mostów.

	Ø 98 x 15	Ø 98 x 20
A1	M58625	M58476
A2	M58626	M58477
A3	M58627	M58478
B1	M58628	M58629

**NovoDisc Plex PMMA, NovoDenta**

Zastosowanie w technice odlewania metodą traconą.

	Ø 98 x 15	Ø 98 x 20	Ø 98 x 25
ivory	M57991	M57992	M57993

**NovoDisc Wax, NovoDenta**

Wosk do zastosowanie w technice odlewania metodą traconą.


Ø 98 x 10	Ø 98 x 12	Ø 98 x 14	Ø 98 x 16	Ø 98 x 18	Ø 98 x 20	Ø 98 x 25
M57963	M57964	M57578	M57965	M57579	M57580	M57966

**NovoScan, NovoDenta**

Spray umożliwiający skanowanie modeli.

NovoScan

M56849



Posiadamy w ofercie dyski **Novodenta** w różnych kształtach

Dyski VITA

VITA Enamic, VITA



Dyski	98,4 x 18
1M1-HT, 1 szt.	M61997
1M1-T, 1 szt.	M62657
1M2-HT, 1 szt.	M61998
1M2-T, 1 szt.	M62001
2M2-HT, 1 szt.	M61996
2M2-T, 1 szt.	M62002
3M2-HT, 1 szt.	M61999
3M2-T, 1 szt.	M62003
4M2-HT, 1 szt.	M62000
4M2-T, 1 szt.	M62658

VITA ENAMIC jest pierwszą dentystyczną ceramiką hybrydową na świecie, która posiada podwójnie usieciowaną strukturę. W tym materiale dominuje siatka ceramiczna, która jest wzmocniona przez siatkę polimerową - obie siatki przenikają się wzajemnie. VITA ENAMIC to dentystyczny materiał dwuskładnikowy, który scala pozytywne właściwości ceramiki i kompozytu. Ta nowatorska ceramika hybrydowa gwarantuje po raz pierwszy nie tylko znakomitą elastyczność, lecz również wyjątkową odporność na obciążenia i to natychmiast po adhezyjnym zacementowaniu. Dzięki temu materiał znakomicie nadaje się do wykonywania koron w odcinku bocznym oraz umożliwia wykonywanie uzupełnień o zredukowanej grubości ścianek metodą mało inwazyjną. Poza tym materiał VITA ENAMIC przekonuje swoją wysoką niezawodnością, precyzją kształtu, stabilnością krawędzi oraz wiernym odzwierciedleniem detali anatomicznych w procesie frezowania. Materiał hybrydowy łatwo integruje się z resztą uzębienia oraz gwarantuje naturalną grę kolorów dzięki znakomitej przewodności światła.

Zalety: wyjątkowa odporność na obciążenia, dzięki której następuje absorpcja sił żucia, możliwość wykonywania delikatnych uzupełnień o cienkich ściankach, przy oszczędnej redukcji substancji zęba, szybka i ergonomiczna obróbka CAD/CAM, właściwości materiału bardzo zbliżone do substancji naturalnych zębów.

Dane fizyczne: wytrzymałość na zginanie 150-160 N/mm², twardość 2500 N/mm², współczynnik sprężystości wzdłużnej 30.000 N/mm², gęstość 2,1 g/cm³, odporność na pękanie 1,5 MPa.



Dyski	Ø 98.4 x 20
1M2T, 1 szt.	M56684
2M2T, 1 szt.	M41459
3M2T, 1 szt.	M56685

Vita CAD-Temp monoColor, VITA

Dyski wykonane z jednorodnego, wysoko molekularnego i usieciowanego polimeru akrylowego z mikrowypełniaczem. Do wykonywania wieloprzęsłowych, całkowicie i częściowo anatomicznych długoczasowych mostów prowizorycznych w systemie CAD/CAM.

Zalety: dobra stabilność długoterminowa (do 3 lat czas noszenia) i odporność na ścieranie, naturalny efekt kolorystyczny, minimalny nakład pracy przy wykonaniu, naturalna fluorescencja i przezierność, łatwy w polerowaniu, brak podrażnień dziąseł.

Dane fizyczne: wytrzymałość na zginanie > 80 N/mm², współczynnik sprężystości wzdłużnej 2800 N/mm², temperatura zmiękania 118 °C, wypełniacz nieorganiczny 14% wagowych.



Dyski	Ø 98,4 x 18
1M2T, 1 szt.	M28608
2M2T, 1 szt.	M28609
3M2T, 1 szt.	M28610

Vita CAD-Temp multiColor, VITA

Dyski wykonane z czterowarstwowego, wysoko molekularnego i usieciowanego polimeru akrylowego z mikrowypełniaczem. Do wykonywania wieloprzęsłowych, całkowicie i częściowo anatomicznych długoczasowych mostów prowizorycznych w systemie CAD/CAM.

Zalety: dobra stabilność długoterminowa (do 3 lat czas noszenia) i odporność na ścieranie, naturalny efekt kolorystyczny, minimalny nakład pracy przy wykonaniu, naturalna fluorescencja i przezierność, łatwy w polerowaniu, brak podrażnień dziąseł.

Dane fizyczne: wytrzymałość na zginanie > 80 N/mm², współczynnik sprężystości wzdłużnej 2800 N/mm², temperatura zmiękania 118 °C, wypełniacz nieorganiczny 14% wagowych.

**VITA CAD-Waxx, VITA**

VITA CAD-Waxx to polimer akrylowy spalający się bez reszty. Służy do komputerowego tworzenia Wax-Upów, które wykorzystujemy w technice tłoczenia, odlewania oraz wykonywania szablonów pod implanty.

Zalety: szybkie i łatwe modelowanie przy użyciu komputera, dokładne kształtowanie i znakomite dopasowanie, odlew wolny od artefaktów (dziur) - po wytłoczeniu uzupełnienia charakteryzuje się gładką powierzchnią.

Dysk, Ø 98,4 / wys. 20 mm, 10 szt.

Nr art.

M20152

Dysk, Ø 98,4 / wys. 20 mm, 2 szt.

M20151

**Vita YZ T, VITA**

Przezierny tlenek cyrkonu umożliwia wykonywanie delikatnych podbudów pod korony i mosty, które charakteryzują się doskonałym dopasowaniem. W celu dokładnej reprodukcji koloru, VITA YZ T jest systemem o znakomicie dopasowanych komponentach. Dzięki wyjątkowej odporności (około 1.200 MPa) przeznaczony do wykonywania podbudów odpornych na bardzo wysokie obciążenia.

Z czego korzystają użytkownicy: z doskonałych wyników dzięki wysokiej stabilności brzegów i znakomitych rezultatów po procesie synteryzacji, które cechuje precyzyjne dopasowanie, wysokiego poziomu bezpieczeństwa dzięki wyjątkowej odporności i ponad 10-letniego doświadczenia klinicznego, certyfikatu produkcji dzięki 80-minutowemu procesowi synteryzacji HighSpeed, w celu dokładnej reprodukcji koloru, komponenty (np. ceramika licująca) zostały znakomicie dopasowane.

	Ø 98,4 x 10	Ø 98,4 x 12	Ø 98,4 x 14	Ø 98,4 x 16	Ø 98,4 x 18	Ø 98,4 x 20	Ø 98,4 x 25
white	M56366	-	M34952	M57587	M41461	-	-
LL1	na zamówienie						
LL2							
LL3							

**Vita YZ HT, VITA**

VITA YZ HT to tlenek cyrkonu o wysokim stopniu przezierności, który cechuje ogromna wytrzymałość (około 1.200 MPa) i dobra przewodność światła. Materiał przede wszystkim nadaje się do monolitycznych uzupełnień przeznaczonych do wykonywania mostów w odcinku przednim i bocznym. To niedroga, estetyczna alternatywa w stosunku do licowanej częściowo metalo-ceramiki na podbudowie z metali nieszlachetnych. W celu dokładnej reprodukcji koloru, VITA YZ HT jest systemem o znakomicie dopasowanych komponentach.

Z czego korzystają użytkownicy: z doskonałych wyników dzięki wysokiej stabilności brzegów i znakomitych rezultatów po procesie synteryzacji, które cechuje precyzyjne dopasowanie, duży potencjał estetyczny dzięki wysokiemu stopniowi przezierności, półfabrykty w kolorze zębów przeznaczone do wykonywania uzupełnień monolitycznych, wykonywanie delikatnych uzupełnień o cienkich ściankach, przy oszczędnej redukcji substancji zęba, w celu dokładnej reprodukcji koloru, komponenty (np. ceramika licująca, płyn) zostały znakomicie dopasowane.

	Ø 98,4 x 10	Ø 98,4 x 12	Ø 98,4 x 14	Ø 98,4 x 16	Ø 98,4 x 18	Ø 98,4 x 20	Ø 98,4 x 25
white	na zamówienie						
A1							
A2							
A3							
1M2							
2M2							
3M2							

Dyski GC

Initial Zirconia dysk, GC

Wstępnie synteryzowany dysk z ZrO_2 do wytwarzania rekonstrukcji na pojedynczych zębach i mostach w obszarze zębów przednich i bocznych. Rekonstrukcje poddawane są synteryzacji w piecu wysokotemperaturowym. Materiał Initial Zirconia licujemy materiałem GC Initial Zr-FS.

Zalety: Bardzo wysoka jakość ZrO_2 , CIP (Cold Isostatic Pressed) zapewniający zoptymalizowane właściwości fizyczne.

Dane fizyczne: wytrzymałość na zginanie: 1200 N/mm², twardość: 1250 HV, gęstość: 6,09 g/cm³.

HT	Ø 98,5 x 12	Ø 98,5 x 14	Ø 98,5 x 18	Ø 98,5 x 25
white	M62932	M62933	M62934	M62935

ST	Ø 98,5 x 12	Ø 98,5 x 14	Ø 98,5 x 18	Ø 98,5 x 25
white	M62928	M62929	M62930	M62931

Dyski MESA

Magnum Splendidum dysk, MESA

Struktura Splendidum zapewnia uzyskanie gładkich i jednolitych powierzchni mało pokrywających się tlenkami nawet podczas wielokrotnych wypałów. Współczynnik rozszerzalności termicznej jest idealny dla wszystkich ceramiek ostatniej generacji.

Twardość wg Vickers'a 273 HV10.

Ø 98,5 x 10	Ø 98,5 x 12	Ø 98,5 x 14
M60800	M60801	M63092


Co	60
Cr	28
W	9
Si	1,5
Inne	Mn; Fe



Materiał Initial Zr-FS, strona 101

Nowy asortyment!

Sprawdź w sklepie internetowym www.1dent.pl



- wszystkie informacje o zamówieniach w jednym miejscu
- możliwość zamówień 24h/dobę
- szybka dostawa
- historia zamówień i płatności
- akcje promocyjne
- indywidualny chat online

 **dent.pl**



Promocje weekendowe!

Wybrane produkty w niższych cenach na 1dent.pl

 **dent.pl**

Bloczki VITA

VITA Suprinity, VITA



VITA SUPRINITY to materiał, należący do grupy materiałów szklano-ceramicznych. Nowatorski proces produkcji wzbogaca ceramikę szklaną o tlenek cyrkonu (około. 10% ciężaru). Dwukrzemian litu wzmocniony tlenkiem cyrkonu (ZLS), charakteryzuje się homogeniczną i drobnocząsteczkową mikrostrukturą. Zapewnia to doskonałą jakość materiału, odporność na wysokie obciążenia oraz wieloletnią niezawodność. Dodatkowo materiał charakteryzuje łatwość obróbki, czyli proste szlifowanie i polerowanie. Dzięki swojej znakomitej przezierności, fluorescencji i opalescencji, VITA SUPRINITY sprawia że nowa ceramika szklana jest bardzo estetyczna. Materiał stosujemy do wykonywania koron w odcinku przednim i bocznym, jak również do tworzenia podbudowy na implanty, licówki, wkłady i nakłady, co pokazuje jak szerokie zastosowanie ma VITA SUPRINITY. Indywidualizację odbudów można przeprowadzać za pomocą Vita VM 11, a charakteryzację przy użyciu Vita Akzent Plus.

VITA SUPRINITY IS bloki do wytwarzania uzupełnień hybrydowych w technice CAD/CAM na podbudowach z implantów. Bloki posiadają wstępnie przygotowane złącza o rozmiarze S lub L do bezpośredniego sklejenia uzupełnienia protetycznego z tytanową podstawą, np. Sirona TiBase.

Zalety: VITA Suprinity jest bardzo odporną ceramiką szklaną, wzmocnioną tlenkiem cyrkonu (w stanie krystalizacji wstępnej). Użytkownicy korzystają na wysokim bezpieczeństwie, dzięki siatce szklano-ceramicznej, wzmocnionej tlenkiem cyrkonu, zoptymalizowanej stabilności brzegów w porównaniu z dwukrzemianem litu (frezarka Sirona MC XL), łatwej obróbce, znakomitej estetyce, dzięki zintegrowanej przezierności, opalescencji i fluorescencji.

Dane fizyczne: Wytrzymałość na zginanie 3-punktowe ok. 420 N/mm², w stanie wstępnie skrytalizowanym ok. 180 N/mm²; wytrzymałość dwuosiowa ok. 540 N/mm²; twardość ok. 7000 N/mm²; współczynnik sprężystości wzdłużnej ok. 70.000 N/mm²; odporność na pękanie ok. 2,0 MPa.



Nr art.

Zestaw Starter Set Clinical 3D Master

na zamówienie

Zestaw zawiera: 6 x HT LS-14 (0M1,1M1, 1M2, 2M2,3M2, 4M2), 6 x T LS-14 (0M1,1M1, 1M2, 2M2,3M2, 4M2), VITA AKZENT PLUS GLAZE LT SPRAY, podstawka do napalania prac (struktura plastra miodu), 2 x sztyfty platynowe, VITA SUPRINITY Polishing Set clinical, instrukcja obróbki materiału.

Zestaw Starter Set Technical 3D Master

na zamówienie

Zestaw zawiera: 6 x HT LS-14 (0M1,1M1, 1M2, 2M2,3M2, 4M2), 6 x T LS-14 (0M1,1M1, 1M2, 2M2,3M2, 4M2), VITA AKZENT PLUS GLAZE LT SPRAY, podstawka do napalania prac (struktura plastra miodu), 2 x sztyfty platynowe, VITA SUPRINITY Polishing Set technical, instrukcja obróbki materiału.



Zestaw Starter Set Clinical Classical

na zamówienie

Zestaw zawiera: 8 x HT LS-14 (0M1, A1, A2, A3, A3.5, B2,C2 D2), 8 x T LS-14 (0M1, A1, A2, A3, A3.5, B2,C2 D2), VITA AKZENT PLUS GLAZE LT SPRAY, podstawka do napalania prac (struktura plastra miodu), 2 x sztyfty platynowe, VITA SUPRINITY Polishing Set clinical, instrukcja obróbki materiału.

Zestaw Starter Set Technical Classical

na zamówienie

Zestaw zawiera: 8 x HT LS-14 (0M1, A1, A2, A3, A3.5, B2,C2 D2), 8 x T LS-14 (0M1, A1, A2, A3, A3.5, B2,C2 D2), VITA AKZENT PLUS GLAZE LT SPRAY, podstawka do napalania prac (struktura plastra miodu), 2 x sztyfty platynowe, VITA SUPRINITY Polishing Set technical, instrukcja obróbki materiału.



Materiał VITA Suprinity licujemy ceramiką VM 11, strona 83



HT 5 szt.	LS-14 12 x 14 x 18 mm
A1	M53204
A2	M52279
A3	M53203
A3,5	M53734
B2	M53735
C2	M53736
D2	M53737
OM1	M53738
1M1	na zamówienie
1M2	
2M2	
3M2	
4M2	

T 5 szt.	LS-14 12 x 14 x 18 mm
A1	M54980
A2	M54981
A3	M54983
A3,5	M54982
B2	M54985
C2	M54986
D2	M54987
OM1	M58217
1M1	na zamówienie
1M2	
2M2	
3M2	
4M2	



Polishing Set clinical, 6 szt.

Nr art.

M61582

Dwustopniowy system do polerowania wstępnego i na wysoki połysk, na kątnicę.



Polishing Set technical, 6 szt.

M61582

Dwustopniowy system do polerowania wstępnego i na wysoki połysk, na prostnicę.



VITA Enamic, VITA



VITA ENAMIC jest pierwszą dentystyczną ceramiką hybrydową na świecie, która posiada podwójnie usieciowaną strukturę. W tym materiale dominuje siatka ceramiczna, która jest wzmocniona przez siatkę polimerową - obie siatki przenikają się wzajemnie. VITA ENAMIC to dentystyczny materiał dwuskładnikowy, który scala pozytywne właściwości ceramiki i kompozytu. Ta nowatorska ceramika hybrydowa gwarantuje po raz pierwszy nie tylko znakomitą elastyczność, lecz również wyjątkową odporność na obciążenia i to natychmiast po adhezyjnym zacementowaniu. Dzięki temu materiał znakomicie nadaje się do wykonywania koron w odcinku bocznym oraz umożliwia wykonywanie uzupełnień o zredukowanej grubości ścianek metodą mało inwazyjną. Poza tym materiał VITA ENAMIC przekonuje swoją wysoką niezawodnością, precyzją kształtu, stabilnością krawędzi oraz wiernym odwzwierciedleniem detali anatomicznych w procesie frezowania. Materiał hybrydowy łatwo integruje się z resztą uzębienia oraz gwarantuje naturalną grę kolorów dzięki znakomitej przewodności światła.

VITA ENAMIC IS bloki do wytwarzania uzupełnień hybrydowych w technice CAD/CAM na podbudowach z implantów. Bloki posiadają wstępnie przygotowane złącza o rozmiarze S lub L do bezpośredniego sklejenia uzupełnienia protetycznego z tytanową podstawą, np. Sirona TiBase.

Zalety: wyjątkowej odporności na obciążenia, dzięki której następuje absorpcja sił zucia, możliwość wykonywania delikatnych uzupełnień o cienkich ściankach, przy oszczędnej redukcji substancji zęba, szybka i ergonomiczna produkcja CAM, właściwości materiału bardzo zbliżone do substancji naturalnych zębów.

Dane fizyczne: wytrzymałość na zginanie 150-160 N/mm², twardość 2500 N/mm², współczynnik sprężystości wzdłużnej 30.000 N/mm², gęstość 2,1 g/cm³, odporność na pękanie 1,5 MPa.



Nr art.

VITA ENAMIC STARTER Set Clinical

M45291

Zawartość zestawu: 5 x HT-EM-14 (0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2), 5 x T-EM-14 (0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2), Polishing Set clinical – 8 instrumentów do polerowania wstępnego oraz do wysokiego polysku.

VITA ENAMIC STARTER Set Technical

M45290

Zawartość zestawu: 5 x HT-EM-14 (0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2), 5 x T-EM-14 (0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2), Polishing Set clinical – 8 instrumentów do polerowania wstępnego oraz do wysokiego polysku.

HT, 5 szt.	EM-10 8 x 10 x 15 mm	EM-14 12 x 14 x 18 mm
0M1	M51739	M50163
1M1	M51184	M49245
1M2	M50839	M47033
2M2	M50840	M47034
3M2	M50841	M45295
4M2	M59260	M58853

HT, 5 szt.	IS-16L 18 x 16 x 18 mm	IS-16S 18 x 16 x 18 mm
1M1	M59413	M59422
1M2	M59418	M59423
2M2	M59419	M59424
3M2	M59420	M59569
4M2	M59421	M59570

T, 5 szt.	EM-14 12 x 14 x 18 mm
0M1	M50164
1M1	M45289
1M2	M46466
2M2	M45287
3M2	M45288
4M2	M59600

T, 5 szt.	IS-14L 18 x 14 x 12 mm	IS-14S 18 x 14 x 12 mm
1M1	na zamówienie	
1M2		
2M2		
3M2		
4M2		



VITA Enamic licujemy materiałem VM LC, strona 110



VITA ENAMIC STAINS KIT

Zawartość zestawu: 6 x 2g (white, corn, brown, khaki, blue i black), 20 ml Liquid, 20 ml Glaze, 20 szt. aplikatory, 50 ml Cleaner, 2 x pędzelek nr 1, porcelanowa płytka do mieszania mas (czarna) 8,5 x 11 cm, dwustronna szpatułka do mieszania.

Nr art.

M45294

Uzupełnienia, 2 g

STAIN 1, white

M59568

STAIN 2, corn

M62602

STAIN 3, brown

M62603

STAIN 4, khaki

M62604

STAIN 5, blue

M62605

STAIN 6, black

M62606

STAINS LIQUID, 20 ml

M51827

GLAZE 20 ml, aplikatory 20 szt.

M50760

Dwustronna szpatułka do mieszania

M31710

Porcelanowa płytka do mieszania mas
(czarna) 8,5 x 11 cm 1 sztuka C014

M41893

Polishing Set clinical, 8 szt.


M45291

Dwustopniowy system do polerowania wstępnego i na wysoki połysk, na kątnicę.

Polishing Set technical, 8 szt.

M45290

Dwustopniowy system do polerowania wstępnego i na wysoki połysk, na prostnicę.



VITA ENAMIC
Narzędzia polerskie



Charakteryzacja
farbkami VITA ENAMIC Stains



Indywidualizacja przy
pomocy VITA VM LC

Vitablocs Mark II, VITA



VITABLOCS Mark II to monochromatyczne bloczki z ceramiki skaleninowej, które służą do wykonywania licówek wkładów, nakładów, koron częściowych i całkowitych w zakresie zębów przednich i bocznych oraz znakomicie integrują się z pozostałą substancją zęba.

Korzyści dla użytkownika: skuteczność potwierdzona miliony razy, ponad 25 lat klinicznego doświadczenia, bardzo dobra integracja kolorystyczna, dzięki efektowi kameleona, szybka obróbka uzupełnienia, dzięki bezpośredniemu frezowaniu/polerowaniu CAM - natychmiastowe, zacemowanie.

Dane fizyczne: współczynnik wydłużenia cieplnego $9,4 \times 10^{-6} K^{-1}$, temperatura zeszklenia 780-790°C, wytrzymałość na zginanie ok. 154 N/mm², współczynnik sprężystości wzdłużnej ok. 45.000 N/mm², gęstość ok. 2,44 g/cm³.

	I8 8 x 8 x 15 mm	I10 10 x 12 x 15 mm	I12 10 x 12 x 15 mm	I14 12 x 14 x 18 mm
A1	M55942	M44462	M44455	M44459
A2	M53248	M44463	M44454	M44460
A3	M53249	M44464	M44456	M44461
A3.5	-	na zamówienie	M59635	M59628
A4	-		M59634	M59627
B2	-		M59633	M59636
B3	-		M59632	M59626
C2	-		M59631	M59625
C3	-		M59630	M59624
D3	-		M59629	M59623
0M1	-	-	M44457	M44484
1M1	M58962	M42097	M38187	M44485
1M2	M37532	M37533	M31169	M16825
2M1	M58963	M58964	M49735	M42968
2M2	M37499	M37498	M16824	M31061
2M3	M58965	M58966	M31170	M36685
3M1	M58967	M58968	M38919	M42967
3M2	na zamówienie		M38189	M42392
3M3			M42382	M36686
4M2			M42383	M42386

3D-Master dla Rapid Layer Technology

	I40/19 15,5 x 19 x 39 mm
1M1	na zamówienie
1M2	
2M2	
3M2	



Charakteryzacja przy pomocy farbek
VITA AKZENT Plus



Indywidualizacja przy
pomocy VITA VM 9



Vitablocs TriLuxe, VITA

VITABLOCS TriLuxe to multichromatyczne bloki z ceramiki skaleniowej o zintegrowanym trzywarstwowym gradientie (cieniowaniu) kolorów. Są przystosowane do tworzenia bardzo estetycznych rekonstrukcji w widocznym obszarze zębów przednich i bocznych oraz licówek.

Korzyści dla użytkownika: skuteczność potwierdzona miliony razy, naturalna gra kolorów dzięki zintegrowanemu cieniowaniu barw, szybka obróbka uzupełnienia, dzięki bezpośredniemu frezowaniu/polerowaniu CAM - natychmiastowe zacementowanie, indywidualna reprodukcja estetyki dzięki zastosowaniu technologii CAD/CAM.

Dane fizyczne: współczynnik wydłużenia cieplnego $9,4 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$, temperatura zeszklenia 780-790°C, wytrzymałość na zginanie ok. 154 N/mm², współczynnik sprężystości wzdłużnej ok. 45.000 N/mm², gęstość ok. 2,44 g/cm³.

	TRI-12 10 x 12 x 15 mm	TRI-14 12 x 14 x 18 mm	TRI-14/14 14 x 14 x 18 mm
A1	M44510	M44509	M59640
A2	M44511	M38081	M59642
A3	M44512	M38082	M59641
1M2	M31180	M31062	M44506
2M2	M31181	M31085	M42389
3M2	M31182	M31179	M42390

Vitablocs TriLuxe Forte, VITA



VITABLOCS TriLuxe Forte to multichromatyczne bloki z ceramiki skaleniowej o zintegrowanym czterowarstwowym gradientie (cieniowaniu) kolorów. Są przystosowane do tworzenia bardzo estetycznych rekonstrukcji w widocznym obszarze zębów przednich i bocznych oraz licówek.

Korzyści dla użytkownika: skuteczność potwierdzona miliony razy, naturalna gra kolorów dzięki zintegrowanemu cieniowaniu barw, szybka obróbka uzupełnienia, dzięki bezpośredniemu frezowaniu/polerowaniu CAM - natychmiastowe zacementowanie, indywidualna reprodukcja estetyki dzięki zastosowaniu technologii CAD/CAM.

Dane fizyczne: współczynnik wydłużenia cieplnego $9,4 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$, temperatura zeszklenia 780-790°C, wytrzymałość na zginanie ok. 154 N/mm², współczynnik sprężystości wzdłużnej ok. 45.000 N/mm², gęstość ok. 2,44 g/cm³.



	TF-12 10 x 12 x 15 mm	TF-14 12 x 14 x 18 mm	TF-14/14 14 x 14 x 18 mm
A1	M44500	M44503	M59640
A2	M44501	M44504	M59642
A3	M44502	M44505	M59641
A3,5	M59637	M59638	M59639
1M2	M44498	M44499	M44489
2M2	M38194	M44486	M44491
3M2	M38195	M44487	M44497

	TF40/19 15,5 x 19 x 39 mm
1M2	M35548
2M2	M35549
3M2	M35550

Vitablocs RealLife, VITA




Bloki z ceramiki kalcytowej o trójwymiarowej strukturze bloku z rdzeniem zębinowym i otoczką ze szkliwa odpowiednio imitującą naturalne przechodzenie z koloru zębiny w kolor szkliwa naturalnego zęba. Do wykonywania bardzo estetycznych koron zębów przednich i licówek.

Dane fizyczne: współczynnik wydłużenia cieplnego $9,4 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$, temperatura zeszklenia 780-790°C, wytrzymałość na zginanie ok. 154 N/mm², współczynnik sprężystości wzdłużnej ok. 45.000 N/mm², gęstość ok. 2,44 g/cm³.

	RLT-14/14 14 x 14 x 18 mm
0M1	M56150
1M1	M56683
1M2	M35547
2M1	M38080
2M2	M34967
3M2	M34439



Charakteryzacja przy pomocy farbek
VITA AKZENT Plus



Indywidualizacja przy
pomocy VITA VM 9

Vita CAD-Temp monoColor, VITA



Bloki wykonane z jednorodnego, wysokomolekularnego i usieciowanego polimeru akrylowego z mikrowypełniaczem. Do wykonywania wieloprzęstłowych, całkowicie i częściowo anatomicznych długoczasowych mostów prowizorycznych w systemie CAD/CAM.

VITA CAD-Temp. Bloki do wytwarzania uzupełnień hybrydowych w technice CAD/CAM na podbudowach z implantów. Bloki posiadają wstępnie przygotowane złącza o rozmiarze S lub L do bezpośredniego sklejenia uzupełnienia protetycznego z tytanową podstawą, np. Sirona TiBase.

Zalety: dobra stabilność długoterminowa (do 3 lat czas noszenia) odporność na ścieranie, naturalny efekt kolorystyczny, minimalny nakład pracy przy wykonaniu, naturalna fluorescencja i przezierność, łatwy w polerowaniu, brak podrażnień dziąseł.

Dane fizyczne: wytrzymałość na zginanie > 80 N/mm², współczynnik sprężystości wzdłużnej 2800 N/mm², temperatura zmiękczenia 118 °C, wypełniacz nieorganiczny 14% wagowych.



	CT-40 15,5 x 19 x 39 mm 2 szt.	CT-40 15,5 x 19 x 39 mm 10 szt.	CT-55 15,5 x 19 x 55 mm 1 szt.
0M1	na zamówienie	na zamówienie	-
1M2	M32063	M56743	M53670
2M2	M31086	M45292	M31090
3M2	M31087	M45293	M31091

Opis	IS-16L 18 x 16 x 18 mm	IS-16S 18 x 16 x 18 mm
1M2, 5 szt.	M61450	M61451
2M2, 5 szt.	M60566	M60584
3M2, 5 szt.	M61452	M61453

Vita CAD-Temp multiColor, VITA




Bloki wykonane z czterowarstwowego, wysokomolekularnego i usieciowanego polimeru akrylowego z mikrowypełniaczem. Do wykonywania wieloprzęstłowych, całkowicie i częściowo anatomicznych długoczasowych mostów prowizorycznych w systemie CAD/CAM.

Zalety: dobra stabilność długoterminowa (do 3 lat czas noszenia) odporność na ścieranie, naturalny efekt kolorystyczny, minimalny nakład pracy przy wykonaniu, naturalna fluorescencja i przezierność, łatwy w polerowaniu, brak podrażnień dziąseł.

Dane fizyczne: wytrzymałość na zginanie > 80 N/mm², współczynnik sprężystości wzdłużnej 2800 N/mm², temperatura zmiękczenia 118 °C, wypełniacz nieorganiczny 14% wagowych.

	CTM-40 15,5 x 19 x 39 mm 2 szt.	CTM-40 15,5 x 19 x 39 mm 10 szt.	CT-85/40 18 x 40 x 85 mm 1 szt.
1M2	M52633	M53200	M58598
2M2	M32064	M50926	M54532
3M2	M34438	M54850	M57853



Indywidualizacja przy pomocy VITA VM LC

VITA CAD-Waxx, VITA



VITA CAD-Waxx to polimer akrylowy spalający się bez reszty. Służy do komputerowego tworzenia Wax-Upów, które wykorzystujemy w technice tłoczenia, odlewania oraz wykonywania szablonów pod implanty.

Na czym korzystają użytkownicy: szybkie i łatwe modelowanie przy użyciu komputera, dokładne kształtowanie i znakomite dopasowanie, odlew wolny od artefaktów (dziur) - po wytlóczeniu uzupełnienia charakteryzuje się gładką powierzchnią.

CW-40, 2 szt. (14 x 15 x 40 mm)
CW-40, 10 szt. (14 x 15 x 40 mm)

Nr art.
M20151
M20152

Vita YZ T, VITA



Przezierny tlenek cyrkonu umożliwia wykonywanie delikatnych podbudów pod korony i mosty, które charakteryzują się doskonałym dopasowaniem. W celu dokładnej reprodukcji koloru, VITA YZ T jest systemem o znakomicie dopasowanych komponentach. Dzięki wyjątkowej odporności (około 1.200 MPa) przeznaczony do wykonywania podbudów odpornych na bardzo wysokie obciążenia.

Z czego korzystają użytkownicy: z doskonałych wyników dzięki wysokiej stabilności brzegów i znakomitych rezultatów po procesie, synteryzacji, które cechuje precyzyjne dopasowanie, wysokiego poziomu bezpieczeństwa dzięki wyjątkowej odporności i ponad 10-letniego doświadczenia klinicznego, certyfikatu produkcji dzięki 80-minutowemu procesowi synteryzacji HighSpeed, w celu dokładnej reprodukcji koloru, komponenty (np. ceramika licująca) zostały znakomicie dopasowane.

	YZ-20 1920 x 19 x 15,5 mm 4 szt.	YZ-40/19 39 x 19 x 15,5 mm 2 szt.	YZ-55 55 x 15,5 x 19 mm 2 szt.	YZ-65/25 65 x 25 x 22 mm 1 szt.
white	M41317	M38196	M60416	M52331
LL1	M54315	M58221	M62600	M62601



Barwienie płynem
VITA YZ T SHADE LIQUID



Indywidualizacja przy
pomocy VITA VM 9



Charakteryzacja przy pomocy farbek
VITA AKZENT Plus

Vita YZ HT, VITA



VITA YZ HT to tlenek cyrkonu o wysokim stopniu przezierności, który cechuje ogromna wytrzymałość (około 1.200 MPa) i dobra przewodność światła. Materiał przede wszystkim nadaje się do monolitycznych uzupełnień przeznaczonych do wykonywania mostów w odcinku przednim i bocznym. To niedroga, estetyczna alternatywa w stosunku do licowanej częściowo metalo-ceramiki na podbudowie z metali nieszlachetnych. W celu dokładnej reprodukcji koloru, VITA YZ HT jest systemem o znakomicie dopasowanych komponentach.

Z czego korzystają użytkownicy: z doskonałych wyników dzięki wysokiej stabilności brzegów i znakomitych rezultatów po procesie synteryzacji, które cechuje precyzyjne dopasowanie, duży potencjał estetyczny dzięki wysokiemu stopniowi przezierności, półfabrykaty w kolorze zębów przeznaczone do wykonywania uzupełnień monolitycznych, wykonywanie delikatnych uzupełnień o cienkich ściankach, przy oszczędnej redukcji substancji zęba, w celu dokładnej reprodukcji koloru, komponenty (np. ceramika licująca, płyn) zostały znakomicie dopasowane.

	YZ-20/19 20 x 19 x 15,5 mm 4 szt.	YZ-40/19 39 x 19 x 15,5 mm 2 szt.	YZ-55 55 x 15,5 x 19 mm 2 szt.	YZ-65/25 65 x 25 x 22 mm 1 szt.
white	M63135	M63134	M63136	M63137



Barwienie płynem
VITA YZ HT SHADE LIQUID

Indywidualizacja przy
pomocy VITA VM 9

Charakteryzacja przy pomocy farbek
VITA AKZENT Plus

Vita Rapid Layer Technology, VITA

Komputerowa technika wykonywania mostów spajanych (z dwóch struktur) o pełnych cechach anatomicznych. W odcinku bocznym uzębienia wykonujemy mosty maksymalnie czteropunktowe. Cyfrowa obróbka umożliwia automatyczne tworzenie mostów z tlenku cyrkonu (podbudowa) i strukturę licowaną z ceramiki skaleniowej. Obie struktury technicznie właściwie dopasowane, tak że cechy anatomiczne podbudowy zostały zredukowane i tworzą miejsce dla wylicowanej struktury. Spojenie obu struktur CAM przeprowadzone zostaje kompozytem cementującym.

Z czego korzystają użytkownicy: oszczędność czasu i kosztów dzięki cyfrowej technice wykonawstwa, wysokie bezpieczeństwo i minimalne ryzyko odpryskiwania licówki (efekt Chippingu) dzięki monolitycznej strukturze licowanej, prosty proces wytworzenia CAD/CAM i pewne spojenie kompozytowe.

Etapy procesu wykonawstwa:

- wytworzenie podbudowy z materiału Vita YZ T i wytworzenie struktury anatomicznej w jednym procesie projektowania z materiału VITABLOCS Mark II lub TriLuxe forte.
- spojenie obu struktur, przeprowadzone zostaje cementem kompozytowym.



Barwienie płynem
VITA YZ T COLORING LIQUID

Klejenie za pomocą zalecanego
systemu cementującego

Charakteryzacja przy pomocy farbek
VITA AKZENT Plus

Płyny barwiące do cyrkonu VITA

VITA YZ T Coloring Liquid, VITA

Płyn do kompletnego lub częściowego barwienia frezowanych konstrukcji z Vita YZ T przed procesem syntezy. Dostępny w czterech różnych kolorach i dopasowany w taki sposób, że możliwe jest odtworzenie wszystkich kolorów Vita classical i Vita System 3D-Master za pomocą ceramiki do licowania Vita VM 9.



Nr art.

VITA YZ T COLORING LIQUID SET, (Complete Set)

M18484

Zawartość zestawu: 4 x 100 ml (light/pale, medium, intense, neutral) 4 x pojemnik roboczy 90 ml, pęseta, koloryt.

VITA YZ T COLORING LIQUID light/pale, 250 ml (One Color Set) **M28734**

Zawartość zestawu: 100 ml (light/pale), 90 ml pojemnik roboczy, pęseta.

VITA YZ T COLORING LIQUID medium, 250 ml (One Color Set) **M22561**

Zawartość zestawu: 100 ml (medium), 90 ml pojemnik roboczy, pęseta.

VITA YZ T COLORING LIQUID intense, 100 ml (One Color Set) **na zamówienie**

Zawartość zestawu: 100 ml (intense), 90 ml pojemnik roboczy, pęseta.

VITA YZ T COLORING LIQUID neutral, 100 ml (One Color Set) **na zamówienie**

Zawartość zestawu: 100 ml (neutral), 90 ml pojemnik roboczy, pęseta.

VITA YZ HT Shade Liquid, VITA

Płyn do indywidualnego barwienia monolitowych uzupełnień protetycznych z Vita YZ HT przed procesem syntezy. W siedmiu kolorach Vita classical i siedmiu kolorach Vita System 3D-Master oraz innych kolorach dodatkowych do działań, obszaru szyjek zębowych i siecznym.



VITA YZ HT SHADE LIQUID Starter Set 3D-MASTER

na zamówienie

Zawartość zestawu: 7 x 50 ml (1M1, 1M2, 2L1.5, 2M2, 3M2, 3M3, 4M2), 4 x 20 ml (Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D), 3 x 20 ml (pink, grey, blue), indicator 10 ml, stabilizer 50 ml, 2 x pędzelki (rozmiar 2, rozmiar 4).

VITA YZ HT SHADE LIQUID Starter Set classical

na zamówienie

Zawartość zestawu: 7 x 50 ml (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2), 4 x 20 ml (Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D), 3 x 20 ml (pink, grey, blue), indicator 10 ml, stabilizer 50 ml, 2 x pędzelki (rozmiar 2, rozmiar 4).

VITA YZ HT SHADE LIQUID Brush Set

na zamówienie

Zawartość zestawu: 2 x pędzelki (rozmiar 2, rozmiar 4).

VITA YZ HT SHADE LIQUID (uzupełnienie)

na zamówienie

1M1, 50 ml

A1, 50 ml

Chroma A, 20 ml

1M2, 50 ml

A2, 50 ml

Chroma B, 20 ml

2L1.5, 50 ml

A3, 50 ml

Chroma C, 20 ml

3M2, 50 ml

A3.5, 50 ml

Chroma D, 20 ml

3M3, 50 ml

B2, 50 ml

Pink, 20 ml

4M2, 50 ml

C2, 50 ml

Grey, 20 ml

D2, 50 ml

Blue, 20 ml

Indicator, 10 ml

Stabilizer, 50 ml

Bloczki IVOCLAR VIVADENT AG

IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent AG

Dwukrzemowa ceramika szklana w formie bloczków przeznaczona do przetwarzania w systemach CAD/CAM. Asortyment charakteryzuje się szeroką gamą kolorów, kilkoma poziomami przezierności oraz zróżnicowaniem wielkości bloczków. Materiał ten idealnie łączy w sobie estetykę i wysoką wytrzymałość. Bloczki dostępne są w pięciu podstawowych wersjach różniących się stopniem przezierności – HT, LT, MT, MO, IMPULS.



Nr art.

IPS e.max CAD for inLab Basic Kit A-D

M40886

Zestaw zawiera: 5 x 5 szt C14 (MO1, LT A1, LT A2, HT A1, HT A2) 4 x 3g Crystall./Shade (1, 2, I1, I2) 4 x 1g Crystall./Stains (white, sunset, khaki, mahogany) Crystall./ Glaze Paste 3g, Glaze Spray 270ml, Glaze Liquid 15 ml, Crystall. Add-On 5g, Crystall.Add-On Liquid allround 15ml, Contrast Spray 200ml, Crystallization Tray, Object Fix Flow 10ml, Object Fix Putty 10g, Ceramic Etching Gel 5ml; 4 x kolornik (IPS Natural Die Material, IPS e.max CAD MO, IPS e.max Press/CAD LT, IPS e.max Press/CAD HT).

IPS e.max CAD Crystallization Kit

M52958

Zestaw zawiera: 3 x Crystallization/Shade 3g (1, 2, I1), 3 x Crystallization/Stains 1g (white, sunset, mahogany), Crystallization/Glaze pasta 3 g, Crystallization/Glaze płyn 15 ml, Crystallization/Glaze spray 270 ml, Crystallization/Add-On brzeg sieczny 5g, Crystallization/Add-On płyn allround 15 ml, Crystallization tray, IPS Object Fix Flow 10 ml, IPS Object Fix Putty 10 g, IPS Ceramic zestaw wytrawiaczy, OptraStick opakowanie testowe, IPS Natural Die Material kolornik, IPS e.max Press/CAD LT kolornik.

IPS e.max CAD Abutment Solution CEREC/inLab Kit

na zamówienie

Zestaw zawiera: 1 x 5 szt. IPS e.max CAD MO A14 (L) (MO0), 2 x 5 szt. IPS e.max CAD LT A16 (L) (LT A1, LT A2), Multilink Hybrid Abutment (HO 0) 9 g, żel trawiący IPS Keramik - set, środek łączący Monobond Plus 5 g, żel glicerynowy Liquid Strip 2,5g, IPS Object Fix Flow 10 ml, Virtual Extra Light Body 50 ml, Crystallization Tray, Crystallization Pin XS, pojemnik do farbowania IPS e.max CAD MO, pojemnik do farbowania IPS e.max Press/CAD LT, akcesoria.

IPS e.max CAD HT, Ivoclar Vivadent AG

Bloczki o wysokiej translucencji, charakteryzujące się naturalnym efektem kameleona.



IPS e.max CAD HT	I12 10,4 x 12,5 x 15 mm 5 szt.	C14 12,4 x 14,5 x 18 mm 5 szt.	B40 15,2 x 15,2 x 38 mm 3 szt.	B40L 15,9 x 17,9 x 40 mm 3 szt.
A1	M46997	M46977	M46980	M56451
A2	M43678	M46722	M41072	M56452
A3	M43679	M46723	M41073	M56453
A3,5	M53346	M46996	M49589	M63121
A4	M63014	M59857	-	-
B1	M46998	M46978	M47099	M58385
B2	M52499	M58132	M63026	M63027
B3	na zamówienie			
B4				
C1				
C2				
C3				
C4				
D2				
D3				
D4				
BL1				
BL2				
BL3				
BL4				

IPS e.max CAD LT, Ivoclar Vivadent AG

Bloczki o niskiej translucencji, idealne do większości wskazań klinicznych charakteryzują się właściwościami kryjącymi przebarwienia filarów.



IPS e.max CAD LT	I12 10,4 x 12,5 x 15 mm 5 szt.	C14 12,4 x 14,5 x 18 mm 5 szt.	C16 17,7 x 15,8 x 18 mm 5 szt.	B32 14,5 x 14,5 x 32 mm 3 szt.
A1	M50183	M40441	M63029	M54635
A2	M42914	M40442	M54109	M50994
A3	M43677	M40443	M54110	M53270
A3,5	M49592	M49593	M63117	M54634
A4	M63028	M49594	-	-
B1	M40444	M58131	M63030	M54542
B2	M52493	M53966	M63031	M63032
B3	M52494	M56780	-	-
B4	M63033	M56838	-	-
C1	M52303	M47097	M63040	M57873
C2	M52495	M56781	M63041	M57874
C3	M52496	M56783	-	-
C4	M63034	M63038	-	-
D2	M52497	M46976	M63042	M56598
D3	M52498	M42000	-	-
D4	M63035	M63039	-	-
BL1	M63036	M55757	-	-
BL2	M63037	M55758	M55761	M59531
BL3	M59245	M55759	-	-
BL4	M59244	M55760	-	-

IPS e.max CAD LT Abutment Solutions, Ivoclar Vivadent AG

Do wykonywania uzupełnień osadzonych na implantach dla pojedynczych zębów. Do tego celu wykorzystuje się technologię CAD/CAM, a komponenty części naddziąłowej łącznika indywidualnego są frezowane z bloczków dwukrzemianolitowych, następnie łączone z bazą tytanową przy pomocy cementu (Multilink Hybrid Abutment).

Bloczki do wykonania tego typu koron i łączników indywidualnych (korona hybrydowa, łącznik hybrydowy) są dostępne w dwóch wielkościach A14 i A16.



LT ABUTMENT	A14S 12,4 x 14,5 x 18 mm 5 szt.	A14L 12,4 x 14,5 x 18 mm 5 szt.	A16S 17,7 x 15,8 x 18 mm 5 szt.	A16L 17,7 x 15,8 x 18 mm 5 szt.
A1	na zamówienie			
A2				
A3				
A3,5				
B1				
B2				
C1				
C2				
D2				
BL2				



IPS e.max CAD MT, Ivoclar Vivadent AG

Bloczki MT (średniotranslucentne) charakteryzują się translucencją, którą można umieścić pomiędzy HT, a LT. Bloki te wykorzystujemy do wykonania uzupełnień o wysokim poziomie translucencji, a zarazem wysokiej jasności – większej niż HT. Prace wykonane z tych bloczków możemy charakteryzować metodą malowania lub cut-back. Wskazania: nakłady, licówki, cienkie licówki, korony częściowe, korony.

IPS e.max CAD MT	C14 12,4 x 14,5 x 18 mm 5 szt.
A1	M60265
A2	M60266
A3	M60463
B1	M60267
BL2	M60268
BL3	M60269
BL4	M60270

IPS e.max CAD MO, Ivoclar Vivadent AG

Bloczki o średniej opakerowości charakteryzujące się idealnymi właściwościami kryjącymi przebarwienia filarów. Szczególnie wskazane do wykonywania podbudów w pomniejszonym kształcie anatomicznym przeznaczonym do licowania oraz odbudów wspartych na implantach.

IPS e.max CAD MO	C14 12,4 x 14,5 x 18 mm 5 szt.	A14S 12,4 x 14,5 x 18 mm 5 szt.	A14L 12,4 x 14,5 x 18 mm 5 szt.
MO 0	M56873	M58290	M51521
MO 1	M56779	M56117	M51520
MO 2	M49596	M58150	M51180
MO 3	M56872	M63045	M63047
MO 4	M63043	M63046	M63048



IPS e.max CAD Impulse, Ivoclar Vivadent AG

Bloczki do specjalnego zastosowania np. cienkie licówki (Opal1, Opal2) oraz uzupełnienia bardzo jasne jednocześnie wysoko translucentne (Value 1,2,3).

IPS e.max CAD Impulse	C14 12,4 x 14,5 x 18 mm 5 szt.
O1	M50079
O1	M50080
KOLOR V1	M50081
KOLOR V2	M50082
KOLOR V3	M50083



IPS e.max CAD Crystall./Shades, Ivoclar Vivadent AG

Zestaw farb w postaci past, optymalnie dostosowanych do wykorzystania z IPS e.max CAD, służących do charakteryzacji powierzchniowej struktur wyciętych z IPS e.max CAD w fazie niebieskiej (blue) oraz po krystalizacji.



	Nr. art.		Nr art.
0, 3 g	M62936	4, 3 g	M56837
1, 3 g	M54741	11, 3 g	M53678
2, 3 g	M56836	12, 3 g	M53767
3, 3 g	M56835		



IPS e.max CAD Crystall./Stains, Ivoclar Vivadent AG

Intensywne barwniki służące do charakteryzacji powierzchniowej struktur wyciętych z IPS e.max CAD w fazie niebieskiej (blue) oraz po krystalizacji.

	Nr. art.		Nr art.
white, 1 g	M53766	olive, 1 g	M62939
creme, 1 g	M62937	khaki, 1 g	M62940
sunset, 1 g	M56966	mahogany, 1 g	M55682
copper, 1 g	M62938		

IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Ivoclar Vivadent AG



Glaze Paste, 3 g **M51471**
Specjalna glazura w formie pasty do stosowania na powierzchni struktur wyciętych z IPS e.max CAD w fazie niebieskiej (blue) oraz po krystalizacji.

Glaze Spray, 270 ml **M58395**
Specjalna glazura w spray'u do stosowania na powierzchni struktur wyciętych z IPS e.max CAD w fazie niebieskiej (blue) oraz po krystalizacji.

Glaze Liquid, 15 ml **M51472**
Płyn do rozcieńczania IPS e.max CAD Crystall Shades / Stains/ Glaze Paste.

IPS e.max CAD Crystall./Add-On, Ivoclar Vivadent AG



Specjalne masy w formie proszku oraz płyn stosowane do korekty. Materiały te mogą być stosowane w trakcie procesu krystalizacji.

Add-On, 5 g Incisal	M62941
Add-On, 5 g Dentin	M62942
Add-On, 5 g Connect	M56189
Add-On Liquid allround., 15 ml	M55683
Add-On Liquid longlife, 15 ml	M56187

IPS e.max CAD Crystall./Connect, Ivoclar Vivadent AG




Materiał ceramiczny służący do łączenia struktur wykonanych z tlenku cyrkonu (IPS e.max Zir-CAD) ze strukturą wykonaną z dwukrzemianu litu (IPS e.max CAD). Proces łączenia nazywany spiekaniem jest przeprowadzany w konwencjonalnym piecu do wypalania materiałów ceramicznych, przy zastosowaniu specjalnego programu. IPS e.max® CAD Crystall./Connect jest konfekcjonowany w specjalnych pojemnikach w formie gotowej do zastosowania.

1, 6.5 g	M62943	6, 6.5 g	M62946
2, 6.5 g	M62944	7, 6.5 g	M62947
3, 6.5 g	M62945	8, 6.5 g	M62948
4, 6.5 g	M56919	9, 6.5 g	M57575
5, 6.5 g	M56920		

IPS e.max CAD Crystallization Tray/Pins, Ivoclar Vivadent AG

Silikatowa podstawka oraz piny służące do krystalizacji IPS e.max CAD.



Tray	M38141
Pins	M54179
Pin XS	M54301

IPS e.max ZirCAD, Ivoclar Vivadent AG

Bloczki z tlenku cyrkonu stabilizowane itrem, służące do wykonania struktur koron i mostów wskazanych do licowania metodą odbudowy warstwowej.



	MO 0	MO 1	MO 2	MO 3
C13 13,2 x 13,2 x 14 mm 5 szt.	na zamówienie	M46995	na zamówienie	na zamówienie
C13 13,2 x 13,2 x 14 mm 25 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
C15 14,5 x 15,5 x 18,5 mm 5 szt.	na zamówienie	M46994	na zamówienie	na zamówienie
C15 14,5 x 15,5 x 18,5 mm 25 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
C15L 15,4 x 19 x 20 mm 5 szt.	na zamówienie	M46993	na zamówienie	na zamówienie
C15L 15,4 x 19 x 20 mm 25 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
B40 14,2 x 15,5 x 40 mm 3 szt.	M58703	M46992	na zamówienie	na zamówienie
B40 14,2 x 15,5 x 40 mm 9 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
B40L 15,4 x 19 x 39 mm 3 szt.	M59057	M46991	na zamówienie	na zamówienie
B40L 15,4 x 19 x 39 mm 9 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
B55 15,5 x 19 x 55 mm 1 szt.	na zamówienie	M46990	na zamówienie	na zamówienie
B55 15,5 x 19 x 55 mm 3 szt.	na zamówienie	M47102	na zamówienie	na zamówienie
B65 22 x 25 x 65 mm 1 szt.	M59061	M46989	na zamówienie	na zamówienie
B65 22 x 25 x 65 mm 3 szt.	na zamówienie	M47103	na zamówienie	na zamówienie
B65 L-17 17 x 40 x 65 mm 1 szt.	na zamówienie	M46988	na zamówienie	na zamówienie
B65 L-17 17 x 40 x 65 mm 3 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
B85 L-22 22 x 40 x 85 mm 1 szt.	na zamówienie	M46987	na zamówienie	na zamówienie
B85 L-22 22 x 40 x 85 mm 3 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie



IPS Empress CAD, Ivoclar Vivadent AG

Bloczki z dwukrzemowo-litowej ceramiki szklanej. Leucytowa ceramika szklana fluorescencyjna. Wskazania: Licówki; Inlay; Onlay; korony częściowe; korony. Dostępny jest w trzech podstawowych wersjach różniących się stopniem przezierności oraz budową warstwową – MULTI, HT, LT.

Nr art.

IPS Empress CAD for Cerec Basic Kit A-D

M58516

Zestaw zawiera 4 x 5 HT (A1/I 12, A2/I 12, A3/I 12, B1/I 12), 5 x 5 LT (A1/C 14, A2/C 14, A3/C 14, B1/C 14, BL2/C 14), 3 x Multi (A1/C 14 L, A2/C 14 L, A3/C 14 L), 50 ml IPS Contrast Spray Chairside, OptraFine Assortment, akcesoria, kolornik.

IPS Empress CAD for CEREC Trial Kit A-D

M59192

Zestaw zawiera: 5 x 1 HT (A1/I 10, A2/I 10, A1/I 12, A2/I 12, A3/I 12), 5 x 1 LT (A1/I 12, A2/I 12, A1/C 14, A2/C 14, A3/C 14), 4 x 1 Multi (A1/C 14, A2/C 14, A1/C 14 L, A2/C 14 L), 50 ml IPS Contrast Spray Chairside, 5 g Monobond S, 3 g Multilink Primer A+B, akcesoria.

IPS Empress CAD MULTI, Ivoclar Vivadent AG

Bloczki trójwarstwowe charakteryzujące się łagodnym przejściem kolejnych warstw bez widocznych liniowych granic.



IPS EMPRESS CAD MULTI	I12 10 x 12 x 15 mm 5 szt.	C14 12 x 14 x 18 mm 5 szt.	C14L 14,4 x 14,4 x 18 mm 5 szt.
A1	M31546	M31553	M48437
A2	M31548	M32042	M48438
A3	M31549	M32043	M32045
A3,5	M31550	M32044	M56459
B1	M31551	M31554	M46999
BL1	M63049	M31556	M31556
BL3	M56190	M55755	M55755

IPS Empress CAD HT, Ivoclar Vivadent AG

Bloczki o wysokiej translucencji, charakteryzujące się doskonałą integracją kolorystyczną z naturalnymi zębami.



IPS EMPRESS CAD HT	I8 8 x 8 x 15 mm 5 szt.	I10 8,5 x 10 x 15 mm 5 szt.	I12 10 x 12 x 15 mm 5 szt.
A1	na zamówienie	M31523	M31529
A2	na zamówienie	M56785	M43097
A3	M50185	M48531	M43098
A3,5	M50186	M56220	M54106
B1	na zamówienie	M31524	M31530
B2	na zamówienie	M31525	M31531
B3	na zamówienie	M31526	M31532
C2	na zamówienie	M31527	M31533
D3	na zamówienie	M31528	M31534
100	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
200	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
300	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie

IPS Empress CAD LT, Ivoclar Vivadent AG

Bloczki o obniżonej translucencji. Uzupełnienia wykonane z tego materiału charakteryzują się właściwościami kryjącymi lekkie przebarwienia filaru.



IPS EMPRESS CAD LT	I10 8,5 x 10 x 15 mm 5 szt.	I12 10 x 12 x 15 mm 5 szt.	C14 12 x 14 x 18 mm 5 szt.
A1	M48445	M40445	M46981
A2	M54107	M40446	M46982
A3	M48717	M40447	M46983
A3,5	M54108	M51469	M50769
B1	M63052	M63051	M46918
B2	M63053	M31536	M31541
B3	M63054	M34537	M31542
C2	M53449	M31538	M31543
D3	M63050	M31540	M31544
BL1	na zamówienie	na zamówienie	M55792
BL2	na zamówienie	na zamówienie	M31545
BL3	na zamówienie	M59391	M59400
BL4	na zamówienie	M59704	M59390
100	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
200	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
300	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie

IPS Empress Universal Shade/Stains Kit, Ivoclar Vivadent AG

Zestaw farb do charakteryzacji powierzchniowej w formie pasty gotowej do użytku. Przystosowane do kopiowania kolorów wg kolornika Chromascop oraz A-D. W skład zestawu wchodzi także drobnoziarnista glazura.



IPS Empress Univers. Shade/Stains Kit

Nr art.

M55512

Zestaw zawiera: 1 x 3 g (110/120, 130, 140/210, 220/230, 310, 410/420), 1 x 1 g (white, orange, mahogany, khaki, maroon), Universal Glaze Paste 1 x 3 g, Universal Glaze and Stain Liquid (L) 1 x 15 ml, akcesoria.

IPS Empress Univers Shade/Stains Kit A-D

M55880

Zestaw zawiera: 1 x 3 g (A1, A2/A3/A3,5, B1, B2/B3/B4, C1/C2, D2/D3), 1 x 3 g Universal Shade Incisal (I1, I2), 1 x 1 g Universal Stains (white, orange, mahogany, khaki, maroon), 3 g Universal Glaze Paste, 15 ml Universal Glaze and Stain Liquid (L), akcesoria.

IPS Empress Universal Shade/Stains Kit, Ivoclar Vivadent AG

Materiał w formie past dostępny w 15 kolorach wg kolornika Chromascop (na zamówienie) oraz 9 kolorach wg kolornika A-D. Farby te służą do charakteryzacji oraz do modyfikacji koloru metodą malowania.



	Nr. art.		Nr. art.
A1, 3 g	M60069	C3/C4, 3 g	M62949
A2/3/3.5, 3 g	M38167	D2/D3, 3 g	M54949
A4, 3 g	M41359	D4, 3 g	M62654
B1, 3 g	M54948	Incisal 1, 3 g	M54751
B2/B3/B4, 3 g	M56321	Incisal 2, 3 g	M53765
C1/C2, 3 g	M55230		

IPS Empress Universal Stains, Ivoclar Vivadent AG

Barwniki/farby w postaci pasty służące do modyfikacji oraz nadawania cech charakterystycznych metodą malowania.



	Nr. art.		Nr art.
white, 1 g	M53764	crackliner, 1 g	M62954
black, 1 g	M56497	olive, 1 g	M62953
mahogany, 1 g	M62950	yellow, 1 g	M57063
khaki, 1 g	M62951	basic blue, 1 g	M51039
orange, 1 g	M54176	basic yellow, 1 g	M51040
grey, 1 g	M54177	basic red, 1 g	M51041
vanille, 1 g	M54947	maroon, 1 g	M62952

IPS Empress Universal Glaze Paste / Glaze / Stain Liquid, Ivoclar Vivadent AG

Glaze Paste, 3 g **M33285**
Specjalna glazura w formie pasty do stosowania na powierzchni struktur wyciętych z IPS Empress CAD.

Glaze Spray, 270 ml **M62955**
Materiał ceramiczny – glazura w formie spray'u do bezpośredniego stosowania.

Glaze Liquid, 15 ml **M33296**
Specjalny płyn do uzyskiwania odpowiedniej konsystencji IPS Empress Universal Shade, IPS Empress Universal Stains oraz IPS Empress Universal Glaze.



Telio CAD, Ivoclar Vivadent AG

Telio CAD to usieciowane bloczki PMMA przeznaczone do wykonywania prowizoriów długoczasowych techniką CAD/CAM. Dzięki przemysłowemu procesowi polimeryzacji bloczki te charakteryzują się wysoką jednorodnością materiału. Nie występują żadne skurcze materiału, nie tworzy się także warstwa inhibicyjna. Dzięki technice CAD/CAM w każdym momencie można w prosty sposób odtworzyć uzupełnienie tymczasowe. Przy pomocy farbek do malowania i/lub specjalnych mas do nakładania można wykonać ostateczną indywidualizację w zakresie estetyki.

Telio CAD for Cerec - zestaw wprowadzający **na zamówienie**
Zestaw zawiera: 2 x 1 LT B40L (A1); 2 x 3 LT B40L (A2, A3), Telio CS link (transparent) 6 g; Desensitizer 5 g, 5 brązowych kaniuli mieszających, 50 aplikatorów, OptraPol opakowanie testowe.



Telio CAD	B40L 15,4 x 19 x 39 mm 3 szt.	B40L 15,4 x 19 x 39 mm 9 szt.	B55 15,5 x 19 x 55 mm 1 szt.	B55 15,5 x 19 x 55 mm 3 szt.
A1	M40884	na zamówienie	M46984	na zamówienie
A2	M40935	na zamówienie	M46985	M51608
A3	M40885	na zamówienie	M46986	M51609
A3,5	M49590	na zamówienie	M55790	M49591
B1	M58578	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
BL3	na zamówienie	na zamówienie	M55791	na zamówienie

Telio CAD	A16S 17,7 x 15,8 x 18 mm 5 szt.	A16L 17,7 x 15,8 x 18 mm 5 szt.
A1	M55744	M55745
A2	M55747	M55753
A3	M55748	M55754
A3,5	na zamówienie	na zamówienie
B1	na zamówienie	na zamówienie
BL3	M55746	M55756

Bloczki GC

CERASMART, GC



Bloczek CAD/CAM z ceramiki hybrydowej o podwyższonej zdolności absorpcji działających sił, dzięki czemu nadaje się do trudnych warunków zgrzyzowych. Łączy krótki czas frezowania z bardzo ostrymi, gładkimi i precyzyjnymi krawędziami. Bloczki charakteryzujące się wytrzymałością i elastycznością są do wykorzystania jako bezmetalowe uzupełnienia: korony, wkłady (inlay), nakłady (onlay), licówki oraz pojedyncze korony oparte na implantach.

Nr art.

Zestaw CERASMART Advanced Kit

M60912

Zawartość zestawu: 10 bloczków CERASMART w rozmiarze 14 (3 x A2HT, 2 x A3HT, 3 x A2LT, 2 x A3LT), Ceramic Primer II (3ml), 3 x Optiglaze Color (2,6ml) odcienie – A Plus, White, Red Brown, 2 x Optiglaze Color (5ml) - Clear, Clear HV, akcesoria -20 x naczynka do dozowania, 25 x zielone aplikatory, 5 x pędzel Gradia okrągły, 5 x pędzel Gradia płaski Gradia, uchwyt do pędzla Gradia.

CERASMART HT, GC



CERASMART HT	12 10 x 12 x 15 mm 5 szt.	14 12 x 14 x 18 mm 5 szt.	14L 14 x 14 x 18 mm 5 szt.
A1	M56465	M60733	M62589
A2	M56467	M56881	M62590
A3	M56466	M56882	M62591
A3,5	M62578	M62585	M62592
B1	M62579	M62586	M62593

CERASMART LT, GC



CERASMART LT	12 10 x 12 x 15 mm 5 szt.	14 12 x 14 x 18 mm 5 szt.	14L 14 x 14 x 18 mm 5 szt.
A1	M62580	M60730	M62594
A2	M56883	M59315	M62595
A3	M62581	M58268	M62596
A3,5	M62582	M60728	M62597
B1	M62583	M62587	M62598

CERASMART BL, GC

CERASMART BL	12 10 x 12 x 15 mm 5 szt.	14 12 x 14 x 18 mm 5 szt.	14L 14 x 14 x 18 mm 5 szt.
BL	M62584	M62588	M62599

Optiglaze Color, strona 125



Optiglaze® Color z GC




Światłoutwardzalna powłoka do charakteryzacji pośrednich uzupełnień akrylowych, kompozytowych i z ceramiki hybrydowej

Szukasz prostego rozwiązania, aby ucharakteryzować swoje codzienne prace estetyczne?

Wszelchstronność Optiglaze Color zachwyci Cię, ponieważ wszystkie stworzone przez Ciebie prace będą miały większą głębię koloru, błyszczącą lustrzaną powierzchnię, a także wyższą odporność na ścieranie

Sztuczne zęby




MTD J.F. Deche, Francja

Protezy oparte na implantach



MTD P. Llobell, Francja

Korony i mosty kompozytowe



MTD N. Bellas, Grecja



Korony z ceramiki hybrydowej



Prof. M. Peumans, Belgia

Protezy akrylowe



MTD R. De Paepe, Belgia

Akrylowe mosty mocowane na stałe na implantach



MTD C. Rothe, Niemcy



Ponieważ
w kolorze
wszystko wygląda
lepiej

