


## Erkoflex, Erkodent




Pomoce ortodontyczne, ochrona bokserska, pozycjoner. Do powielania modeli, można ponownie zalać. Przeźroczysta.



Ø120



Ø125



125 x 125

|                             | Nr art. |                                          | Nr art. |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------|---------|
| Ø120 mm, 20 szt.<br>1.0 mm  | M08737  | Ø125 mm, 20 szt.<br>1.0 mm               | M08753  |
| Ø120 mm, 100 szt.<br>1.0 mm | M08761  | Ø125 mm, 100 szt.<br>1.0 mm              | M16411  |
| Ø120 mm, 10 szt.<br>1.5 mm  | M08738  | Ø125 mm, 10 szt.<br>1.5 mm               | M08754  |
| 2.0 mm                      | M08739  | 2.0 mm                                   | M08755  |
| 3.0 mm                      | M08740  | 3.0 mm                                   | M08756  |
| 4.0 mm                      | M08741  | 4.0 mm                                   | M08757  |
| 5.0 mm                      | M27333  | 5.0 mm                                   | M53963  |
| Ø120 mm, 50 szt.<br>1.5 mm  | M08762  | Ø125 mm, 50 szt.<br>1.5 mm               | M08768  |
| 2.0 mm                      | M08763  | 2.0 mm                                   | M16410  |
| 3.0 mm                      | M08764  | 3.0 mm                                   | M08770  |
| 4.0 mm                      | M18011  | 4.0 mm                                   | M18016  |
| 5.0 mm                      | M18012  | 5.0 mm                                   | M18017  |
|                             |         | Kwadrat 125 x 125 mm, 20 szt.<br>1.0 mm  | M08748  |
|                             |         | Kwadrat 125 x 125 mm, 100 szt.<br>1.0 mm | M18013  |
|                             |         | Kwadrat 125 x 125 mm, 10 szt.<br>1.5 mm  | M08749  |
|                             |         | 2.0 mm                                   | M08750  |
|                             |         | 3.0 mm                                   | M08751  |
|                             |         | 4.0 mm                                   | M08752  |
|                             |         | 5.0 mm                                   | M18404  |
|                             |         | Kwadrat 125x 125 mm, 50 szt.<br>1.5 mm   | M19003  |
|                             |         | 2.0 mm                                   | M08765  |
|                             |         | 3.0 mm                                   | M08766  |
|                             |         | 4.0 mm                                   | M08767  |
|                             |         | 5.0 mm                                   | M18015  |



**Palnik gazowy, strona 375**



### Erkoflex Color, *Erkodent*

Dostępne kolory: jaskrawoczerwony, jaskrawożółty, jaskrawoniebieski, jaskrawozielony, jaskraworóżowy, soczystoczerwony, granatowy, jasnoniebieski, kasztanowy, soczystozielony, śnieżnobiały, czarny, złoty, srebrny.

Nr art.

Folie w łączonych kolorach występujące jako dwu, trój, lub cztero - kolorowe.

Ø120 mm, 4 mm, 1 szt.

na zamówienie

Ø120 mm, 2 mm, 1 szt.

na zamówienie

Ø125 mm, 4 mm, 1 szt.

na zamówienie

Ø125 mm, 2 mm, 1 szt.

na zamówienie

Kwadrat 125 x 125 mm, 4 mm, 1 szt.

na zamówienie

Kwadrat 125 x 125 mm, 2 mm, 1 szt.

na zamówienie



Folie jednokolorowe pakowane po 5 szt.

Ø120 mm, 2 mm, 5 szt.

na zamówienie

Ø120 mm, 4 mm, 5 szt.

na zamówienie

Ø125 mm, 2 mm, 5 szt.

na zamówienie

Ø125 mm, 4 mm, 5 szt.

na zamówienie

Kwadrat 125 x 125 mm, 2 mm, 5 szt.

na zamówienie

Kwadrat 125 x 125 mm, 4 mm, 5 szt.

na zamówienie

Ø120 mm, 2 mm, 15 szt.

na zamówienie

Ø120 mm, 4 mm, 15 szt.

na zamówienie

Ø125 mm, 2 mm, 15 szt.

na zamówienie

Ø125 mm, 4 mm, 15 szt.


na zamówienie

Kwadrat 125 x 125 mm, 2 mm, 15 szt.

na zamówienie

Kwadrat 125 x 125 mm, 4 mm, 15 szt.

na zamówienie



### Erkoflex Freestyle, *Erkodent*

Istnieje możliwość kupna Erkoflex Freestyle o poszerzonym programie kolorów. Dostępne kolory: camouflage, lava, tie-dye, rainbow, confetti, sortowane, zebra, złote płatki, srebrne płatki, camoufl agestrip, lavastrip, czarna linia, sortowana (połączenie kolorów 1-15).

Ø120 mm, 2 mm, 5 szt.

na zamówienie

Ø120 mm, 4 mm, 5 szt.

na zamówienie

Ø125 mm, 2 mm, 5 szt.

na zamówienie

Ø 25 mm, 4 mm, 5 szt.

na zamówienie

Kwadrat 125 x 125 mm, 2 mm, 5 szt.

na zamówienie

Kwadrat 125 x 125 mm, 4 mm, 5 szt.

na zamówienie





## Erkoflex-95, Erkodent

Miękki materiał gumopodobny. Można go łączyć za pomocą podgrzewania lub pistoletu do topienia tworzywa. Twardość ok. 95 Shore'a. Na szyny zgryzowe, o wysokim komforcie, regulowane szyny zgryzu i jednowarstwowe sportowe ochraniacze.

|                  | Nr art. |                  | Nr art. |
|------------------|---------|------------------|---------|
| Ø120 mm, 10 szt. |         | Ø125 mm, 10 szt. |         |
| 1.5 mm           | M08781  | 1.5 mm           | M08779  |
| 2.5 mm           | M08782  | 2.5 mm           | M18031  |
| 4.0 mm           | M60088  | 4.0 mm           | M18032  |
| Ø120 mm, 50 szt. |         | Ø125 mm, 50 szt. |         |
| 1.5 mm           | M08783  | 1.5 mm           | M18028  |
| 2.5 mm           | M08784  | 2.5 mm           | M18029  |
| 4.0 mm           | M18039  | 4.0 mm           | M18030  |
|                  |         | Kwadrat, 10 szt. |         |
|                  |         | 1.5 mm           | M08780  |
|                  |         | 2.5 mm           | M18036  |
|                  |         | 4.0 mm           | M18037  |
|                  |         | Kwadrat, 50 szt. |         |
|                  |         | 1.5 mm           | M18033  |
|                  |         | 2.5 mm           | M18034  |
|                  |         | 4.0 mm           | M18035  |

## Erkoflex-Sticks, Erkodent

Erkoflex-Sticks 82

Z Erkoflexu standardowego, przezroczystego. Do umocowania modelu w artykulatorze. Twardość Shore'a 82.

Erkoflex-Sticks 95 Z Erkoflexu-95, przezroczysty. Do tworzenia listw rozpraszających siły przy szynach ochronnych. Twardość Shore'a 95.

Pistolet do Erkoflex-Sticks 82 i 95.

|             |        |
|-------------|--------|
| 82, 18 szt. | M18189 |
| 95, 18 szt. | M08778 |

## Resilit-S, Erkodent

Tworzywo polecane szczególnie do nadbudowy szyn wykonywanych techniką formowania wgłębnego. Polimeryzacja na zimno.



|                      |        |
|----------------------|--------|
| Różowy, 100 g        | M05506 |
| Przeźroczysty, 100 g | M05505 |
| Różowy, 500 g        | M18192 |
| Przeźroczysty, 500 g | M18193 |
| Resilit-S, 100 ml    | M05504 |
| Resilit-S, 500 ml    | M18191 |