

ZA KORZYSTNĄ CENĘ

Opcje
konfiguracji
znajdziesz na
[sirona.com/
INTEGO](http://sirona.com/INTEGO)



INTEGO pro

- Wbudowany, kompleksowy system higieny.
- Ekran dotykowy EasyTouch oraz zintegrowany, intuicyjny sterownik nożny.
- Elastyczny panel asysty umożliwia swobodną pracę na dwie lub cztery ręce.
- Wiele wariantów konfiguracji.
- Dostępny w dwóch wersjach: TS z rękawami podawanymi „od dołu” lub CS z rękawami podawanymi „od góry”.

Con riserva di modifiche tecniche ed errori, codice d'ordine A91100-M41-B812-7200. Sempato in Germania. No di dispo 04601. 04601. OeW14 DD 0414 V0



INTEGO. NIEZAWODNE WSPARCIE.



ATRAKCYJNY
WYGLĄD

NIEMIECKA
JAKOŚĆ

KORZYSTNA
CENA

SIRONA.COM

The Dental Company

sirona.

KOMFORT ZA

Szukasz unitu, który sprosta wyzwaniom w Twojej codziennej pracy? INTEGRO lub INTEGRO PRO skonfigurujesz elastycznie według swoich potrzeb. Każda wersja zapewnia optymalną wydajność za rozsądną cenę.



INTEGO

- Kompaktowy blok spluwaczki dla optymalnego wykorzystania przestrzeni.
- Intuicyjny i łatwy w obsłudze panel sterowania EasyPad.
- Wygodny panel asysty zapewniający swobodę ruchów.
- Kontrolowana jakość wody: unit zasilany wodą z butli poprzez system wody destylowanej.
- Dostępny w dwóch wersjach: TS z rękawami podawanymi „od dołu” lub CS z rękawami podawanymi „od góry”.

INTEGO

INTEGO zapewnia komfort pracy podczas codziennych zabiegów oraz stanowi idealne wsparcie w Twoim gabinecie.



EasyPad
Prosty i intuicyjny panel sterowania



Zasilanie wodą z butli
Dodatkowa opcja umożliwia stałą dezynfekcję kanałów wodnych roztworem Denta-sept oraz manualną sanitację unitu.



Automatyczne czyszczenie rękawów ssących. Zintegrowany adapter czyszczący do automatycznego spłukiwania rękawów ssących.



Funkcja kontroli momentu obrotowego umożliwia bezpieczne leczenie endodontyczne.



Panel asysty: Compact
Niezwykle kompaktowy stółik asysty zapewnia maksymalną swobodę ruchów i wygodną pracę z asystą.

ERGONOMICZNY




OPTIMALNA
WIDOCZNOŚĆ

KOMFORTOWA
PRACA

WYGODNE
POZYCJONOWANIE

WŁAŚCIWA
POSTAWA

DESIGN



Każdy zabieg wymaga indywidualnego podejścia. Nasz ergonomiczny unit zapewnia optymalny dostęp do pacjenta oraz płynny przepływ pracy przy maksymalnym komforcie pacjenta. INTEGO łączy w sobie różne wymiary ergonomii żeby jak najbardziej ułatwić Ci leczenie. Więcej nt. ergonomicznego designu na: sirona.com/INTEGO

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

ELEGANCJA

Klasyczne, ponadczasowe kolory, tworzące ekskluzywny wygląd gabinetu.

Carbon	Aubergine	Platinum	Pacific
--------	-----------	----------	---------

NATURALNOŚĆ

Delikatne, ciepłe odcienie dające atmosferę ukojenia.

Basalt	Rosewood	Cherry	Marble
--------	----------	--------	--------

WITALNOŚĆ

Żywe, jasne barwy dzięki którym wnętrze będzie nowoczesne i pełne energii.

Sapphire	Spring	Orchid	Lagoon
----------	--------	--------	--------



Zeskanuj kod i dowiedz się jeszcze więcej.
SIRONA.COM/INTEGO

INTEGO pro

INTEGO PRO spełnia najwyższe wymagania dzięki innowacyjnym funkcjom higienicznym i użytkowym.



EasyTouch

Komfortowy, dotykowy panel sterowania z wieloma dodatkowymi funkcjami.



Endometr

Możliwość integracji z panelem EasyTouch dla bezpiecznej endodoncji (stała kontrola głębokości pracy)



Zintegrowany adapter czyszczący

Do automatycznego spłukiwania rękawów oraz sanityzacji kanałów wodnych.



Zintegrowany system dezynfekcji.

Stąła dezynfekcja kanałów wodnych roztworem Dentasept oraz automatyczna sanityzacja unitu.



Panel asysty: Komfort

Kompaktowy, zapewnia maksymalną swobodę ruchów, a także wygodną pracę bez asysty.