



Standardowe nakładanie ceramiki Vita VM 13



VITA VM 13 BASIC - nakładanie ceramiki za pomocą dwóch warstw: BASE DENTINE, ENAMEL - licowanie prezentujące intensywne nasycenie koloru.



VITA VM 13 BUILD UP - nakładanie ceramiki z pomocą trzech warstw: BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL - dążymy do wykonania przeziernej licówki ze stopniowym uwydatnieniem głębi.

Ceramika na metal

VM13, VITA

Vita VM13 jest ceramiką o ultradrobnej strukturze odpowiednią do licowania wszystkich stopów o współczynniku rozszerzalności cieplnej WAK w zakresie ok. 13,8-15,2. Zastosowanie fluorescencyjnych i opalescencyjnych mas dodatkowych umożliwia indywidualne i estetyczne wykonanie.

Zalety: załamanie światła i refleksy świetlne zbliżone do szkliwa naturalnego, wysoka stabilność kształtu, dobrze się modeluje, doskonale się szlifuje i poleruje, jednorodna i zamknięta powierzchnia, wysoka odporność na płytkę bakteryjną, bardzo dobre wyniki estetyczne, kompaktowa oferta mas dodatkowych do indywidualizacji, kompatybilna z masami Vita Akzent i Vita Interno.

**Zestaw Basic Kit Classical Powder**

Nr art.

M25747

Zestaw zawiera: 12 g Wash Opaque WO, 16 x 12 g Opaque A1-D4, 16 x 12g Base Dentine A1-D4, 3 x 12 g Sun Dentin SD1-SD3, 5 x 12 g Chroma Plus CP1-CP5, 2 x 12g Enamel ENL, END, 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 3 x 12 g Corrective COR1-COR3, Vita Modisol, 50 ml Vita VM Modelling Liquid, 50 ml Vita VM Opaque Fluid, podstawka do wypalania G, podstawka do wypalania A+B+C, Vita VM13 Indykator barw, kolornik VITA Classical, instrukcja obsługi.

Zestaw Basic Kit Classical Paste

na zamówienie

Zestaw zawiera: 7 g Wash Opaque Paste WO, 16 x 5 g OPAQUE PASTE (A1 - D4), 16 x 12 g Base Dentine (A1 - D4), 3 x 12 g Sun Dentine (SD1 - SD3), 5 x 12 g Chroma Plus (CP1 - CP5) 12 g Enamel Light ENL, 3 x 12 g Corrective (COR1 - COR3), 12 g Enamel Dark END, 12 g Neutral NT, 12 g Window Win, 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Paste Fluid, Vita Modisol, podstawka do wypalania A+B+C, podstawka do wypalania G, indicator barw, akcesoria, kolornik.

**Zestaw Basic Kit Classical Small Powder**

na zamówienie

Zestaw zawiera: 12 g Wash Opaque WO, 16 x 12 g Opaque A1-D4, 16 x 12g Base Dentine A1-D4, 3 x 12 g Sun Dentin SD1-SD3, 5 x 12 g Chroma Plus CP1-CP5, 2 x 12g Enamel ENL, END, 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 3 x 12 g Corrective COR1-COR3, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, podstawka do wypalania G, podstawka do wypalania A+B+C, Indykator barw, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Basic Kit Classical Small Paste

na zamówienie

Zestaw zawiera: 7 g Wash Opaque Paste WO, 6 x 5 g Opaque Paste (A1 - A3.5, B3, D3), 6 x 12g Base Dentine (A1 - A3.5, B3, D3), 3 x 12 g Sun Dentin (SD1-SD3), 5 x 12 g Chroma Plus (CP1-CP5), 2 x 12g Enamel (ENL, END), 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 12 g Corrective COR1, Vita Modisol, 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Paste Fluid, podstawka do wypalania G, podstawka do wypalania A+B+C, Indykator barw, kolornik, instrukcja obsługi.

**Zestaw Build Up Kit Classical****M25748**

Zestaw zawiera: 16 x 12g Transpa Dentine (A1-D4), 50 ml VITA VM Modelling Fluid RS, instrukcja obsługi.

Zestaw Build Up Kit Classical Small

na zamówienie

Zestaw zawiera: 6 x 12g Transpa Dentine (A1 - A3.5, B3, D3), 50 ml VITA VM Modelling Fluid RS, instrukcja obsługi.

Zestaw Classical Color Paste Kit

na zamówienie

Zestaw zawiera: 16 x 5 g Opaque Paste (A1 - D4), 16 x 12 g Base Dentine (A1 - D4), 16 x 12 g Transpa Dentine (A1 - D4), 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Paste Fluid, Indykator barw, kolornik.

Zestaw Classical Color Powder Kit

na zamówienie

Zestaw zawiera: 16 x 12 g Opaque (A1 - D4), 16 x 12 g Base Dentine (A1 - D4), 16 x 12 g Transpa Dentine (A1 - D4), 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, Indykator barw, kolornik.



VM13, VITA

Nr art.

M26600

Zestaw One Color Kit A2 Powder

Zestaw zawiera: 12 g Wash Opaque WO, 12 g Opaque A2, 12 g Base Dentine A2, 12 g Chroma Plus CP2, 12 g Enamel ENL, 12 g Window, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw One Color Kit A2 Paste

na zamówienie

Zestaw zawiera: 7 g Wash Opaque Paste WO, 5 g Opaque Paste A2, 12 g Base Dentine A2, 12 g Chroma Plus CP2, 12 g Enamel ENL, 12 g Window, 4 g Akzent Plus Glaze Paste, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Paste Fluid, 15 ml Akzent Plus Paste Fluid, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw One Color Kit A3 Powder

M26602

Zestaw zawiera: 12 g Wash Opaque WO, 12 g Opaque A3, 12 g Base Dentine A3, 2 x 12 g Chroma Plus (CP2, CP3), 12 g Enamel ENL, 12 g Window WIN, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw One Color Kit A3 Paste

na zamówienie

Zestaw zawiera: 7 g Wash Opaque Paste WO, 5 g Opaque Paste A3, 12 g Base Dentine A3, 2 x 12 g Chroma Plus (CP2-CP3), 12 g Base Dentine A3, 12 g Enamel ENL, 12 g Window WIN, 4 g Akzent Plus Glaze Paste, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Paste Fluid, 15 ml Akzent Plus Paste Fluid, kolornik, instrukcja obsługi.



Zestaw Basic Kit 3D Master Powder

M14916

Zestaw zawiera: 12 g Wash Opaque WO, 12 g Opaque OP1-OP5, 3 x 12 g Sun Opaque SO1-SO3, 26 x 12g Base Dentine 1M1-5M3, 3 x 12 g Sun Dentin (SD1-SD3), 5 x 12 g Chroma Plus (CP1-CP5), 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 3 x 12 g Corrective (COR1-COR3), Vita Modisol, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, podstawka do wypalania G, podstawka do wypalania A+B, Indykator barw, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Basic Kit 3D Master Paste

na zamówienie

Zestaw zawiera: 7 g Wash Opaque Paste WO, 5 x 5 g Opaque Paste OP1-OP5, 3 x 5 g Sun Opaque SO1-SO3, 26 x 12g Base Dentine (1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3), 3 x 12 g Sun Dentin (SD1-SD3), 5 x 12 g Chroma Plus (CP1-CP5), 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 3 x 12 g Corrective (COR1-COR3), Vita Modisol, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Modelling Fluid, podstawka do wypalania G, podstawka do wypalania A+B+C, Indykator barw, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Basic Kit 3D Master Small Powder

M54728

Zestaw zawiera: 12 g Wash Opaque WO, 4 x 12 g Opaque (OP1-OP4), 3 x 12 g Sun Opaque (SO1-SO3), 15 x 12 g Base Dentine 1M1 - 4M3, 3 x 12 g Sun Dentine (SD1-SD3), 5 x 12 g Chroma Plus (CP1-CP5), 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 12 g Corrective COR1, Vita Modisol, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, podstawka do wypalania G, podstawka do wypalania A+B+C, Indykator barw, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Basic Kit 3D Master Small Paste

na zamówienie

Zestaw zawiera: 7 g Wash Opaque Paste WO, 4 x 5 g Opaque Paste (OP1-OP4), 3 x 5 g Sun Opaque Paste (SO1-SO3), 15 x 12 g Base Dentine 1M1-4M3, 3 x 12 g Sun Dentine (SD1-SD3), 5 x 12 g Chroma Plus (CP1-CP5), 2 x 12g Enamel (ENL, END), 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 12 g Corrective COR1, Vita Modisol, 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Paste Fluid, podstawka do wypalania G, podstawka do wypalania A+B+C, Indykator barw, kolornik, instrukcja obsługi.



Zestaw Build Up Kit 3D Master

M14917

Zestaw zawiera: 26 x 12 g Transpa Dentine (1M1-5M3), 50 ml Modelling Fluid RS, instrukcja obsługi.

Zestaw Build Up Kit 3D Master Small

na zamówienie

Zestaw zawiera: 15 x 12 g Transpa Dentine (1M1 - 4M3), 50 ml Modelling Fluid RS, instrukcja obsługi.

VM13, VITA



Nr art.

Zestaw Bleached Color Kit 3D Master Powder**M20038**

Zestaw zawiera: 12 g Opaque OP0, 3 x 12 g Base Dentine (OM1-OM3), 3 x 12 g Transpa Dentine (OM1-OM3), 12 g Enamel ENL, 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Bleached Color Kit 3D Master Paste**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 5 g Opaque OP0, 3 x 12 g Base Dentine (OM1-OM3), 3 x 12 g Transpa Dentine (OM1-OM3), 12 g Enamel ENL, 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Paste Fluid, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw One Color Kit 2M2 Powder**M14931**

Zestaw zawiera: 12 g Wash Opaque WO, 12 g Opaque OP2, 12 g Base Dentine 2M2, 12 g Enamel ENL, 12 g Window, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, 20 ml Akzent Plus Powder, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw One Color Kit 2M2 Paste**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 7 g Wash Opaque Paste WO, 5 g Opaque OP2, 12 g Base Dentine 2M2, 12 g Enamel ENL, 12 g Window, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Paste Fluid, 4 g Akzent Plus Glaze Paste, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw One Color Kit 3M2 Powder**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 12 g Wash Opaque WO, 12 g Opaque OP3, 12 g Base Dentine 3M2, 12 g Enamel ENL, 12 g Window, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw One Color Kit 3M2 Paste**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 7 g Wash Opaque Paste WO, 5 g Opaque Paste OP3, 12 g Base Dentine 3M2, 12 g Enamel ENL, 12 g Window, 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Paste Fluid, 20 ml Akzent Plus Paste Fluid, 5 g Akzent Plus Glaze Paste, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Margin Kit**M14925**

Zestaw zawiera: 6 x 12 g Margin (M1, M4, M5, M7, M8, M9), kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Gingiva Kit Powder**M20039**

Zestaw zawiera: 5 x 12 g Gingiva G1-G5, 2 x 12 g Gingiva Opaque GOL-GOD, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Gingiva Kit Paste**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 5 x 12 g Gingiva (G1-G5), 2 x 5 g Gingiva Opaque Paste (GOL, GOD), kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Professional Kit**M14934**

Zestaw zawiera: 11 x 12 g Effect Chroma (EC1-EC11), 3 x 12 g Mamelon MM1-MM3, 3 x 12 g Effect Pearl EP1-EP3, 5 x 12 g Effect Opal EO1-EO5, 11 x 12 g Effect Enamel EE1-EE11, 6 x 12 g Effect Liner EL1-EL6, 3 x kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Professional Kit Small**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 5 x 12 g Effect Chroma (EC1, EC4, EC6, EC8 - EC9), 12 g Mamelon MM2, 12 g Effect Pearl EP1, 12 g Effect Opal EO2, 7 x 12 g Effect Enamel EE1, EE3, EE7 - EE11, kolornik, instrukcja obsługi.



VM13, VITA

			Base Dentine	Transpa Dentine		Opaque	Base Dentine	Transpa Dentine
Wash opaque	Nr art.		Nr art.	Nr art.		Nr art.	Nr art.	Nr art.
WO, 12 g	M16697	0M1, 12 g	M18577	M18632	A1, 12 g	M26018	M26037	M26053
WO, 50 g	M16696	0M2, 12 g	M18578	M18633	A1, 50 g	M41890	M29453	M31167
Paste, 7 g	M20040	0M3, 12 g	M18579	M18634	A2, 12 g	M26019	M26038	M26054
		1M1, 12 g	M18580	M18635	A2, 50 g	M28580	M26638	M26642
Opaque		1M1, 50 g	M18581	M18636	A3, 12 g	M26020	M26039	M26055
OP0, 12 g	M20041	1M2, 12 g	M18582	M18637	A3, 50 g	M31165	M26639	M26643
OP1, 12 g	M16698	1M2, 50 g	M18583	M18638	A3.5, 12 g	M26021	M26040	M26056
OP1, 50 g	M16699	2L1.5, 12 g	M18586	M18639	A3.5, 50 g	M28581	M26640	M28579
OP2, 12 g	M16700	2L1.5, 50 g	M18587	M18640	A4, 12 g	M26022	M26041	M26057
OP2, 50 g	M16701	2L2.5, 12 g	M18584	M18641	A4, 50 g	M44541	M29454	M36010
OP3, 12 g	M16702	2L2.5, 50 g	M18585	M18642	B1, 12 g	M26023	M26042	M26058
OP3, 50 g	M16703	2M1, 12 g	M18588	M18643	B1, 50 g	M44542	M31164	M31168
OP4, 12 g	M16704	2M1, 50 g	M18589	M18644	B2, 12 g	M26024	M26043	M26059
OP4, 50 g	M16705	2M2, 12 g	M18590	M18645	B2, 50 g	M31166	M26744	M36011
OP5, 12 g	M20042	2M2, 50 g	M18591	M18646	B3, 12 g	M26025	M26044	M26060
		2M3, 12 g	M18592	M18647	B3, 50 g	M51670	M26743	M29465
Opaque Paste		2M3, 50 g	M18593	M18648	B4, 12 g	M26026	M26045	M26061
OP0, 5 g	M20043	2R1.5, 12 g	M18596	M18649	B4, 50 g	M57864	M36007	M36008
OP1, 5 g	M20044	2R1.5, 50 g	M18597	M18650	C1, 12 g	M26027	M26046	M26062
OP2, 5 g	M14932	2R2.5, 12 g	M18598	M18651	C1, 50 g	M35818	M29455	M29466
OP3, 5 g	M14933	2R2.5, 50 g	M18599	M18652	C2, 12 g	M26028	M26047	M26063
OP4, 5 g	M20045	3L1.5, 12 g	M18600	M18653	C2, 50 g	M51832	M26742	M34487
OP5, 5 g	M20046	3L1.5, 50 g	M18601	M18654	C3, 12 g	M26030	M26048	M26064
		3L2.5, 12 g	M18602	M18655	C3, 50 g	M51833	M29463	M29467
Sun Opaque		3L2.5, 50 g	M18603	M18656	C4, 12 g	M26031	M26049	M26065
SO1, 12 g	M37380	3M1, 12 g	M18604	M18657	C4, 50 g	M59252	M29464	M29468
SO2, 12 g	M37381	3M1, 50 g	M18605	M18658	D2, 12 g	M26034	M26050	M26066
SO3, 12 g	M37382	3M2, 12 g	M18606	M18659	D2, 50 g	M28582	M26741	M29469
		3M2, 50 g	M18607	M18660	D3, 12 g	M26035	M26051	M26067
Sun Opaque Paste		3M3, 12 g	M18613	M18661	D3, 50 g	M28583	M26641	M26644
SO1, 5 g	na zamówienie	3M3, 50 g	M18614	M18662	D4, 12 g	M26036	M26052	M26068
SO2, 5 g	na zamówienie	3R1.5, 12 g	M18615	M18663	D4, 50 g	M59253	M42381	M36009
SO3, 5 g	na zamówienie	3R1.5, 50 g	M18616	M18664				
		3R2.5, 12 g	M18617	M18665				
Sun Dentine		3R2.5, 50 g	M18618	M18666				
SD1, 12 g	M37377	4L1.5, 12 g	M18619	M18667				
SD2, 12 g	M37378	4L2.5, 12 g	M18620	M18668				
SD3, 12 g	M37379	4M1, 12 g	M18621	M18669				
		4M1, 50 g	M18622	M18670				
Enamel		4M2, 12 g	M18623	M18671				
END, 12 g	M16692	4M2, 50 g	M18624	M18672				
END, 50 g	M16693	4M3, 12 g	M18625	M18673				
ENL, 12 g	M16690	4M3, 50 g	M18626	M18674				
ENL, 50 g	M16691	4R1.5, 12 g	M18627	M18675				
250 g	na zamówienie	4R2.5, 12 g	M18628	M18676				
		5M1, 12 g	M18629	M18677				
Neutral		5M2, 12 g	M18630	M18678				
NT, 12 g	M16688	5M3, 12 g	M18631	M18679				
NT, 50 g	M16689							
250 g	na zamówienie							
Window								
WIN, 12 g	M16687							
WIN, 50 g	M16686							



VM13, VITA

Effect Enamel

	Nr art.
EE1, 12 g	M16828
EE2, 12 g	M18202
EE3, 12 g	M17110
EE4, 12 g	M17349
EE5, 12 g	M16829
EE6, 12 g	M17350
EE7, 12 g	M14921
EE8, 12 g	M18206
EE9, 12 g	M16766
EE10, 12 g	M17109
EE11, 12 g	M16767

Effect Opal

EO1, 12 g	M17108
EO2, 12 g	M17107
EO3, 12 g	M17106
EO4, 12 g	M37882
EO5, 12 g	M37883

Effect Liner

EL1, 12 g	M17111
EL2, 12 g	M16769
EL3, 12 g	M17112
EL4, 12 g	M16830
EL5, 12 g	M17113
EL6, 12 g	M17114

Effect Pearl

EP1, 12 g	M18695
EP2, 12 g	M18696
EP3, 12 g	M18697

Effect Chroma

EC1, 12 g	M18686
EC2, 12 g	M18687
EC3, 12 g	M18688
EC4, 12 g	M18689
EC5, 12 g	M18690
EC6, 12 g	M18692
EC7, 12 g	M18691
EC8, 12 g	M17104
EC9, 12 g	M17105
EC10, 12 g	M18693
EC11, 12 g	M18694

Płyny

VM Opaque Fluid, 250 ml	M08986
VM Opaque Fluid, 50 ml	M08987
VM7/VM9/VM13 Modelling Liquid, 250 ml	M08988
VM7/VM9/VM13 Modelling Liquid, 50 ml	M08989
VM Paste Fluid, 15 ml	M18698
VITA Modelling Fluid RS, 250 ml	M30858
VITA Modelling Fluid RS, 50 ml	M30857

Mamelon

MM1, 12 g	M16726
MM2, 12 g	M16725
MM3, 12 g	M16724

Margin

M1, 12 g	M14926
M4, 12 g	M14927
M5, 12 g	M14928
M7, 12 g	M14929
M8, 12 g	M16405
M9, 12 g	M14930

Chroma Plus

CP1, 12 g	M18572
CP2, 12 g	M17793
CP3, 12 g	M18573
CP4, 12 g	M18574
CP5, 12 g	M18575

Color Opaque

CO1, 12 g	M18683
CO2, 12 g	M18684
CO3, 12 g	M18685

Color Opaque Paste

CO1, 5 g	M18680
CO2, 5 g	M18681
CO3, 5 g	M18682

Corrective

COR1, 12 g	M14918
COR2, 12 g	M14919
COR3, 12 g	M14920

Gingiva

G1, 12 g	M14922
G2, 12 g	M14923
G3, 12 g	M14924
G4, 12 g	M18569
G5, 12 g	M18570

Gingiva Opaque

GOD, 12 g	M16615
GOL, 12 g	M16614



VM13, VITA

Tabela kolorów VM13, VITA Classic

Kolor	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaker	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Margin	M1/M7	M4/M7	M4	M4/M9	M4/M9	M1/M4	M1/M4	M4	M4/M9	M1/M4	M4/M7	M4/M7	M4/M7	M1/M9	M4/M7	M1/M4
Chroma Plus	CP1	CP2	CP2/CP3	CP2/CP3	CP2/CP4	CP1	CP1	CP2/CP3	CP3	CP1	CP1/CP5	CP1/CP5	CP5	CP1/CP5	CP2/CP5	CP2/CP5
Enamel	ENL	ENL	ENL	END	END	END	END	END	END	END	END	ENL	ENL	END	END	END
Effect Liner	EL2	EL1/EL3	EL4/EL6	EL5/EL6	EL1/EL3	EL1/EL2	EL1/EL4	EL2/EL4	EL4/EL6	EL1/EL6	EL2/EL6	EL6	EL3/EL6	EL2/EL6	EL2/EL3	EL2/EL6

Tabela kolorów VM13, VITA 3D Master

Kolor	Opaker	Margin	Chroma Plus	Enamel	Effect Liner
0M1	OP0	M1	-	ENL	EL1
0M2	OP0	M1	-	ENL	EL1
0M3	OP0	M1	-	ENL	EL1/EL2
1M1	OP1	M1/M7	CP1	ENL	EL1/EL2
1M2	OP1	M1/M7	CP1/CP2	ENL	EL2
2L1,5	OP2	M1/M7	CP1/CP2	ENL	EL1/EL2
2L2,5	OP2	M1/M4	CP2/CP3	ENL	EL1/EL3
2M1	OP2	M1/M7	CP1/CP5	ENL	EL1/EL6
2M2	OP2	M1/M4	CP1/CP3	ENL	EL1/EL3
2M3	OP2	M4	CP3	ENL	EL2/EL4
2R1,5	OP2	M1/M7	CP1/CP5	ENL	EL1/EL6
2R2,5	OP2	M1/M4	CP1/CP3	ENL	EL2/EL4
3L1,5	OP3	M4/M7	CP2/CP5	ENL	EL2/EL6
3L2,5	OP3	M4/M7	CP2/CP5	ENL	EL4/EL6
3M1	OP3	M7	CP1/CP5	ENL	EL1/EL6
3M2	OP3	M4/M7	CP3/CP5	ENL	EL2/EL6
3M3	OP3	M4/M9	CP4/CP5	ENL	EL4/EL6
3R1,5	OP3	M7	CP1/CP5	ENL	EL2/EL3
3R2,5	OP3	M4/M7	CP4/CP5	ENL	EL5/EL6
4L1,5	OP4	M7	CP5	END	EL6
4L2,5	OP4	M4/M9	CP4/CP5	END	EL3/EL4
4M1	OP4	M7	CP5	END	EL6
4M2	OP4	M7/M9	CP3/CP5	END	EL2/EL3
4M3	OP4	M9	CP4/CP5	END	EL5/EL6
4R1,5	OP4	M7/M8	CP5	END	EL2/EL3
4R2,5	OP4	M7/M9	CP4/CP5	END	EL3/EL4
5M1	OP5	M7/M8	-	END	EL3/EL6
5M2	OP5	M7/M9	-	END	EL5/EL6
5M3	OP5	M5/M9	-	END	EL3/EL4