


Materiały na protezy ruchome

Zęby	194
Akryle - polimeryzacja na gorąco	201
Akryle - polimeryzacja na zimno	204
Akryle do prac ortodontycznych	207
Farby do charakteryzacji akrylu	208
Materiały na łożyska indywidualne	210
Woski modelowe na płyty protez	212
Materiały do podścielen	213
Izolatory	214
Materiały silikonowe na przedlewy	215
Siatki wzmacniające, druty, łuki	217
Akcesoria	219



Zęby



Vita MFT, VITA

Zęby wielofunkcyjne, można je wykorzystać w każdej koncepcji ustawiania zębów. Budowa powierzchni redukuje siły poprzeczne działające poziomo i odciąża podłoże protezy. Dzięki funkcjonalnym powierzchniom okluzyjnym, zęby można zastosować w ustawkach statycznych i w ten sposób zredukować w znacznym stopniu negatywne działanie sił na podłoże protezy, czyli słuzówkę i wyrostek zębodołowy. Decyzja wyboru zębów konfekcyjnych VITA MFT oznacza w każdym przypadku dodatkowe korzyści. Naturalny wygląd zębów to przede wszystkim budowa trójwarstwowa, szczególnie widoczna w zębach przednich.

- Znakomity kształt ułatwia właściwe przyporządkowanie zębów w czasie ustawiania oraz wymiennie skraca czas pracy. Poza tym prowadzi to do wysokiej wydajności dostosowanej do potrzeb pacjenta.
- Wstępne „doszlifowanie” punktów okluzyjnych w zgryzie dolnych zębów bocznych minimalizuje poziome siły ścinające i wspiera tym samym idealne ustawienie protezy. Jest to szczególnie ważne w implantoprotetyce.
- Idealna budowa guzków górnych zębów bocznych zapewnia zwarcie centralne i optymalny komfort żucia dla pacjenta.
- Właściwe ukształtowanie powierzchni retencyjnej redukuje szlifowanie i zwiększa przyczepność i połączenie z materiałem podłoża protezy

- Opalescencja, luminescencja i przezierność, czyli perfekcyjny dobór cech morfologicznych jak np. indywidualna struktura mamelonów, czego efektem jest naturalne odbicie światła oraz gra kolorów pełna niuansów.
- Anatomiczny przebieg krzywizny wargowej umożliwia dokładne i fizjologiczne wyznaczenie pozycji zęba. Dyskretny kontur szyjek zębów umożliwia wykonanie właściwych kieszonek dziąsłowych, dopasowanych do każdej grupy wiekowej.
- Identyfikacja z naturą powierzchni podniebienna to poprawna fonetyka oraz fizjologiczne ułożenie języka pacjenta.
- Estetyka zębów przednich VITA MFT podkreślona została przez białawy brzeg sieczny.

Zobacz tabela kształtów, str. 408.

MFT dostępne w kolorach

0M1	0M3	1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	4L1.5	4M2	5M1	A1	A3	C3	D3
-----	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-------	-------	-----	-----	----	----	----	----

VITAPAN®

VITAPAN PLUS®

VITA PHYSIODENS®

VITA LINGOFORM®


Zęby konfekcjonowane zostały wykonane z kompozytu „MRP” i są produkowane przy użyciu specjalnej „technologii tłoczenia wtórnego VITA”. Szczególny etap tej technologii to **proces autopolimeryzacji przy jednoczesnym działaniu ciśnienia**. Wynik tego procesu to **wewnętrzne homogeniczne spójnienie między wszystkimi warstwami zęba** i całości struktury. Czynnikiem ten gwarantuje stabilność materiału, również w czasie dalszej obróbki zębów po polimeryzacji protezy.

MRP Microfiller Reinforced Polyacrylic-Material to siatka polimerowa na bazie PMMA, wiążąca nieorganiczne wypełniacze mikrocząsteczkowe, o optymalnym układzie cząsteczek oraz tzw. perełki PMMA które są **chemicznie kotwiczone na stałe**.

Dzięki tym właściwościom wysoce usieciowany materiał kompozytowy **MRP** **znamionuje znakomitą trwałość oraz odporność na abrazję**.

Koncepcja nakładania warstw imitująca naturę

Każdy ząb VITAPAN PLUS składa się z trzech różnych warstw, których odcień, nasycenie barwy, stopień przezierności oraz wymiar są zróżnicowane i w ten sposób znakomicie imitują wygląd naturalnego zęba.



VITAPAN PLUS, VITA

Naturalny wygląd, komfortowe użytkowanie i funkcjonalność – to wymagania pacjentów wobec protez. Konfekcjonowane zęby przednie VITAPAN PLUS oraz zęby boczne VITA LINGOFORM, to wysoce estetyczny i funkcjonalny materiał, gwarantujący znakomite rezultaty w wykonawstwie protez całkowitych osadzanych na implantach, jak i również standardowych protezach całkowitych.

Zobacz tabela kształtów, str. 411.


VITAPAN PLUS dostępne w kolorach

A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

VITAPAN PLUS dostępne w kolorach

0M1	0M3	1M1	1M2	2L1.5	2L2.5	2M1	2M2	2M3	2R1.5	2R2.5	3L1.5	3L2.5	3M1
-----	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-----

VITAPAN PLUS można znakomicie zestawiać z **VITA LINGOFORM** i łatwo stosować we wszystkich możliwych koncepcjach ustawiania zębów sztucznych. Nowy efekt dodatkowy uzyskany poprzez zastosowanie jaśniejszych zębów przednich i opakerowych zębów bocznych co zapewnia naturalny wygląd



LINGOFORM, VITA

Zęby kompozytowe.

Zobacz tabela kształtów, str. 427.

LINGOFORM dostępne w kolorach

A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

LINGOFORM dostępne w kolorach

0M1	0M3	1M1	1M2	2L1,5	2L2,5	2M1	2M2	2M3	2R1,5	2R2,5	3L1,5	3L2,5
-----	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------

3M1	3M2	3M3	3R1,5	3R2,5	4L1,5	4L2,5	4M1	4M2	4M3	4R1,5	4R2,5	5M1	5M2	5M3
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----



VITAPAN, VITA

Zęby kompozytowe

Zobacz tabela kształtów, str. 414.

VITAPAN dostępne w kolorach

A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

VITAPAN dostępne w kolorach

0M1	0M3	1M1	1M2	2L1,5	2L2,5	2M1	2M2	2M3	2R1,5	2R2,5	3L1,5	3L2,5
-----	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------

3M1	3M2	3M3	3R1,5	3R2,5	4L1,5	4L2,5	4M1	4M2	4M3	4R1,5	4R2,5	5M1	5M2	5M3
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----

**VITAPAN CUSPIFORM, VITA**

Zęby kompozytowe. Guzki anatomiczne.

Zobacz tabela kształtów, str. 419.

CUSPIFORM dostępne w kolorach

A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CUSPIFORM dostępne w kolorach

0M3	1M1	1M2	2L1,5	2L2,5	2M1	2M2	2M3	2R1,5	2R2,5	3L1,5	3L2,5
-----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------

3M1	3M2	3M3	3R1,5	3R2,5	4L1,5	4L2,5	4M1	4M2	4M3	4R1,5	4R2,5	5M1	5M2	5M3
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----

**VITAPAN SYNOFORM, VITA**

Zęby kompozytowe. Guzki abrazyjne.

Zobacz tabela kształtów, str. 420.

SYNOFORM dostępne w kolorach

A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**PHYSIODENS, VITA**

Anatomiczne, kompozytowe zęby charakteryzujące się wysoką estetyką. Ukształtowane wg naturalnego wzorca. Dostępne w 15 kolorach Vita Classic (oprócz B1) i 26-ciu kolorach 3D Master.

Zobacz tabela kształtów, str. 422.

**PHYSIODENS dostępne w kolorach**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PHYSIODENS dostępne w kolorach

0M1	0M3	1M1	1M2	2L1,5	2L2,5	2M1	2M2	2M3	2R1,5	2R2,5	3L1,5	3L2,5
-----	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------

3M1	3M2	3M3	3R1,5	3R2,5	4L1,5	4L2,5	4M1	4M2	4M3	4R1,5	4R2,5	5M1	5M2	5M3
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----



LUMIN VACUUM, VITA

Zęby porcelanowe. Guzki abrazyjne.

Zobacz tabela kształtów, str. 428.



LUMIN VACUUM SYNOFORM, VITA

Zęby porcelanowe. Zęby porcelanowe.

Zobacz tabela kształtów, str. 431.



LUMIN VACUUM CUSPIFORM, VITA

Zęby porcelanowe. Guzki anatomiczne.

Zobacz tabela kształtów, str. 431.

LUMIN VACUUM, LUMIN VACUUM SYNOFORM, LUMIN VACUUM CUSPIFORM dostępne w kolorach

A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Ivostar, Ivoclar Vivadent AG

Zęby przednie, trójwarstwowe, uzupełniające linię zębów bocznych Gnathostar. Dostępne w kolorach według kolornika Chromascop, A-D oraz Bleach. 15 rodzajów zębów przednich górnych, 6 rodzajów zębów przednich dolnych.



Gnathostar, Ivoclar Vivadent AG

Dwuwarstwowe zęby boczne, przeznaczone do ustawiania razem z zębami przednimi z linii Ivostar. Dostępne w kolorach według kolornika Chromascop, A-D oraz Bleach. 5 kształtów zębów bocznych.



SR Vivodent DCL, Ivoclar Vivadent AG

Wykonane z najnowocześniejszego materiału DCL. Biokompatybilność z błoną śluzową, wytrzymałość, odporność na odkładanie się płytki nazębnej, trwałość koloru, odporność na ścieranie, łatwość polerowania, bardzo dobre łączenie się z płytą protezy. Polepszone parametry wytrzymałościowe, które są wymagane w pracach na implantach (najnowszy materiał DCL), budowa warstwowa naśladująca budowę naturalnego zęba, duży wybór kształtów, kolory zgodne z kolorami porcelany i materiałów złożonych. Dostępne kolory: 16 kolorów według kolornika A-D, 20 kolorów według kolornika Chromascop, 4 kolory do zębów wybielonych. 24 kształty zębów przednich górnych, 8 kształtów zębów przednich dolnych.



SR Postaris DCL, Ivoclar Vivadent AG

Boczne zęby sztuczne najwyższej jakości, przeznaczone szczególnie do protez częściowych, ale także do każdego innego rodzaju uzupełnień ruchomych. Są wykonane z nowoczesnego materiału DCL. Produkowane w sześciu rozmiarach, idealnie komponują się z zębami przednimi SR Vivodent DCL. Biofunkcjonalne ukształtowanie powierzchni okluzyjnej umożliwia efektywność procesu żucia także na uzupełnieniach wspartych na implantach, kształt nie utrudniający przesunięć bocznych, idealne zakotwiczenia. Dostępne kolory: 16 kolorów według kolornika A-D, zęby boczne: 20 kolorów według kolornika Chromascop. 7 kształtów zębów górnych/dolnych.



Premium 6, Heraeus Kulzer

Premium to linia zębów firmy Heraeus Kulzer, która spełnia wymogi estetyki, czynnościowe i naturalnego wyglądu. Dzięki w pełni anatomicznym kształtom zębów Premium można je ustawiać w dowolny sposób. W wyniku tego można wykorzystać wszystkie możliwości indywidualizacji w zależności od życzeń pacjenta i własnych preferencji.

Uzupełnienia oparte na implantach protezy częściowe, stałe i ruchome protezy całkowite korony teleskopowe i inne indywidualne rozwiązania.

Premium 6 dostępne w kolorach

BL2	BL3	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
-----	-----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

05



Premium 8, Heraeus Kulzer

Opatentowana morfologia powierzchni okluzyjnych zębów Premium 8 firmy Heraeus Kulzer odtwarza powierzchnie zębów naturalnych. Multifunkcjonalność we wszystkich ustawieniach kształt, odcień i funkcje w pełni odzwierciedlające zęby naturalne, duża odporność na ścieranie i złamania dzięki zastosowaniu nowatorskiego materiału Nanopearl. Możliwość stosowania wraz z zębami Premium 6. Uzupełnienia oparte na implantach protezy częściowe, stałe i ruchome protezy całkowite korony teleskopowe i inne indywidualne rozwiązania.

Premium 8 dostępne w kolorach

BL2	BL3	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
-----	-----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Artic 6, Heraeus Kulzer

Artic 6 to dwuwarstwowe zęby przednie o realistycznym wyglądzie i wysokiej estetyce. Te anatomicznie ukształtowane zęby dają możliwość idealnej adaptacji do uzębienia własnego pacjenta oraz w protezach całkowitych.

Zobacz tabela kształtów, str. 438.

Artic 6 dostępne w kolorach

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Artic 8, Heraeus Kulzer

Zęby boczne Artic 8 są dostępne w 16 fasonach, które zapewniają fizjologiczną czynność, dokładność relacji w pozycji zaguzkowania, idealną okluzję oraz równomierny rozkład obciążeń w trakcie żucia. Wyjątkowe wklęsłe szyjki wpływają na lepsze przytwierdzenie do płyty protezy.

Zobacz tabela kształtów, str. 440.

Artic 8 dostępne w kolorach

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Mifam Super Lux 6, Spofa Dental

Zęby przednie akrylowe trójwarstwowe z czynnikiem sieciującym. Efekt fluorescencji naturalnych zębów, naturalna opalescencja, naturalny wygląd. Dostępne w 16 odcieniach. 54 anatomiczne kształty. Wysoka odporność na ścieranie, wysoka stabilność koloru. Zastosowanie: Protezy całkowite, protezy częściowe, protezy szkieletowe.

Zobacz tabela kształtów, str. 432.

Mifam Super Lux 8, Spofa Dental

Zęby boczne akrylowe trójwarstwowe z czynnikiem sieciującym. Efekt fluorescencji naturalnych zębów. Naturalna opalescencja. Naturalny wygląd. Dostępne w 16 odcieniach. 54 anatomiczne kształty. Wysoka odporność na ścieranie. Wysoka stabilność koloru. Zastosowanie: protezy całkowite, protezy częściowe, protezy szkieletowe.

Zobacz tabela kształtów, str. 432.

Mifam Super Lux 6/8 dostępne w kolorach

A1	A2	B1	B2	B3	G1	G2	G3	N2	N3	N5	R1	R2	R3	R5
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Estetic przednie 6, Wiedent

Zęby Wiedent dzięki trójwarstwowej budowie i efektowi fluorescencyjnemu w sposób zbliżony do doskonałego odwzorowują zęby naturalne. Zastosowanie: protezy całkowite, protezy częściowe, protezy szkieletowe. 62 zróżnicowane fasony w kolorniku WIEDENT (13 kolorów), A1- R5, 14 wybranych fasonów w kolorach wybielonych 0M1 i 0M3.

Zobacz tabela kształtów, str. 435.



Estetic boczne 8, Wiedent

Zęby Wiedent dzięki trójwarstwowej budowie i efektowi fluorescencyjnemu w sposób zbliżony do doskonałego odwzorowują zęby naturalne. Zastosowanie: protezy całkowite, protezy częściowe, protezy szkieletowe. 62 zróżnicowane fasony w kolorniku WIEDENT (13 kolorów), A1- R5, 14 wybranych fasonów w kolorach wybielonych 0M1 i 0M3.

Zobacz tabela kształtów, str. 435.

Estetic boczne 8 dostępne w kolorach

G1	G2	G3	A1	A2	B2	B3	R1	R2	R5	N2	N3	N5
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Akryle - polimeryzacja na gorąco

**ProBase Hot, Ivoclar Vivadent AG**

Ze względu na właściwości obróbki, dokładność dopasowania, stabilność kształtu i koloru ProBase Hot wyznacza nowe standardy dla materiałów żywicznych, służących do wykonywania płyt protez. Materiał ten jest zgodny z normą EN ISO 20795-1. Zastosowanie: protezy całkowite, protezy częściowe oraz kombinowane, protezy hybrydowe, podścielenia, protezy wsparte na implantach. Kolory: Pink, Pink-V, S, US-L, US-P, 36P, 36 P-V, Clear oraz o podwyższonej opakerowości: Pink-V Implant.

	Nr art.
Polymer P, 500 g	M31990
Polymer P-V, 500 g	M16013
Polymer Clear, 500 g	M21161
Monomer, 500 ml	M16012
Monomer, 1000 ml	M53448
Standard Kit P-V	M57012
Zestaw zawiera: 2 x 500 g Polymer P-V, 500 ml Monomer	

**SR Triplex Hot, Ivoclar Vivadent AG**

Materiał Triplex Hot jest materiałem polimeryzującym w podwyższonej temperaturze, zawierającym PMMA, przeznaczonym do wykonywania protez techniką nakładania. Jest łatwy w pracy, a pacjentowi stwarza komfort dopasowania protezy. Ponadto materiał dostępny jest w postaci żyłkowanej. Łatwy w użyciu. Stabilność kształtu i koloru. Zastosowanie: protezy całkowite, protezy częściowe, protezy kombinowane, protezy hybrydowe, podścielenia, protezy wsparte na implantach. Kolory: P – kolor różowy, P-V – kolor różowy żyłkowany.

SR Polymer, P, 500 g	M48749
SR Polymer, P-V, 500 g	M17341
Monomer, 500 ml	M14547

**IvoBase Injector, Ivoclar Vivadent AG**

IvoBase Injector umożliwia przeprowadzenie w pełni automatycznego procesu wtrysku i polimeryzacji materiału akrylowego dedykowanego do wykonywania płyt protez. Skurcz polimeryzacyjny jest redukowany w trakcie procesu polimeryzacji, dzięki zastosowaniu opatentowanego sposobu kontroli temperatury puszek oraz grzałki. To umożliwia wykonanie płyt protez precyzyjnie dopasowanych do pola protetycznego. Ponadto istnieje możliwość obróbki w IvoBase Injector materiału SR Ivocap.

Wtryskarka „wszystko w jednym”, szybka i łatwa obsługa, kontrolowany skurcz polimeryzacyjny, idealne dopasowanie, nie jest potrzebny polimeryzator, sprężone powietrze wystarczy podłączyć do prądu. Kompaktowa ergonomiczna budowa, wymaga bardzo mało miejsca. Wyświetlacz OSD informujący o aktualnym etapie pracy. Funkcja RMR redukująca zawartość monomeru resztkowego. Gniazdo USB do obsługi PC/Internet. Bezpośrednie podgrzewanie puszek bez łożni wodnej nie generuje pary.



Zestaw **M25394**
Zestaw zawiera: IvoBase Injector, kabel sieciowy, kabel usb, zestaw puszek, rękawice termiczne, zestaw do kontroli temperatury, karta gwarancyjna, instrukcja stosowania, akcesoria.



IvoBase Hybrid Kit **M48440**
Zestaw zawiera: IvoBase kolornik, 20 x 34 g IvoBase Hybrid Polimer, 20 x 20 ml Monomer, 22 x lejki, 22 x kanały woskowe, 22 x filtr odpowietrzający, 60 ml płyn izolujący, szpatułka, akcesoria.

Meliodent Heat Cure, Heraeus Kulzer



Żywica akrylanowa do wykonywania protez dentystycznych. Polimeryzacja na gorąco. Duża różnorodność kolorów. Przezroczysty, standardowy różowy i egzotyczne kolory - dzięki takiemu wyborowi można uzyskać wyjątkowe zabarwienia.

01 clear, 1000g
26, 1000 g
27, 1000 g
29, 1000 g
500 ml

Nr art.
M11976
M11977
M11978
M11979
M11981

Paladent 20, Heraeus Kulzer



Tworzywo akrylowe do wykonywania protez całkowitych i częściowych Paladent 20 - zrównoważone właściwości tego materiału czynią go ekonomicznym i gwarantują wysoką jakość protez w przystępnej cenie. Materiał Paladent 20 wykazuje dobre właściwości mechaniczne. Opracowywanie jest łatwe, bez konieczności posiadania dodatkowego wyposażenia. Plastyczna konsystencja ułatwia upychanie masy. Ponadto materiał ten charakteryzuje się bardzo długim czasem pracy sięgającym 30 minut, co umożliwi równoczesne wykonywanie kilku protez. Materiał Paladent 20 cechuje się dobrą stabilnością koloru i niską zawartością polimeru resztkowego. Właściwości te sprawiają, że pacjent może używać protezę przez wiele lat bez żadnych problemów. Kolory, takie jak R50, są doskonale dopasowane do innych materiałów do protez firmy Heraeus Kulzer.

Różowy żyłkowany, 1000 g
500 ml

M12469
M12470



Paladon 65, Heraeus Kulzer

Jego stale ulepszane właściwości mechaniczne odpowiadają zarówno za przyjazny dla użytkownika i elastyczny proces opracowywania, jak i jednocześnie za wysoką jakość protez i ekonomiczny proces ich produkcji. Materiał Paladon 65 można łatwo opracowywać bez konieczności posiadania skomplikowanego wyposażenia. Doskonała, plastyczna konsystencja ułatwia upychanie masy.

Długotrwała stabilność, przyjazny dla użytkownika dzięki długiemu czasowi opracowywania, możliwość wykonania kilku protez jednocześnie, mały skurcz polimeryzacyjny, niska zawartość monomeru resztkowego bezpośrednio po wykonaniu protezy, doskonała konsystencja, duża stabilność koloru, nie zawiera kadmu, materiał dostępny w 4 kolorach, biokompatybilność (certyfikat).

Wskazania: protezy całkowite, protezy częściowe, podścielenie metodą pośrednią. Procedura: opracowywania, technika prasowania, technika wtryskowa przy pomocy urządzenia Palajet.

Różowy żyłkowany, 1000 g
Clear, 1000 g
Płyn, 500 ml

M12471
M28840
M12473

**Villacryl H Rapid, Zhermapol**

Tworzywo akrylowe do wykonywania protez zębowych osiadających całkowitych i częściowych metodą szybkiej polimeryzacji termicznej. Łatwy w przygotowaniu i obróbce.

	Nr art.
O, 750 g + 400 ml	M17285
V4, 750 g + 400 ml	M16482
V4, 750 g	M27151
V4, 4000 g	M25352
Płyn, 400 ml	M28645
Płyn, 1000 ml	M25355

**Villacryl H Plus, Zhermapol**

Tworzywo akrylowe polimeryzowane na gorąco, przeznaczone do wykonywania płyt podstawowych protez zębowych, osiadających całkowitych i częściowych. Łatwy w przygotowaniu i obróbce.

O, 750 g + 400 ml	M17288
T2, 750 g + 400 ml	M17290
V2, 750 g + 400 ml	M17287
V4, 750 g + 400 ml	M17286
V4, 750 g	M22397
V4, 2000 g	M20219
V4, 4000 g	M17323
Płyn, 400 ml	M55996
Płyn, 1000 ml	M17324

**Superacryl Plus, Spofa Dental**

Sprawdzony materiał do wykonywania płyt protez ruchomych i aparatów ortodontycznych.

O, 500 g	M13753
U, 500 g	M13755
V, 500 g	M13754
Z, 500 g	M13758
X, 500 g	M13756
Y, 500 g	M13757
Płyn, 250 ml	M13752

**Rapid Simplifield, Vertex**

Wolne od kadmu tworzywo sztuczne nadaje się zarówno do szybkiej polimeryzacji (20 minut), jak i polimeryzacji przedłużonej. Szeroka gama kolorów umożliwia wykonanie estetycznych protez zadowolających każdego pacjenta.

	Nr art.		Nr art.
Przezroczysty		Różowy przezroczysty żyłkowany	
4, 1000 g	M14837	10, 100 g	M14834
		10, 500 g	M16273
		10, 1000 g	M16272
Różowy żyłkowany			
7, 1000 g	M14841	Płyn	
		50 ml	M14839
Różowy		250 ml	M14836
8, 1000 g	M16093	500 ml	M14840
		1000 ml	M20837
		2000 ml	M25568

Akryle - polimeryzacja na zimno

Probase Cold, Ivoclar Vivadent AG

Samopolimeryzujący ProBase Cold jest doceniany ze względu na idealną płynność oraz właściwości łatwego modelowania. Właściwości te tyczą się obydwu technik pracy: metody wlewowej oraz puszgowania. Materiał ten służy do wykonywania trwałych płyt protez.



	Nr art.
Trial Kit, P, 100 g + 50 ml	M19019
Trial Kit, P-V, 100 g + 50 ml	M19020
Trial Kit, C, 100 g + 50 ml	M19021
Polymer, P, 500 g	M19022
Polymer, P-V, 500 g	M19023
Polymer, C, 500 g	M16011
Monomer, 250 ml	M12967
Monomer, 500 ml	M16010

SR Triplex Cold, Ivoclar Vivadent AG

Samopolimeryzujący akryl oferuje technikom łatwe zastosowanie i doskonałe właściwości płynne.



Trial kit, P, 100 g + 50 ml	M19025
Trial kit, P-V, 100 g + 50 ml	M19026
Polymer, P, 1000 g	M19027
Polymer, P-V, 1000 g	M19028
Monomer, 500 ml	M19029

Meliodont Rapid Repair, Heraeus Kulzer

Żywica dentystyczna do wykonywania części akrylowych protez szkieletowych, napraw oraz podścieleń protez. Właściwości i kolor są dopasowane do tej linii wysokiej klasy materiałów do protez.



01 - przezroczysty, 1000 g	M11993
26, 1000 g	M11994
27, 1000 g	M11995
29, 1000 g	M11996
500 ml	M11997

Palapress vario, Heraeus Kulzer

Tworzywo akrylowe o wydłużonym czasie pracy Palapress vario to właściwy wybór w przypadku wykonywania kilku przeciwstawnych protez. Zaletą tego tworzywa jest kontrola procesu polimeryzacji. Dzięki utrzymywaniu się płynnej konsystencji przez okres do 3 minut, jednocześnie można wykonać kilka protez. Przejście do fazy plastycznej następuje po 4 minutach. Ta faza trwa do 9 minut, po czym materiał musi zostać spolimeryzowany. Ten czas można wykorzystać na wykonanie przeciwstawnych siodeł, dzięki czemu można równocześnie spolimeryzować kilka protez w krótszym czasie.



Różowy żyłkowany, 1000 g	M12490
500 ml	M12488

**Palapress, Heraeus Kulzer**

Klasyczny akryl protetyczny. Materiał umożliwia wykonywanie szybko i ekonomicznie protez, podścieleń i napraw techniką wlewową. Ma płynną konsystencję przez około 2 minuty, a czas polimeryzacji wynoszący do 7 minut zapewnia wysoką wydajność. Tworzywo to jest szczególnie zalecane ze względu na doskonałą tolerancję przez błonę śluzową dzięki niskiej zawartości monomeru resztkowego.

Przeźroczysty, 1000 g
Różowy żyłkowany, 1000 g
Płyn, 500 ml

Nr art.
M12486
M12483
M12484

**PalaXpress, Heraeus Kulzer**

Akryl przeznaczony do wielu wskazań. Protezy całkowite o bardzo dokładnym dopasowaniu można wykonywać w skoordynowanym systemie PalaXpress/Palajet przy pomocy procesu wtryskiwania. Wyjątkowa formuła materiału umożliwia szeroki zakres metod opracowywania - zarówno metodę wtryskową, jak i wlewową.

Proszek, 1000 g
Płyn, 500 ml

M12466
M12467

**Palajet, Heraeus Kulzer**

Urządzenie wtryskujące przeznaczone do wykonywania protez całkowitych, zaprojektowane dokładnie pod kątem właściwości materiału PalaXpress jest łatwe w użyciu, ponieważ nie wymaga stosowania siły przez użytkownika. Zaawansowany technologicznie system dozujący zapobiega nieprawidłowemu dawkowaniu materiału i zapewnia jednolite parametry procesu opracowywania.

Palajet
Puszka podwójna

M12480
M17923

**Villacryl SP, Zhermapol**

Tworzywo akrylowe przeznaczone do wykonywania części akrylowych w protezach szkieletowych, jak również do wykonywania protez całkowitych metodą wlewową. Może być również użyte do napraw protez lub do wykonania protez czasowych lub natychmiastowych.

V4, 500 g + 300 ml
O, 50 g + 300 ml

M17291
M53792

**Villacryl S, Zhermapol**

Samopolimeryzujące, tworzywo akrylowe przeznaczone do reperacji protez zębowych.

O, 100 g + 50 ml
T2, 100 g + 50 ml
T4, 100 g + 50 ml
V2, 100 g + 50 ml
V4, 100 g + 50 ml

M17293
M17295
M17294
M17292
M16101

Duracryl Plus, Spofa Dental



Samopolimeryzujący akryl do napraw protez ruchomych i dostawiania zębów w protezie.

	Nr art.
O, 500 g	M13714
U, 500 g	M16859
V, 500 g	M16860
Z, 500 g	M13715
Płyn, 250 ml	M13710

Self Curing, Vertex



Samopolimeryzujące tworzywo nadające się zarówno do naprawy, jak i wykonywania całkowitych i częściowych protez oraz do uzupełniania protez.

	Nr art.		Nr art.
Przeźroczysty		Różowy przezroczysty żyłkowany	
4, 100 g	M16770	10, 100 g	M16096
4, 500 g	M19054	10, 500 g	M14846
4, 1000 g	M19055	10, 1000 g	M16095
Różowy żyłkowany		Płyny	
7, 100 g	M14848	50 ml	M16097
7, 500 g	M19056	250 ml	M14847
7, 1000 g	M19057	500 ml	M16098
Różowy			
8, 100 g	M19058		
8, 500 g	M19059		
8, 1000 g	M19060		

Castapress, Vertex



Masa samopolimeryzująca, stosowana do protez zębowych szkieletowych oraz protez całkowitych i częściowych. Nadaje się także do napraw, ponownego licowania, ponownego podścielania oraz uzupełniania protez całkowitych i częściowych. Trwałość koloru materiału jest wysoka, gdyż korzysta się z unikatowego przyspieszacza. To wolne od kadmu tworzywo może być stosowane w technice formatowania (i przedlewu) i polimeryzuje się w ciągu 30 minut za pomocą ciśnienia i ciepła. W masie zastosowano krótkie żyłki ułatwiające lejność i zapływanie materiału. Poręczny dozownik zapewnia optymalne dozowanie bez strat.

	Nr art.		Nr art.
Przeźroczysty		Różowy przezroczysty żyłkowany	
4, 100 g	M19061	10, 100 g	M16088
4, 500 g	M19062	10, 500 g	M16089
4, 1000 g	M19063	10, 1000 g	M14816
Różowy żyłkowany		Płyny	
7, 100 g	M19064	50 ml	M16090
7, 500 g	M19066	250 ml	M16274
7, 1000 g	M19067	500 ml	M14815
Różowy			
8, 100 g	M19069		
8, 500 g	M19071		
8, 1000 g	M19073		

Akryle do prac ortodontycznych

**Meliodent Orthodontic, Heraeus Kulzer**

Tworzywo akrylowe spełnia szczególne wymagania zastosowań ortodontycznych, takie jak duża oszczędność materiału przy stosowaniu techniki sypanej (ang. salt and pepper technique). Dzięki temu aparaty ortodontyczne wykonuje się szybko i wydajnie.

01, przeźroczysty, 1000 g
500 ml

Nr art.
M11987
M11988

**Villacryl Ortho, Zhermapol**

Tworzywo akrylowe przeznaczone do wykonywania ruchomych aparatów ortodontycznych metodą nasypywania proszku na model i nasączania monomerem (metodą „salt and pepper”). Materiał przeznaczony do niskotemperaturowej polimeryzacji ciśnieniowej.

Zestaw M17297
Zestaw zawiera: proszek 500 g, płyn 250 ml, 3 x 15 ml koncentrat kolorów (czerwony, niebieski, żółty)

Villacryl Ortho, 3 x 15 ml koncentrat kolorów M17300
(czerwony, niebieski, żółty)

250 ml	M17299
500 ml	M26731
1000 ml	M29112
500 g	M17298

Koncentrat koloru

Czerwony, 50 ml	M17301	Niebieski, 50 ml	M17305
Fioletowy, 50 ml	M17302	Pomarańczowy, 50 ml	M17306
Jasno-zielony, 50 ml	M17303	Zielony, 50 ml	M17307
Malinowy, 50 ml	M17304	Żółty, 50 ml	M17308

Premacryl Plus, Spofa Dental

Akryl samopolimeryzujący do wykonywania aparatów ortodontycznych, napraw protez ruchomych.

O, przeźroczysty, 500 g	M13731
V, różowy, 500 g	M13732
O, przeźroczysty, płyn 250 ml	M13726
R, czerwony, płyn 250 ml	M13730
B, niebieski, płyn 250 ml	M13727
GR, zielony, płyn 250 ml	M13729
G, żółty, płyn 250 ml	M13728

Orthoplast, Vertex



Jest tworzywem samopolimeryzującym, stosowanym do wyrobu aparatów ortodontycznych. Wyjątkowa struktura ziarna umożliwia stosowanie tego wolnego od kadmu tworzywa w technice napylania, gwarantując dobre bezpośrednie "osadzanie" na modelu. Poręczny dozownik zapewnia optymalne dozowanie bez strat. Oferuje pełny asortyment wyrobów do wykonywania i naprawy aparatów ortodontycznych.

	Nr art.
22, przezroczysty, proszek 500 g	M14820
22, przezroczysty, proszek 1000 g	M14833
901, czerwony, 250 ml	M14824
902, żółty, 250 ml	M14823
903, niebieski, 250 ml	M19100
904, zielony, 250 ml	M14825
907, purpurowy, 250 ml	M19101
908, turkusowy, 250 ml	M14826
909, biały, 250 ml	M14821
910, fioletowy, 250 ml	M19102
912, czarny, 250 ml	M14818
913, jasnoczerwony, 250 ml	M19103
914, żółty neonowy, 250 ml	M19104
915, zielony neonowy, 250 ml	M19105
916, pomarańczowy neonowy, 250 ml	M14827
917, różowy neonowy, 250 ml	M14828
921, nieprzezroczysty różowy, 250 ml	M19106
922, przezroczysty, 250 ml	M14829
923, różowy, 250 ml	M19107
924, extra przezroczysty, 250 ml	M19108

Farby do charakteryzacji akrylu

Pala cre-active, Heraeus Kulzer



System światłoutwardzalnych farb przeznaczonych do charakteryzacji. W połączeniu z systemem łączącym signum connector do żywic polimeryzowanych na gorąco i zimno te światłoutwardzalne farby znajdują szczególne zastosowanie w celu indywidualnej charakteryzacji protez całkowitych i częściowych oraz opartych na implantach. Farby Pala cre-active można dodawać do masy dziąsłowej Pala cre-active dla zwiększenia intensywności koloru.

Zestaw M28317

Zestaw zawiera: 12 x 3 g Pala cre-active (white - biały, polar - niebieski, pink - różowy, red - czerwony, maroon - kasztanowy, dziąsłowy różowy, black - czarny, gum, dziąsłowy odcień 200, dziąsłowy R50, dziąsłowy jasnoróżowy, dziąsłowy przezroczysty), kolornik Pala cre-active, pędzelek, 20 x kaniule (metalowe), 1.2 mm 5 x kaniule (plastikowe), 1.87 mm.

Uzupełnienia

white - biały	M17468
polar - niebieski	M17467
pink - różowy	M34944
red - czerwony	M34943
maroon - kasztanowy	M36397
black - czarny	M46213
gingiva pink - dziąsłowy różowy	M30466
gingiva shade 200 - dziąsłowy odcień 200	M46215
gingiva R50 - dziąsłowy R50	M40675
gingiva light pink - dziąsłowy jasnoróżowy	M46214
gingiva clear - dziąsłowy przezroczysty	M31408
gum (pasta)	M31240



Optiglaze Color, GC

Światłoutwardzalny materiał do wewnętrznej jak i zewnętrznej charakteryzacji, która prowadzi do uzyskania doskonałej estetyki. Gotowy do użycia, łatwy w stosowaniu i skracający etap polerowania. Wskazania: podkreślenie głębi koloru, nadanie błyszczącej lustrzanej powierzchni, a także zwiększenie odporności na ścieranie odbudów takich jak: korony i mosty kompozytowe, tymczasowe korony i mosty z żywicy, korony z ceramiki hybrydowej np. GC CERASMART, protezy oparte na implantach, akrylowe mosty mocowane na stałe na implantach, sztuczne zęby, protezy akrylowe.

Nr Art.

M56910

Zestaw Optiglaze Color Set

Zestaw zawiera: 15 x butelka (2,6 ml) - odcienie A-Plus, B-Plus, C-Plus, biały, kość słoniowa, żółty, pomarańczowy, różowo-pomarańczowy, czerwono-brązowy, oliwkowy, szary, niebieski, lawendowy, różowy, czerwony, 2 x butelka (5ml) - odcienie clear - przezierny, clear HV - przezierny o większej gęstości, 5 x naczynka jednorazowe do dozowania, osłona chroniąca przed światłem, 5 x pędzel Gradia okrągły, 5 x pędzel Gradia płaski, 2 x uchwyt do pędzla Gradia.



	2.6 ml		5 ml
 A plus	M57287	przezierny	M57302
 B plus	M57288	przezierny HV	M57303
 C plus	M57289		
 biały	M57290		
 kość słoniowa	M57291		
 żółty	M57292		
 pomarańczowy	M57293		
 różowo-pomarańczowy	M57294		
 czerwono-brązowy	M57295		
 oliwkowy	M57296		
 szary	M57297		
 niebieski	M57298		
 lawendowy	M57299		
 różowy	M57300		
 czerwony	M57301		

Materiały na łyżki indywidualne



Tessex AL, Spofa Dental

Płytki szelakowe z domieszką glinu stosowane do wytwarzania indywidualnych łyżek wyciskowych do rejestracji zwarcia oraz do wykonywania płyt wzorników zwarciovych.

Górne, 12 szt.
Dolne, 12 szt.

Nr art.
M13777
M13776



Tessex, Spofa Dental

Płytki z szelaku do wytwarzania indywidualnych łyżek wyciskowych przy całkowitym bezzębiu i do wykonywania płyt wzorników zwarciovych.

Górne, 12 szt.
Dolne, 12 szt.

M44403
M44862



Villacryl IT, Zhermapol

Samopolimeryzujące, tworzywo akrylowe przeznaczone do wykonywania indywidualnych łyżek wyciskowych. Materiał dostępny w dwóch kolorach: zielonym i różowym. Akryl w kolorze różowym umożliwia wykonanie bezpośrednio na płycie (woskowych wałków) wzorników zwarciovych i przymiarki zębów ustawionych w wosku.

750 g + 200 ml

M17296



Duracrol, Spofa Dental

Duracrol stosuje się do wykonywania indywidualnych łyżek wyciskowych i modeli fantomowych.

Żółty, 500 g
Płyn, 250 g

M13708
M13707



Ostron, GC

Samoutwardzalna żywica do łyżek indywidualnych, płyt wzorników i rejestracji zwarcia.

Niebieski - przezierny, 1 kg
Różowy - przezierny, 1 kg
Płyn, 250 ml

M17002
M62956
M17004

**Photo-Tray, Dentalfarm**

Materiał do wykonywania łyżek indywidualnych.

Różowy, 50 szt.

Niebieski, 50 szt.

Transparentny, 50 szt.

Nr art.

M26280

M26279

M26278

**Materiał światłoutwardzalny na łyżki indywidualne, Omnident**

Materiał do wykonywania łyżek indywidualnych przy protezach całkowitych, jak i przy koronach i mostach. Nie klei się, bezzapachowy, różowoprzezroczysty.

Górne, 50 szt.

Dolne, 50 szt.

Mix, 25 szt. górnych, 25 szt. dolnych

M02954

M02955

M02953

**Palatray XL, Heraeus Kulzer**

Materiał do wykonywania łyżek indywidualnych.

Różowy, 50 szt.

M12493

**Elite LC Tray, Zhermack**

Jednoskładnikowy materiał światłoutwardzalny do wykonywania łyżek indywidualnych.

Różowy, 50 szt.

Niebieski, 50 szt.

M59435

M39516

**Elite LC Tray Round, Zhermack**

Światłoutwardzalny materiał w płytkach na bazie żywicy przeznaczony do wykonywania łyżek indywidualnych posiadający ergonomiczny kształt w celu redukcji pozostałości materiału.

Różowy, 50 szt.

Niebieski, 50 szt.

M59435

M39516

**Uchwyty do łyżek indywidualnych - aluminiowe, Erkodent**

Krótkie, 50 szt.

Krótkie, 1 szt.

Długie, 50 szt.

Długie, 1 szt.

M05509

M14614

M05511

M14613

Woski modelowe na płyty protez



Wosk modelowy NovoWax, NovoDenta

Różowe płytki o optymalnej grubości, bezzapachowe.

Miękki, 500 g
Twardy, 500 g

Nr art.
M44677
M44678



Wosk modelowy, Omnident

Wosk w płytkach 175 x 80 mm różowy, elastyczny. Po podgrzaniu długo pozostaje plastyczny, po ochłodzeniu twardy i stabilnie utrzymujący kształt.

500 g, miękki
2500 g, miękki
500 g, twardy
2500 g, twardy

M06598
M06600
M06597
M06599



Wosk modelowy, Zhermack

Twardy, 500 g
Miękki, 500 g

M55637
M55636



Wosk modelowy, Chema Elektromet

Twardy, 500 g
Miękki, 500 g

M00361
M00362



Wosk modelowy, Vertex

Różowe płytki o optymalnej grubości, bezzapachowe.

Regular, 1000 g
Twardy, 1000 g

M15414
M28584



Woskowe wały zwarciove, NovoDenta

Wały zwarciove uformowane anatomicznie. Oferowane są w 2 różnych twardościach. Gwarantują precyzyjną rejestrację zgryzu. Opakowanie 100 szt.

Twarde
Miękkie

M15092
M15091

Materiały do podścielen

**Sofreliner Tough, Tokuyama Dental**

Tymczasowy materiał do podścielen, zachowujący swoją miękkość przez dłuższy czas. Minimalizuje dolegliwości bólowe wywoływane przez ostro zakończone wyrostki zębodołowe, po zabiegach chirurgicznych i w czasie fazy wgajania po implantacji. W przypadku zniszczonych wyrostków Sofreliner Tough zapewnia dodatkowe utrzymanie protezy przy bardzo długo utrzymującej się stabilności materiału.

Nr art.

Zestaw Sofreliner Tough S (soft)**M48541**

Zawartość zestawu: Kartusz 2 x 26 g, Primer 10 ml, 10 x końcówki mieszające XS, akcesoria do polerowania.

Zestaw Sofreliner Tough M (medium)**M51449**

Zawartość zestawu: Kartusz 2 x 26 g, Primer 10 ml, 10 x końcówki mieszające XS, akcesoria do polerowania.

Rebase II, Tokuyama Dental

Rebase II to twardy materiał do podścielen wykorzystywany w metodzie bezpośredniej w gabinetach stomatologicznych lub pracowniach protetycznych. Twardnieje całkowicie w jamie ustnej w ciągu 5 minut, jest bezzapachowy i nie wytwarza ciepła. Można stosować do podścielenia zarówno protez całkowitych, oraz częściowych.

Zestaw Rebase II**M31428**

Zawartość zestawu: Proszek 80 g, płyn 50 ml, system adhezyjny 15 ml, utwardzacz 48 g.

Silicone Remover, Tokuyama Dental

Używając środka Silicone Remover można w prosty sposób usunąć w całości materiał Sofreliner Tough M i S, czynność ta nie wymaga zeszlifowywania. Preparat ten pozwala szybko i całkowicie usunąć materiał podścielający z płyty protezy.

Butelka, 7 ml

M51450**Villacryl Soft, Zhermapol**

Tworzywo akrylowe polimeryzowane pod ciśnieniem 2,2 Bara. Materiał przeznaczony jest do wykonywania miękkiej części dośluzówkowej w protezach całkowitych i częściowych, miękkich podścielen protez oraz do przygotowywania epiprotez uzupełniających ubytki tkanek miękkich.

Zestaw**M14854**

Zestaw zawiera: Proszek 60 g, płyn 40 ml, lakier 10ml

Villacryl Hard, Zhermapol

Twarde tworzywo akrylowe polimeryzowane na zimno. Materiał przeznaczony do czasowego podścielenia protez zębowych bezpośrednio w ustach pacjenta.

Zestaw**M17310**

Zestaw zawiera: proszek 60 g, płyn 40 ml, wytrawiacz 10 ml, utwardzacz 40 g.

Izolatory



Separating Fluid, Ivoclar Vivadent AG

Środek o wyjątkowych właściwościach izolujących gips od materiałów akrylowych. Zastosowanie Separating Fluid umożliwia uzyskanie wyjątkowo gładkich powierzchni płyt protez. Zastosowanie: gips – tworzywa na płyty protez, gips - gips.

1 l
500 ml

Nr art.
M14078
M14077



Aislar, Heraeus Kulzer

Aislar to niezawierający formaldehydu roztwór wodny na bazie alginatu stosowany do izolowania powierzchni gipsu i protetycznych materiałów akrylowych i kompozytowych. Izolator musi spełniać wiele warunków, takich jak krótki czas wysychania, tworzenie gładkiej powierzchni oraz zdolność całkowitej izolacji. Aislar posiada te właściwości zarówno w stosunku do akryli polimeryzowanych na gorąco, jak i na zimno.

1 l

M07198



Izolit SL, Chema-Elektromet

Płyn IZOLIT SL jest przeznaczony do izolowania powierzchni form gipsowych od ciasta meta-krylanowego na protezy zębowe. Jest to koloidalny roztwór oparty na bazie soli kwasu alginowego, konserwowany środkiem bakteriobójczym.

Czerwony, 1 l

M15932



Separat, Emichem

Preparat do prac techniczno-dentystycznych. Przeznaczony jest do izolowania powierzchni form gipsowych od ciasta akrylowego na protezy zębowe, licówki do koron, korony i inne prace protetyczne. Tworzy odpowiedniej grubości błonę izolacyjną w zależności od typu.

Różowy, 1 l

M08184

Niebieski, 1 l

M08185



Divosep, Vertex

Służy do izolowania gipsu od gipsu i gipsu od tworzywa sztucznego.

Niebieski, uniwersalny, 1 l

M16092

Niebieski, uniwersalny, 5 l

M31598

Materiały silikonowe na przedlewy

Kneton - Lab 95, Erkodent

Laboratoryjna masa na bazie polisiloksanu do wykonywania modeli bazowych przy naprawach oraz do wykonywania przedlewy przy protezach szkieletowych. Charakteryzuje się wysoką płynnością początkową oraz dużą twardością końcową. Wymaga aktywatora.

10 kg
5 kg
1.6 kg
Aktywator, 35 ml

Nr art.
M10154
M17781
M10153
M01080

Masa wyciskowa dla techników, Omnident

Silikonowa masa wyciskowa o kondensacyjnym sposobie wiązania, o bardzo wysokiej twardości końcowej. Do zastosowania przez techników przy np. blokowaniu, osadzaniu. Gęsta, doskonała w opracowaniu, nieklejąca. Bardzo wysoka twardość. Kolor niebieski.

Masa, 1.6 kg
Masa, 10 kg
Aktywator szybki, 35 ml
Aktywator, 35 ml

M06530
M06531
M05970
M02952

Zetalabor, Zhermapol

Kondensacyjna masa silikonowa przeznaczona specjalnie dla pracowni techniczno-dentystycznych. Stosowana na przedlewy kontrolne do przygotowania metalowej struktury pod porcelanę, jako materiał pomocniczy przy wykonywaniu części akrylowych w protezach szkieletowych oraz wykonywaniu koron i mostów czasowych. Służy do osłony zębów podczas puszkowania.

Zestaw
Zestaw zawiera: 2.6 kg masa, 60 ml indurent żel.

M29339

2600 g
900 g

M15586
M15590

Zetalabor Platinum Cad, Zhermapol

Silikon typu A putty przystosowany do skanowania, do zastosowania w pracowni techniki dentystrycznej. Idealny wybór ze względu na twardość, możliwość skanowania i dokładność odwzorowania szczegółów. Szczególnie polecany do skanowania kluczy okluzyjnych i na modele dziąsła, w których wymagana jest maksymalna precyzja i dokładne odwzorowanie szczegółów.

800 g + 800 g

na zamówienie



Zetalabor Platinum 85, Zhermapol

Addycyjna silikonowa masa przeznaczona do użytku laboratoryjnego charakteryzująca się wysoką precyzją i doskonałą plastycznością. Przeznaczona do wykonywania przedlewów przy wymianie wosku na akryl w protezach szkieletowych, do odwzorowywania powierzchni przy pracach ceramicznych, wykonywania modelu przy wykonywaniu napraw, do izolacji i ochrony zębów w procesie puszkowania i polimeryzacji protez. Odporna na wysoką temperaturę.

450 g + 450 g
1 kg + 1 kg
5 kg + 5 kg

Nr art.
na zamówienie
M56745
na zamówienie



Zetalabor Platinum 85 Touch, Zhermapol

Masa silikonowa do stosowania w pracowniach techniczno-dentystycznych o konsystencji putty. Charakteryzuje się gładką i aksamitną powierzchnią, dużą precyzją odwzorowania szczegółów oraz waniliowym zapachem.

Zestaw 2 x 4.3 kg
Zestaw zawiera: 4.3 kg masa + 4.3 kg katalizator.

M57109

Zestaw 2 x 200 g
Zestaw zawiera: 200 g masa + 200 g katalizator.

M56069



Zetalabor Platinum 95, Zhermapol

Addycyjna silikonowa masa przeznaczona do użytku laboratoryjnego charakteryzująca się wysoką precyzją i doskonałą plastycznością. Przeznaczona do wykonywania przedlewów przy wymianie wosku na akryl w protezach szkieletowych, do odwzorowywania powierzchni przy pracach ceramicznych, wykonywania modelu przy wykonywaniu napraw, do izolacji i ochrony zębów w procesie puszkowania i polimeryzacji protez. Odporna na wysoką temperaturę.

450 g + 450 g
1 kg + 1 kg
5 kg + 5 kg

M17314
M40521
na zamówienie



Zetalabor Titanium, Zhermapol

Kondensacyjna masa silikonowa przeznaczona specjalnie do laboratorium. Wyjątkowa formuła wykorzystująca materiały pochodzenia tytanowego nadaje masie wysoką precyzję, twardość i odporność termiczną. Silikon przeznaczony na przedlewy kontrolne, do wykonywania części akrylowych w protezach szkieletowych, do wykonywania koron i mostów czasowych. Służy do osłony zębów podczas puszkowania i przy wykonywaniu tzw. maski dziąsłowej na modelu.

2600 g
900 g

M17313
M17312



Indurent gel, Zhermapol

Uniwersalny katalizator do masy bazowej i korekcyjnej typu C. Indurent można stosować do prawie wszystkich silikonów kondensacyjnych produkowanych przez firmę Zhermack (z wyjątkiem mas wyciskowych linii Zetaflow).

60 ml

M03835

Siatki wzmacniające, druty, łuki

Dentapreg, Dentapreg

Siatka z włókna szklanego preimpregnowana żywicą termoplastyczną. Do wzmocnienia i naprawy protez całkowitych akrylowych, protez częściowych akrylowych, akrylowych prac protezycznych na implantach. Rozmiar 60 x 80 x 0.5 mm.

Siatka

Nr art.
M58080**Siatki wzmacniające, Mechanika Precyzyjna W. Konopka**

Stalowa, miękka-profilowana, 1 szt.

M08190

Pozłacana, miękka-profilowana, 1 szt.

M17162

Siatki wzmacniające do protez akrylowych, Renfert

Siatka w rolce, pozłacana, średnia 50 x 10 cm, 1 szt.

M13480

Siatka w rolce, pozłacana, drobna, 50 x 10 cm, 1 szt.

M13478

Siatka w płytce, pozłacana, średnia, 10 x 10 cm, 3 szt.

M13479

Siatka w płytce, pozłacana, drobna, 10 x 10 cm, 3 szt.

M13477

Siatka pozłacana, z wzmocnionym obrzeżem, 5 szt.

M13482

Siatka pozłacana, 5 szt.

M13486

Siatka metalowa, 5 szt.

M13485

Stick/StickNET/everStickC&B, strona 125**Drut, Met-Dent**

Do wykonywania klamer w protezach częściowych oraz aparatach ortodontycznych.

	Nr art.		Nr art.
Okrągłe		Półokrągłe	
0.4, 10 g	M16464	1.2, 10 g	M07725
0.5, 10 g	M07718	1.5, 10 g	M07726
0.6, 10 g	M07719	2.0, 10 g	M07727
0.7, 10 g	M07720	2.2, 10 g	M07728
0.8, 10 g	M07721	2.5, 10 g	M07729
0.9, 10 g	M07722	2.8, 10 g	M07730
1.0, 10 g	M07723	3.0, 10 g	M07731
1.1, 10 g	M07724		



Drut Remanium, *Dentaurum*

Druty wykonywane z najwyższej jakości (DIN 1.4310) stali szlachetnej chromoniklowej. Stosowane w ortodoncji, ortopedii szczękowej i protetyce. Wytrzymałość na rozciąganie: - Miękki $\leq 800\text{MPa}$ - Twardy 1400-1600MPa - Sprężysto-twardy 1800-2000MPa.

	Nr art.		Nr art.
Okrągły, sprężysto-twardy		Okrągły, twardy	
0.6 mm, 40 m	M15898	0.7, 30 m	M18366
0.7 mm, 30 m	M07732	0.8, 20 m	M18723
0.8 mm, 20 m	M07733	0.9, 10 m	M18724
0.9 mm, 10 m	M07734	1.0, 10 m	M18725
1.0 mm, 10 m	M07735	1.2, 10 m	M18726
1.1 mm, 10 m	M18710		
1.2 mm, 10 m	M18711	Półokrągły, twardy	
1.5 mm, 10 m	M18722	1.3 x 0.65, 10 m	M18727
		1.5 x 0.75, 10 m	M07736
		1.75 x 0.9, 10 m	M18728
		2.0 x 1.0, 10 m	M18729

Łuki podjęzykowe stalowe, *Met-Dent*

Łuki proste, 1 szt.

Nr 1 - 5.5 cm	M07980
Nr 2 - 6.0 cm	M07981
Nr 3 - 6.5 cm	M07982
Nr 4 - 7.0 cm	M07983
Nr 5 - 7.5 cm	M07984
Nr 6 - 8.0 cm	M07985

Łuki wygięte, 1 szt.

Nr 1 - 5.5 cm	M07986
Nr 2 - 6.0 cm	M07987
Nr 3 - 6.5 cm	M07988
Nr 4 - 7.0 cm	M07989
Nr 5 - 7.5 cm	M07990
Nr 6 - 8.0 cm	M07991



Akcesoria

**Żyłki do akrylu, Heraeus Kulzer**

Opakowanie, 5 g

Nr art.
M16276**Palaseal, Heraeus Kulzer**

Światłoutwardzalny lakier uszczelniający do protez.

15 ml

M12491

**Prothesefinish, Omnident**

Płyn do pokrywania protez akrylanowych w celu usuwania monomeru reszkowego. Posiada działanie antybakteryjne.

75 ml

M05954

**Palabond, Heraeus Kulzer**

Płyn zapewniający chemiczne połączenie zębów akrylowych z płytą protezy.

45 ml

M12468

**Vitacoll, VITA**

Zwiększa przyczepność między zębami konfekcyjnymi oraz akrylem. Spaja usieczowane zęby akrylowe.

100 ml

M14873

**Stomaflex Varnish, Spofa Dental**

Materiał izolujący na bazie silikonu do wytwarzania warstwy izolującej powierzchni interprok-symalnych zębów przed wytworzeniem protezy ruchomej.

Pasta 140 g, ebonit 11.8 g, proszek ścierny 20 g

M13748



Ramka protetyczna na dwie puszki, *Prod-Dent*

Ramka stalowa na dwie duże puszki.

Ramka protetyczna

Nr art.
M08138



Ramka mosiężna, *Zem*

Ramka protetyczna mosiężna na dwie duże puszki.

Ramka protetyczna

M36785



Ramka protetyczna mała, *Zem*

Ramka protetyczna mała.

Ramka protetyczna, stalowa
Ramka protetyczna, mosiężna

M16017
M19038



Puszka polimeryzacyjna, *Zem*

Puszka okrągła, mosiężna.

Duża
Mała

M08136
M06137



Puszka do napraw, *Zem*

Puszka do napraw pod ciśnieniem.

M08133



Czerpak do puszek, *Zem*

Uchwyt termoizolacyjny.

Czerpak

M07714


Sindos - ramka do podścielania, Erkodent

Sindos

Nr art.
M05507
Silikonowe kieliszki, Omnident

8 ml, 3 szt.

M05978

8 ml, 1 szt.

M05979

18 ml, 2 szt.

M05980

18 ml, 1 szt.

M05981

50 ml, 1 szt.

M05982


Pojemniki na aparaty ortodontyczne, Dental Market

Biały, 1 szt.

M08117

Ciemny róż, 1 szt.

M04112

Czerwony, 1 szt.

M04113

Fioletowy, 1 szt.

M04114

Granatowy, 1 szt.

M04115

Morski, 1 szt.

M04116

Niebieski, 1 szt.

M04117

Różowy, 1 szt.

M04118

Srebrny, 1 szt.

M04119

Zielony, 1 szt.

M04120

Żółty, 1 szt.

M04121



Małe pojemniki na aparaty - różne kolory, 10 szt.

M08116