

Erkoloc-pro

Erkoloc-pro, Erkodent

Erkoloc-pro stanowi modyfikację dwuwarstwowej folii, do wglębnego formowania Erkoloc. Folia pakowane są w worki aluminiowe, nieprzepuszczalne dla powietrza i mimo higroskopijnych właściwości materiał nie wymaga wstępnego suszenia. (1 mm szyny miękkiej Erkoflex, reszta grubości to szyna twarda Erkodur). Do wykonywania szyn zgryzowych. Komfortowe pewne umocowanie dzięki miękkiej warstwie dośluzówkowej. Powierzchnia zewnętrzna twarda i łatwa w obróbce, można szlifować lub nadbudowywać szybkopolimerem. Wysoki komfort noszenia zapewnia maksymalną pewność terapii. Dostępny także w kolorach: niebieski, zielony, różowy, transparentny.



Transparent



	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
Ø120 mm	10 szt.	20 szt.	50 szt.	100 szt.
1.0 mm	-	M41344	-	M52889
1.3 mm	-	M55768	-	na zamówienie
2.0 mm	M08832	-	M58035	-
3.0 mm	M08833	-	M62275	-
4.0 mm	M08834	-	na zamówienie	-
5.0 mm	M08835	-	na zamówienie	-

Ø120 oraz 125 x 125 dostępne na zamówienie.

Blue-transparent



Ø120 mm	10 szt.	50 szt.
2.0 mm	M38203	na zamówienie
3.0 mm	M38204	na zamówienie
4.0 mm	M38205	na zamówienie
5.0 mm	M38206	na zamówienie

Ø120 oraz 125 x 125 dostępne na zamówienie.

Green-transparent



Ø120 mm	10 szt.	50 szt.
2.0 mm	M55453	na zamówienie
3.0 mm	M55454	na zamówienie
4.0 mm	M55455	na zamówienie
5.0 mm	M63299	na zamówienie

Ø120 oraz 125 x 125 dostępne na zamówienie.

Pink-transparent



Ø120 mm	10 szt.	50 szt.
2.0 mm	M55446	na zamówienie
3.0 mm	M55447	na zamówienie
4.0 mm	M55448	na zamówienie
5.0 mm	M63302	na zamówienie

Ø120 oraz 125 x 125 dostępne na zamówienie.