

Wykonanie modelu

Gipsy klasy II	172
Gipsy klasy III	172
Gipsy klasy IV	173
Gipsy klasy V	175
Gipsy do skanowania	175
Gipsy na podstawy modeli dzielonych	176
Gipsy artykulacyjne	176
Gipsy ortodontyczne	176
Systemy modeli dzielonych	177
Piny	182
Wiertła do pinów	184
Kleje, izolatory, utwardzacze	184
Lakiery	187
Artykulatory, zwieraki	188
Akcesoria	190



Gipsy klasy II



OpenTypo, Lascod

Do puszgowania - biały.

Biały, 20 kg

Nr art.
M46746



Stodent II, Zhermack

Gips modelowy, stosowany do prac pomocniczych (puszkowanie, oprawianie w artykulatorze itp.).

Biały, wiaderko 5 kg

M30301

Biały, worek 25 kg

M21015



Almod, BPB Formula GMBH

Gips protetyczny klasy II (50N/mm²) do wszystkich prac pomocniczych (np. zwierakowanie, puszgowanie), modeli orientacyjnych.

Biały, 25 kg

M07871

Biały, 5 kg

M07872

Gipsy klasy III



Kromotypo III, Lascod

Gips protetyczny klasy III z chromatycznym wskaźnikiem fazy do wykonywania modeli o wysokiej wytrzymałości na ścieranie i ściskanie. Odpowiedni do przygotowywania protez ruchomych, częściowych lub całkowitych.

Niebieski, 25 kg

M07885

Niebieski, 5 kg

M07886



Singletypo III, Lascod

Gips III klasy do wykonywania modeli roboczych i przeciwstawnych.

Zielony twardy, 25 kg

M49131



Moldadur, Heraeus Kulzer

Gips modelowy twardy o kremowej, lejącej konsystencji. Stabilny wymiarowo o wysokiej twardości i wytrzymałości krawędzi.

Niebieski, 25 kg

M37827

Żółty, 25 kg

M37828

**Stodent III, Zhermack**

Twardy gips dentystyczny, przeznaczony na modele robocze przy wykonywaniu protez osiadających i szkieletowych.

	Nr art.
Niebieski, 25 kg	M35910
Niebieski twardy, 3 kg	M57821
Żółty twardy, 3 kg	M36049
Żółty Arti twardy, 6 kg	M21016
Żółty twardy, 6 kg	M30302
Żółty Arti, worek 25 kg	M38169
Żółty twardy, worek 25 kg	M15610

**Diadur, BPB Formula GMBH**

Gips protetyczny III klasy (210N/mm²) do wykonywania modeli.

Niebieski, 25 kg	M07877
Zielony, 25 kg	M07878
Żółty, 25 kg	M07879
Niebieski, 5 kg	M07880
Zielony, 5 kg	M07881
Żółty, 5 kg	M07882

Gipsy klasy IV

**Kromotypo IV, Lascod**

Gips protetyczny ekstra twardy z chromatycznym wskaźnikiem fazy do budowy modeli o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i ścieranie.

Żółty, 25 kg	M07887
Żółty, 5 kg	M07888

**Moldastone CN, Heraeus Kulzer**

Gips o dużej wytrzymałości klasy IV. Kolor: szampański, zielony, szary, jasnobrązowy, brzoskwienny, różowy. Zalety: tiksotropowy, dobrze zapływa, dobrze się nakłada, przeznaczony do odlewania łuków zębowych, duży wybór kolorów. Wskazania: modele robocze do wykonywania protez szkieletowych, koron, mostów oraz wkładów/nakładów, modele zębów przeciwnastawnych, podstawy modeli dzielonych.

Jasnobrązowy, 4.5 kg	M30991
Szary, 4.5 kg	M35686
Szampański, 4.5 kg	M31399
Różowy, 4.5 kg	M42321
Zielony, 4.5 kg	M37581

**Octa-Stone M, Heraeus Kulzer**

Gips naturalny IV klasy o ekstra twardej powierzchni przeznaczony do wykonywania modeli pod protezy szkieletowe.

Różowy, 5 kg	M12207
--------------	--------



Fujirock EP – Classic line, GC

Najwyższej jakości modelowy gips dentystyczny typu IV do wszystkich prac protetycznych wymagających największej dokładności oraz wyjątkowej wytrzymałości brzeżnej i na ściskanie.

Złoto brązowy, 12 kg
Złoto brązowy, 5 kg
Topaz beż, 5 kg

Nr art.
M20220
M20221
M20225



Elite Master, Zhermack

Super twardy gips dodatkowo wzmocniony żywicą, przeznaczony do wykonywania kikutów w protezach stałych oraz w implantologii.

Soft gray, 1 kg
Soft gray, 3 kg

M53587
M50690



Elite Rock, Zhermack

Supertwardy gips dentystyczny do koron i mostów.

Cream, 3 kg
Sandy brown, 3 kg

M46924
M52020



Elite Stone, Zhermack

Super twardy gips dentystyczny przeznaczony do wykonywania protez szkieletowych.

Brązowy twardy, 3 kg

M46162



Stodent IV, Zhermack

Super twardy gips dentystyczny, przeznaczony na modele robocze przy wykonywaniu protez stałych, prac kombinowanych, protezowań poimplantacyjnych.

Base ceglasty, 25 kg
Brązowy, 25 kg
Base ceglasty, 3 kg
Brązowy, 6 kg

M42879
M30988
M55723
M28303



Dentrock, BPB Formula

Gips protetyczny supertwardy IV klasy (390N/mm²).

Brązowy, 25 kg
Brązowy, 5 kg

M07875
M07876

Gipsy klasy V

**Octa-Superrock, Heraeus Kulzer**

Gips V klasy z domieszką tworzywa przeznaczony do wykonywania modeli dzielonych przy konieczności odwzorowania drobnych detali, o powierzchni odpornej na uszkodzenia dzięki wyjątkowej odporności mechanicznej, zachowujący trwale minimalną ekspansję.

Beżowy, 5 kg

Nr art.
M16270

**Stodent V High Expansion, Zhermack**

Super twardy gips dentystyczny przeznaczony na modele robocze przy wykonywaniu protez stałych, szczególnie w przypadkach kiedy występuje duży skurcz odlewniczy metalu, który musi być skompensowany przez model.

Żółty, 3 kg
Żółty, 6 kg

M56595
M42231

Gipsy do skanowania

**Fujirock EP - Premium line, GC**

Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami do skanowania oraz dedykowany precyzyjnym modelom do prac implantologicznych.

Brązowy Inca, 5 kg
Pastelowo żółty, 4 kg,
Pastelowo żółty ,11 kg,
Biel polarna, 4 kg

M29531
M63123
M63122
M63125

Gipsy na podstawy modeli dzielonych



Octa-Flow, Heraeus Kulzer

Gips naturalny do wykonywania podstaw modeli dzielonych, doskonale zapływiający.

Granatowy, 5 kg
Miętowy, 5 kg

Nr art.
M12202
M28314



Base Stone, GC

Gips dentystyczny klasy IV na podstawy modeli, modele przeciwstawne i modele diagnostyczne.

Czerwień terakoty, 12 kg
Zieleń miętą, 12 kg
Błękit szafiru, 12 kg

M29527
M29529
M29530

Gipsy artykulacyjne



Art-typo, Lascod

Gips do artykulacji - biały.

Biały do artykulacji, 5 kg
Biały do artykulacji, 25 kg

M26930
M25378



Moldafix, Heraeus Kulzer

Gips artykulacyjny klasy II o bardzo małej rozszerzalności $\leq 0,03\%$.

Biały do artykulacji, 25 kg

M37829

Gipsy ortodontyczne



Ortotipo III, Lascod

Modele ortodontyczne, demonstracyjne i przeciwstawne.

Biały, 25 kg
Biały, 5 kg

M41233
M36918

**Stodent III Ortho, Zhermack**

Twardy gips przeznaczony na modele robocze przy wykonywaniu ruchomych aparatów ortodontycznych.

Biały modelowy, 25 kg

Biały modelowy, 6 kg

Nr art.

M35425

M39789

**Ortotypo IV, Lascod**

Modele ortodontyczne, demonstracyjne i przeciwstawne.

Biały, 25 kg

Biały, 5 kg

M07883

M07884

Systemy modeli dzielonych

System Pin-Cast do budowy modeli dzielonych, Renfert

Zawartość zestawów: podstawka duża x 2, podstawka mała, pierścień gumowy duży x 2, pierścień gumowy mały, magnesy x 10, miseczki do magnesów x 10, podkładki retencyjne x 40.

Pin-Cast do Bi-Pin zestaw (wysokość 13.5mm)


M13378

Pin-Cast do Bi-Pin zestaw (wysokość 17.5 mm)

M13379

Pin-Cast do Smart-Pin i Bi-V-Pin zestaw (wysokość 12.5 mm)

M13380



System Pin-Cast składa się z kilku elementów, wielokrotnego użytku. Jest prosty w stosowaniu. Dzięki Pin-Cast model można bardzo szybko wyjąć z artykulatora i ponownie dokładnie zamocować. Silne magnesy zapewniają pewne utrzymanie modelu.

Magnesy z miseczkami, 30 szt.

M13384

Podkładki retencyjne, 120 szt.

M13385

Pierścienie gumowe do Bi-Pin, wys. 13.5 mm

M20961

1 szt., małe 23.5 mm

Pierścienie gumowe do Bi-Pin, wys. 13.5 mm

M20960

1 szt., duże 23.5 mm

Pierścienie gumowe do Bi-Pin, wys. 17.5mm

M43439

1 szt., małe 27 mm

Pierścienie gumowe do Bi-Pin, wys. 17.5 mm

M17283

1 szt., duże 27 mm

Pierścienie gumowe do Smart Pin i Bi-V-Pin, wys. 12.5 mm

M35191

1 szt., małe 21.7 mm

Pierścienie gumowe do Smart-Pin i Bi-V-Pin, wys. 12.5 mm

M35190

1 szt., duże 21.7 mm

Podstawki małe, 3 szt.

M13388

Podstawki duże, 3 szt.

M13387



Pinarka P10, Zeiser

Automatyczna pinarka laserowa. Wysoka dokładność nawiercanych otworów. Podstawa mocowana magnetycznie co zapewnia stabilną pozycję wiercenia. Szybki czas nawiercania (ok. 0,5 sek. na otwór), wiązka laserowa do łatwego pozycjonowania wiertła, uchwyt płyty płynnie regulowany, szybka i bezpieczna obsługa.

Pinarka

Nr art.

M52885

Zestaw Starter Kit Economy

M52888

Zestaw zawiera: 100 szt. płytki małe białe, 50 szt. krążki metalowe do płytek, 3 x nośnik wycisków, 2 x płytka określająca pozycję pinów (przeźroczysta), 10 szt. magnesy + miseczki, 5 szt. małe płytki wtórne z magnesem, Combisil 1 kg, 50 szt. krążki ściernie + trzymadełko, piny 1000 szt., zapasowe wiertło do pinarki, nożyk, klucz inbusowy, młotek.



Nośnik wycisków do P10, Zeiser

Nośnik

M53358



Wiertło do pinów, Zeiser

Wiertło

M53139

**Piny, Zeiser**

Piny przeznaczone do pinarki P10.

1000 szt.

Nr art.
M48536**Piny aluminiowe do powielania, Zeiser**

1000 szt.

M57998

**Płytki do modeli, Zeiser**

Duże, białe
Duże, białe z krążkiem metalowym
Duże, niebieskie
Duże, pomarańczowe

Nr art.
M53137
M53703
M53351
M54289

Małe, białe
Małe, białe z krążkiem metalowym
Małe, czarne
Małe, grafitowe
Małe, niebieskie
Małe, pomarańczowe
Małe, zielone

M52887
M53701
M53355
M53356
M53349
M53353
M53354

**Płytki do modeli - zaokrąglone, Zeiser**

Duże, białe
Małe, białe
Małe, niebieskie
Małe, grafitowe
Małe, pomarańczowe

M58610
M58960
M60700
M62690
M63079

**Płytki wtórne, Zeiser**

Płytki wtórne z magnesem, duża
Płytki wtórne z magnesem, mała
Płytki wtórne zaokrąglone z magnesem, duża
Płytki wtórne zaokrąglone z magnesem, mała

M55040
M56500
M58611
M59372

**Krążki metalowe do płytek, Zeiser**

Krążek

M55556



Płytki przeciwstawne do modeli, Zeiser

Czarne, 1 szt.

Nr art.
M35811



Krążki retencyjne ze stali szlachetnej, Zeiser

Ø36.5 x 1.5 mm

M27993



Krążki ścierne, Zeiser

Krążki ścierne K-80, 50 szt.
Krążki ścierne K-120, 50 szt.
Trzymadełko do krążków, 2.35 mm

M53704
M63385
M27229



Kuwety do powielania, Zeiser

Kuweta duża, zielona
Kuweta mała, czerwona

M60701
M62692



Combisil, Zeiser

Miękki silikon typu putty stosowany do odpowiedniego usytuowania wycisków, usunięcia podciwni oraz umocowania wycisków na nośnikach.

1 kg
5 kg

M53138
M58582



Kapsle i magnesy, Omnident

System magnesów do techniki modeli dzielonych wykonany z trwałych i mocno łączących się magnesów. Pasują do SAM.

Kapsle nakręcane, niklowane, 50 szt.
Okrągłe magnesy, 20 x 6 mm, 10 szt.

M06308
M06630



Łączniki, Omnident

Niklowane z bocznym rowkiem, 50 szt.
Niklowane z czterema uszkami, 50 szt.

M06310
M06311

**Giroform system, Amann Girrbach****Pinarka**

Pewna, komfortowa i równomierna praca przy dodatkowym określeniu pozycji nawiertu.

Nr art.

M22471**Podstawy do modeli**

Podstawa do modeli jest odporna na ekspansję, oszczędza jeden etap pracy i zapobiega rozszerzaniu się gipsu.

na zamówienie

1. Premium + L (włącznie z płytką metalową)

M22693

Premium + XL (włącznie z płytką metalową)

M22694

2. Classic L

M24881

Classic XL

M24882

3. Classic L niebieska

M25349

4. Płytkę pozycjonującą L, 2 szt.

M25350

Płytkę pozycjonującą XL

na zamówienie**Płyta wtórna**

Pasywna adaptacja poprzez magnes, precyzyjne dopasowanie do płyty podstawy.

na zamówienie**Piny**

Precyzyjne piny stożkowe z mosiądzu, 1000 szt.

M22696**Putty, 1 kg****M26227**

Miękki silikon typu putty stosowany do odpowiedniego usytuowania wycisków, usunięcia podcieni oraz umocowania wycisków na nośnikach.

**Puszka do powielania****M26225**

Uniwersalne zastosowanie dla pojedynczych segmentów, wielu segmentów lub całego wianuszka.

**Foremka do podstaw****na zamówienie**

Poprzez przedłużenie obszaru przedsionkowego można dołączyć części miękkie w przypadku wykonywania protez częściowych i całkowitych.

Piny

Bi-V-Pin z koszulką, Renfert



Dzięki profilowi V możliwe jest stosowanie tych pinów nawet w przypadku zębów stojących ściśle obok siebie.

Koszulka metalowa, 12.5 mm, 1000 szt.
 Koszulka metalowa, 12.5 mm, 100 szt.
 Koszulka z tworzywa, 12.5 mm, 1000 szt.
 Koszulka z tworzywa, 12.5 mm, 100 szt.

Nr art.
M13413
M13412
M16439
M16440

Bi-Pin z koszulką, Renfert



Pin z dwoma sztyftami prowadzącymi, używany do precyzyjnego i antyrotacyjnego pozycjonowania modeli.

Krótki, 13.5 mm, 1000 szt.
 Krótki, 13.5 mm, 100 szt.
 Długi, 17.5 mm, 1000 szt.
 Długi, 17.5 mm, 100 szt.

M13404
M13403
M13409
M13408

Bi-Pin z koszulką i igłą, Renfert



Niklowany na wysoki połysk pin z podwójnym prowadzeniem służącym do pewnego osadzenia. Specjalna igła do osadzania pinów na wycisku zdecydowanie skraca czas wykonania modelu. Nie ulega oksydacji nawet po długim czasie.

Krótki, 13.5 mm, 1000 szt.
 Krótki, 13.5 mm, 100 szt.
 Długi, 17.5 mm, 1000 szt.
 Długi, 17.5 mm, 100 szt.

M13402
M13401
M13407
M13406

Bi-Pin bez koszulki i igły, Renfert



Piny bez tulei. Niklowane z wysokim połyskiem, z dwoma sztyftami prowadzącymi.

Długi, 17.5 mm, 1000 szt.
 Długi, 17.5 mm, 100 szt.
 Krótki, 13.5 mm, 1000 szt.
 Krótki, 13.5 mm, 100 szt.

M17835
M17834
M17833
M13405

Bi-Pin z igłą, Renfert



Niklowane na wysoki połysk z dwoma sztyftami prowadzącymi i igłą.

17.5 mm, 1000 szt.
 17.5 mm, 100 szt.

M13410
M17836

**Smart-Pin z koszulką, Renfert**

Wąski i krótki pin modelowy z optymalnym prowadzeniem w tulei metalowej.

Pin, 12.5 mm, 1000 szt.
Koszulki, 1000 szt.

Nr art.
M13397
M13399

**Pro-Fix pin z koszulką, Renfert**

Pin do wykonywania modeli z funkcją Easy-Glide i sztyftem prowadzącym.

11.6 mm, 100 szt.
11.6 mm, 1000 szt.

M28447
M28448

**Piny, Heraeus Kulzer**

Piny, 1000 szt.
Tuleja, 1000 szt.
Piny z tuleją z tworzywa sztucznego, 1000 szt.

M12768
M12766
M12769

**Piny, Omnident**

1, bez igły, 100 szt.
2, bez igły, 1000 szt.
2, bez igły, 100 szt.
3, bez igły, 100 szt.
1, z igłą, 100 szt.
2, z igłą, 1000 szt.
2, z igłą, 100 szt.
3, z igłą, 100 szt.
Łukowe, 100 szt.

M06852
M06731
M06853
M06854
M06855
M06729
M06856
M06857
M06858

**Gumowe nakładki ochronne do Bi-Pinów, Renfert**

Mogą być ustawiane na wszystkich Bi-Pinach Renferta. Zmniejszają uszkodzenia pinów przy obcinaniu modelu. W ten sposób zapewnia się wysoką precyzję.

500 szt.

M13411

Wiertła do pinów

Wiertła do pinów, Renfert

Stopniowe wiertło pasuje do wszystkich pinów o średnicy główki $\varnothing$ 2 mm. Wiertło do Smart-Pinów nadaje się do wszystkich pinów o średnicy główki $\varnothing$ 1,6 mm i specjalnie do naszych Smart-Pinów/ Profix. Obydwa wiertła są odpowiednie do stosowania we wszystkich pinarkach o 3 mm uchwycie wiertła. Bardzo duża trwałość. Niski opór wiercenia dzięki zastosowaniu wiertła o specjalnej geometrii cięcia. Wiertło o najwyższej symetrii obrotu.



Stopniowane do Bi-Pin, 2,00 mm, 1 szt
Stopniowane do Bi-Pin, 2,02 mm, 1 szt
Do Smart-Pin, 1,59 mm 1 szt,

Nr art.
M55439
na zamówienie
M13990

Wiertło do pinów, Renfert

Do wiercenia otworów na piny za pomocą mikrosilnika. Do wszystkich Bi-Pinów i Bi-V-Pinów. Odpowiednia głębokość wiercenia dzięki zastosowaniu ogranicznika na wiertle.



Do Bi-Pin i Bi-V-Pin, 1 szt. (na prostnicę protetyczną)

M13554

Kleje, izolatory, utwardzacze

Klej cyjano-akrylowy, Omnident

Klej cyjano-akrylowy o wysokiej sile łączenia. Szczelnie skleja suche i mokre modele gipsowe.



Klej Cyjano-Akrylowy, 10 g

M06871



Klej błyskawiczny, Renfert

Klej uniwersalny, 10 g, lepkość ok. 15 mPa s

M13256

Uniwersalny klej błyskawiczny do świeżego gipsu, metalu, tworzyw sztucznych i porcelany.

Klej mocny, 10 g, lepkość ok. 18 mPa s

M13261

Specjalny szybkowiązący klej do suchego gipsu, metalu, tworzyw sztucznych i porcelany.

Klej bezwonny, 10 g, lepkość ok. 11 mPa s

na zamówienie

Bezwonny klej do klejenia i uszczelniania gipsu, metalu, tworzyw sztucznych i porcelany.



Concret super gęsty 10 g, ok 100 mPa s

M13258

Gęsty klej do zamykania dużych szczelin podczas klejenia gipsu, metalu, tworzyw sztucznych i porcelany. Opóźniony czas wiązania pozwala na komfortowe dopasowanie klejonych części.

**Liquicol, Renfert**

Bardzo płynny, specjalny klej do uszczelniania modeli gipsowych.

20 g, lepkość ok. 1,3 mPa s

Nr art.
M13259

**Liquicol B, Renfert**

Uniwersalny klej błyskawiczny do gipsu z wbudowanym pędzelkiem. Utwardza i wygładza powierzchnię. Cienkowarstwowe krycie.

10 g, lepkość 2-6 mPa s

M57950

**Picosep, Renfert**

Płynna, o rzadkiej konsystencji izolacja na bazie silikonu – specjalnie przygotowana do techniki zanurzania w wosku.

30 ml

M13372

**Wax isolation, Renfert**

Izolacja gips-wosk na bazie silikonu. Charakteryzuje się bardzo cienką warstwą izolującą.

15 ml

na zamówienie

**Isofix 2000, Renfert**

Isofix 2000-bezfilmowy izolator gips-gips. Doskonale izoluje warstwy gipsu przy modelach składanych. Wnika głęboko w powierzchnię modelu gipsowego zatykając pory, jednocześnie nie zmienia jego rozmiarów.

1000 ml płynu, + 500 ml butelka ze spryskiwaczem
1000 ml płynu

M13236
M13235



Super Sep, Kerr

Izolator gips-gips.

250 ml
1000 ml

Nr art.
M14114
na zamówienie



Izolator OmniSep, Omnident

Materiał do izolacji będący doskonałym środkiem oddzielającym gipsy od gipsów, gipsy od metali i gipsy od tworzyw sztucznych.

250 ml
1000 ml

M05948
M05949



Multi-Sep, GC

Multi-Sep jest uniwersalnym środkiem izolującym do wielu zastosowań w zakresie protetycznym. Izoluje: wosk od gipsu, gips od gipsu, kompozyt od gipsu, żywicę akrylową od żywicy akrylowej, wosk od modeli galwanicznych. Dzięki niskiej lepkości na modelu nie pozostają resztki. Nie tworzy się szczelina brzeżna.

355 ml

M16305



Utwardzacz do gipsu, Renfert

Samoutwardzalny preparat do pokrywania modeli gipsowych. Jednokrotne nałożenie preparatu powoduje utwardzenie powierzchni gipsu. Nie tworzy warstwy filmu na utwardzanej powierzchni.

Utwardzacz, 125 ml
Rozcieńczalnik do utwardzacza, 125 ml

M13525
M13526

Lakiery

die:master, Renfert

Samoutwardzalne lakiery występujące w czterech grubościach warstwy (10, 13, 15 i 20 μm) i sześciu opakerowych kolorach. Oznacza to bezkompromisową jakość systemu, służącego do przygotowywania modeli.



Nr art.

Zestaw srebrny**M46869**

Zestaw zawiera: podstawka, srebrny + złoty, rozcieńczalnik, duo (utwardzacz i primer), picosep, pędzelek do izolacji.

Zestaw czerwony**M46868**

Zestaw zawiera: podstawka, 2 x czerwony, rozcieńczalnik, duo (utwardzacz i primer), picosep, pędzelek do izolacji.

Zestaw niebieski**M46867**

Zestaw zawiera: podstawka, 2 x niebieski, rozcieńczalnik, duo (utwardzacz i primer), picosep, pędzelek do izolacji.

Zestaw kość słoniowa**M59519**

Zestaw zawiera: podstawka, 2 x kość słoniowa, rozcieńczalnik, duo (utwardzacz i primer), picosep, pędzelek do izolacji.

Zestaw Aqua**M57710**

Zestaw zawiera: podstawka, die:master duo, picosep, pędzel, die:master aqua 15 ml, die:master aqua thinner.

srebrny, 15 ml, gr. warstwy 13 μm **M46874**złoty, 15 ml, gr. warstwy 13 μm **M46875**czerwony, 15 ml, gr. warstwy 15 μm **M46871**niebieski, 15 ml, gr. warstwy 20 μm **M46872**szary, 15 ml, gr. warstwy 20 μm **M46870**kość słoniowa, 15 ml, gr. warstwy 10 μm **M55752**duo (utwardzacz i primer), 15 ml, gr. warstwy 0 μm **M46876**

rozcieńczalnik, 30 ml

M46877die:master AQUA DENTINE A1/B1, 10 μm , 15 ml**M30572**

die:master AQUA ROZCIEŃCZALNIK, 30 ml

M57709**S-U-Fitpaint, Schuler Dental**

Szybkoschnące lakiery do kikutów.

R lakier, czerwony 25 ml, grubość jednej warstwy 6 μm **M11188**S lakier, srebrny 25 ml, grubość jednej warstwy 6 μm **M11190**

TH rozcieńczalnik, 25 ml

M11189**Erkoskin, Erkodent**

Różnorodne zastosowanie. Samoutwardzalny lakier ochronny, jako rezerwuuar miejsca dla leków oraz materiał odciążający śluzówkę. Wiąże się z gipsem, ceramiką, tworzywem i metalem.

50 ml

M05503

Artykulatory, zwieraki

Stratos 100, Ivoclar Vivadent



Biofunkcyjny artykulator z ustalonymi wartościami średnimi. Jego ergonomiczna budowa pozwala na łatwe i wygodne użytkowanie. Artykulator może być wykorzystywany w przypadku wykonywania różnego rodzaju uzupełnień protetycznych. Szczególnie użyteczny jest przy ustawianiu zębów wg zasad systemu BPS Ivoclar Vivadent.

Zestaw

Stratos 100, talerzyk prowadzenia siecznego, sztyft zwarciowy, płytki do mocowania modeli, gumowy element ochronny.

Nr art.

M35699

Stratos 300, Ivoclar Vivadent



Nowoczesny, precyzyjny, biofunkcyjny artykulator posiadający możliwość indywidualnych płynnych ustawień. Dzięki ogromnej liczbie możliwych wariantów ustawień i sposobów pracy, stanowi idealną bazę do przeprowadzenia symulacji funkcji żucia. Jest wykorzystywany przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju uzupełnień protetycznych zapewniając najwyższą precyzję. Ergonomiczny, dający możliwość komfortu pracy.

Zestaw

Stratos 100, talerzyk prowadzenia siecznego, sztyft zwarciowy, 2 x płytki do mocowania modeli, gumowy element ochronny.

M56326

Artex BN, Amann Girrbach



Podstawowy model. Wersja Non-Arcon z zamykaną centryką. Precyzyjne elementy funkcyjne wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium. Blokowane głowy stawowe o średnicy 19 mm. Tor nachylenia drogi stawowej 35°. Kąt Bennetta ustawiony na 15°. Możliwość uaktualniania i kompatybilność z artykulatorami wyższymi oraz z modelami Artex.

Artykulator

M27891

Artex CN, Amann Girrbach



Artykulator średnich wartości, częściowo nastawialny (Non-Arcon). Bardzo stabilny, o lekkiej i solidnej budowie. Artykulator jest kompatybilny z każdym systemem łuków twarzowych. Stała pozycja kłykci (główek stawowych) R 19, średnia wartość nachylenia toru stawowego 35°. Regulowany kąt Benneta 0-20°. R (< 10 µm). Magnetyczny montaż modeli - nastawianie zwarcia centralnego, możliwość justowania zwarcia centralnego.

Artykulator

M16755

Artex CT, Amann Girrbach



Parametry artykulatora takie same jak w modelu CN, dodatkowo ma możliwość częściowego ustawiania pochylenia drogi kłykci -15° do +60° oraz zakładania łuku twarzowego na bocznych sztyftach. Bardzo lekki, stabilny i precyzyjny. Dokładność > 10 µm.

Artykulator

M19154



Artex CPR, Amann Girrbach

Model dodatkowo posiada pochylenie drogi kłykci od -20° do $+60^{\circ}$, promień 19 mm i nastawialny kąt Bennetta od 0 do 30° . Typ Arcon daje możliwość indywidualnego ustawienia parametrów dynamicznych przy wykorzystaniu woskowych rejestratów stawowych pacjenta. Precyzyjny, stabilny, łatwy w obsłudze, doskonałe prowadzenie ślizgowe - identyczne wymiary i części składowe całego systemu Amann Girrbach - 3 mm dystrakcja w celu kompensacji zawężonych przestrzeni stawowych. „Arcon-Clip” zapobiega nieprzewidzianemu rozłączeniu części górnej artykulatora od dolnej. Bezstopniowe ustawianie retruzji.

Artykulator

Nr art.
M19155



Artex CR, Amann Girrbach

Wyposażenie identyczne jak w modelu CP, posiada funkcje urządzenia terapeutycznego i diagnostycznego. Wspaniały symulator żucia wyposażony w całkowicie nastawne kłykcie. Bezstopniowe ustawianie funkcji początkowego ruchu Bennetta (immediate side shift) do 1,5 mm na każdej stronie - bezstopniowe ustawianie protruzji do 6 mm i retruzji do 2 mm - idealny do pełnej analizy modeli, terapii szynowej i wszelkich korekt zgryzu.

Artykulator

M19156

04



Splitex zestaw - wersja C

M24115



Płytki do modeli niebieskie, 1 szt

M22498



Artykulator, ASA Dental

Artykulator o średnich wartościach. Dokładne ustawienie powrotne w celu centrowania. Nie ma luzów interkondylarnych. Wskazania milimetrowe na sztyfcie oporowym. Talerz sieczny z tworzywa. Płyty montażowe z trójpunktową nakładką. Wysokość konstrukcji 80 mm, odległość międzykłykciowa 110 mm, nachylenie toru głowy żuchwy 30° , talerz sieczny 10° .

Niebieski
Czerwony

na zamówienie
na zamówienie



Zwierak do modeli Connect, Sirona

Pełen łuk
Quadrant

Nr art.
M57640
M57641



Zwierak druciany

Zwierak

M08393

Akcesoria

Miska gumowa, Omnident

Miękka miska do mieszania gipsu, alginatu i mas wyciskowych. Łatwa do czyszczenia, dostępna w 4 wielkościach.



8 cm	M06734
10 cm	M06735
12 cm	M06736
14 cm	M06737

Miska silikonowa, Dental Market



Nr 1, 10 cm	M08045
Nr 2, 12 cm	M08046
Nr 3, 14 cm	M08047
Nr 4, 16 cm	M08048

Mieszadło plastikowe, Dental Market



Białe	M04122
Granatowe	M04123
Niebieskie	M04124

Mieszadło metalowe, Zeffiro



Mieszadło do gipsu	M08035
--------------------	--------

**Piłka do modeli gipsowych, Schuler Dental**

Piłka do modeli gipsowych z osłoną z tworzywa.

Piłka

Nr art.
M13377

**Brzeszczoty, Schuler Dental**

Piłka do modeli gipsowych z osłoną z tworzywa.

0.12 x 5 x 75 mm, 12 szt.

M07421

0.18 x 2 x 75 mm, 12 szt.

M07422

0.25 x 2 x 75 mm, 12 szt.

M07423

0.25 x 5 x 75 mm, 12 szt.

M19367

**Tarcza na trzymadłku, Renfert**

Tarcza na trzymadłku do przecinania modeli gipsowych.

30 x 0.30 mm

M13516

45 x 0.35 mm

M13517

**Tarcze do cięcia gipsu, strona 320****Forma do podstaw modeli gipsowych, Omnident**

Forma do podstaw modeli gipsowych. Wykonana z elastycznej gumy ułatwia formowanie modeli, przyspiesza proces powstawania modeli i pomaga utrzymać czystość. Wykonana z mocnego i łatwego do oczyszczania materiału.

Mała
Duża

M06041
M06042

**Kółeczka retencyjne, Omident**

Kółeczka retencyjne do modeli dzielonych.

500 szt.

M06828