



OPINIE UŻYTKOWNIKÓW O QUICKSLEEPER

QuickSleeper jest najbardziej zaawansowanym urządzeniem komputerowym służącym do wykonywania bezbolesnych znieczuleń. Dzięki możliwości wwiercenia igły, umożliwia wszystkie rodzaje znieczuleń śródkostnych. Są one bardziej komfortowe dla pacjenta, a dla lekarza bardziej przewidywalne (jeśli porównamy ze znieczuleniem śródwładlowym) i szybciej dają efekt znieczulenia w porównaniu do znieczuleń nasiękowego, czy przewodowego.

Jednym wkluciem możliwe jest znieczulenie trzech zębów, bez negatywnych odczuć dla pacjenta, takich jak zdrętwienie wargi, policzka, języka, lub ból po nagryzaniu lub samoistny po znieczuleniu śródwładlowym.

lek. stom. Grzegorz Ziętek, Kraków, Polska

QuickSleeper pomaga mi pracować szybciej i wyeliminował stres przed nieudanym znieczuleniem.

Znieczulenie moich pacjentów z QuickSleeper zapewnia większy komfort w trakcie, jak i po leczeniu. Pomogło to zmniejszyć ich stres związany z leczeniem stomatologicznym.

Dr. Sofie De Turck, Belgia

QuickSleeper5

Komfortowe
i skuteczne
znieczulenia
komputerowe



Najbardziej zaawansowany
system do wszystkich
technik znieczuleń

Dystrybutor w Polsce:

marrodent®
A HENRY SCHEIN® COMPANY

43-300 Bielsko-Biała ul. Krasieńskiego 31
tel. 33 810 13 28 biuro@marrodent.pl

QuickSleeper5

Zeskanuj kod aby uzyskać
więcej informacji



DHT

DENTAL HI TEC

Nasza misja: znieczulenia stomatologiczne

Zalety znieczulenia osteocentralnego z użyciem QuickSleeper5

✓ **Najbardziej skuteczna technika**

Znieczulenie osteocentralne to znieczulenie dokostne z iniekcją bardzo blisko wierzchołka. Poprzez aplikację środka znieczulającego bezpośrednio do kości gąbczastej otrzymujemy dużo większą skuteczność niż w przypadku innych stosowanych technik. Od ilości podanego środka zależy liczba znieczulonych zębów, czas trwania i moc znieczulenia.

✓ **Maksymalna skuteczność przy zębach trzonowych żuchwy**

Znieczulenie jest natychmiastowe, bez niepowodzeń ani odrętwień tkanek miękkich nawet w stanach zapalnych miazgi zębowej trzonowców (Pulpitis).

✓ **Większy komfort dla pacjenta**

Anestezja staje się bezbolesna i nie powoduje odrętwień. Bez konieczności dodatkowego znieczulania od strony językowej czy podniebiennej, nawet w przypadku ekstrakcji. Brak pozabiegowych skutków ubocznych (np. podrażnienie ozębnej, martwica)

✓ **Większy komfort dla lekarza**

Bez stresu, bez nadwyrężania mięśni nadgarstka, bez wyginania igły czy wycieków środka znieczulającego.

✓ **Dostosowywany do pracy z dziećmi**

Bezbolesne znieczulenie bez ryzyka pogryzienia wargi.

✓ **Większa opłacalność**

Możliwość pracy w kilku sektorach podczas jednej wizyty. Redukcja kosztów eksploatacyjnych oraz większa liczba przyjętych pacjentów w tym samym czasie.



W zestawie wysokiej jakości igły **Needles DHT**

QuickSleeper5

innowacyjna technologia



Elektroniczna kontrola iniekcji dla maksymalnego komfortu. 3 tryby iniekcji (powolna, szybka, dokostna), aby wykonać wszystkie typy znieczuleń w najlepszych warunkach.

Rotacja igły pozwala w łatwy i szybki sposób na penetrację blaszki zbitnej a następnie uzyskanie dostępu do kości gąbczastej, dzięki czemu można wykonać znieczulenie dokostne ze wszystkimi jego zaletami.

Uchwyt długopisowy zapewnia idealną kontrolę nad ruchem igły. Bezprzewodowy i bezbaterijny pedał gwarantuje maksymalną precyzję i pełną kontrolę.

Igły DHT dzięki opatentowanemu, skośnemu ścięciu zapewniają bezbolesne znieczulenie błony śluzowej oraz łatwość penetracji blaszki zbitnej.

QuickSleeper5 posiada 2-letnią gwarancję. Mikroslinik gwarantuje wykonanie 5000 znieczuleń.

Ilość podawanego anestetyku wyświetlana jest na mikrosliniku.

Akcesoria można sterylizować w autoklawie w temperaturze 134°C/275°F Brak dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem QuickSleeper.