


marrodent®


A  HENRY SCHEIN® COMPANY



facebook.com/marrodent



www.marrodent.pl



HENRY SCHEIN W LICZBACH

3725
PRZEDSTAWICIELI
HANDLOWYCH



PONAD
1 MILION
KLIENTÓW



1850
CALLCENTER



CENTRÓW
DYSTRYBUCJI **61**



PONAD **19000**
PRACOWNIKÓW



LAT
NA RYNKU **85**



PONAD **3000**
DOSTAWCÓW



PONAD **110000**
PRODUKTÓW



PRZEDSTAWICIELE W CAŁEJ POLSCE



Nowy rozdział w historii firmy Marrodent®

Z satysfakcją informujemy, że 30 listopada 2016 r. pomiędzy firmą Marrodent, a światowym liderem na rynku – firmą Henry Schein Inc. została zawarta umowa łącząca oba przedsiębiorstwa. To przełomowe wydarzenie otwiera przed nami szereg nowych możliwości i pozwoli na dalszy, dynamiczny rozwój.

Podwójna siła

Firma Henry Schein, na czele której stoi Stanley M. Bergman's CEO and Chairman of the Board of Henry Schein, Inc., to wiodąca marka na światowym rynku stomatologicznym, medycznym i weterynaryjnym. Swoją działalność prowadzi w 33 krajach świata, na wielu polach – zarówno handlowych, jak i produkcyjnych. Ostatnie miesiące były dla nas ważnym okresem kształtowania partnerstwa i wytyczania kierunków wspólnych działań. W zarządzie nadal zasiada Artur Podolski oraz Paweł Orczyk, a współwłaścicielami pozostają Roman i Marek Stekla. Artur Podolski uważa fuzję za duży sukces: Bardzo się cieszymy, że możemy czerpać z liczącego blisko 85 lat dorobku tej cenionej i znanej z innowacyjności oraz stosowania nowoczesnych rozwiązań firmy. Z jednej strony wszystko w firmie Marrodent zostaje bez zmian, ale jednocześnie zarówno my, jak i nasi Klienci będziemy czerpać z nowych możliwości, jakie niesie zawiązane partnerstwo. Pierwsze efekty widać już w aktualnej ofercie produktów i to dopiero początek – planujemy dalsze, systematyczne jej wzbogacanie.

Stomatologia i protetyka na miarę czasów

Partnerstwo z firmą Henry Schein otwiera przed nami nowe przestrzenie działania i rokuje znacznym wzrostem jakości usług oraz konkretnym rozwojem w każdej dziedzinie naszej działalności. Korzyści obejmą nie tylko zwiększenie liczby oferowanych produktów, ale też zastosowanie innowacyjnych rozwiązań oraz nowych technologii, a także poszerzenie zakresu usług serwisowych. Wszystko to stanowi odpowiedź na współczesne, stale wzrastające potrzeby związane z rynkiem stomatologicznym i pomoże lekarzom oraz technikom zapewnić pacjentom jeszcze lepszą, nowoczesną i kompleksową opiekę.

Świeża wizja

Przed nami okres intensywnego rozwoju partnerstwa oraz realizacji wspólnych zamierzeń, przede wszystkim w zakresie logistyki (planowany jest nowy magazyn) oraz wspomnianego wzbogacenia oferty produktowej. O konkretnych nowościach będziemy na bieżąco informować swoich Klientów.

Wierzimy, że połączenie naszej, opartej na wielu latach działań i rozwoju, siły oraz imponującego doświadczenia partnera zaowocują nową jakością na polskim rynku stomatologicznym i protetycznym.

od **45 PLN****EuroSept Max Surface**

Gotowy do użycia, na bazie alkoholu środek do szybkiej dezynfekcji produktów medycznych i sprzętu medycznego. Nie zawiera aldehydów i fenoli, o przyjemnym zapachu. Szybkie oddziaływanie na wszelkie drobnoustroje w gabinecie: bakterie i grzyby (zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii DGHM) – 1 minuta, ograniczone działanie wirusobójcze (łącznie z HIV/HBV/HCV zgodnie z zaleceniem Instytutu Roberta Kocha RKI Monitor Federalnego Urzędu Zdrowia 01/2004). Środek dezynfekujący w sprayu HS oddziałuje także na Hepatitis-C. Znajduje się na liście Stowarzyszenia Higieny Stosowanej/Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii VAH/DGHM.

Uwaga: Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu, takich jak np. szkło akrylowe.

PRODUKT	CENA	KOD
Kanister 5 L	110 PLN	90 01 290
Butelka 1 L	45 PLN	90 01 291
Spryskiwacz do butelki 1 L	8 PLN	90 01 297

od **45 PLN****EuroSept Max Surface Lemon**

Gotowy do użycia, bardzo skuteczny środek do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego poprzez wycieranie lub spryskiwanie. Nie zawiera aldehydów i fenoli. Działanie bakteriobójcze łącznie z gruźlicą w ciągu 1 minuty, grzybobójcze (zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii DGHM), ograniczone działanie wirusobójcze (łącznie z HIV/HBV/HCV – zgodnie z wytycznymi Instytutu Roberta Kocha RKI Monitor Federalnego Urzędu Zdrowia 01/2004), o zapachu cytryny. Przebadany dermatologicznie. Znajduje się na liście Stowarzyszenia Higieny Stosowanej/Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii VAH/DGHM.

Uwaga: Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu!

PRODUKT	CENA	KOD
Kanister 5 L	110 PLN	90 02 090
Butelka 1 L	45 PLN	90 02 089
Spryskiwacz do butelki 1 L	8 PLN	90 01 297



od **13 PLN**

EuroSept Max Wipes

chusteczki do dezynfekcji powierzchni

Praktyczne, gotowe do użycia chusteczki dezynfekujące przeznaczone do sprzętu medycznego (np. unitów stomatologicznych, kątnic, prostnic), nie zawierają aldehydów i fenoli, o przyjemnym zapachu, dobra tolerancja materiałowa. Szybkie oddziaływanie na wszelkie drobnoustroje występujące w gabinecie: bakterie, grzyby (zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii DGHM): 1 minuta, ograniczone działanie wirusobójcze (łącznie z HIV/HBV/HCV zgodnie z zaleceniem Instytutu Roberta Kocha RKI Monitor Federalnego Urzędu Zdrowia). Chusteczki dezynfekujące HS oddziałują także na Hepatitis-C. Znajduje się na liście Stowarzyszenia Higieny Stosowanej/Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii VAH/DGHM. Wielkość: 145 x 180 mm.

Uwaga: Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu, takich jak np. szkło akrylowe.



PRODUKT	CENA	KOD
Pojemnik z chusteczkami 150 szt.	25 PLN	90 01 292
Uzupełnienie 150 szt.	13 PLN	90 01 293

od **55 PLN**

AF Safe Sept

Koncentrat nie zawierający aldehydów i fenoli przeznaczony do bardzo skutecznej dezynfekcji powierzchni (odpornych na działanie wody produktów medycznych wszelkiego rodzaju, np. podłogi: linoleum, PVC, ściany itp.), biodegradowalny, o neutralnym zapachu, nie zawiera alkoholu, można stosować na szkło akrylowe. Nieutralizujący. Bakteriobójczy (łącznie z MRSA), grzybobójczy, niszczący prątki gruźlicy. Skuteczne oddziaływanie na wirusy otoczkowe łącznie z HBV/HIV/HCV/Vaccinia, BVDV, adenowirusy, czerwone awirusy, papowawirusy, poliomawirusy i wirusy Norwalk-Like. Nie zawiera aldehydów i fenoli, bezalkoholowy 0,5% - 60 min. T.b.B. Znajduje się na liście Stowarzyszenia Higieny Stosowanej/ Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii VAH/DGHM.

PRODUKT	CENA	KOD
Kanister 5 L	140 PLN	90 03 204
Butelka 1 L	55 PLN	90 03 203



od **135 PLN****EuroSept Max Instrument**

Koncentrat nie zawierający aldehydów i fenoli przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia instrumentów. Z działaniem antykorozyjnym i dobrą skutecznością czyszczenia. Przeznaczony do instrumentów termostabilnych i termolabilnych wszelkiego rodzaju (tworzywo sztuczne, metal, guma, szkło, porcelana). Nie stosować do elastycznych endoskopów. Możliwość czyszczenia z użyciem ultradźwięków. Skutecznie oddziałuje na bakterie/grzyby (zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii DGHM), ograniczone działanie wirusobójcze (łącznie z HIV/HBV/HCV zgodnie z zaleceniem Instytutu Roberta Kocha RKI Monitor Federalnego Urzędu Zdrowia 01/2004). Czas działania: 3 % - 15 minut lub 1,5 % - 60 minut. ultradźwięki: 3 % - 5 minut. Przydatność roztworu: około 7 dni. Także do wiertel wrażliwych na działanie alkoholu z kodami kolorystycznymi, pod warunkiem dokładnego opłukania i osuszenia, w przeciwnym razie ryzyko rdzewienia! Znajduje się na liście Stowarzyszenia Higieny Stosowanej/Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii VAH/DGHM.

PRODUKT	CENA	KOD
Kanister 5 L	240 PLN	90 03 332
Butelka 2 L	135 PLN	90 03 331

od **135 PLN****EuroSept Max Instrument Lemon**

Koncentrat nie zawierający aldehydów i fenoli przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia instrumentów. Z ochroną przed korozją, o dużej skuteczności czyszczenia i przyjemnym cytrynowym zapachu. Przeznaczony do instrumentów termostabilnych i termolabilnych wszelkiego rodzaju (tworzywo sztuczne, metal, guma, szkło, porcelana). Nie stosować do elastycznych endoskopów. Możliwość czyszczenia z użyciem ultradźwięków. Nieutralizujący. Skutecznie oddziałuje na bakterie/grzyby (zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii DGHM), ograniczone działanie wirusobójcze (łącznie z HIV/HBV/HCV zgodnie z zaleceniem Instytutu Roberta Kocha RKI Monitor Federalnego Urzędu Zdrowia 01/2004). Czas działania: 3 % - 15 minut lub 1,5 % - 60 minut. ultradźwięki: 3 % - 5 minut. Przydatność roztworu: około 7 dni. Znajduje się na liście Stowarzyszenia Higieny Stosowanej/Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii VAH/DGHM.

PRODUKT	CENA	KOD
Kanister 5 L	240 PLN	90 02 601
Butelka 2 L	135 PLN	90 02 600



od **48 PLN**

EuroSept Max Bur

Gotowy do użycia roztwór czyszczący i dezynfekujący przeznaczony do precyzyjnych instrumentów obrotowych. Nie zawiera aldehydów i fenoli, o dobrej tolerancji materiałowej, zapewniający skuteczne czyszczenie z ochroną przeciwkorozyjną. Skuteczne oddziaływanie na bakterie i grzyby (zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii DGHM), ograniczone działanie wirusobójcze (łącznie z HIV/HBV/HCV zgodnie z zaleceniem Instytutu Roberta Kocha RKI Monitor Federalnego Urzędu Zdrowia 01/2004). Stosowany w stanie nierozcieńczonym przy maksymalnym czasie działania 30 minut. Nie używać do kąpieli ultradźwiękowej tworzywa sztucznego wrażliwego na działanie alkoholu i alkaliów, elementów aluminiowych lub instrumentów pokrytych klejem z sztucznej żywicy. Możliwość czyszczenia z użyciem ultradźwięków. Znajduje się na liście Stowarzyszenia Higieny Stosowanej/Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii VAH/DGHM.

PRODUKT	CENA	KOD
Kanister 5 L	105 PLN	90 01 289
Butelka 2 L	48 PLN	90 01 288



od **99 PLN**

EuroSept Max Evac liquid

Bardzo skuteczny koncentrat w płynie do czyszczenia i dezynfekcji wyciągów oraz neutralizacji oparów. Nie pieni się, można stosować także dla systemów z separatorem amalgamatu. Stężenie 2 % (20 ml na 1 litr wody). Skutecznie oddziałuje na HBV, HIV, bakterie i grzyby. 5 litrów koncentratu pozwala przygotować 250 litrów gotowego do użycia roztworu. Kolor: niebieski. Znajduje się na liście Stowarzyszenia Higieny Stosowanej/Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii VAH/DGHM.

PRODUKT	CENA	KOD
Kanister 5 L	199 PLN	90 01 295
Butelka 2 L	99 PLN	90 01 294



42 PLN

Eurosept Spittoon Cleaner

Delikatny i gotowy do użycia specjalny roztwór do czyszczenia i konserwacji spluwaczek w gabinecie stomatologicznym. Preparat ma działanie dezynfekujące i może być stosowany także do czyszczenia umywalek, toalet, płytek itp. Usuwa krew, kamień, resztki tabletek barwiących płytkę bakteryjną, materiały wyciskowe i inne nieczystości. Stosowany w stanie nierozcieńczonym. Zaleca się jego użycie po każdym zanieczyszczeniu, przynajmniej jednak przed dezynfekcją wyciągu. Butelka wyposażona w bezpieczne zamknięcie.

PRODUKT	KOD
Butelka 750 ml	90 02 483



98 PLN

EuroSept Max Wash Lotion Sensitive

Delikatna, łagodna i ochronna dla skóry emulsja myjąca o świeżym zapachu, przeznaczona szczególnie do skóry wrażliwej, nie zawiera mydła i alkaliów, zachowuje i stabilizuje naturalny płaszcz skóry chroniący przed kwasami o wartości pH 5,5; biodegradowalna, nie zawiera parabenów i balsamu peruwiańskiego.

PRODUKT	KOD
Kanister 5 L	90 02 609



39 PLN

EuroSept Max Wash Lotion

Delikatna, ochronna dla skóry emulsja myjąca o świeżym zapachu, przeznaczona głównie dla skóry wrażliwej, nie zawiera mydła i alkaliów, zachowuje i stabilizuje naturalny płaszcz skóry chroniący przed kwasami o wartości pH 5,5; biodegradowalna, nie zawiera parabenów i balsamu peruwiańskiego.

PRODUKT	KOD
Butelka 1 L	90 02 594



15 PLN

Eurosept Plus Handcreme krem do rąk

Bardzo wysokiej jakości krem, szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy. Łagodzi podrażnioną skórę i zapewnia długotrwałe nawilżenie. Wydajny, wystarcza niewielka ilość. Nadaje się do wszystkich rodzajów skóry. Sprawdza się dobrze w przypadku używania rękawiczek.

PRODUKT	KOD
Tubka 100 ml	90 08 925



Plan dezynfekcji

CO?	JAK?	CZYM?	KIEDY?
DEZYNFEKCJA PRODUKTÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO 	Roztwór gotowy do użycia. Powierzchnie należy dokładnie zwilżyć, pozostawić roztwór do wyschnięcia. Spektrum działania: bakterie, grzyby, Tb: 1 min., ograniczone działanie wirusobójcze* (łącznie z HIV, HBV, HCV): 1 min., (znajduje się na liście Stowarzyszenia Higieny Stosowanej/Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii VAH/DGHM).	EuroSept Max Surface butelka 1 L - 90 01 291 kanister 5 L - 90 01 290 	Po każdym użyciu. Po każdym skażeniu. Ponadto, zgodnie z wymaganiami.
DEZYNFEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO (poprzez wycieranie lub spryskiwanie) 	Powierzchnie i przedmioty należy dokładnie zwilżyć i pozostawić roztwór do wyschnięcia. Spektrum działania: bakterie, grzyby, Tb: 1 min., ograniczone działanie wirusobójcze* (łącznie z HIV, HBV, HCV): 1 min., (znajduje się na liście Stowarzyszenia Higieny Stosowanej/Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii VAH/DGHM).	EuroSept Max Surface Lemon butelka 1 L - 90 02 089 kanister 5 L - 90 02 090 	Po każdym użyciu. Po każdym skażeniu. Ponadto, zgodnie z wymaganiami.
DEZYNFEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO (np. unitów stomatologicznych, kątnic, prośnic) 	Powierzchnie i przedmioty należy dokładnie zwilżyć i pozostawić roztwór do wyschnięcia. Spektrum działania: bakterie, grzyby, Tb: 1 min., ograniczone działanie wirusobójcze* (łącznie z HIV, HBV, HCV): 1 min., (znajduje się na liście Stowarzyszenia Higieny Stosowanej/Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii VAH/DGHM).	EuroSept Max Wipes chusteczki do dezynfekcji powierzchni poj. z chusteczkami 150 szt. - 90 01 292 uzupełnienie 150 szt. - 90 01 293 	Po każdym użyciu. Po każdym skażeniu. Ponadto, zgodnie z wymaganiami.
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI (np. podłogi: linoleum, PVC, ściany itp.) 	Do czyszczenia i dezynfekcji wszystkich powierzchni. Spektrum działania: bakteriobójczo (łącznie z Tbc/MRSA), drożdżakobójczo, dezaktywuje wirusy (HBV/HIV/HCV/ BVDV/Vakzinia/Papowa/Adeno).	AF Safe Sept butelka 1 L - 90 03 203 kanister 5 L - 90 03 204 	Jeśli jest to konieczne. Po pracy.
DEZYNFEKCJA I CZYSZCZENIA INSTRUMENTÓW 	Instrumenty należy całkowicie zanurzyć w roztworze. Instrumenty po dezynfekcji dokładnie spłukać pod bieżącą wodą. Spektrum działania: bakterie, drożdżaki, Tb, (znajduje się na liście Stowarzyszenia Higieny Stosowanej/Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii VAH/DGHM), ograniczone działanie wirusobójcze *(łącznie z HIV, HBV, HCV).	EuroSept Max Instrument / Lemon butelka 2 L - 90 03 331 / lemon - 90 02 600 kanister 5 L - 90 03 332 / lemon - 90 02 601 	Po każdym użyciu. Po każdym skażeniu.

CO?	JAK?	CZYM?	KIEDY?
DEZYNFEKCJA INSTRUMENTÓW OBROTOWYCH 	Instrumenty należy zanurzyć w całości w roztworze do kąpieli. Maksymalny czas przebywania w roztworze: 30 minut. Nie spłukiwać wodą. Spektrum działania: bakteriobójczo, drożdżakobójczo (znajduje się na liście Stowarzyszenia Higieny Stosowanej/ Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii VAH/DGHM) 30 min. wirusobójczo* (łącznie z HIV, HBV, HCV) zgodnie z normą europejską EN 14476 15 min.	EuroSept Max Bur butelka 2 L - 90 01 288 kanister 5 L - 90 01 289 	Po każdym użyciu. Po każdym skażeniu.
DEZYNFEKCJA WYCIĄGÓW ORAZ NEUTRALIZACJI OPARÓW 	Wprowadzić do wyciągu 2 litry roztworu, a pozostałą ilość wlać do spłuwaczki. Pozostawić na 30 minut. Spektrum działania: bakteriobójczo, drożdżakobójczo, ograniczone działanie wirusobójcze * (łącznie z HIV, HBV, HCV). Znajduje się na liście Stowarzyszenia Higieny Stosowanej/ Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii VAH/DGHM.	EuroSept Max Evaq liquid butelka 2 L - 90 01 294 kanister 5 L - 90 01 295 	1 do 2 razy dziennie.
DEZYNFEKCJA I KONSERWACJA SPLUWACZEK W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM 	Używać preparat nierozcieńczony. Pokryć całą powierzchnię spłuwaczki i pozostawić na krótki czas. Następnie spłukać wodą. Spektrum działania: bakteriobójczo.	Eurosept Spittoon Cleaner butelka 750 ml - 90 02 483 	Po każdym pacjencie.
EMULSJA MYJĄCA DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ 	Nanieść preparat na dłonie, rozprowadzić, wcierać, spłukać pod bieżącą wodą.	EuroSept Max Wash Lotion / Sensitive butelka 500 ml - 90 06 136 kanister Sensitive 5 L - 90 02 609 	Przed rozpoczęciem pracy. Jeśli jest to konieczne. Przed każdym posiłkiem. Po każdej wizycie w toalecie. Po pracy.
OCHRONA SKÓRY 	Nanieść na skórę i wetrzeć.	Eurosept Plus Handcreme krem do rąk tubka 100 ml - 90 08 925 	Jeśli jest to konieczne. Po pracy.

95 PLN

Natural Elegance Single Bond

Światłoutwardzalny, uniwersalny, jednoskładnikowy system adhezyjny do wykonania uzupełnień techniką adhezyjną w stomatologii. Doskonałe stężenie, stabilny, niekapiący, bezpieczny, ekonomiczny, szybki, wydajny. Uniwersalne zastosowanie. Do wytrawiania zębiny i szkliwa przed nałożeniem preparatu Natural Elegance Single Bond należy użyć żelu wytrawiającego.

PRODUKT	KOD
Butelka 5 ml	90 03 552




125 PLN

Composite materiał chemoutwardzalny

Materiał chemoutwardzalny na bazie kompozytu przeznaczony do odcinka przedniego i bocznego. Widoczny na zdjęciach rentgenowskich. System pasta-pasta. Opakowanie: po 14 g baza i katalizator w paście, szpatułka i bloczki do mieszania.

PRODUKT	KOD
Opakowanie: po 14 g baza i katalizator w paście, szpatułka i bloczki do mieszania.	10 01 673



79 PLN

Max-Filltemp

tymczasowy materiał wypełnieniowy

Samoutwardzalny, tymczasowy materiał wypełnieniowy na bazie tlenku cynku i tworzywa sztucznego. Gotowy do użycia, idealny do wykonywania uzupełnień w postaci wkładów, w przypadku wkładów leczniczych lub długotrwałych zabiegów endodontycznych. Materiał twardnieje pod wpływem śliny i można go dobrze adaptować w ubytku, łatwo modelować, a po związaniu staje się bardzo twardy. Łatwy do usunięcia. Zawiera fluorek.

PRODUKT	KOD
2 słoiczki po 28g	90 01 614



216 PLN

MaxiTemp 1:1

tymczasowy materiał do koron i mostów

MaxiTemp 1:1 to fluoryzujący, polimeryzujący na zimno system pasta-pasta do wykonywania tymczasowych koron, mostów, wkładów i nakładów. Składa się z bazy i katalizatora w paście. Materiał aplikowany jest przy pomocy pistoletu mieszającego w stosunku 1:1 / 2:1. Krótki czas przebywania w jamie ustnej. Opakowanie: Kartusz i 6 kaniuli mieszających w kolorze jasnoniebieskim.

PRODUKT	KOD
A2 50 ml + 6 końcówek mieszających	90 09 069
A3 50 ml + 6 końcówek mieszających	90 09 070



205 PLN

MaxiTemp HP

tymczasowy materiał do koron i mostów

Samoutwardzalny system S50 w postaci kartusza do wykonywania tymczasowych koron i mostów do dozowników 4:1. Materiał można łatwo opracowywać, łatwo polerować i przechowywać do 2 lat. Nawet przy dłuższym użytkowaniu kolory pozostają stabilne. Uzupełnienia tymczasowe z materiału MaxiTemp HP można wykonywać w jamie ustnej oraz na modelu. Opakowanie: katusze i 6 końcówek mieszających w kolorze niebieskim.

PRODUKT	KOD
A1 50 ml + 6 końcówek mieszających	90 01 284
A2 50 ml + 6 końcówek mieszających	90 01 281
A3 50 ml + 6 końcówek mieszających	90 02 126
A3,5 50 ml + 6 końcówek mieszających	90 01 282



130 PLN

Temporary Cement Non-Eugenol automix cement tymczasowy bez eugenolu

Tymczasowy cement HS bez eugenolu to tymczasowy materiał uszczelniający i wypełniający o niskiej lepkości na bazie poliwęglanu bez eugenolu. Przeznaczony do rutynowego wykonywania uzupełnień tymczasowych. Nie wpływa na kleje na bazie żywicy. Przeznaczenie kliniczne to tymczasowe cementowanie koron, mostów, wypełnień zębów i nakładów oraz w czasie zabiegów endodontycznych. Opakowanie: 2 x 5 ml strzykawki Automix i 3 kaniule mieszające.

PRODUKT	KOD
Opakowanie: 2 x 5 ml strzykawki Automix i 3 kaniule mieszające.	90 03 702



130 PLN

Temporary Cement automix cement tymczasowy

Tymczasowy cement HS na bazie tlenku cynku i eugenolu stosowany do tymczasowego cementowania. Zawiera eugenol i posiada wszystkie związane z tym właściwości. Cementu tymczasowego HS na bazie tlenku cynku i eugenolu nie należy stosować z klejem na bazie żywicy lub innymi materiałami na bazie żywicy stosowanymi w endodoncji do pokrywania. Opakowanie: 2 x 5 ml strzykawki Automix i 3 kaniule mieszające.

PRODUKT	KOD
Opakowanie: 2 x 5 ml strzykawki Automix i 3 kaniule mieszające	90 03 701



60 PLN

Temporary Cement cement tymczasowy bez eugenolu

Tymczasowy cement bez eugenolu to tymczasowy materiał uszczelniający i wypełniający o małej lepkości na bazie poliwęglanu. Przeznaczony do rutynowego wykonywania uzupełnień tymczasowych, nie wpływa na klej na bazie żywicy. Opakowanie: 40 g pasty z bazą i 14 g katalizatora.

PRODUKT	KOD
Opakowanie: 40 g pasty z bazą i 14 g katalizatora	90 03 664



75 PLN

Temporary Cement cement tymczasowy w tubie

Cement zawierający eugenol do tymczasowego mocowania koron i mostów.
Opakowanie: 45 g pasty z bazą i 20 g katalizatora.

PRODUKT	KOD
Opakowanie: 45 g pasty z bazą i 20 g katalizatora	10 11 747



110 PLN

VPS-Hydro Bite materiał do rejestracji zwarcia

Hydrofilowy, tiksotropowy materiał do rejestracji zwarcia na bazie silikonu typu A w bezpiecznym kartuszu (50 ml = 75 g). Szybko wiążący, twardość Shore-A 95 po 24 godzinach. Kolor niebieski.

PRODUKT	KOD
2x50ml	90 01 268



225 PLN

Pistolet do mas 4:1

Pistolet do kartuszy.

PRODUKT	KOD
Pistolet 4 : 1	90 01 261



225 PLN

Pistolet do mas Universal Mixing Dispenser 1:1/2:1

Pistolet do mieszania 1:1/2:1. Zaprojektowany dla delikatnych, małych dłoni. Nie ma potrzeby używania dużej siły. Bezpieczne i łatwe użycie dzięki stabilnej konstrukcji. Precyzyjne dozowanie.

PRODUKT	KOD
Pistolet	90 09 653



79 PLN

Maxima Natural Elegance NH 4 g kompozyt nanohybrydowy

Doskonałe właściwości, niekleista konsystencja, plastyczny. Idealne właściwości podczas obróbki. Bardzo dobra integracja optyczna. Łatwe polerowanie na wysoki połysk przy minimalnym nakładzie czasu. W materiale Natural Elegance NH z nanoformułą uwzględnione zostały zalety kulistych nanowypełniaczy. Dzięki temu materiał zyskał doskonałe właściwości oraz wytrzymałość i integrację optyczną.

Formuła ta:

- pozwala uzyskać doskonałe właściwości podczas leczenia,
- nadaje materiałowi niekleistą konsystencję, dzięki czemu staje się on idealny do modelowania,
- nadaje mu plastyczność i możliwość kondensacji,
- sprawia, że może być on stosowany w ubytkach wszystkich klas,
- zapewnia, że nie powstają w nim żadne pęcherze powietrza,
- materiał nie przywiera do instrumentu modelującego i idealnie dopasowuje się do krawędzi oraz tworzy doskonałe powierzchnie kontaktu.

Dostępne kolory: A1/D2, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3

PRODUKT	KOD
A1/D2	90 03 538
A2/B2	90 03 539
A3/D3	90 03 540
A3.5/B3	90 03 541



od 39 PLN

Natural Elegance Flowable Composite kompozyt płynny

Natural Elegance to światłoutwardzalny, płynny kompozyt do wykonywania bardzo estetycznych uzupełnień klasy III, V i niektórych prac klasy IV. Materiał ten aplikowany jest bezpośrednio przy pomocy higienicznych metalowych kaniuli, uwalnia fluorek.

PRODUKT	CENA	KOD
A1 4 x 2 g	153 PLN	10 19 306
A2 4 x 2 g	153 PLN	10 16 773
A3 4 x 2 g	153 PLN	10 15 337
A3.5 4 x 2 g	153 PLN	10 12 772
A1 1 x 2 g	39 PLN	10 19 306-1
A2 1 x 2 g	39 PLN	10 16 773-1
A2 1 x 2 g	39 PLN	10 15 337-1
A3.5 1 x 2 g	39 PLN	10 12 772-1



NAJLEPSZE KOMPOZYTY!

KOMPOZYT
NANOHYBRYDOWY
MAXIMA NATURAL ELEGANCE



KOMPOZYT
NATURAL ELEGANCE
FLOWABLE COMPOSITE



14,50 PLN**Earloop Masks****maseczki jednorazowe na gumce**

Maseczki ochronne nie zawierające lateksu, włókien szklanych z długim wbudowanym klipssem na nos, wykonanym z aluminium z miękkimi odpornymi na zerwanie gumkami. Międkka niepowodująca podrażnień flizelina. Zatrzymuje 99,7 % bakterii wielkość 0,29µ.

PRODUKT	KOD
Niebieskie, opakowanie: 50 szt.	90 06 146
Żółte, opakowanie: 50 szt.	90 06 149
Zielone, opakowanie: 50 szt.	90 06 147
Różowe, opakowanie: 50 szt.	90 06 150
Białe, opakowanie: 50 szt.	90 06 148

**16,50 PLN****Waleczki celulozowo-bawełniane**

Białe, niewybielane chlorem waleczki celulozowo-bawełniane o dużych możliwościach absorpcyjnych. 50% celulozy sprawia, że włókno jest trwałe i bardziej wytrzymałe. Waleczki z 50% bawełny i 50% celulozy doskonale absorbują wilgoć w trakcie leczenia. Kombinacja dwóch różnych materiałów sprawia, że są mocniejsze i trwalsze niż waleczki z 100% bawełny.

PRODUKT	KOD
Rozmiar 1: Ø 8 mm, opakowanie: 300 g	90 01 895
Rozmiar 2: Ø 10 mm, opakowanie: 300 g	90 01 896
Rozmiar 3: Ø 12 mm, opakowanie: 300 g	90 01 897

**13 PLN****Lignina 4x5 cm**

Kompresy z ligniny, pasują do każdego podajnika. Są miękkie i chłonne. Pakowane po dwie rolki.

PRODUKT	KOD
2 x 500 szt.	90 00 853



7,50 PLN

Kubki jednorazowe 180 ml (op. 100 szt.)

Kolorowe kubki do płukania mogą być używane w każdym standardowym dozowniku do kubków. Wykonane zostały z polistyrenu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, w 100% nadają się do recyklingu. Objętość 180 ml.

PRODUKT	KOD
Białe, opakowanie: 100 szt.	90 06 535
Granatowe, opakowanie: 100 szt.	90 06 532
Zielone, opakowanie: 100 szt.	90 06 534
Fioletowe, opakowanie: 100 szt.	90 08 846
Różowe, opakowanie: 100 szt.	90 08 845
Pomarańczowe, opakowanie: 100 szt.	90 06 536
Żółte, opakowanie: 100 szt.	90 06 533



od 35 PLN

Kuleczki z waty

Kuleczki nie zawierające chloru o dużych zdolnościach absorpcyjnych, optymalne do osuszania ubytków i aplikowania leków.

PRODUKT	CENA	KOD
Rozmiar 00: Ø 4 mm, opakowanie: 4 g	45 PLN	90 01 879
Rozmiar 0: Ø 4,8 mm, opakowanie: 4 g	45 PLN	90 01 880
Rozmiar 1: Ø 6,3 mm, opakowanie: 10 g	35 PLN	90 01 881
Rozmiar 2: Ø 7,6 mm, opakowanie: 10 g	35 PLN	90 01 882



39 PLN

Aplikatory z gąbki

Gąbeczki do aplikowania płynu, pasty i żelu.

PRODUKT	KOD
Rozmiar 1: Ø 4 mm, opakowanie: 3000 szt.	90 00 984
Rozmiar 2: Ø 5 mm, opakowanie: 1000 szt.	90 01 011



16,50 PLN

Aplikatory (op. 100 szt.)

Aplikatory do punktowego, dokładnego aplikowania płynów i żelu (systemów adhezyjnych, wytrawiaczy, lakierów, linerów itp.) Końcówki są okrągłe, elastyczne, można je zginać, co pozwala w optymalny sposób przeprowadzić aplikację. Można je także ponownie wyprostować i wrócić do pozycji wyjściowej. Długość 8,5 cm; Ø 2 - 3 mm.

PRODUKT	KOD
Niebieskie, opakowanie: 100 szt.	90 01 393
Zielone, opakowanie: 100 szt.	90 01 394
Srebrne, opakowanie: 100 szt.	90 01 395
Fioletowe, opakowanie: 100 szt.	90 01 396
Białe FINE, opakowanie: 100 szt.	90 03 226
Żółte SUPERFINE, opakowanie: 100 szt.	90 03 227



od 21 PLN

Microaplikatory MINI TIPS

Miniaplikatory przeznaczone do dokładnej punktowej aplikacji płynów i żelu (systemów adhezyjnych, wytrawiaczy, lakierów, linerów itp.)

PRODUKT	CENA	KOD
Zestaw: 4 x 100 Tips (czerwone, zielone, żółte, niebieskie) + dwa uchwyty	85 PLN	90 01 415
Niebieskie, 100 szt.	21 PLN	90 01 411
Żółte, 100 szt.	21 PLN	90 01 412
Zielone, 100 szt.	21 PLN	90 01 413
Czerwone, 100 szt.	21 PLN	90 01 414




48 PLN

Szczoteczki jednorazowe z pastą mix kolorów

Oddzielnie zapakowane szczoteczki jednorazowe z pastą do zębów. Szczoteczki doskonale nadają się do czyszczenia zębów przed leczeniem stomatologicznym. Mix kolorów.

PRODUKT	KOD
Opakowanie: 100 szt.	90 06 542



43 PLN

Końcówki do ssaka

Końcówki do ssaka, charakteryzują się dużym strumieniem odsysania.
Wielokrotnego użytku, możliwość sterylizacji. Długość 13 cm, Ø 16 mm

PRODUKT	KOD
Niebieskie, opakowanie: 10 szt.	90 01 370
Szare, opakowanie: 10 szt.	90 01 371
Fioletowe, opakowanie: 10 szt.	90 09 380
Różowe, opakowanie: 10 szt.	90 09 379
Żółte, opakowanie: 10 szt.	90 09 381




3,60 PLN

Okład żelowy 14 x 13 cm

Hot/Cold Pack

Kompres zimny/ciepły wielokrotnego użytku. Przynosi ulgę przy bólach mięśniowych i pomaga zmniejszyć obrzęk. Doskonale nadaje się do stosowania po zabiegach stomatologicznych. Można go zamrażać do temperatury -20 °C i podgrzewać do 80 °C.

PRODUKT	KOD
Wielkość: 14 x 13 cm, opakowanie: 1 szt.	90 08 294



2,80 PLN

Zimny okład 15 x 19 cm

Rapid Cold Pack

Zimne kompresy o porowatej powierzchni. Aktywowane przy pomocy przycisku znajdującego się pośrodku poduszeczki. Jednorazowego użytku.

PRODUKT	KOD
Wielkość: 15 x 19 cm, opakowanie: 1 szt.	90 08 442



75 PLN

Piasek profilaktyczny

Acclean Air Polishing Powder 300 g

Piasek profilaktyczny przeznaczony do stosowania we wszystkich tradycyjnych piaskarkach do zabiegów profilaktycznych. Nie zawiera fluorku. Wielkość ziaren 65 μ .

PRODUKT	KOD
Cytryna, butelka 300 g	90 02 099
Tropikalny, butelka 300 g	90 06 268
Mięta, butelka 300 g	90 06 269



95 PLN

Piasek Soft

Acclean Air Soft Polishing Powder 200 g

Przeznaczony dla pacjentów z bardzo wrażliwym dziąsłem. Poza tym zalecany do regularnej profilaktyki oraz do stosowania w czasie opieki następowej. Wielkość ziaren 65 μ .

PRODUKT	KOD
Butelka 200 g	90 08 159



65 PLN

Piasek Perio

Acclean Air Perio Polishing Powder 100 g

Piasek Acclean Air Polishing „Perio”. Bardzo drobnoziarnisty 25 μ . Pozwala na skuteczne zarządzanie biofilmem. Podczas piaskowania ujędrnione zostaje dziąsło i zredukowana głębokość kieszeni dziąsłowych.

PRODUKT	KOD
Butelka 100 g	90 03 032



NAJLEPSZE PIASKI PROFILAKTYCZNE W WERSJI PERIO | SOFT!



DOSTĘPNE W 3 RÓŻNYCH SMAKACH: CYTRYNA, TROPIKALNY I MIĘTA.*

* DOSTĘPNOŚĆ SMAKÓW DOTYCZY PIASKU PROFILAKTYCZNEGO ACCLEAN AIR POLISHING POWDER 300 G

39 PLN

S-Spray Uniwersalny spray do końcówek 250 ml

Uniwersalny spray do czyszczenia i konserwacji turbin, kątnic i prostnic.

PRODUKT	KOD
Butelka 250 ml	90 03 292



64 PLN

Maxima Oil Spray 500 ml

Uniwersalny spray do czyszczenia i konserwacji prostnic i kątnic, turbin z łożyskiem powietrznym lub kulkowym. Nie zawiera FCKW. Bez adaptera.

PRODUKT	KOD
Butelka 500 ml	90 01 570



16 PLN

Endo Cold Spray spray chłodzący 200 ml

Zimny spray, przyjazny dla warstwy ozonowej, nie zawiera FCKW. Temperatura wychodzącej mieszaniny propan/butan około -40 °C. Główka aplikująca wyposażona w wydłużoną rurkę o długości 52 mm.

PRODUKT	KOD
Miętowy 200 ml	90 01 383
Pomarańczowy 200ml	90 01 384



9 PLN

Szczotka do czyszczenia wiertel

PRODUKT	KOD
70 x 28 mm, 1 szt.	90 01 827



od 42 PLN

Lusterka stomatologiczne

Maxima Mounth Mirrors płaskie, op.12 szt.

Lusterko stomatologiczne z możliwością dezynfekcji i sterylizacji, można używać w urządzeniach do dezynfekcji termicznej i czyszczenia ultradźwiękowego.

PRODUKT	CENA	KOD
Płaskie rozmiar 3, Ø 20 mm	42 PLN	90 00 753
Płaskie rozmiar 4, Ø 22 mm	42 PLN	90 00 754
Płaskie rozmiar 5, Ø 24 mm	42 PLN	90 00 755
Powiększające rozmiar 4, Ø 22 mm	46 PLN	90 00 798
Powiększające rozmiar 5, Ø 24 mm	46 PLN	90 00 799



od 72 PLN

Lusterka rodowane

Maxima Mounth Mirrors Rhodium, op.12 szt.

Wysokiej jakości lusterko stomatologiczne przedniopowierzchniowe rodowane ze specjalną powłoką pozwalającą na uzyskanie ostrego obrazu. Możliwość dezynfekcji i sterylizacji wszystkimi metodami, przeznaczone do stosowania w urządzeniach do dezynfekcji termicznej i czyszczenia ultradźwiękowego.

PRODUKT	CENA	KOD
Rodowane rozmiar 3, Ø 20 mm	72 PLN	90 00 747
Rodowane rozmiar 4, Ø 22 mm	72 PLN	90 00 748
Rodowane rozmiar 5, Ø 24 mm	72 PLN	90 00 749
Rodowane powiększające rozmiar 4, Ø 22 mm	139 PLN	90 01 486
Rodowane powiększające rozmiar 5, Ø 24 mm	139 PLN	90 01 487



od **31,90 PLN**

Modelling wax standard wosk modelowy

Wosk modelowy do wykonywania płyt protez zębowych.

PRODUKT	CENA	KOD
twardy 500 g	31,90 PLN	90 01 516
twardy 2,5 kg	148,50 PLN	90 01 517
miekkie 500 g	31,90 PLN	90 01 518
miekkie 2,5 kg	148,50 PLN	90 01 519



od **32 PLN**

Rękaw do sterylizacji 200 m

Bez lateksu, wykonane z przyjaznych dla środowiska materiałów.

PRODUKT	CENA	KOD
50 mm	32 PLN	90 02 991
75 mm	48 PLN	90 02 992
100 mm	63 PLN	90 02 993
150 mm	95 PLN	98 80 485
200 mm	140 PLN	98 80 486
250 mm	170 PLN	98 80 487



od **29 PLN**

Self Seal Sterilization pouch torebki do sterylizacji

Samoprzylepne torebki wykonane z polietylenu i papieru. Dostępne w czterech rozmiarach. Op. 200 szt.

PRODUKT	CENA	KOD
83 x 159 mm	29 PLN	90 02 984
89 x 254 mm	32 PLN	90 02 983
134 x 280 mm	45 PLN	90 02 985
254 x 381 mm	140 PLN	90 05 986



SleeperOne®

bezbolesne znieczulenia komputerowe


DENTAL HI TEC



**BEZ
DODATKOWYCH
KOSZTÓW
EKSPLOATACJI**



MADE IN FRANCE



* koszt znieczulenia obejmuje standardowe igły i środek znieczulający w ampułkach do karpuli.
SleeperOne w specjalnym programie ratelnym 10 x 0%.

24 PLN

Cyberendo sterylne pilniki K ręczne na blistrze,
op. 6 szt.

dl. 25 mm, rozm. 08-45, ass 15-40

ROZMIAR	KOD
08	90 03 713
10	90 03 714
15	90 03 715
20	90 03 716
25	90 03 717
30	90 03 718
35	90 03 719
40	90 03 720
45	90 03 721
ass 15-40	90 03 722



24 PLN

Cyberendo sterylne pilniki H ręczne na blistrze,
op. 6 szt.

dl. 25 mm, rozm. 08-45, ass 15-40

ROZMIAR	KOD
08	90 03 724
10	90 03 725
15	90 03 726
20	90 03 727
25	90 03 728
30	90 03 729
35	90 03 730
40	90 03 731
45	90 03 732
ass 15-40	90 03 733



WYPRÓBUJ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI STERYLNE **PILNIKI**



RĘCZNE K-FILES I HEDSTROEM!



36 PLN

Maxima K-files

pilniki K ręczne, op. 6 szt.

Pilniki ręczne K Maxima to wysokiej jakości instrumenty endodontyczne, wykonane z bardzo elastycznej stali nierdzewnej, posiadają ergonomiczny uchwyt i silikonowy ogranicznik.

Made in Switzerland

ROZMIAR	KOLOR	KOD (DŁ. 25 mm)
06	różowe	10 01 582
08	szare	10 01 010
10	fioletowe	10 09 439
15	białe	10 05 269
20	żółte	10 05 416
25	czerwone	10 05 741
30	niebieskie	10 09 921
35	zielone	10 06 366
40	czarne	10 06 678
45	białe	10 07 259
10-35 ass		10 06 972
ROZMIAR		KOD (DŁ. 31 mm)
10-35 ass		10 19 418



36 PLN

Maxima Reamers

poszerzacze ręczne, op. 6 szt.

Poszerzacze ręczne Maxima to wysokiej jakości instrumenty endodontyczne, wykonane z bardzo elastycznej stali nierdzewnej, posiadają ergonomiczny uchwyt i silikonowy ogranicznik.

Made in Switzerland

ROZMIAR	KOLOR	KOD (DŁ. 25 mm)
08	szare	10 05 973
10	fioletowe	10 01 733
15	białe	10 06 092
20	żółte	10 02 417
25	czerwone	10 06 541
30	niebieskie	10 06 876
35	zielone	10 07 169
40	czarne	10 07 558
45	białe	10 08 400
10-35 ass		10 07 925
ROZMIAR		KOD (DŁ. 31 mm)
10-35 ass		10 13 109



WYPRÓBUJ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI **PILNIKI**



MAXIMA K-FILES,
REAMERS I HEDSTROEM!



36 PLN

Maxima Hedstrom pilniki ręczne, op. 6 szt.

Pilniki ręczne Hedstrom Maxima to wysokiej jakości instrumenty endodontyczne, wykonane z bardzo elastycznej stali nierdzewnej, posiadają ergonomiczny uchwyt i silikonowy ogranicznik.

Made in Switzerland


ROZMIAR	KOLOR	KOD (DŁ. 25 mm)
08	szare	90 02 943
10	fioletowe	10 05 776
15	białe	10 01 671
20	żółte	10 02 758
25	czerwone	10 02 583
30	niebieskie	10 03 023
35	zielone	10 03 533
40	czarne	10 00 240
45	białe	10 00 950
15-40 ass		10 00 574
ROZMIAR		KOD (DŁ. 31 mm)
15-40 ass		10 13 475



16,50 PLN

Miazgociągi Barbed Broach 21 mm, op.10 szt.

PRODUKT	KOD
21 mm, Rozmiar 0 Fioletowe, XXXXF	90 08 246
21 mm, Rozmiar 1 Białe, XXXF	90 08 247
21 mm, Rozmiar 2 Żółte, XXF	90 08 248
21 mm, Rozmiar 3 Czerwone, XF	90 08 249
21 mm, Rozmiar 4 Niebieskie, FEIN	90 08 250
21 mm, Rozmiar 5 Zielone, MEDIUM	90 08 251
21 mm, Rozmiar 6 Czarne, COARSE	90 08 252



34 PLN

Maxima poszerzacze Gates
Gates gliddeen drills R.A. 32 mm, op. 6 szt.
(pakowane pojedynczo)

Made in Switzerland

PRODUKT	KOD
ass, opakowanie: 6 szt.	98 80 842
Rozmiar 1 (0,5 mm), opakowanie: 6 szt.	98 80 836
Rozmiar 2 (0,7 mm), opakowanie: 6 szt.	98 80 837
Rozmiar 3 (0,9 mm), opakowanie: 6 szt.	98 80 838
Rozmiar 4 (1,1 mm), opakowanie: 6 szt.	98 80 839
Rozmiar 5 (1,3 mm), opakowanie: 6 szt.	98 80 840
Rozmiar 6 (1,5 mm), opakowanie: 6 szt.	98 80 841



34 PLN

Maxima poszerzacze Peeso
Peeso reamers R.A. 32 mm, op. 6 szt.
(pakowane pojedynczo)

Made in Switzerland

PRODUKT	KOD
ass (ISO 070 - 170), opakowanie: 6 szt.	98 80 849
Rozmiar 1 (ISO 070), opakowanie: 6 szt.	98 80 843
Rozmiar 2 (ISO 090), opakowanie: 6 szt.	98 80 844
Rozmiar 3 (ISO 110), opakowanie: 6 szt.	98 80 845
Rozmiar 4 (ISO 130), opakowanie: 6 szt.	98 80 846
Rozmiar 5 (ISO 150), opakowanie: 6 szt.	98 80 847
Rozmiar 6 (ISO 170), opakowanie: 6 szt.	98 80 848



Centrum Zamówień Telefonicznych – zadzwoń i zamów

SIEDZIBA BIELSKO-BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 31 tel. 33 810 13 28, sklep@marrodent.pl



Kierownik Działu
Katarzyna Wójtowicz
tel. 33 812 70 42, 600 439 716
katarzyna.wojtowicz@marrodent.pl



Stomatologia
Ewelina Kruczek
tel. 33 827 83 02, 664 695 307
ewelina.kruczek@marrodent.pl



Stomatologia
Magdalena Kotas
tel. 33 812 70 45, 668 699 315
magdalena.kotas@marrodent.pl



Stomatologia
Agnieszka Toś
tel. 33 827 83 03, 664 690 168
agnieszka.tos@marrodent.pl



Stomatologia
Paulina Kasprzyk
tel. 33 812 70 46, 664 587 564
paulina.kasprzyk@marrodent.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA 02-849 Warszawa, ul. Krasnowolska 18 G, tel. 22 899 08 80, warszawa@marrodent.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY WARSZAWA



Stomatologia/Protetyka
Monika Grzybowska
tel. 22 899 08 80 wew. 304,
tel. 728 493 586
monika.grzybowska@marrodent.pl



Stomatologia
Lilianna Orczyk
tel. 22 899 08 80 wew. 311
lilianna.orczyk@marrodent.pl



Stomatologia
Marcin Binienda
tel. 22 899 08 80 wew. 301
marcin.binienda@marrodent.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY KATOWICE



Stomatologia
Anna Makówka
tel. 608 513 873,
tel. 728 347 922, 33 812 70 55
anna.makowka@marrodent.pl



Bogusław Januszek
IMPLANTY
Kierownik Działu
tel. 795 496 747
bogdan.januszek@marrodent.pl



Grzegorz Holeksa
IMPLANTY
Dział Sprzedaży
tel. 33 812 70 18, 795 453 494
grzegorz.holeksa@marrodent.pl



Paweł Pawlak
IMPLANTY
Polska północna i centralna
tel. 606 831 689
pawel.pawlak@marrodent.pl



Ludmiła Walczak
IMPLANTY
Polska południowa
tel. 600 452 538
ludmila.walczak@marrodent.pl

DZIAŁ SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO



Kierownik Działu
Grzegorz Nawrocki
tel. 664 770 318
grzegorz.nawrocki@marrodent.pl



mikroskopy / lupy
Sebastian Jurczak
tel. 668 435 051
sebastian.jurczak@marrodent.pl



Serwis Instrumentów
Piotr Gaczol
tel. 33 812 70 32
piotr.gaczol@marrodent.pl



Spec. ds CEREC
Michał Paciej
tel. 600 439 759
michal.paciej@marrodent.pl



PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Aleksander Zalewski
tel. 668 699 319
aleksander.zalewski@marrodent.pl



Serwis radiologia
Łukasz Kupian
tel. 883 327 980
lukasz.kupian@marrodent.pl



Skanery 3D
Samuel Bartosik
tel. 539 905 229
samuel.bartosik@marrodent.pl



Serwis Unity
Michał Kupian
tel. 662 319 902
michal.kupian@marrodent.pl



Serwis
Bartłomiej Rychta
tel. 795 550 376
bartlomiej.rychta@marrodent.pl

DZIAŁ ORTODONCJI tel. 22 843 06 60, ortodoncja@marrodent.pl



Kierownik Działu
Gabriela Malarz
tel. 604 551 960
gabriela.malarz@marrodent.pl



Polska północno-zachodnia
Mikołaj Skórka
tel. 668 898 786
mikolaj.skorka@marrodent.pl



Polska centralna, wschodnia
Rafał Owczarek
tel. 883 333 569
rafal.owczarek@marrodent.pl



Polska północna
Wojciech Marchewicz
tel. 660 464 513
wojciech.marchewicz@marrodent.pl



Polska południowo-zachodnia
Eugeniusz Wojnarski
tel. 604 639 410
eugeniusz.wojnarski@marrodent.pl



Polska wschodnia, południowa
Paweł Kamiński
tel. 882 049 653
pawel.kaminski@marrodent.pl



Dział Sprzedaży
Katarzyna Klemczyńska
tel. 22 543 39 23, 883 384 983
k.klemczynska@marrodent.pl



Dział Sprzedaży
Paweł Kostrzewski
tel. 22 843 06 60, 604 873 968
pawel.kostrzewski@marrodent.pl

Regionalni przedstawiciele handlowi



Białystok i okolice
Magdalena Kalinowska
tel. 600 360 089
magdalena.kalinowska@marrodent.pl



Lublin i okolice
Marcin Baprawski
tel. 608 641 113
marcin.baprawski@marrodent.pl



Szczecin, Koszalin i okolice
Marcin Kujawski
tel. 600 976 352
marcin.kujawski@marrodent.pl



Białystok i okolice
Patrycja Golwiej
tel. 604 639 435
patrycja.golwiej@marrodent.pl



Lublin i okolice
Łukasz Odzioba
tel. 735 930 079
lukasz.odzioba@marrodent.pl



Wrocław, Legnica, Lubin, Wałbrzych
Michał Masztalerz
tel. 668 859 415
michal.masztalerz@marrodent.pl



Bielsko-Biała i okolice
Aleksander Stekla
tel. 602 706 537
aleksander.stekla@marrodent.pl



Łódź i okolice
Agnieszka Jerominek
tel. 728 347 889
agnieszka.jerominek@marrodent.pl



Wrocław, Opole, Nysa
Joanna Lewandowska
tel. 606 770 963
joanna.lewandowska@marrodent.pl



Bielsko-Biała i okolice
Adrian Malec
tel. 664 770 297
adrian.malec@marrodent.pl



Łódź, Warszawa, Piotrków Tryb. i okolice
Krystyna Chudaszek
tel. 728 493 616
krystyna.chudaszek@marrodent.pl



Trójmiasto i okolice
Grzegorz Duda
tel. 664 034 711
grzegorz.duda@marrodent.pl



Bielsko-Biała i okolice
Kamila Szalbot
tel. 600 934 581
kamila.szalbot@sc.marrodent.pl



Olsztyn, Elbląg i okolice
Sławomir Wojciechowski
tel. 662 713 828
slawomir.wojciechowski@marrodent.pl



Trójmiasto i okolice
Leszek Barszczewicz
tel. 668 699 313
leszek.barszczewicz@marrodent.pl



Bydgoszcz, Toruń i okolice
Tomasz Karnowski
tel. 664 034 712
tomasz.karnowski@marrodent.pl



Poznań, wielkopolska południowa
Marcin Filipiak
tel. 606 293 067
marcin.filipiak@marrodent.pl



Trójmiasto i okolice
Aleksander Kopeć
tel. 795 550 377
aleksander.kopiec@marrodent.pl



Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Emilia Kaźmierczak
tel. 728 308 412
emilia.kazmierczak@marrodent.pl



Poznań, wielkopolska północna
Karolina Szukalska
tel. 664 577 236
karolina.szukalska@marrodent.pl



Warszawa i okolice
Michał Uchmański
tel. 668 434 977
michal.uchmanski@marrodent.pl



Katowice, Ruda Śl. i okolice
Justyna Ginko
tel. 784 354 497
justyna.ginko@marrodent.pl



Rzeszów, Stalowa Wola i okolice
Konrad Wąsik
tel. 728 493 874
konrad.wasik@marrodent.pl



Warszawa i okolice
Paweł Ślązak
tel. 664 567 347
pawel.slazak@marrodent.pl



Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów i okolice
Magdalena Trzeciak
tel. 698 913 110
magdalena.trzeciak@marrodent.pl



Rzeszów, Przemyśl i okolice
Maria Szpunar
tel. 606 129 903
maria.szpunar@marrodent.pl



Warszawa i okolice
Paweł Chomicki
tel. 602 369 684
pawel.chomicki@marrodent.pl



Zagłębie Dąbrowskie
Marcin Kościelniak
tel. 606 632 759
marcin.koscielniak@marrodent.pl



Kraków, małopolska południowa
Robert Jaroni
tel. 602 469 577
robert.jaroni@marrodent.pl



Warszawa i okolice
Mariusz Sosnowski
tel. 606 128 473
mariusz.sosnowski@marrodent.pl



Gliwice, Racibórz, Kędzierzyn-Koźle
Jarosław Miśkowicz
tel. 608 187 697
jaroslaw.miskowicz@marrodent.pl



Kraków, małopolska północna
Piotr Wojdała
tel. 608 513 674
piotr.wojdala@marrodent.pl



Warszawa i okolice
Michał Lipski
tel. 728 303 389
michal.lipski@marrodent.pl



Kielce i okolice
Katarzyna Palacz
tel. 728 376 441
katarzyna.palacz@marrodent.pl



Gorzów Wielkopolski, Szczecin
Justyna Brymora
tel. 662 319 880
justyna.brymora@marrodent.pl



Zielona Góra, Leszno i okolice
Kamila Tyliśszczak
tel. 660 462 186
kamila.tyliszczak@marrodent.pl

W przypadku osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, administratorem wszystkich podanych danych jest Marrodent sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Krasieńskiego 31. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych pod adres: marketing@marrodent.pl Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu.

marrodent®

A  HENRY SCHEIN® COMPANY

Marrodent® A Henry Schein® Company
43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 31
tel. 33 810 13 28 / sklep@marrodent.pl / www.marrodent.pl