

DIGITAL

**ATRAKCYJNE PROMOCJE
OD IVOCLAR DIGITAL**



2 0 1 8

WIOSNA – LATO

OFERTA WAŻNA: MARZEC – SIERPIEŃ 2018

Oferta dostępna w firmach: Marrodent i Meditrans.

ivoclar[®]
digital[®]

IPS e.max® ZirCAD

innowacyjny tlenek cyrkonu w formie dysków o średnicy 98.5mm. Zalecany, gdy wymagana jest duża wytrzymałość i jednocześnie mała grubość ścian oraz wysoka estetyka. Materiał nadaje się do wykonywania pełno anatomicznych koron i mostów oraz podbudów do licowania w odcinku przednim i bocznym.



PRZY ZAKUPIE 4 SZTUK

-25%

rabatu od ceny cennikowej

IPS e.max ZirCAD LT 10mm*	cena cennikowa 632 PLN
IPS e.max ZirCAD LT 12mm*	cena cennikowa 680 PLN
IPS e.max ZirCAD LT 14mm*	cena cennikowa 729 PLN
IPS e.max ZirCAD LT 16mm*	cena cennikowa 778 PLN
IPS e.max ZirCAD LT 18mm*	cena cennikowa 826 PLN
IPS e.max ZirCAD LT 20mm*	cena cennikowa 875 PLN
IPS e.max ZirCAD LT 25mm*	cena cennikowa 1 069 PLN

*kolor do wyboru (0; 1; 2; 3; 4; sun; sun chroma; BL; A1; A2; A3; B1; B2; C2; D2).

IPS e.max ZirCAD MT 14mm*	cena cennikowa 778 PLN
IPS e.max ZirCAD MT 18mm*	cena cennikowa 875 PLN
IPS e.max ZirCAD MT Multi 16mm*	cena cennikowa 972 PLN
IPS e.max ZirCAD MT Multi 20mm*	cena cennikowa 1 069 PLN

*kolor do wyboru (BL1; A1; A2; A3; B1; B2; C2; D2)



ProArt CAD

ProArt CAD Wax yellow - metoda traconego wosku do techniki tłoczenia

ProArt CAD Wax blue - metoda traconego wosku do odlewnictwa

ProArt CAD Wax pink - przymiarki i wykonywanie wzorników zwarciowych

ProArt CAD Try-In - przymiarki, łyżki wyciskowe i indywidualne łyżki wyciskowe

ProArt CAD Transfer - szablony transferowe

ProArt CAD Model - wykonywanie modeli

ProArt CAD Splint - terapia schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego, korekcja płaszczyzny zgryzowej, szyny ochronne, szyny chirurgiczne

ProArt CAD Wax yellow 16mm cena cennikowa 194 PLN

ProArt CAD Wax yellow 16 mm cena cennikowa 216 PLN

ProArt CAD Wax pink 30 mm cena cennikowa 190 PLN

ProArt CAD Wax blue 12 mm cena cennikowa 166 PLN

ProArt CAD Wax blue 20 mm cena cennikowa 216 PLN

ProArt CAD Model beige 25 mm cena cennikowa 116 PLN

ProArt CAD Try-in 30 mm cena cennikowa 190 PLN

ProArt CAD Transfer 10 mm cena cennikowa 138 PLN

ProArt CAD Splint clear 16 mm cena cennikowa 267 PLN

ProArt CAD Splint clear 20 mm cena cennikowa 292 PLN

PRZY ZAKUPIE 4 SZTUK

-25%

rabatu od ceny cennikowej

Telio® CAD

to usieciowany PMMA z którego możliwe jest wykonywanie czasowych koron, mostów i uzupełnień wspartych na implantach. Przemysłowy proces polimeryzacji nadaje materiałowi wyjątkową homogenność. Oznacza to, że Telio CAD jest łatwy w opracowywaniu.

PRZY ZAKUPIE 4 SZTUK

-25%

rabatu od ceny cennikowej

Telio CAD LT Discs 16mm* cena cennikowa 340 PLN

Telio CAD LT Discs 20mm* cena cennikowa 365 PLN

Telio CAD LT Discs 25mm* cena cennikowa 413 PLN

*kolor do wyboru (BL3;A1;A2;A3;A3.5;B1;B3;C2;D2)



Colado®

Colado®CAD CoCr4

dyski ze stopu kobaltowo – chromowego o średnicy 98.5mm. Można z nich wykonać rozległe mosty, mosty wsparte na implantach, belki oraz wiele innych prac.

Colado®CAD Ti5

dyski ze stopu tytanu do frezowania koron, rozległych mostów, belek i uzupełnień wspartych na implantach.

Colado®CAD Ti2

dyski z czystego tytanu, odpowiednie do wykonywania koron i mostów w odcinku przednim i bocznym.

Colado CAD CoCr4 8mm	cena cennikowa 778 PLN
Colado CAD CoCr4 10mm	cena cennikowa 826 PLN
Colado CAD CoCr4 12mm	cena cennikowa 875 PLN
Colado CAD CoCr4 13.5mm	cena cennikowa 912 PLN
Colado CAD CoCr4 15mm	cena cennikowa 948 PLN
Colado CAD CoCr4 18mm	cena cennikowa 1069 PLN
Colado CAD CoCr4 20mm	cena cennikowa 1215 PLN
Colado CAD CoCr4 24.5mm	cena cennikowa 1409 PLN

Colado CAD Ti5 8mm	cena cennikowa 486 PLN
Colado CAD Ti5 10mm	cena cennikowa 510 PLN
Colado CAD Ti5 12mm	cena cennikowa 435 PLN
Colado CAD Ti5 13.5mm	cena cennikowa 559 PLN
Colado CAD Ti5 15mm	cena cennikowa 583 PLN
Colado CAD Ti5 18mm	cena cennikowa 632 PLN
Colado CAD Ti5 20mm	cena cennikowa 680 PLN

Colado CAD Ti2 8mm	cena cennikowa 486 PLN
Colado CAD Ti2 10mm	cena cennikowa 510 PLN
Colado CAD Ti2 12mm	cena cennikowa 535 PLN
Colado CAD Ti2 13.5mm	cena cennikowa 559 PLN
Colado CAD Ti2 15mm	cena cennikowa 583 PLN



PRZY ZAKUPIE 4 SZTUK

-25%

rabatu od ceny cennikowej



Promocje zawarte w ofercie obowiązują od 1 marca do 31 sierpnia 2018 roku lub do wyczerpania zapasów. Podana jest niewiążąca cena sugerowana z VAT. Zdjęcia przedstawionych produktów mają charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty ich wygląd i kolor może odbiegać od prezentowanego w ofercie.

Przedstawiciele handlowi technical Ivoclar - Vivadent

Rafał Bandoz
wielkopolskie, lubuskie,
dolnośląskie, zach. część
zachodniopomorskiego.
Tel: +48 601 166 393

Tomasz Kabala
lubelskie, podkarpackie,
świętokrzyskie, Radom, Siedlce.
Tel: +48 601 332 403

Marta Lutyńska
śląskie, małopolskie,
opolskie.
Tel: +48 607 200 687

Kinga Pietrzyk

zach. część warmińsko – mazurskiego,
pomorskie, kujawsko – pomorskie,
wsch. część zachodniopomorskiego.
Tel: +48 607 211 152

Patryk Szymajda

wsch. część warmińsko – mazurskiego,
mazowieckie (bez Radomia i Siedlec),
łódzkie, podlaskie, wsch. część wielkopolskiego.
Tel: +48 721 050 005

Instruktor CAD/CAM

Adrian Szymajda
Tel: +48 782 100 010

ivoclar
digital®

Ivoclar – Vivadent Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
www.ivoclarvivadent.pl