

marrodent®

A  HENRY SCHEIN® COMPANY

#katalog
Henry Schein





henry schein w liczbach

3725
przedstawicieli
handlowych



ponad
1 milion
klientów



1850
callcenter



centrów
dystrybucji **61**



ponad 22000
pracowników



lat
na rynku **86**



ponad 3000
dostawców



ponad 12000
produktów



konsultanci w całej Polsce



Nowy rozdział w historii firmy Marrodent®

W listopadzie 2016 r. pomiędzy firmą Marrodent, a światowym liderem na rynku – firmą Henry Schein Inc. została zawarta umowa łącząca oba przedsiębiorstwa. To przełomowe wydarzenie otworzyło przed nami szereg nowych możliwości i pozwala na dalszy, dynamiczny rozwój.

Podwójna siła

Firma Henry Schein, na czele której stoi Stanley M. Bergman's (CEO, prezes zarządu Henry Schein, Inc.), to wiodąca marka na światowym rynku stomatologicznym, medycznym i weterynaryjnym. Swoją działalność prowadzi w 34 krajach świata, na wielu polach – zarówno handlowych, jak i produkcyjnych. W zarządzie firmy Marrodent nadal zasiada Artur Podolski - jako prezes zarządu i dyrektor zarządzający oraz dyrektor handlowy Paweł Orczyk, a współwłaścicielami są Roman i Marek Stekla. Artur Podolski uważa fuzję za duży sukces: „Pierwsze miesiące po połączeniu firm były dla nas ważnym okresem kształtowania i wytyczania kierunków wspólnych działań. Bardzo cieszymy się, że możemy czerpać z ponad 85 lat dorobku tej cenionej i znanej z innowacyjności oraz stosowania nowoczesnych rozwiązań firmy.”

Stomatologia i protetyka na miarę czasów

Partnerstwo z firmą Henry Schein otwiera przed nami nowe przestrzenie działania i zapewnia znaczny dynamiczny rozwój oraz wzrost jakości usług w każdej dziedzinie naszej działalności.

Korzyści objęły nie tylko zwiększenie liczby oferowanych produktów, ale też zastosowanie innowacyjnych rozwiązań oraz nowych technologii, a także poszerzenie zakresu usług serwisowych.

Wszystko to stanowi odpowiedź na współczesne, stale wzrastające potrzeby związane z rynkiem stomatologicznym i pomaga lekarzom oraz technikom zapewnić pacjentom jeszcze lepszą, nowoczesną i kompleksową opiekę.

Świeża wizja

Połączenie mocnej pozycji firmy Marrodent, opartej na wielu latach działań i rozwoju oraz imponującego doświadczenia partnera, zapewniają nową jakość na polskim rynku stomatologicznym i protetycznym. Jako firma Marrodent A Henry Schein Comapany chcemy być partnerem dla naszych klientów. Współpraca z nami daje możliwość korzystania z najwyższej jakości usług i produktów, a tym samym pozwala naszym klientom zadbać jak najlepiej o swoich pacjentów.

A HENRY SCHEIN® COMPANY	2
SPIS TREŚCI.....	4
DEZYNFEKCJA	5
PLAN DEZYNFEKCJI	8
AKCESORIA.....	10
WYBIELANIE	12
GLASJONOMERY	14
KOMPOZYTY.....	16
MATERIAŁY WIAŻĄCE	18
MATERIAŁY TYMCZASOWE	19
CEMENTY TYMCZASOWE	20
MASY WYCISKOWE.....	21
MATERIAŁY JEDNORAZOWE	24
ENDODONCJA.....	33
PROFILAKTYKA	42
INSTRUMENTY - STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA.....	44
NARZĘDZIA CHIRURGICZNE.....	48
INSTRUMENTY ENDODONTYCZNE.....	57
KIRETY	58
AKCESORIA.....	61
WIERTŁA	62
GUMKI	66

OD 25 PLN
Ct Clean Surface

Gotowy do użycia środek, na bazie alkoholu przeznaczony do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych powierzchni. Nie zawiera aldehydów. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo, niszczy prątki gruźlicy oraz wirusy, np. HBV, HIV, HCV.

CYBERTECH

PRODUKT	CENA	KOD
Butelka ze spryskiwaczem 1 L	25 PLN	900 6112
Kanister 5 L	89 PLN	900 6113

AKCESORIA	CENA	KOD
Spryskiwacz do butelki 1 L	10,50 PLN	979 6277
Klucz do kanistra	5,50 PLN	979 6278
Kranik do kanistra	21 PLN	979 6276
Pompka dozująca do kanistra 5 L	18 PLN	979 6272


OD 11,90 PLN
Ct Clean Wipes

Mokre chusteczki na bazie alkoholu przeznaczone do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych produktów medycznych. Nie zawierają aldehydów.

CYBERTECH

PRODUKT	CENA	KOD
Pojemnik z chusteczkami 100 szt., mięta	15 PLN	900 6114
Uzupełnienie 100 szt., mięta	11,90 PLN	900 6115
Pojemnik z chusteczkami 100 szt., cytryna	15 PLN	900 6116
Uzupełnienie 100 szt., cytryna	11,90 PLN	900 6117



OD 42 PLN

Ct Clean Bur

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji wiertel stomatologicznych i instrumentów obrotowych wszelkiego rodzaju.

Działa bakteriobójczo, grzybobójczo, niszczy prątki gruźlicy oraz wirusy, np. HBV, HIV, HCV. Nie zawiera alkoholu i aldehydów.

CYBERTECH

PRODUKT	CENA	KOD
Butelka 2 L	42 PLN	900 6104
Kanister 5 L	85 PLN	900 6105

AKCESORIA	CENA	KOD
Pompka dozująca do butelki 2 L	18 PLN	979 6273
Klucz do kanistra	5,50 PLN	979 6278
Kranik do kanistra	21 PLN	979 6276
Pompka dozująca do kanistra 5 L	18 PLN	979 6272



OD 45 PLN

Ct Clean Instrument Concentrate

Koncentrat przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji instrumentów obrotowych i chirurgicznych wszelkiego rodzaju. Ten skondensowany roztwór dezynfekujący działa bakteriobójczo, grzybobójczo, niszczy prątki gruźlicy oraz wirusy, np. HBV, HIV, HCV. Nie zawiera alkoholu i aldehydów.

CYBERTECH

PRODUKT	CENA	KOD
Butelka 1 L	45 PLN	900 6110
Kanister 5 L	175 PLN	900 6111

AKCESORIA	CENA	KOD
Pompka dozująca do butelki 2 L	18 PLN	979 6273
Klucz do kanistra	5,50 PLN	979 6278
Kranik do kanistra	21 PLN	979 6276
Pompka dozująca do kanistra 5 L	18 PLN	979 6272



OD 39 PLN
Ct Clean Evac Concentrate

Koncentrat przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ssaków oraz spluwaczek. Skutecznie oddziałuje na bakterie, grzyby i wirusy typu HBV, HIV, HCV. Nie zawiera alkoholu i aldehydów. Nie pieni się i ma przyjemny, delikatny zapach.

CYBERTECH

PRODUKT	CENA	KOD
Butelka 1 L	39 PLN	900 6106
Kanister 5 L	149 PLN	900 6107

AKCESORIA	CENA	KOD
Klucz do kanistra	5,50 PLN	979 6278
Kranik do kanistra	21 PLN	979 6276
Pompka dozująca do kanistra 5 L	18 PLN	979 6272


24 PLN
Ct Clean Hand Disinfection

Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu przeznaczony do dezynfekcji higienicznej rąk. Skutecznie oddziałuje na bakterie, grzyby i wirusy typu HBV, HIV, HCV.

CYBERTECH

PRODUKT	KOD
Butelka 1 L	900 6120


24 PLN
Ct Clean Handwash

Przeznaczony jest do dokładnego i delikatnego mycia skóry i rąk. Substancje zawarte są przyjazne dla skóry (przebadane dermatologicznie), co sprawia, że nawet przy częstym myciu rąk i skóry nie powodują wysychania, a skóra staje się gładsza.

CYBERTECH

PRODUKT	KOD
Butelka 1 L	900 6118



Linia produktów CT Celan

CO?	JAK?	CZYM?	KIEDY?
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI 	Dezynfekowane powierzchnie lub przedmioty dokładnie zwilżyć z odległości około 30 cm, pozostawić do wyschnięcia, ewentualny nadmiar płynu wytrzeć jednorazową chusteczką. Można również zwilżyć środkiem jednorazową chusteczkę i wytrzeć nią dezynfekowane powierzchnie. Spektrum i czas działania: Bakteriobójczy: Konc. 1 min. Grzybobójczy (Candida albicans): Konc. 1 min. Prątki gruźlicy: Konc. 1 min. Wirusy otoczkowe (np. HBV, HIV, HCV): Konc. 30 sek. Adenowirusy: Konc. 1 min.	CT Clean Surface Butelka 1L - 900 6112 Kanister 5L - 900 6113 	Po każdym użyciu. Po każdym skażeniu.
DEZYNFEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO (np. unitów, turbin, kątnic) 	Dezynfekowane powierzchnie należy dokładnie wytrzeć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Stosować tylko na powierzchniach materiałów odpornych na działanie alkoholu (nie stosować na szkło akrylowe). Spektrum i czas działania: (dotyczy płynu, którym nasączone są chusteczki) Bakteriobójczy (łącznie z MRSA) i grzybobójczy (Candida albicans): Konc. 1 min. Prątki gruźlicy: Konc. 1 min. Wirusy otoczkowe (np. HBV, HIV, HCV): Konc. 30 sek. Adenowirusy: Konc. 30 sek.	CT Clean Wipes Pojemnik z chusteczkami 100 szt. Mięta - 900 6114 / Cytryna - 900 6116 Uzupełnienie 100 szt. Mięta - 900 6115 / Cytryna - 900 6117 	Po każdym użyciu. Po każdym skażeniu.
DEZYNFEKCJA I CZYSZCZENIE INSTRUMENTÓW 	Koncentrat należy rozcieńczyć z wodą. Aby przygotować 1 litr roztworu (2%) należy do 980 ml wody dodać 20 ml koncentratu. Instrumenty należy w całości zanurzyć w płynie. Po dezynfekcji instrumenty spłukać dokładnie wodą i wytrzeć do sucha. Środek dezynfekujący w podanym stężeniu można stosować także w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum i czas działania: Bakteriobójczy: 3% 15 min. 2% 30 min. 1% 60 min. Grzybobójczy (Candida albicans): 3% 15 min. 2% 30 min 1% 60 min. Prątki gruźlicy: 3% 60 min. Wirusy otoczkowe (np. HBV, HIV, HCV): 3% 15 min. 1% 60 min. Kąpiel ultradźwiękowa: bakterie i grzyby (Candida albicans): 3% 5 min	CT Clean Instrument Concentrate 2% Butelka 1L - 900 6110 Kanister 5L - 900 6111 	Bezpośrednio po użyciu.

CO?	JAK?	CZYM?	KIEDY?
DEZYNFEKCJA WIERTEŁ I INSTRUMENTÓW OBROTOWYCH 	Instrumenty zaraz po użyciu należy zanurzyć w całości w nierozcieńczonym roztworze. Po upływie przewidzianego czasu działania, instrumenty wyjąć, spłukać wodą i wytrzeć do sucha. Spektrum i czas działania: Bakteriobójczy: Konc. 15 min. Grzybobójczy (Candida albicans): Konc. 15min. Prątki gruźlicy: Konc. 30 min. Wirusy otoczkowe (np. HBV, HIV, HCV): Konc. 15min.	CT Clean Bur Butelka 2L - 900 6104 Kanister 5L - 900 6105 	Po każdym użyciu. Po każdym skażeniu.
DEZYNFEKCJA SYSTEMÓW SSĄCYCH 	Stosować roztwór o stężeniu 2 lub 3% (20/30 ml koncentratu na 1 litr wody). Zassać około litr roztworu. Nie pozostawiać roztworu na noc w ssaku. Spektrum i czas działania: Bakteriobójczy: 2,0% 5 min. 3,0% 2 min. Grzybobójczy (Candida albicans): 2,0% 5 min. 3,0% 2 min. Wirusy otoczkowe (np. HBV, HIV, HCV): 2,0% 2 min.	CT Clean Evac Butelka 1L - 900 6106 Kanister 5L - 900 6107 	Po zakończonym dniu pracy. W razie potrzeby.
DEZYNFEKCJA RĄK 	Środek wetrzeć w dłonie i pozostawić przez 30 sek. Spektrum i czas działania: Bakteriobójczy i grzybobójczy (Candida albicans): Konc. 30 sek. Prątki gruźlicy: Konc. 30 sek. Wirusy otoczkowe (np. HBV, HIV, HCV): Konc. 15 sek.	CT Clean Hand Disinfection Butelka 1L - 900 6120 	Przed każdym przystąpieniem do pracy. Przed i po każdym zabiegu. W razie potrzeby.
MYCIE RĄK 	Środek umieścić w dozowniku i wycisnąć 2-3 porcje podczas mycia.	CT Clean Handwash Butelka 1L - 900 6118 	Przed każdym przystąpieniem do pracy. W razie potrzeby.

18 PLN

Pompka dozująca do kanistra 5 L

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Pompka dozująca do kanistra 5 L	979 6272



18 PLN

Pompka dozująca do butelki 2 L

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Pompka dozująca do butelki 2 L	979 6273



21 PLN

Kranik do kanistra

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Kranik do kanistra	979 6276




10,50 PLN

Spryskiwacz do butelki 1 L

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Spryskiwacz do butelki 1 L	979 6277



5,50 PLN
Klucz do kanistra

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Klucz do kanistra	979 6278


139 PLN
Wanienka do dezynfekcji

Wanienka z tworzywa sztucznego do dezynfekcji narzędzi. Składa się z koszyka, sitka, małej pokrywki oraz dekla zakrywającego. Pojemność 4 L. Kolor: biały.

Wymiar: 31,5 x 20,6 x 12,5 cm

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Wanienka do dezynfekcji 4 L	988 2823


OD 119 PLN
Dozownik łokciowy do butelki

HENRY SCHEIN

PRODUKT	CENA	KOD
Dozownik łokciowy do butelki 500 ml	119 PLN	979 3828
Dozownik łokciowy do butelki 1 L	159 PLN	979 3843



159 PLN**Żel wybielający White Dental Beauty**

Opakowanie: tuba - 8 x strzykawka 1,2 ml.

WDB

PRODUKT	CENA	KOD
6% HP - nadtlenek wodoru	159 PLN	116 8451
16% CP - nadtlenek karbamidu	159 PLN	116 8450
10% CP - nadtlenek karbamidu	159 PLN	116 8449
5% CP MILD - nadtlenek karbamidu	159 PLN	116 8463

**84 PLN****Żel wybielający White Dental Beauty**

Opakowanie: 4 x strzykawka 1,2 ml.

WDB

PRODUKT	CENA	KOD
6% HP - nadtlenek wodoru	84 PLN	116 8454-1
16% CP - nadtlenek karbamidu	84 PLN	116 8453-1
10% CP - nadtlenek karbamidu	84 PLN	116 8452-1

**OD 7 PLN****Etui na nakładki**

WDB

PRODUKT	CENA	KOD
Etui na nakładki, 1 szt.	7 PLN	116 2101-1
Etui na nakładki, 20 szt.	130 PLN	116 2101

**1 PLN****Ekspozytor na ulotki dla pacjenta**

Przy zakupie 10 tub zeli wybielających White Dental Beauty, ekspozytor na ulotki dla pacjenta za 1 PLN.

WDB

PRODUKT	CENA	KOD
Ekspozytor na ulotki	1 PLN	EKSPOZYTOR



Profesjonalne wybielanie w twoim gabiniecie

Novon®, opatentowany składnik żeli White Dental Beauty, ma innowacyjne cechy, dzięki którym pozostaje stabilny z neutralnym pH w strzykawce, ale przy rozcieńczeniu następuje gwałtowny wzrost pH. Wzrost pH z neutralnego do zasadowego, powoduje uwalnianie jonów wodoronadtlenkowych, które odpowiadają za skuteczne wybielanie. Unikalna formuła **Novon®** zapewnia żelom White Dental Beauty niedoścignioną szybkość wybielania, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo, skuteczność i jest łagodna dla zębów.

WDB

WHITE
DENTAL
BEAUTY

STĘŻENIE	
5%	nadtlenku karbamidu 2 - 4 godziny lub na noc
6%	nadtlenek wodoru 30 - 90 minut
10%	nadtlenek karbamidu 2 - 4 godziny lub na noc
16%	nadtlenek karbamidu 1 - 2 godziny

Długość kuracji jest dobierana przez lekarza dentystę.



PRZEWODNIK PROFESJONALNEGO
W Y B I E L A N I A

Przewodnik profesjonalnego
wybielania zębów do pobrania na
www.whitedentalbeauty.pl

320 PLN**Glasjonomer RGI Regular**

Materiał glasjonomerowy w samoaktywujących kapsułkach posiada zmienną konsystencję w zależności od czasu mieszania. Jest łatwy do aplikacji w trudno dostępnych miejscach lub miejscach o zmniejszonej precyzji pracy. Materiał może być kształtowany i modelowany z łatwością, nie klejąc się do instrumentów. Posiada wspaniałą szczelność brzeżną i wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na ścieranie. Czas wiązania wynosi 3,5 minuty od nałożenia wypełnienia. Dostępny w 2 odcieniach (A2, A3). Opakowanie 50 kapsułek.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
A2	900 4396
A3	900 4464

nowość
na polskim rynku!

**350 PLN****Glasjonomer RGI X-Fast**

Materiał glasjonomerowy w samoaktywujących kapsułkach posiada zmienną konsystencję w zależności od czasu mieszania. Jest łatwy do aplikacji w trudno dostępnych miejscach lub miejscach o zmniejszonej precyzji pracy. Materiał może być kształtowany i modelowany z łatwością, nie klejąc się do instrumentów. Posiada wspaniałą szczelność brzeżną i wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na ścieranie. Czas wiązania wynosi 2 minuty od nałożenia wypełnienia. Dostępny w 2 odcieniach (A2, A3). Opakowanie 50 kapsułek.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
A2	900 7998
A3	900 7999

nowość
na polskim rynku!

**76 PLN****Glasjonomer RGI Filling Material Posterior Water Mix**

Cement glasjonomerowy dający kontrast na zdjęciach RTG, posiadający dużą odporność na ściskanie oraz łatwy do zarabiania z wodą. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą przeziernością oraz wspaniałą biokompatybilnością. Produkt posiada dobrą adhezję do tkanek zęba, dlatego może być stosowany w ubytkach klasy III oraz V, ubytkach w odcinku bocznym zębów mlecznych oraz wybranych ubytkach w zębach stałych, głębokich bruzdach, do odbudowy zrębu oraz w leczeniu minimalnie inwazyjnym (MI). Produkt dostępny jest w 3 kolorach (A1, A2, A3). Opakowanie 15g.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
A1	988 3058
A2	988 3059
A3	988 3060

nowość
na polskim rynku!



Erkoform 3d motion #zautomatyzowany proces formowania



ERKODENT®



Erkopress motion



Erkopress CI Motion



Erkoform 3d+



Occluform 3

79 PLN

Maxima Natural Elegance NH 4 g kompozyt nanohybrydowy

Doskonale właściwości, niekleista konsystencja, plastyczny. Idealne właściwości podczas obróbki. Bardzo dobra integracja optyczna. Łatwe polerowanie na wysoki połysk przy minimalnym nakładzie czasu. W materiale Natural Elegance NH z nanoformułą uwzględnione zostały zalety kulistych nanowypełniaczy. Dzięki temu materiał zyskał doskonałe właściwości oraz wytrzymałość i integrację optyczną.

Formuła ta:

- pozwala uzyskać doskonałe właściwości podczas leczenia,
- nadaje materiałowi niekleistą konsystencję, dzięki czemu staje się on idealny do modelowania,
- nadaje mu plastyczność i możliwość kondensacji,
- sprawia, że może być on stosowany w ubytkach wszystkich klas,
- zapewnia, że nie powstają w nim żadne pęcherze powietrza,
- materiał nie przywiera do instrumentu modelującego i idealnie dopasowuje się do krawędzi oraz tworzy doskonałe powierzchnie kontaktu.

Dostępne kolory: A1/D2, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3

HENRY SCHEIN



PRODUKT	KOD
A1/D2, strzykawka 4 g	900 3538
A2/B2, strzykawka 4 g	900 3539
A3/D3, strzykawka 4 g	900 3540
A3.5/B3, strzykawka 4 g	900 3541

156 PLN

Natural Elegance Flowable Composite kompozyt płynny

Natural Elegance to światłoutwardzalny, płynny kompozyt do wykonywania bardzo estetycznych uzupełnień klasy III, V i niektórych prac klasy IV. Materiał ten aplikowany jest bezpośrednio przy pomocy higienicznych metalowych kaniuli, uwalnia fluorek.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
A1, 4 x strzykawka 2 g	101 9306
A2, 4 x strzykawka 2 g	101 6773
A3, 4 x strzykawka 2 g	101 5337
A3.5, 4 x strzykawka 2 g	101 2772



49 PLN
**Cybertech Fill Nano 4 g
kompozyt nanohybrydowy**

CYBERTECH

PRODUKT	KOD
DE.A2, strzykawka 4 g	900 3230
DE.A3, strzykawka 4 g	900 3232
EN.A1, strzykawka 4 g	900 3228
EN.A2, strzykawka 4 g	900 3229
EN.A3, strzykawka 4g	900 3231
EN.A3.5, strzykawka 4 g	900 3233
EN.A4, strzykawka 4 g	900 3234
EN.B2, strzykawka 4 g	900 3235
EN.B3, strzykawka 4 g	900 3236
EN.C1, strzykawka 4 g	900 3237
EN.C2, strzykawka 4 g	900 3238
EN.C3, strzykawka 4 g	900 3239
EN.D3, strzykawka 4 g	900 3240


125 PLN
**Composite
materiał chemoutwardzalny**

Materiał chemoutwardzalny na bazie kompozytu przeznaczony do odcinka przedniego i bocznego. Widoczny na zdjęciach rentgenowskich. System pasta-pasta. Opakowanie: po 14 g baza i katalizator w paście, szpatułka i bloczki do mieszania.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Opakowanie: po 14 g baza i katalizator w paście, szpatułka i bloczki do mieszania.	100 1673



95 PLN

Natural Elegance Single Bond

Światłoutwardzalny, uniwersalny, jednoskładnikowy system adhezyjny do wykonania uzupełnień techniką adhezyjną w stomatologii. Dobre stężenie, stabilny, niekapiący, bezpieczny, ekonomiczny, szybki, wydajny. Uniwersalne zastosowanie. Do wytrawiania zębiny i szkliwa przed nałożeniem preparatu Natural Elegance Single Bond należy użyć żelu wytrawiającego.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Butelka 5 ml	900 3552



#centrum zamówień telefonicznych

+48 33 810 13 28

79 PLN

Single coat bond 5 ml

Uniwersalny światłoutwardzalny system wiążący.

CYBERTECH

PRODUKT	KOD
5 ml	900 3242



79 PLN

Max-Filltemp
tymczasowy materiał wypełnieniowy

Samoutwardzalny, tymczasowy materiał wypełnieniowy na bazie tlenku cynku i tworzywa sztucznego. Gotowy do użycia, idealny do wykonywania uzupełnień w postaci wkładów, w przypadku wkładów leczniczych lub długotrwałych zabiegów endodontycznych. Materiał twardnieje pod wpływem śliny i można go dobrze adaptować w ubytku, łatwo modelować, a po związaniu staje się bardzo twardy. Łatwy do usunięcia. Zawiera fluorek.

HENRY SCHEIN



PRODUKT	KOD
2 słoiczki po 28 g	900 1614

216 PLN

MaxiTemp 1:1
tymczasowy materiał do koron i mostów

MaxiTemp 1:1 to fluoryzujący, polimeryzujący na zimno system pasta-pasta do wykonywania tymczasowych koron, mostów, wkładów i nakładów. Składa się z bazy i katalizatora w paście. Materiał aplikowany jest przy pomocy pistoletu mieszającego w stosunku 1:1 / 2:1. Krótki czas przebywania w jamie ustnej. Opakowanie: kartusz i 6 kaniul mieszających w kolorze jasnoniebieskim.

HENRY SCHEIN



PRODUKT	KOD
A2, 50 ml + 6 końcówek mieszających	900 9069
A3, 50 ml + 6 końcówek mieszających	900 9070

205 PLN

MaxiTemp HP 4:1
tymczasowy materiał do koron i mostów

Samoutwardzalny system S50 w postaci kartusza do wykonywania tymczasowych koron i mostów do dozowników 4:1. Materiał można łatwo opracowywać, łatwo polerować i przechowywać do 2 lat. Nawet przy dłuższym użytkowaniu kolory pozostają stabilne. Uzupełnienia tymczasowe z materiału MaxiTemp HP można wykonywać w jamie ustnej oraz na modelu. Opakowanie: kartusze i 6 końcówek mieszających w kolorze niebiesko-pomarańczowym.

HENRY SCHEIN



PRODUKT	KOD
A1, 50 ml + 6 końcówek mieszających	900 1284
A2, 50 ml + 6 końcówek mieszających	900 1281
A3, 50 ml + 6 końcówek mieszających	900 2126

130 PLN**Temporary Cement Non-Eugenol automix
cement tymczasowy bez eugenolu**

Tymczasowy cement HS bez eugenolu to tymczasowy materiał uszczelniający i wypełniający o niskiej lepkości na bazie poliwęglanu. Przeznaczony do rutynowego wykonywania uzupełnień tymczasowych. Nie wpływa na kleje na bazie żywicy. Przeznaczenie kliniczne to tymczasowe cementowanie koron, mostów, wypełnień zębów i nakładów oraz w czasie zabiegów endodontycznych.

HENRY SCHEIN



PRODUKT	KOD
Opakowanie: 2 x 5 ml strzykawki Automix i 3 kaniule mieszające.	900 3702

130 PLN**Temporary Cement automix
cement tymczasowy**

Tymczasowy cement HS na bazie tlenku cynku i eugenolu stosowany do tymczasowego cementowania. Nie należy stosować z klejem na bazie żywicy lub innymi materiałami na bazie żywicy stosowanymi w endodoncji do pokrywania.

HENRY SCHEIN



PRODUKT	KOD
Opakowanie: 2 x 5 ml strzykawki Automix i 3 kaniule mieszające	900 3701

**60 PLN****Temporary Cement
cement tymczasowy bez eugenolu**

Tymczasowy cement bez eugenolu to tymczasowy materiał uszczelniający i wypełniający o małej lepkości na bazie poliwęglanu. Przeznaczony do rutynowego wykonywania uzupełnień tymczasowych, nie wpływa na klej na bazie żywicy. Opakowanie: 40 g pasty z bazą i 14 g katalizatora.

HENRY SCHEIN



PRODUKT	KOD
Opakowanie: 40 g pasty z bazą i 14 g katalizatora	900 3664

179 PLN

Cyber silicone light body, regular set

Silikonowa, addycyjna masa wyciskowa przeznaczona na drugą warstwę wycisków dwuwarstwowych.

CYBERTECH

PRODUKT	KOD
4 x 50 ml, + 50 szt. końcówek mieszających, + 50 szt. końcówek wewnętrznych żółtych	900 2821



145 PLN

Cyber silicone light body, fast set

Silikonowa, addycyjna masa wyciskowa przeznaczona na drugą warstwę wycisków dwuwarstwowych.

CYBERTECH

PRODUKT	KOD
4 x 50 ml, + 50 szt. końcówek mieszających żółtych	900 2822



145 PLN

Cyber silicone regular body

Silikonowa, addycyjna masa wyciskowa przeznaczona na drugą warstwę wycisków dwuwarstwowych.

CYBERTECH

PRODUKT	KOD
4 x 50 ml, + 50 szt. końcówek mieszających żółtych	900 2823



179 PLN

Cyber silicone bite

Silikon typu A przeznaczony do rejestracji zgryzu. Twardość wg. Shore-A 95
CYBERTECH

PRODUKT	KOD
4 x 50 ml, + 50 szt. końcówek mieszających zielonych	900 2824



149 PLN

Cyber silicone putty soft, regular set

Addycyjna masa silikonowa przeznaczona na pierwszą warstwę wycisków dwuwarstwowych.
CYBERTECH

PRODUKT	KOD
2 x 250 ml (800 g)	900 2819



149 PLN

Cyber silicone putty soft, fast set

Addycyjna masa silikonowa przeznaczona na pierwszą warstwę wycisków dwuwarstwowych.
CYBERTECH

PRODUKT	KOD
2 x 250 ml (800 g)	900 2820



20,50 PLN

Alginate plus fast

Szybko wiążący, bezpyłowy alginat (klasa B, typ1). Przeznaczony do modeli diagnostycznych i ortodontycznych.
HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
500 g	900 1800



130 PLN

VPS-CAD CAM (X-RAY OPAQUE)

Materiał do rejestracji zwarcia w zębach przeciwstawnych, z możliwością skanowania w skanerach bezprzewodowych. Można go łatwo przycinać wiertłami akrylowymi.

Kolor zielony.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
2 x 50 ml	900 2623




110 PLN

VPS-Hydro Bite materiał do rejestracji zwarcia

Hydrofilowy, tiksotropowy materiał do rejestracji zwarcia na bazie silikonu typu A w bezpiecznym kartuszu (50 ml = 75 g). Szybkowiązący, twardość Shore-A 95 po 24 godzinach. Kolor niebieski.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
2 x 50 ml	900 1268



225 PLN

Pistolet do mas 4:1

Pistolet do kartuszy.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Pistolet 4 : 1	900 1261



225 PLN

Pistolet do mas Universal 1:1/2:1

Pistolet do mieszania 1:1/2:1. Zaprojektowany dla delikatnych, małych dłoni. Nie ma potrzeby używania dużej siły. Bezpieczne i łatwe użycie dzięki stabilnej konstrukcji. Precyzyjne dozowanie.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Pistolet	900 9653




16 PLN

Rękawice lateksowe bezpudrowe

Opakowanie 100 szt.

HENRY SCHEIN

ROZMIAR	KOD
XS	102 4184
S	102 8304
M	102 5289
L	102 9168




25 PLN

Rękawice nitrylowe bezpudrowe

Opakowanie 200 szt.

HENRY SCHEIN

ROZMIAR	KOD
XS	900 8652
S	900 8653
M	900 8654
L	900 8655
XL	900 8656



#halo w Twoim gabinecie



14,50 PLN**Earloop Masks
maseczki na gumce**

Jednorazowe maseczki ochronne nie zawierające lateksu, włókien szklanych, z długim wbudowanym klipsem na nos, wykonanym z aluminium, z miękkimi odpornymi na zerwanie gumkami. Mięka niepowodująca podrażnień flizelina. Zatrzymuje 99.7 % bakterii wielkość 0,29µ. Opakowanie 50 szt.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Niebieskie	900 6146
Zielone	900 6147
Białe	900 6148
Żółte	900 6149
Różowe	900 6150

**14,50 PLN****Maseczki Cybertech na gumce**

Jednorazowe, trójwarstwowe na gumce. Opakowanie 50 szt.

CYBERTECH

PRODUKT	KOD
Niebieskie	988 2168
Różowe	988 2169
Żółte	988 2170
Zielone	988 2171
Białe	988 2172

**7,50 PLN****Kubki jednorazowe 180 ml**

Kolorowe kubki do płukania mogą być używane w każdym standardowym dozowniku do kubków. Wykonane zostały z polistyrenu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, w 100% nadają się do recyklingu. Objętość 180 ml. Opakowanie 100 szt.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Granatowe	900 6532
Żółte	900 6533
Zielone	900 6534
Białe	900 6535
Pomarańczowe	900 6536
Różowe	900 8845
Fioletowe	900 8846



9,90 PLN
Lignina Cybertech 4 x 5 cm

CYBERTECH

PRODUKT	KOD
2 x 500 szt.	900 3003


16,50 PLN
Waleczki celulozowo-bawełniane

Białe, niewybielane chlorem waleczki celulozowo-bawełniane doskonale absorbują wilgoć. Kombinacja dwóch różnych materiałów sprawia, że są mocniejsze i trwalsze niż waleczki z 100% bawełny. Opakowanie 300 g.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Rozmiar 1, Ø 8 mm	900 1895
Rozmiar 2, Ø 10 mm	900 1896
Rozmiar 3, Ø 12 mm	900 1897


14,50 PLN
Waleczki bawełniane

CYBERTECH

PRODUKT	KOD
Rozmiar 1, 300 g (864 szt.)	900 3746
Rozmiar 2, 300 g (600 szt.)	900 3747
Rozmiar 3, 300 g (432 szt.)	900 3748



OD 35 PLN

Kuleczki z waty

Kuleczki nie zawierające chloru o dużych zdolnościach absorpcyjnych, optymalne do osuszania ubytków i aplikowania leków.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	CENA	KOD
Rozmiar 00, Ø 4 mm, opak. 4 g	45 PLN	900 1879
Rozmiar 0, Ø 4,8 mm, opak. 4 g	45 PLN	900 1880
Rozmiar 1, Ø 6,3 mm, opak. 10 g	35 PLN	900 1881
Rozmiar 2, Ø 7,6 mm, opak. 10 g	35 PLN	900 1882



39 PLN

Aplikatory z gąbki

Gąbeczki do aplikowania płynu, pasty i żelu.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Rozmiar 1, Ø 4 mm, opak.: 3000 szt.	900 0984
Rozmiar 2, Ø 5 mm, opak.: 1000 szt.	900 1011




48 PLN

Szczoteczki jednorazowe z pastą

Oddzielnie zapakowane szczoteczki jednorazowe z pastą do zębów. Szczoteczki doskonale nadają się do czyszczenia zębów przed leczeniem stomatologicznym. Mix kolorów.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Opakowanie: 100 szt.	900 6542



16,50 PLN

Aplikatory

Aplikatory do punktowego, dokładnego aplikowania płynów i żelu (systemów adhezyjnych, wytrawiaczy, lakierów, linerów itp.) Końcówki są okrągłe, elastyczne, można je zginać, co pozwala w optymalny sposób przeprowadzić aplikację.

Można je także ponownie wyprostować i wrócić do pozycji wyjściowej.

Długość 8,5 cm; Ø 2 - 3 mm. Opakowanie 100 szt.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Niebieskie	900 1393
Zielone	900 1394
Srebrne	900 1395
Fioletowe	900 1396
Białe FINE	900 3226
Żółte SUPERFINE	900 3227


OD 21 PLN

Miniaplikatory MINI TIPS

Miniaplikatory przeznaczone do dokładnej punktowej aplikacji płynów i żelu (systemów adhezyjnych, wytrawiaczy, lakierów, linerów itp.)

HENRY SCHEIN

PRODUKT	CENA	KOD
Niebieskie	21 PLN	900 1411
Żółte	21 PLN	900 1412
Zielone	21 PLN	900 1413
Czerwone	21 PLN	900 1414
Zestaw: 4 x 100 szt. (czerwone, zielone, żółte, niebieskie) + dwa trzymadła	85 PLN	900 1415


43 PLN

Końcówki do ssaka

Charakteryzują się dużym strumieniem odsysania.

Wielokrotnego użytku, możliwość sterylizacji. Długość 13 cm, Ø 16 mm.

Opakowanie 10 szt.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Niebieskie	900 1370
Szare	900 1371
Różowe	900 9379
Fioletowe	900 9380
Żółte	900 9381



3,60 PLN**Okład żelowy 14 x 13 cm**

Kompres zimny/ciepły wielokrotnego użytku. Przynosi ulgę przy bólach mięśniowych i pomaga zmniejszyć obrzęk. Doskonale nadaje się do stosowania po zabiegach stomatologicznych. Można go zamrażać do temperatury -20 °C i podgrzewać do 80 °C.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Wielkość: 14 x 13 cm, opak.: 1 szt.	900 8294

**2,80 PLN****Zimny okład 15 x 19 cm**

Zimne kompresy o porowatej powierzchni. Aktywowane przy pomocy przycisku znajdującego się pośrodku poduszeczki. Jednorazowego użytku.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Wielkość: 15 x 19 cm, opak.: 1 szt.	900 8442

**45 PLN****Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych**

Opakowanie 35 szt.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Rozmiar 0, (0.46) szare	988 3515
Rozmiar 1, (0.45) fioletowe	988 3516
Rozmiar 2, (0.52) białe	988 3517
Rozmiar 3, (0.52) żółte	988 3518
Rozmiar 4, (0.52) pomarańczowe	988 3519
Rozmiar 5, (0.56) niebieskie	988 3520
Rozmiar 6, (0.63) zielone	988 3521



39 PLN
S-Spray do końcówek

Uniwersalny spray do czyszczenia i konserwacji turbin, kątnic i prostnic.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Butelka 250 ml	900 3292


56 PLN
Maxima Oil Spray

Uniwersalny spray do czyszczenia i konserwacji prostnic i kątnic, turbin z łożyskiem powietrznym lub kulkowym. Nie zawiera FCKW. Bez adaptera.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Butelka 500 ml	900 1570


16 PLN
Endo Cold Spray spray chłodzący

Zimny spray, przyjazny dla warstwy ozonowej, nie zawiera FCKW. Temperatura wychodzącej mieszaniny propan/butan około -40 °C. Główna aplikująca wyposażona w wydłużoną rurkę o długości 52 mm.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Miętowy 200 ml	900 1383
Pomarańczowy 200 ml	900 1384



OD **31,90** PLN

Wosk modelowy

Wosk modelowy do wykonywania płyt protez zębowych.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	CENA	KOD
twardy 500 g	31,90 PLN	900 1516
twardy 2,5 kg	148,50 PLN	900 1517
miekki 500 g	31,90 PLN	900 1518
miekki 2,5 kg	148,50 PLN	900 1519



OD **32** PLN

Rękaw do sterylizacji 200 m

Bez lateksu, wykonane z przyjaznych dla środowiska materiałów. Kolor niebieski.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	CENA	KOD
50 mm	32 PLN	900 2991
75 mm	48 PLN	900 2992
100 mm	63 PLN	900 2993
150 mm	95 PLN	988 0485
200 mm	120 PLN	988 0486
250 mm	170 PLN	988 0487



OD **29** PLN

Torebki do sterylizacji

Samoprzylepne torebki wykonane z polietylenu i papieru.

Opakowanie 200 szt.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	CENA	KOD
83 x 159 mm	29 PLN	900 2984
89 x 254 mm	32 PLN	900 2983
134 x 280 mm	45 PLN	900 2985
254 x 381 mm	140 PLN	900 5986



Pilniki ręczne typu K-File

DEHP

ROZMIAR	KOD
08	979 9569
10	979 9570
15	979 9571
20	979 9572
25	979 9573
30	979 9574
35	979 9575
40	979 9576
Ass 15-40	979 9577



Cyberendo sterylne pilniki ręczne typu K-File

DEHP

ROZMIAR	KOD
08	900 3713
10	900 3714
15	900 3715
20	900 3716
25	900 3717
30	900 3718
35	900 3719
40	900 3720
45	900 3721
ass 15-40	900 3722
ass 45-80	900 3723



36 PLN**Pilniki ręczne Maxima K-File**

Pilniki ręczne K Maxima to wysokiej jakości instrumenty endodontyczne, wykonane z bardzo elastycznej stali nierdzewnej, posiadają ergonomiczny uchwyt i silikonowy ogranicznik. Opakowanie 6 szt.

HENRY SCHEIN

ROZMIAR (Dł. 25 mm)	KOLOR	KOD
06	różowe	100 1582
08	szare	100 1010
10	fioletowe	100 9439
15	białe	100 5269
20	żółte	100 5416
25	czerwone	100 5741
30	niebieskie	100 9921
35	zielone	100 6366
40	czarne	100 6678
45	białe	100 7259
Ass 10-35		100 6972
ROZMIAR (Dł. 31 mm)		KOD
Ass 10-35		101 9418

**14,50 PLN****Pilniki ręczne typu Hedstrom**

Opakowanie 6 szt., długość 25 mm.

DEHP

ROZMIAR	KOD
08	979 9597
10	979 9598
15	979 9599
20	979 9600
25	979 9601
30	979 9602
35	979 9603
40	979 9604
Ass 15-40	979 9605



19 PLN
**Cyberendo
sterylne pilniki ręczne typu Hedstrom**

Opakowanie 6 szt., długość 25 mm.
DEHP

ROZMIAR	KOD
08	900 3724
10	900 3725
15	900 3726
20	900 3727
25	900 3728
30	900 3729
35	900 3730
40	900 3731
45	900 3732
ass 15-40	900 3733
ass 45-80	900 3734


36 PLN
Pilniki ręczne Maxima Hedstrom

Pilniki ręczne Hedstrom Maxima to wysokiej jakości instrumenty endodontyczne, wykonane z bardzo elastycznej stali nierdzewnej, posiadają ergonomiczny uchwyt i silikonowy ogranicznik. Opakowanie 6 szt.

HENRY SCHEIN

ROZMIAR (DŁ. 25 mm)	KOLOR	KOD
08	szare	900 2943
10	fioletowe	100 5776
15	białe	100 1671
20	żółte	100 2758
25	czerwone	100 2583
30	niebieskie	100 3023
35	zielone	100 3533
40	czarne	100 0240
45	białe	100 0950
Ass 15-40		100 0574
ROZMIAR (DŁ. 31 mm)		KOD
Ass 15-40		101 3475



14,50 PLN**Poszerzacze ręczne Reamer**

Opakowanie 6 szt., długość 25 mm.

DEHP

ROZMIAR	KOD
08	979 9421
10	979 9422
15	979 9423
20	979 9424
25	979 9425
30	979 9426
35	979 9427
40	979 9428
Ass 15-40	979 9429

**36 PLN****Poszerzacze ręczne Maxima Reamer**

Poszerzacze ręczne Maxima to wysokiej jakości instrumenty endodontyczne, wykonane z bardzo elastycznej stali nierdzewnej, posiadają ergonomiczny uchwyt i silikonowy ogranicznik. Opakowanie 6 szt.

HENRY SCHEIN

ROZMIAR (DŁ. 25 mm)	KOLOR	KOD
08	szare	100 5973
10	fioletowe	100 1733
15	białe	100 6092
20	żółte	100 2417
25	czerwone	100 6541
30	niebieskie	100 6876
35	zielone	100 7169
40	czarne	100 7558
45	białe	100 8400
Ass 10-35		100 7925
ROZMIAR (DŁ. 31 mm)		KOD
Ass 10-35		101 3109
Ass 40-70		101 1078



32 PLN
Poszerzacze maszynowe Gates

Opakowanie 6 szt., długość 32 mm.

DEHP

ROZMIAR	KOD
1	979 4045
2	979 4046
3	979 4047
4	979 4048
5	979 4049
6	979 4050
Ass 1-6	979 4051


34 PLN
Poszerzacze maszynowe Maxima Gates

Opakowanie 6 szt., długość 32 mm.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Rozmiar 1 (0,5 mm)	988 0836
Rozmiar 2 (0,7 mm)	988 0837
Rozmiar 3 (0,9 mm)	988 0838
Rozmiar 4 (1,1 mm)	988 0839
Rozmiar 5 (1,3 mm)	988 0840
Rozmiar 6 (1,5 mm)	988 0841
Ass 1-6	988 0842



32 PLN

Poszerzacze maszynowe Peeso

Opakowanie 6 szt., długość 32 mm.

DEHP

ROZMIAR	KOD
1	979 4113
2	979 4114
3	979 4115
4	979 4116
5	979 4117
6	979 4118
Ass 1-6	979 4119



34 PLN

Poszerzacze maszynowe Maxima Peeso

Opakowanie 6 szt., długość 32 mm.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Rozmiar 1 (ISO 070)	988 0843
Rozmiar 2 (ISO 090)	988 0844
Rozmiar 3 (ISO 110)	988 0845
Rozmiar 4 (ISO 130)	988 0846
Rozmiar 5 (ISO 150)	988 0847
Rozmiar 6 (ISO 170)	988 0848
Ass 1-6	988 0849



12,50 PLN**Miazgociągi**

Opakowanie 10 szt., długość 21 mm.

DEHP

PRODUKT	KOD
Rozmiar 0, fioletowe	900 2759
Rozmiar 1, białe	900 2760
Rozmiar 2, żółte	900 2761
Rozmiar 3, czerwone	900 2762
Rozmiar 4, niebieskie	900 2763
Rozmiar 5, zielone	900 2764
Rozmiar 6, czarne	900 2765

**16,50 PLN****Miazgociągi**

Opakowanie 10 szt., długość 21 mm.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Rozmiar 0, fioletowe	900 8246
Rozmiar 1, białe	900 8247
Rozmiar 2, żółte	900 8248
Rozmiar 3, czerwone	900 8249
Rozmiar 4, niebieskie	900 8250
Rozmiar 5, zielone	900 8251
Rozmiar 6, czarne	900 8252



9,90 PLN**Gutaperka Cybertech 02**

CYBERTECH

PRODUKT, OPAK. 120 SZT.	KOD
Rozmiar 15, biała	900 2861
Rozmiar 20, żółta	900 2862
Rozmiar 25, czerwona	900 2863
Rozmiar 30, niebieska	900 2864
Rozmiar 35, zielona	900 2865
Rozmiar 40, czarna	900 2866
Rozmiar 45, biała	900 2867
Rozmiar 50, żółta	900 2868
Ass 15-40	900 2869

**14,90 PLN****Gutaperka Cybertech 04**

CYBERTECH

PRODUKT, OPAK. 100 SZT.	KOD
Rozmiar 15, biała	900 2790
Rozmiar 20, żółta	900 2791
Rozmiar 25, czerwona	900 2792
Rozmiar 30, niebieska	900 2793
Rozmiar 35, zielona	900 2794
Rozmiar 40, czarna	900 2795
Rozmiar 45, biała	900 2796
Rozmiar 50, żółta	900 2797
Ass 15-40	900 2798

**15,50 PLN****Gutaperka 06**

CYBERTECH

PRODUKT, OPAK. 100 SZT.	KOD
Rozmiar 15, biała	900 2799
Rozmiar 20, żółta	900 2800
Rozmiar 25, czerwona	900 2801
Rozmiar 30, niebieska	900 2802
Rozmiar 35, zielona	900 2803
Rozmiar 40, czarna	900 2804
Rozmiar 45, biała	900 2805
Rozmiar 50, żółta	900 2806
Ass 15-40	900 2807



7,90 PLN
Sączki papierowe 02

Opakowanie 200 szt.

CYBERTECH

PRODUKT	KOD
Rozmiar 15, białe	900 2852
Rozmiar 20, żółte	900 2853
Rozmiar 25, czerwone	900 2854
Rozmiar 30, niebieskie	900 2855
Rozmiar 35, zielone	900 2856
Rozmiar 40, czarne	900 2857
Rozmiar 45, białe	900 2858
Rozmiar 50, żółte	900 2859
Ass 15-45	900 2860


13,50 PLN
Sączki papierowe 04

Opakowanie 120 szt.

CYBERTECH

PRODUKT	KOD
Rozmiar 20, żółte	900 2958
Rozmiar 25, czerwone	900 2959
Rozmiar 30, niebieskie	900 2960
Rozmiar 35, zielone	900 2961
Rozmiar 40, czarne	900 2962
Ass 20-45	900 2963


14,50 PLN
Sączki papierowe 06

Opakowanie 120 szt.

CYBERTECH

PRODUKT	KOD
Rozmiar 20, żółte	900 2964
Rozmiar 25, czerwone	900 2965
Rozmiar 30, niebieskie	900 2966
Rozmiar 35, zielone	900 2967
Rozmiar 40, czarne	900 2968
Ass 20-45	900 2969



61,50 PLN

Piasek profilaktyczny Acclean Air

Piasek przeznaczony do stosowania we wszystkich tradycyjnych piaskarkach do zabiegów profilaktycznych. Nie zawiera fluorku. Wielkość ziaren 65 µ.
HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Cytryna, butelka 300 g	900 2099
Tropikalny, butelka 300 g	900 6268
Mięta, butelka 300 g	900 6269



95 PLN

Piasek Soft Acclean Air Soft

Przeznaczony dla pacjentów z bardzo wrażliwym dziąsłem. Poza tym zalecany do regularnej profilaktyki oraz do stosowania w czasie opieki następowej.
Wielkość ziaren 65 µ.
HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Butelka 200 g	900 8159



65 PLN

Piasek Perio Acclean Air Perio

Piasek Acclean Air Polishing „Perio”. Bardzo drobnoziarnisty 25 µ. Pozwala na skuteczne zarządzanie biofilmem. Podczas piaskowania ujędrnione zostaje dziąsło i zredukowana głębokość kieszeni dziąsłowych.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Butelka 100 g	900 3032



#bezbolesne
znieczulenia
komputerowe

SleeperOne®5



QuickSleeper5



made in france




DENTAL HI TEC

12 PLN**Zgłębnik stomatologiczny**

DEHP

PRODUKT	KOD
FIG. 6	979 4440
FIG. 8	979 4441
FIG. 9	979 4442

**33 PLN****Zgłębnik stomatologiczny**

Lekki uchwyt. Seria: Air collection.

PRODUKT	KOD
FIG. 11	900 8003

**13 PLN****Nakładacz stomatologiczny Heidemann**

Gładki uchwyt.

DEHP

PRODUKT	KOD
FIG. 0	979 4455
FIG. 1	979 4456
FIG. 2	979 4457

**34 PLN****Nakładacz stomatologiczny Heidemann**

Lekki, porowaty uchwyt. Seria: Air collection.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
FIG. 0	900 8078
FIG. 1	900 8079
FIG. 2	900 8080




34 PLN**Upychadło stomatologiczne z kulką**

Instrument stalowy. PO 17 cm, lekki uchwyt. Seria: Air collection.
HENRY SCHEIN


PRODUKT	KOD
Upychadło S, 0.8/1 mm	900 8072
Upychadło M, 1.2/1.6 mm	900 8071
Upychadło L, 2.0/2.5 mm	900 8070
Upychadło XL, 2.7/3.2 mm	900 8069



900 8070



900 8071



900 8072



900 8069

20 PLN**Pinceta College**

DEHP

PRODUKT	KOD
Pinceta 150 mm	979 1015
Pinceta z zamkiem 150 mm	979 1016



979 1015



979 1016

9,90 PLN**Uchwyt do lusterka z miarką**

DEHP

PRODUKT	KOD
Z miarką	979 4389

**26 PLN****Uchwyt do lusterka, okrągły**

Lekki. Seria: Air collection.
HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Uchwyt	900 8012



OD 42 PLN

Lusterko stomatologiczne Maxima

Lusterko stomatologiczne z możliwością dezynfekcji i sterylizacji, można używać w urządzeniach do dezynfekcji termicznej i czyszczenia ultradźwiękowego. Opakowanie 12 szt.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	CENA	KOD
Płaskie, rozmiar 3, Ø 20 mm	42 PLN	900 0753
Płaskie, rozmiar 4, Ø 22 mm	42 PLN	900 0754
Płaskie, rozmiar 5, Ø 24 mm	42 PLN	900 0755
Powiększające, rozmiar 4, Ø 22 mm	46 PLN	900 0798
Powiększające, rozmiar 5, Ø 24 mm	46 PLN	900 0799




OD 72 PLN

Lusterko stomatologiczne rodowane Maxima

Wysokiej jakości lusterko stomatologiczne przedniopowierzchniowe rodowane ze specjalną powłoką pozwalającą na uzyskanie ostrego obrazu. Możliwość dezynfekcji i sterylizacji wszystkimi metodami, przeznaczone do stosowania w urządzeniach do dezynfekcji termicznej i czyszczenia ultradźwiękowego. Opakowanie 12 szt.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	CENA	KOD
Rodowane, rozmiar 3, Ø 20 mm	72 PLN	900 0747
Rodowane, rozmiar 4, Ø 22 mm	72 PLN	900 0748
Rodowane, rozmiar 5, Ø 24 mm	72 PLN	900 0749
Rodowane powiększające, rozmiar 4, Ø 22 mm	139 PLN	900 1486
Rodowane powiększające, rozmiar 5, Ø 24 mm	139 PLN	900 1487



77 PLN

Karpula z autoaspiracją

DEHP

PRODUKT	KOD
Karpula 1,8 ml	979 2604



53 PLN**Karpula z aspiracją**

DEHP



PRODUKT	KOD
Karpula Type Metrc, 1.8 ml	979 2602

20 PLN**Nożyczki Iris**

DEHP



PRODUKT	KOD
Wygięte, 115 mm	979 1004
Proste, 115 mm	979 1005



979 1004



979 1005

13 PLN**Nożyczki Lagrange**

DEHP



PRODUKT	KOD
115 mm	979 4319

48 PLN

Dźwignia korzeniowa Apical

DEHP

PRODUKT	KOD
Dźwignia prawostronna, FIG. 302	979 1716
Dźwignia lewostronna, FIG. 303	979 1704



979 1716




979 1704

28 PLN

Dźwignia Bein prosta

DEHP

PRODUKT	KOD
Dźwignia Bein 1/2 mm	979 4352
Dźwignia Bein 2/3 mm	979 4353
Dźwignia Bein 3/4 mm	979 4354



979 4352



979 4353



979 4354

154 PLN

Igłotrzymacz Castroviejo TC

Igłotrzymacz z wkładką z węgla spiekanego o długości 16 cm, prosty.

DEHP

PRODUKT	KOD
Igłotrzymacz 160 mm	979 4392



78 PLN

Igłotrzymacz Mathieu

DEHP

PRODUKT	KOD
Igłotrzymacz Mathieu 5.5, 140 mm	979 1721
Igłotrzymacz Mathieu 6.5, 170 mm	979 1722



979 1721



979 1722

26 PLN
Kleszczyki Mosquito

DEHP

PRODUKT	KOD
Zakrzywione, 130 mm	979 0984
Proste, 130 mm	979 0985



979 0984



979 0985

18 PLN
Łyzeczka zębodołowa Hemingway

DEHP

PRODUKT	KOD
FIG. 1, mała, dwustronna 2,5 mm	979 4324
FIG. 2, średnia, dwustronna 3.0 mm	979 4325
FIG. 3, duża, dwustronna 3.5 mm	979 4326



979 4324



979 4325



979 4326

18 PLN
Pinceta chirurgiczna standard

DEHP

PRODUKT	KOD
140 mm	979 1019


9,50 PLN
Uchwyt skalpela

DEHP

PRODUKT	KOD
Nr.3	979 2062



89 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt karbowany.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne siekacze / kły, FIG. 1	979 1132



69 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt gładki.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne siekacze / kły, FIG. 2	979 4330



89 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt karbowany.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne przedtrzonowce, FIG. 7	979 0992



69 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt gładki.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne przedtrzonowce, FIG. 7	979 4335



69 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt gładki.
DEHP

PRODUKT	KOD
Dolne przedtrzonowce, FIG. 13	979 4327



89 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt karbowany.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne trzonowce, FIG. 17	979 1026



69 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt gładki.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne trzonowce, FIG. 17	979 4328



89 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt karbowany.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne trzonowce, FIG. 18	979 0990



69 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt gładki.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne trzonowce, gładki uchwyt, FIG. 18	979 4329



89 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt karbowany.
DEHP

PRODUKT	KOD
Dolne trzonowce, FIG. 22	979 0978



69 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt gładki.
DEHP

PRODUKT	KOD
Dolne trzonowce, FIG. 22	979 4331



69 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt gładki.
DEHP

PRODUKT	KOD
Dolne trzonowce u dzieci, FIG. 22E	979 4339



89 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt karbowany.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne korzenie, FIG. 29	979 0993



69 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt gładki.
DEHP

PRODUKT	KOD
Dolne korzenie u dzieci, FIG. 33	979 4340



69 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne


Uchwyt gładki.
DEHP

PRODUKT	KOD
Dolne korzenie, FIG. 33	979 4332



69 PLN**Kleszcze ekstrakcyjne**Uchwyt gładki.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne siekacze u dzieci, FIG. 37	979 4341

**89 PLN****Kleszcze ekstrakcyjne**Uchwyt karbowany.
DEHP


PRODUKT	KOD
Górne trzonowce u dzieci, FIG. 39	979 0991

**69 PLN****Kleszcze ekstrakcyjne**Uchwyt gładki.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne trzonowce u dzieci, FIG. 39	979 4342

**69 PLN****Kleszcze ekstrakcyjne**Uchwyt gładki.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne korzenie u dzieci, FIG. 51	979 4343

**69 PLN****Kleszcze ekstrakcyjne**Uchwyt gładki.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne korzenie, FIG. 51	979 4333



69 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt gładki.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne zęby mądrości, FIG. 67A	979 4334




89 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt karbowany.
DEHP

PRODUKT	KOD
Dolne trzonowce, FIG. 73	979 0979



89 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt karbowany.
DEHP

PRODUKT	KOD
Dolne korzenie, FIG. 74	979 0981




69 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt gładki.
DEHP

PRODUKT	KOD
Dolne korzenie, FIG. 74	979 4336



89 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt karbowany.
DEHP

PRODUKT	KOD
Dolne korzenie, FIG. 74N	979 0982



69 PLN**Kleszcze ekstrakcyjne**

Uchwyt gładki.
DEHP

PRODUKT	KOD
Dolne korzenie, FIG. 74N	979 4337

**89 PLN****Kleszcze ekstrakcyjne**

Uchwyt karbowany.
DEHP

PRODUKT	KOD
Dolne przedtrzonowce, FIG. 75	979 1020

**89 PLN****Kleszcze ekstrakcyjne**

Uchwyt karbowany.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne korzenie, FIG. 76	979 0994

**69 PLN****Kleszcze ekstrakcyjne**

Uchwyt gładki.
DEHP

PRODUKT	KOD
Dolne zęby mądrości, FIG. 79	979 4338

**89 PLN****Kleszcze ekstrakcyjne**

Uchwyt karbowany.
DEHP

PRODUKT	KOD
Dolne trzonowce, FIG. 86	979 0980



89 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt karbowany.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne prawe trzonowce, FIG. 94	979 1133



89 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt karbowany.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne lewe trzonowce, FIG. 95	979 1134



89 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt karbowany.
DEHP

PRODUKT	KOD
Dolne przedtrzonowce u dzieci, FIG. 123	979 0983



89 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt karbowany.
DEHP

PRODUKT	KOD
Górne trzonowce u dzieci, FIG. 138	979 0988



89 PLN

Kleszcze ekstrakcyjne

Uchwyt karbowany.
DEHP


PRODUKT	KOD
Dolne przedtrzonowce u dzieci, FIG. 161	979 0977



19 PLN
Plugger Machtou

DEHP

PRODUKT	KOD
FIG. 1, 1-1	979 4414
FIG. 2, 1-2	979 4415
FIG. 3, 2-3	979 4416
FIG. 4, 2-4	979 4417


27 PLN
Sonda periodontyczna

Uchwyt karbowany,znaczona kolorem.


DEHP

PRODUKT	KOD
CP15	979 1847


26 PLN
Sonda periodontyczna

DEHP

PRODUKT	KOD
CPITN	979 0938



29 PLN

Kireta stomatologiczna Gracey

Instrument wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

CYBERTECH

PRODUKT	KOD
Kireta Gracey 1/2	900 3404
Kireta Gracey 11/12	900 3405
Kireta Gracey 13/14	900 3406
Kireta Gracey 3/4	900 3407
Kireta Gracey 5/6	900 3408
Kireta Gracey 7/8	900 3409
Kireta Gracey 9/10	900 3410









1/2
900 340411/12
900 340513/14
900 34063/4
900 34075/6
900 34087/8
900 34099/10
900 3410

33 PLN
Kireta stomatologiczna Gracey

Lekki uchwyt. Seria: Air collection.

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Kireta Gracey 1/2 DE	900 8047
Kireta Gracey 11/12 DE	900 8048
Kireta Gracey 13/14 DE	900 8049
Kireta Gracey 15/16 DE	900 8109
Kireta Gracey 17/18 DE	900 8110
Kireta Gracey 3/4 DE	900 8050
Kireta Gracey 5/6 DE	900 8051
Kireta Gracey 7/8 DE	900 8052
Kireta Gracey 9/10 DE	900 8108



43 PLN

Kireta stomatologiczna Gracey Maxigrip

HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
Kireta Gracey 1/2	104 8375
Kireta Gracey 11/12	104 8381
Kireta Gracey 13/14	104 8399
Kireta Gracey 15/16	104 8383
Kireta Gracey 17/18	104 8384
Kireta Gracey 3/4	104 8377
Kireta Gracey 5/6	104 9091
Kireta Gracey 7/8	104 8378
Kireta Gracey 9/10	104 8380



11/12
104 8381



15/16
104 8383



3/4
104 8377



7/8
104 8378



1/2
104 8375



13/14
104 8399




17/18
104 8384



5/6
104 9091



9/10
104 8380



25 PLN**Szpatułka do mieszania cementu**

DEHP



PRODUKT	KOD
	979 1008

11 PLN**Nóż do gipsu**

DEHP



PRODUKT	KOD
130 mm	979 4320

20 PLN**Pinceta do kalki**

DEHP



PRODUKT	KOD
	979 4427

9 PLN**Szczotka do czyszczenia wiertel**Ręczne, mosiężne.
HENRY SCHEIN

PRODUKT	KOD
70 x 28 mm, 1 szt.	900 1827

6,50 PLN

Wiertła typu Twister

Wiertła typu Twister posiadają specjalny nasyp diamentowy, który zapewnia lepszą efektywność podczas pracy. Spiralny nasyp ma za zadanie w szybszy sposób odprowadzać zniszczoną tkankę, zapewniając jednocześnie najlepsze chłodzenie wodne. Pracując wiertłami typu Twister możemy zminimalizować kontakt pomiędzy zębem a narzędziem, dzięki specjalnym kanałom znajdującym się na części pracującej. Wiertła typu Twister są dostępne w szerokim asortymencie rozmiarów, oraz z różnym nasypem.

MDT

PRODUKT	KOD
Wiertło typu Twister walec torpeda krótki	HR130 012SXC
Wiertło typu Twister stożek ścięty	HR173 018M
Wiertło typu Twister stożek zaokrąglony	HR199 016SXC
Wiertło typu Twister walec zaokrąglony	HR141 014XC
Wiertło typu Twister walec ścięty długi	HR111 012C
Wiertło typu Twister stożek ścięty	HR172 016C
Wiertło typu Twister stożek zaokrąglony	HR198 016SM
Wiertło typu Twister walec ścięty długi	HR111 014M
Wiertło typu Twister stożek zaokrąglony krótki	HR197 020SXC
Wiertło typu Twister płomyk średni	HR249 012XC
Wiertło typu Twister płomyk długi	HR250 014M
Wiertło typu Twister pączek	HR257 023XC
Wiertło typu Twister walec torpeda	HR290 014C
Wiertło typu Twister stożek torpeda	HR298 014SXC
Wiertło typu Twister walec torpeda długi	HR131 014XC
Wiertło typu Twister zaokrąglony	HR140 012XC



HR 130
012SXC



HR 173
018M



HR 199
016SXC



HR 141
014XC




HR 111
012C




HR 172
016C



HR 198
016SM


 HR 111
014M

 HR 197
020SXC

 HR 249
012XC

 HR 250
014M

 HR 257
023XC

 HR 290
014C

 HR 298
014SXC

 HR 131
014XC

 HR 140
012XC

5,30 PLN

Różyczka na mikrosilnik

Różyczka na mikrosilnik z węgla spiekanego do usuwania próchnicy. Różne rozmiary.
MDT

PRODUKT

Różyczka do usuwania próchnicy

KOD

RA.TC 5



RA.TC 5

OD 4 PLN

Wiertła diamentowe

Wiertła diamentowe, szeroki asortyment kształtów, nasypów oraz rozmiarów.

MDT

PRODUKT	CENA	KOD
Wiertło kulka	4 PLN	001 014M
Wiertło walec torpeda	5,30 PLN	288 012M
Wiertło w kształcie jajka	5,30 PLN	277 023C
Wiertło szczelinowiec długi	5,30 PLN	167 012F
Wiertło stożek zaokrąglony	5,30 PLN	200 022M
Wiertło walec płaski	5,30 PLN	110 012C
Walec punktowy	5,30 PLN	130 012F
Walec krótki zaokrąglony	5,30 PLN	138 010M
Wiertło do pow. zgryzowych	5,30 PLN	039 033C
Wiertło do pow. zgryzowych	5,30 PLN	067 040SC
Wiertło płomyk długi	5,30 PLN	250 012XF
Wiertło w kształcie pączka	5,30 PLN	257 023F



001 014M



288 012M



277 023C



167 012F



200 022M




110 012C



130 012F



138 010M



039 033C



067 040SC



250 012XF



257 023F

15,90 PLN

Przecinak do koron z metalu

Świetnie nadające się narzędzie do cięcia koron i mostów na podbudowie metalowej. Trzonek turbinowy - zaleca się stosować z kątnicą przyspieszającą lub turbiną. Szeroki asortyment rozmiarów szerokości oraz długości części pracującej.

MDT

PRODUKT	KOD
Przecinak do koron z metalu krótki	KC1
Przecinak do koron z metalu długi	KC1557



KC1



KC1557

#centrum zamówień telefonicznych

+48 33 810 13 28

4,20 PLN

Gumki do kompozytu

2 stopniowy system do polerowania kompozytu. Doskonała wydajność pracy w dwóch etapach. Doskonały efekt w bardzo atrakcyjnej cenie.

MDT

PRODUKT	KOD
jasne żółte, Ø 10 x 0,7	PLC 101
jasne żółte, Ø 5 x 10	PLC 510
jasne żółte, Ø 6,5 x 9,5	PLC 675
jasne zielone, Ø 10 x 0,7	PLC 101HG
jasne zielone, Ø 5 x 10	PLC 510HG
jasne zielone, Ø 6,5 x 9,5	PLC 675HG



4,20 PLN

Gumki do cyrkonu

2 stopniowy system gumek służący do polerowania cyrkonu. Doskonałe efekty polerowania dla tlenku cyrkonu jak i twardej ceramiki.

MDT

PRODUKT	KOD
ciemne szare, Ø 10 x 0,7	PLZ 101
ciemne szare, Ø 5 x 10	PLZ 510
ciemne szare, Ø 6,5 x 9,5	PLZ 675
różowe/pomarańczowe, Ø 10 x 0,7	PLZ 101HG
różowe/pomarańczowe, Ø 5 x 10	PLZ 510HG
różowe/pomarańczowe, Ø 6,5 x 9,5	PLZ 675HG



3,50 PLN

Gumki uniwersalne

2 stopniowy system gumek polerujących o uniwersalnym zastosowaniu. Świetnie sprawdza się w polerowaniu różnego rodzaju metali oraz amalgamatu na wysoki połysk.

MDT

PRODUKT	KOD
brązowe, Ø 10 x 0,7	PLU 101
brązowe, Ø 5 x 10	PLU 510
brązowe, Ø 6,5 x 9,5	PLU 675
zielone, Ø 10 x 0,7	PLU 101HG
zielone, Ø 5 x 10	PLU 510HG
zielone, Ø 6,5 x 9,5	PLU 675HG



marrodent
#najlepsi w praktyce





marrodent®

A  HENRY SCHEIN® COMPANY

CENTRUM ZAMÓWIEŃ TELEFONICZNYCH:
+48 33 810 13 28
biuro@marrodent.pl

Marrodent® A Henry Schein® Company
43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 31
www.marrodent.pl