

AIRFLOW®


HANDY

**“I FEEL
GOOD”**

EMS 
MAKE ME SMILE.

AIRFLOW® HANDY


- Podłącz Handy do swojego unitu stomatologicznego i odkryj całą gamę zastosowań AIRFLOW®.



od 2013



od 2002





1995-2002

PODŁĄCZ AIRFLOW® DO SWOJEGO UNITU

- AIRFLOW® Handy jest wstępnym rozwiązaniem dla zabiegów AIRFLOW®. Zaprojektowany do okazjonalnego używania jak i dla klinicystów pracujących w kilku klinikach, używających AIRFLOW® na wielu unitach. Polecamy profesjonalne oczyszczanie zębów przy użyciu naszych profesjonalnych urządzeń.
- Pełne spektrum zastosowania AIRFLOW®.

HANDY DLA PIASKU PLUS

Dostępne 2 rękojeści.



HANDY DLA PIASKU CLASSIC



AIRFLOW® HANDY 3.0

4 KONFIGURACJE

► Unikalny AIRFLOW® Handy zaprojektowany dla piasku AIRFLOW® PLUS.



Dysza PERIOFLOW® ze znacznikami głębokości.



Easy Clean



Easy Fill

PREMIUM



- Zawiera:**
- Rękojeść AIRFLOW® PLUS
 - Rękojeść PERIOFLOW®
 - 40 dyszy PERIOFLOW®
 - Easy Clean
 - Easy Fill
 - Zestaw do konserwacji
 - 1 butelkę + 4 butelki przy rejestracji produktu*

PLUS



- Zawiera:**
- Rękojeść AIRFLOW® PLUS
 - Easy Clean
 - Easy Fill
 - Zestaw do konserwacji
 - 1 butelkę + 4 butelki przy rejestracji produktu*

PERIO




- Zawiera:**
- Rękojeść PERIOFLOW®
 - 40 dyszy PERIOFLOW®
 - Easy Clean.
 - Easy Fill
 - Zestaw do konserwacji
 - 1 butelkę + 4 butelki przy rejestracji produktu*

SUPRA




- Zawiera:**
- Rękojeść AIRFLOW®
 - Easy Clean
 - Easy Fill
 - Zestaw do konserwacji
 - 1 butelkę




FT-225#ADAPTER

Zobacz stronę 7



FT-221#ADAPTER-PLUS

Zobacz stronę 7



FT-221#ADAPTER-PERIO

Zobacz stronę 7



FT-220#ADAPTER

Zobacz stronę 7

*Tylko w UE

AIRFLOW® HANDY 2+

Podstawowe rozwiązanie dla naddziąsłowego AIRFLOW®.



reddot design award



Zawiera:

- Oryginalną rękojeść AIRFLOW®
- 1 butelkę piasku AIRFLOW® CLASSIC
- Easy Fill
- Zestaw do konserwacji
- Igły czyszczące



FT-170#ADAPTER
Zobacz stronę 7

PODŁĄCZ AIRFLOW® DO SWOJEGO UNITU

► Po prostu podłącz Handy do złącza na turbinę na swoim unicie dla WSZYSTKICH APLIKACJI AIRFLOW®.
Dostępne przejściówki na złącza turbiny:

Wpisz numer referencyjny przejściówki na swoim zamówieniu:



Midwest
Uniwersalne złącze



Kavo



Sirona



W&H



NSK



Castellini



Morita



Bienair



Borden





Z DOLINY NA SAM

SZCZYT



► Od ponad 35 lat EMS opracowuje zaawansowane technologie i protokoły we współpracy z najbardziej doświadczonymi klinicystami na świecie, dzięki czemu pacjenci mogą cieszyć się naturalnymi zębami i implantami znacznie dłużej.

„Primum non nocere“ * i minimalna inwazyjność są nie tylko koniecznością, ale są naszym sposobem na życie

* "Po pierwsze nie szkodzić" z przysięgi Hipokratesa.

MONT BLANC, 4807M

CENTRUM BADAŃ I PRODUKCJI EMS
NYON, SZWAJCARIA

KONTAKT:
ems-dental.com/pl/contact
T. +41 22 99 44 700
F. +41 22 99 44 701

AKCESORIA



POKRYWKA

Pokrywka pojemnika piasku
Zestaw uszczelek

EL-529

FV-087



HIGIENA

Easy Clean

Easy Fill



Adapter do dezynfekcji termicznej

FV-083

FV-074

FV-088



POKRYWKA

Pokrywka pojemnika piasku
Pierścień pokrywki pojemnika piasku
Zestaw uszczelek

AB-171A/A

AB-172#COLOR

EQ-091



HIGIENA

Easy Fill

FV-075

SIEDZIBY EMS



CENTRALA

CE **NYON, SWITZERLAND**
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A.
Chemin de la Vuarpillière 31
CH-1260 Nyon
ems-dental.com/contact
T. +41 22 99 44 700
F. +41 22 99 44 701

ODDZIAŁY EMS NA ŚWIECIE

MUNICH, GERMANY
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GMBH
Schatzbogen 86
DE-81829 München
Tel. +49 89 42 71 61 0
Fax +49 89 42 71 61 60
e-mail: info@ems-ch.de

FONCINE, FRANCE
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
FRANCE SARL
32, Route de Pontarlier
FR-39460 Foncine-le-Haut
Tel. +33 3 84 51 90 01
Fax +33 3 84 51 94 01
e-mail: info@ems-france.fr

MADRID, SPAIN
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
ESPAÑA SLU
C/ Tomás Bretón, 50-52 2ª planta
ES-28045 Madrid
Tlf. +34 91 528 99 89
e-mail: info@ems-espana.com

MILANO, ITALY
EMS ITALIA S.R.L
Via Faravelli 5
IT-20149 Milano
Tel. +39 02 3453 8111
e-mail: dental@ems-italia.it

KATOWICE, POLAND
EMS POLAND SP. Z O.O.
Al. Roździeńskiego 188H
PL-40-203 Katowice
Tel. +48 32 493 70 60
e-mail: info@ems-poland.com

SHANGHAI, CHINA
医迈斯电子医疗系统贸易(上海)有限公司
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS TRADING
(SHANGHAI) CO., LTD.
24A, Jin Sui Mansion,
N°379 Pudong Nan Rd.
CN-Shanghai 200120
Tel. +86 21 3363 2323
e-mail: emschina@ems-ch.com

DALLAS, USA
EMS CORPORATION
11886 Greenville Avenue, ste. 120
US-Dallas, Texas 75243
Phone : +001 972 690 8382
Fax : +001 972 690 8981
E-mail : info@ems-na.com

TOKYO, JAPAN
E.M.S. JAPAN BRANCH OFFICE
5F, 4-6-5 Nihombashi-Muromachi, Chuo-ku,
JP-Tokyo 103-0022
Phone : +81 (0) 3 3278 0375
Fax : +81 (0) 3 3278 0376
E-mail : emsjapan@ems-ch.com

SYDNEY, AUSTRALIA
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS OCEANIA
Unit 1, Building 4 – Sydney Corporate Park
160 Bourke Road
AU-Alexandria, NSW 2015
Tel. +61 414 317 352
e-mail : info@ems-oceania.com



EMS 

WWW.EMS-DENTAL.COM