



02

Licowanie


Ceramika na metal	47
Ceramika bezmetalowa	77
Farby i podbarwiacze do ceramik	103
Masy osłaniające do ceramiki tłoczonej	108
Kompozyt	110
Pędzle	126
Płytki	128
Instrumenty do modelowania	130
Izolatory	132
Inne	133
Kolorniki	133
Podstawki do wypalania	135
Akcesoria do tłoczenia	137



Standardowe nakładanie ceramiki Vita VM 13



VITA VM 13 BASIC - nakładanie ceramiki za pomocą dwóch warstw: BASE DENTINE, ENAMEL - licowanie prezentujące intensywne nasycenie koloru.



VITA VM 13 BUILD UP - nakładanie ceramiki z pomocą trzech warstw: BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL - dążymy do wykonania przeziernej licówki ze stopniowym uwydatnieniem głębi.

Ceramika na metal

VM13, VITA

Vita VM13 jest ceramiką o ultradrobnej strukturze odpowiednią do licowania wszystkich stopów o współczynniku rozszerzalności cieplnej WAK w zakresie ok. 13,8-15,2. Zastosowanie fluorescencyjnych i opalescencyjnych mas dodatkowych umożliwia indywidualne i estetyczne wykonanie.

Zalety: załamanie światła i refleksy świetlne zbliżone do szkliwa naturalnego, wysoka stabilność kształtu, dobrze się modeluje, doskonale się szlifuje i poleruje, jednorodna i zamknięta powierzchnia, wysoka odporność na płytkę bakteryjną, bardzo dobre wyniki estetyczne, kompaktowa oferta mas dodatkowych do indywidualizacji, kompatybilna z masami Vita Akzent i Vita Interno.

**Zestaw Basic Kit Classical Powder**

Nr art.

M25747

Zestaw zawiera: 12 g Wash Opaque WO, 16 x 12 g Opaque A1-D4, 16 x 12 g Base Dentine A1-D4, 3 x 12 g Sun Dentin SD1-SD3, 5 x 12 g Chroma Plus CP1-CP5, 2 x 12 g Enamel ENL, END, 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 3 x 12 g Corrective COR1-COR3, Vita Modisol, 50 ml Vita VM Modelling Liquid, 50 ml Vita VM Opaque Fluid, podstawka do wypalania G, podstawka do wypalania A+B+C, Vita VM13 Indykator barw, kolornik VITA Classical, instrukcja obsługi.

**Zestaw Basic Kit Classical Paste****na zamówienie**

Zestaw zawiera: 7 g Wash Opaque Paste WO, 16 x 5 g OPAQUE PASTE (A1 - D4), 16 x 12 g Base Dentine (A1 - D4), 3 x 12 g Sun Dentine (SD1 - SD3), 5 x 12 g Chroma Plus (CP1 - CP5) 12 g Enamel Light ENL, 3 x 12 g Corrective (COR1 - COR3), 12 g Enamel Dark END, 12 g Neutral NT, 12 g Window Win, 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Paste Fluid, Vita Modisol, podstawka do wypalania A+B+C, podstawka do wypalania G, indicator barw, akcesoria, kolornik.

Zestaw Basic Kit Classical Small Powder**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 1 x 12 g Wash Opaque WO, 6 x 12 g Opaque A1-A3,5 B3, D, 6 x 12 g Base Dentine A1-A3,5 B3, D3, 3 x 12 g Sun Dentine SD1-SD3, 5 x 12 g Chroma Plus CP1-CP5, 2 x 12 g Enamel ENL, END, 1 x 12 g Neutral NT, 1 x 12 g Window WIN, 1 x 12 g Corrective COR1, 1 x 50 ml Modelling Fluid RS, 1 x 50 ml Opaque Fluid, podstawka do wypalania G, podstawka do wypalania A+B+C, Indykator barw, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Basic Kit Classical Small Paste**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 7 g Wash Opaque Paste WO, 6 x 5 g Opaque Paste (A1 - A3.5, B3, D3), 6 x 12 g Base Dentine (A1 - A3.5, B3, D3), 3 x 12 g Sun Dentin (SD1-SD3), 5 x 12 g Chroma Plus (CP1-CP5), 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 12 g Corrective COR1, Vita Modisol, 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Paste Fluid, podstawka do wypalania G, podstawka do wypalania A+B+C, Indykator barw, kolornik, instrukcja obsługi.

**Zestaw Build Up Kit Classical****M25748**

Zestaw zawiera: 16 x 12g Transpa Dentine (A1-D4), 50 ml VITA VM Modelling Fluid RS, instrukcja obsługi.

Zestaw Build Up Kit Classical Small**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 6 x 12g Transpa Dentine (A1 - A3.5, B3, D3), 50 ml VITA VM Modelling Fluid RS, instrukcja obsługi.

Zestaw Classical Color Paste Kit**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 16 x 5 g Opaque Paste (A1 - D4), 16 x 12 g Base Dentine (A1 - D4), 16 x 12 g Transpa Dentine (A1 - D4), 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Paste Fluid, Indykator barw, kolornik.

Zestaw Classical Color Powder Kit**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 16 x 12 g Opaque (A1 - D4), 16 x 12 g Base Dentine (A1 - D4), 16 x 12 g Transpa Dentine (A1 - D4), 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, Indykator barw, kolornik.



VM13, VITA

Nr art.

M26600

Zestaw One Color Kit A2 Powder

Zestaw zawiera: 12 g Wash Opaque WO, 12 g Opaque A2, 12 g Base Dentine A2, 12 g Chroma Plus CP2, 12 g Enamel ENL, 12 g Window, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw One Color Kit A2 Paste

na zamówienie

Zestaw zawiera: 7 g Wash Opaque Paste WO, 5 g Opaque Paste A2, 12 g Base Dentine A2, 12 g Chroma Plus CP2, 12 g Enamel ENL, 12 g Window, 4 g Akzent Plus Glaze Paste, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Paste Fluid, 15 ml Akzent Plus Paste Fluid, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw One Color Kit A3 Powder

M26602

Zestaw zawiera: 12 g Wash Opaque WO, 12 g Opaque A3, 12 g Base Dentine A3, 2 x 12 g Chroma Plus (CP2, CP3), 12 g Enamel ENL, 12 g Window WIN, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw One Color Kit A3 Paste

na zamówienie

Zestaw zawiera: 7 g Wash Opaque Paste WO, 5 g Opaque Paste A3, 12 g Base Dentine A3, 2 x 12 g Chroma Plus (CP2-CP3), 12 g Base Dentine A3, 12 g Enamel ENL, 12 g Window WIN, 4 g Akzent Plus Glaze Paste, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Paste Fluid, 15 ml Akzent Plus Paste Fluid, kolornik, instrukcja obsługi.



Zestaw Basic Kit 3D Master Powder

M14916

Zestaw zawiera: 12 g Wash Opaque WO, 12 g Opaque OP1-OP5, 3 x 12 g Sun Opaque SO1-SO3, 26 x 12g Base Dentine 1M1-5M3, 3 x 12 g Sun Dentin (SD1-SD3), 5 x 12 g Chroma Plus (CP1-CP5), 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 3 x 12 g Corrective (COR1-COR3), Vita Modisol, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, podstawka do wypalania G, podstawka do wypalania A+B, Indykator barw, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Basic Kit 3D Master Paste

na zamówienie

Zestaw zawiera: 7 g Wash Opaque Paste WO, 5 x 5 g Opaque Paste OP1-OP5, 3 x 5 g Sun Opaque SO1-SO3, 26 x 12g Base Dentine (1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3), 3 x 12 g Sun Dentin (SD1-SD3), 5 x 12 g Chroma Plus (CP1-CP5), 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 3 x 12 g Corrective (COR1-COR3), Vita Modisol, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Modelling Fluid, podstawka do wypalania G, podstawka do wypalania A+B+C, Indykator barw, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Basic Kit 3D Master Small Powder

M54728

Zestaw zawiera: 12 g Wash Opaque WO, 4 x 12 g Opaque (OP1-OP4), 3 x 12 g Sun Opaque (SO1-SO3), 15 x 12 g Base Dentine 1M1 - 4M3, 3 x 12 g Sun Dentine (SD1-SD3), 5 x 12 g Chroma Plus (CP1-CP5), 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 12 g Corrective COR1, Vita Modisol, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, podstawka do wypalania G, podstawka do wypalania A+B+C, Indykator barw, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Basic Kit 3D Master Small Paste

na zamówienie

Zestaw zawiera: 7 g Wash Opaque Paste WO, 4 x 5 g Opaque Paste (OP1-OP4), 3 x 5 g Sun Opaque Paste (SO1-SO3), 15 x 12 g Base Dentine 1M1-4M3, 3 x 12 g Sun Dentine (SD1-SD3), 5 x 12 g Chroma Plus (CP1-CP5), 2 x 12g Enamel (ENL, END), 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 12 g Corrective COR1, Vita Modisol, 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Paste Fluid, podstawka do wypalania G, podstawka do wypalania A+B+C, Indykator barw, kolornik, instrukcja obsługi.



Zestaw Build Up Kit 3D Master

M14917

Zestaw zawiera: 26 x 12 g Transpa Dentine (1M1-5M3), 50 ml Modelling Fluid RS, instrukcja obsługi.

Zestaw Build Up Kit 3D Master Small

na zamówienie

Zestaw zawiera: 15 x 12 g Transpa Dentine (1M1 - 4M3), 50 ml Modelling Fluid RS, instrukcja obsługi.

VM13, VITA



Nr art.

Zestaw Bleached Color Kit 3D Master Powder**M20038**

Zestaw zawiera: 12 g Opaque OP0, 3 x 12 g Base Dentine (OM1-OM3), 3 x 12 g Transpa Dentine (OM1-OM3), 12 g Enamel ENL, 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Bleached Color Kit 3D Master Paste**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 5 g Opaque OP0, 3 x 12 g Base Dentine (OM1-OM3), 3 x 12 g Transpa Dentine (OM1-OM3), 12 g Enamel ENL, 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Paste Fluid, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw One Color Kit 2M2 Powder**M14931**

Zestaw zawiera: 12 g Wash Opaque WO, 12 g Opaque OP2, 12 g Base Dentine 2M2, 12 g Enamel ENL, 12 g Window, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, 20 ml Akzent Plus Powder, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw One Color Kit 2M2 Paste**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 7 g Wash Opaque Paste WO, 5 g Opaque OP2, 12 g Base Dentine 2M2, 12 g Enamel ENL, 12 g Window, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Paste Fluid, 4 g Akzent Plus Glaze Paste, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw One Color Kit 3M2 Powder**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 12 g Wash Opaque WO, 12 g Opaque OP3, 12 g Base Dentine 3M2, 12 g Enamel ENL, 12 g Window, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw One Color Kit 3M2 Paste**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 7 g Wash Opaque Paste WO, 5 g Opaque Paste OP3, 12 g Base Dentine 3M2, 12 g Enamel ENL, 12 g Window, 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Paste Fluid, 20 ml Akzent Plus Paste Fluid, 5 g Akzent Plus Glaze Paste, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Margin Kit**M14925**

Zestaw zawiera: 6 x 12 g Margin (M1, M4, M5, M7, M8, M9), kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Gingiva Kit Powder**M20039**

Zestaw zawiera: 5 x 12 g Gingiva G1-G5, 2 x 12 g Gingiva Opaque GOL-GOD, kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Gingiva Kit Paste**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 5 x 12 g Gingiva (G1-G5), 2 x 5 g Gingiva Opaque Paste (GOL, GOD), kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Professional Kit**M14934**

Zestaw zawiera: 11 x 12 g Effect Chroma (EC1-EC11), 3 x 12 g Mamelon MM1-MM3, 3 x 12 g Effect Pearl EP1-EP3, 5 x 12 g Effect Opal EO1-EO5, 11 x 12 g Effect Enamel EE1-EE11, 6 x 12 g Effect Liner EL1-EL6, 3 x kolornik, instrukcja obsługi.

Zestaw Professional Kit Small**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 5 x 12 g Effect Chroma (EC1, EC4, EC6, EC8 - EC9), 12 g Mamelon MM2, 12 g Effect Pearl EP1, 12 g Effect Opal EO2, 7 x 12 g Effect Enamel EE1, EE3, EE7 - EE11, kolornik, instrukcja obsługi.



VM13, VITA

			Base Dentine	Transpa Dentine		Opaque	Base Dentine	Transpa Dentine
Wash opaque	Nr art.		Nr art.	Nr art.		Nr art.	Nr art.	Nr art.
WO, 12 g	M16697	0M1, 12 g	M18577	M18632	A1, 12 g	M26018	M26037	M26053
WO, 50 g	M16696	0M2, 12 g	M18578	M18633	A1, 50 g	M41890	M29453	M31167
Paste, 7 g	M20040	0M3, 12 g	M18579	M18634	A2, 12 g	M26019	M26038	M26054
		1M1, 12 g	M18580	M18635	A2, 50 g	M28580	M26638	M26642
Opaque		1M1, 50 g	M18581	M18636	A3, 12 g	M26020	M26039	M26055
OP0, 12 g	M20041	1M2, 12 g	M18582	M18637	A3, 50 g	M31165	M26639	M26643
OP1, 12 g	M16698	1M2, 50 g	M18583	M18638	A3.5, 12 g	M26021	M26040	M26056
OP1, 50 g	M16699	2L1.5, 12 g	M18586	M18639	A3.5, 50 g	M28581	M26640	M28579
OP2, 12 g	M16700	2L1.5, 50 g	M18587	M18640	A4, 12 g	M26022	M26041	M26057
OP2, 50 g	M16701	2L2.5, 12 g	M18584	M18641	A4, 50 g	M44541	M29454	M36010
OP3, 12 g	M16702	2L2.5, 50 g	M18585	M18642	B1, 12 g	M26023	M26042	M26058
OP3, 50 g	M16703	2M1, 12 g	M18588	M18643	B1, 50 g	M44542	M31164	M31168
OP4, 12 g	M16704	2M1, 50 g	M18589	M18644	B2, 12 g	M26024	M26043	M26059
OP4, 50 g	M16705	2M2, 12 g	M18590	M18645	B2, 50 g	M31166	M26744	M36011
OP5, 12 g	M20042	2M2, 50 g	M18591	M18646	B3, 12 g	M26025	M26044	M26060
		2M3, 12 g	M18592	M18647	B3, 50 g	M51670	M26743	M29465
Opaque Paste		2M3, 50 g	M18593	M18648	B4, 12 g	M26026	M26045	M26061
OP0, 5 g	M20043	2R1.5, 12 g	M18596	M18649	B4, 50 g	M57864	M36007	M36008
OP1, 5 g	M20044	2R1.5, 50 g	M18597	M18650	C1, 12 g	M26027	M26046	M26062
OP2, 5 g	M14932	2R2.5, 12 g	M18598	M18651	C1, 50 g	M35818	M29455	M29466
OP3, 5 g	M14933	2R2.5, 50 g	M18599	M18652	C2, 12 g	M26028	M26047	M26063
OP4, 5 g	M20045	3L1.5, 12 g	M18600	M18653	C2, 50 g	M51832	M26742	M34487
OP5, 5 g	M20046	3L1.5, 50 g	M18601	M18654	C3, 12 g	M26030	M26048	M26064
		3L2.5, 12 g	M18602	M18655	C3, 50 g	M51833	M29463	M29467
Sun Opaque		3L2.5, 50 g	M18603	M18656	C4, 12 g	M26031	M26049	M26065
SO1, 12 g	M37380	3M1, 12 g	M18604	M18657	C4, 50 g	M59252	M29464	M29468
SO2, 12 g	M37381	3M1, 50 g	M18605	M18658	D2, 12 g	M26034	M26050	M26066
SO3, 12 g	M37382	3M2, 12 g	M18606	M18659	D2, 50 g	M28582	M26741	M29469
		3M2, 50 g	M18607	M18660	D3, 12 g	M26035	M26051	M26067
Sun Opaque Paste		3M3, 12 g	M18613	M18661	D3, 50 g	M28583	M26641	M26644
SO1, 5 g	na zamówienie	3M3, 50 g	M18614	M18662	D4, 12 g	M26036	M26052	M26068
SO2, 5 g	na zamówienie	3R1.5, 12 g	M18615	M18663	D4, 50 g	M59253	M42381	M36009
SO3, 5 g	na zamówienie	3R1.5, 50 g	M18616	M18664				
		3R2.5, 12 g	M18617	M18665				
Sun Dentine		3R2.5, 50 g	M18618	M18666				
SD1, 12 g	M37377	4L1.5, 12 g	M18619	M18667				
SD2, 12 g	M37378	4L2.5, 12 g	M18620	M18668				
SD3, 12 g	M37379	4M1, 12 g	M18621	M18669				
		4M1, 50 g	M18622	M18670				
Enamel		4M2, 12 g	M18623	M18671				
END, 12 g	M16692	4M2, 50 g	M18624	M18672				
END, 50 g	M16693	4M3, 12 g	M18625	M18673				
ENL, 12 g	M16690	4M3, 50 g	M18626	M18674				
ENL, 50 g	M16691	4R1.5, 12 g	M18627	M18675				
250 g	na zamówienie	4R2.5, 12 g	M18628	M18676				
		5M1, 12 g	M18629	M18677				
Neutral		5M2, 12 g	M18630	M18678				
NT, 12 g	M16688	5M3, 12 g	M18631	M18679				
NT, 50 g	M16689							
250 g	na zamówienie							
Window								
WIN, 12 g	M16687							
WIN, 50 g	M16686							



VM13, VITA

Effect Enamel

	EE1, 12 g	M16828
	EE2, 12 g	M18202
	EE3, 12 g	M17110
	EE4, 12 g	M17349
	EE5, 12 g	M16829
	EE6, 12 g	M17350
	EE7, 12 g	M14921
	EE8, 12 g	M18206
	EE9, 12 g	M16766
	EE10, 12 g	M17109
	EE11, 12 g	M16767

Nr art.

Mamelon

	MM1, 12 g	M16726
	MM2, 12 g	M16725
	MM3, 12 g	M16724

Margin

	M1, 12 g	M14926
	M4, 12 g	M14927
	M5, 12 g	M14928
	M7, 12 g	M14929
	M8, 12 g	M16405
	M9, 12 g	M14930

Effect Opal

	EO1, 12 g	M17108
	EO2, 12 g	M17107
	EO3, 12 g	M17106
	EO4, 12 g	M37882
	EO5, 12 g	M37883

Chroma Plus

	CP1, 12 g	M18572
	CP2, 12 g	M17793
	CP3, 12 g	M18573
	CP4, 12 g	M18574
	CP5, 12 g	M18575

Effect Liner

	EL1, 12 g	M17111
	EL2, 12 g	M16769
	EL3, 12 g	M17112
	EL4, 12 g	M16830
	EL5, 12 g	M17113
	EL6, 12 g	M17114

Color Opaque

	CO1, 12 g	M18683
	CO2, 12 g	M18684
	CO3, 12 g	M18685

Effect Pearl

	EP1, 12 g	M18695
	EP2, 12 g	M18696
	EP3, 12 g	M18697

Color Opaque Paste

	CO1, 5 g	M18680
	CO2, 5 g	M18681
	CO3, 5 g	M18682

Effect Chroma

	EC1, 12 g	M18686
	EC2, 12 g	M18687
	EC3, 12 g	M18688
	EC4, 12 g	M18689
	EC5, 12 g	M18690
	EC6, 12 g	M18692
	EC7, 12 g	M18691
	EC8, 12 g	M17104
	EC9, 12 g	M17105
	EC10, 12 g	M18693
	EC11, 12 g	M18694

Corrective

	COR1, 12 g	M14918
	COR2, 12 g	M14919
	COR3, 12 g	M14920

Gingiva

	G1, 12 g	M14922
	G2, 12 g	M14923
	G3, 12 g	M14924
	G4, 12 g	M18569
	G5, 12 g	M18570

Gingiva Opaque

	GOD, 12 g	M16615
	GOL, 12 g	M16614

Płyny

VM Opaque Fluid, 250 ml	M08986
VM Opaque Fluid, 50 ml	M08987
VM7/VM9/VM13 Modelling Liquid, 250 ml	M08988
VM7/VM9/VM13 Modelling Liquid, 50 ml	M08989
VM Paste Fluid, 15 ml	M18698
VITA Modelling Fluid RS, 250 ml	M30858
VITA Modelling Fluid RS, 50 ml	M30857



VM13, VITA


Tabela kolorów VM13, VITA Classic

Kolor	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaker	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Margin	M1/M7	M4/M7	M4	M4/M9	M4/M9	M1/M4	M1/M4	M4	M4/M9	M1/M4	M4/M7	M4/M7	M4/M7	M1/M9	M4/M7	M1/M4
Chroma Plus	CP1	CP2	CP2/CP3	CP2/CP3	CP2/CP4	CP1	CP1	CP2/CP3	CP3	CP1	CP1/CP5	CP1/CP5	CP5	CP1/CP5	CP2/CP5	CP2/CP5
Enamel	ENL	ENL	ENL	END	END	END	END	END	END	END	END	ENL	ENL	END	END	END
Effect Liner	EL2	EL1/EL3	EL4/EL6	EL5/EL6	EL1/EL3	EL1/EL2	EL1/EL4	EL2/EL4	EL4/EL6	EL1/EL6	EL2/EL6	EL6	EL3/EL6	EL2/EL6	EL2/EL3	EL2/EL6

Tabela kolorów VM13, VITA 3D Master

Kolor	Opaker	Margin	Chroma Plus	Enamel	Effect Liner
0M1	OP0	M1	-	ENL	EL1
0M2	OP0	M1	-	ENL	EL1
0M3	OP0	M1	-	ENL	EL1/EL2
1M1	OP1	M1/M7	CP1	ENL	EL1/EL2
1M2	OP1	M1/M7	CP1/CP2	ENL	EL2
2L1,5	OP2	M1/M7	CP1/CP2	ENL	EL1/EL2
2L2,5	OP2	M1/M4	CP2/CP3	ENL	EL1/EL3
2M1	OP2	M1/M7	CP1/CP5	ENL	EL1/EL6
2M2	OP2	M1/M4	CP1/CP3	ENL	EL1/EL3
2M3	OP2	M4	CP3	ENL	EL2/EL4
2R1,5	OP2	M1/M7	CP1/CP5	ENL	EL1/EL6
2R2,5	OP2	M1/M4	CP1/CP3	ENL	EL2/EL4
3L1,5	OP3	M4/M7	CP2/CP5	ENL	EL2/EL6
3L2,5	OP3	M4/M7	CP2/CP5	ENL	EL4/EL6
3M1	OP3	M7	CP1/CP5	ENL	EL1/EL6
3M2	OP3	M4/M7	CP3/CP5	ENL	EL2/EL6
3M3	OP3	M4/M9	CP4/CP5	ENL	EL4/EL6
3R1,5	OP3	M7	CP1/CP5	ENL	EL2/EL3
3R2,5	OP3	M4/M7	CP4/CP5	ENL	EL5/EL6
4L1,5	OP4	M7	CP5	END	EL6
4L2,5	OP4	M4/M9	CP4/CP5	END	EL3/EL4
4M1	OP4	M7	CP5	END	EL6
4M2	OP4	M7/M9	CP3/CP5	END	EL2/EL3
4M3	OP4	M9	CP4/CP5	END	EL5/EL6
4R1,5	OP4	M7/M8	CP5	END	EL2/EL3
4R2,5	OP4	M7/M9	CP4/CP5	END	EL3/EL4
5M1	OP5	M7/M8	-	END	EL3/EL6
5M2	OP5	M7/M9	-	END	EL5/EL6
5M3	OP5	M5/M9	-	END	EL3/EL4

VM13, VITA

Temperatura napalania
ceramiki [°C]Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej ceramiki,
pomiar wykonany w temperaturze 25–500°CTemperatura napalania
ceramiki [°C]

02

Basic eco

Nowa piaskarka piórkowa



Basic eco – wyjątkowa jakość w bezkonkurencyjnej cenie

Duże pole widzenia, punktowe piaskowanie i oszczędność piasku – wszystko zamknięte w niewielkiej przestrzeni. Najwyższej klasy technologia piaskowania i atrakcyjny stosunek wydajności do ceny to idealny produkt dla niewielkich pracowni i osób rzadko korzystających z urządzenia.

www.renfert.com

VMK Master, VITA

Porcelana skaleniowa do licowania na metalowe podbudowy w konwencjonalnym zakresie współczynnika rozszerzalności cieplnej. Temperatura napalania i właściwości fizyczno-chemiczne nadają się szczególnie do licowania podbudowy z metali nieszlachetnych. Wsp. rozszerzalności cieplnej materiału ceramicznego to $13.2-13.7 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1} (25-500^\circ\text{C})$, temperatura napalania 930°C , temp. zeszklenia ok. 565°C , wytrzymałość na zginanie ok. 90 N/mm^2 , przyczepność ok. 50 N/mm^2 , gęstość ok. 2.4 g/cm^3 , rozpuszczalność kwasowa $< 10 \mu\text{g/cm}^2$, średnia wielkość cząstek ok. $19 \mu\text{m}$.



Zestaw One Color Kit A2

Zawartość zestawu: 12 g Opaque A2, 12 g Opaque Dentine A2, 12 g Dentine A2, 12 g Enamel EN1, 12 g Translucent T4, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, kolornik.

Nr art.

na zamówienie



Zestaw One Color Kit A3

Zawartość zestawu: 12 g Opaque A3, 12 g Opaque Dentine A3, 12 g Dentine A3, 12 g Enamel EN1, 12 g Translucent T4, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, kolornik.

na zamówienie

Zestaw Standard Set Cassical Powder

Zawartość zestawu: 12 g Wash Opaque WO, 16 x 12 g Opaque (A1–D4), 16 x 12 g Opaque Dentine (A1–D4), 16 x 12 g Dentine (A1–D4), 2 x 12 g Enamel (EN1, EN2), 12 g Translucent T4, 12 g Window WIN, 3 x 12 g Cervical (CE1–CE3), 5 x 12 g Neck (N1–N5), 2 x 12 g Corrective (COR1–COR2), 50 ml Modelling Fluid, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, Modisol, podstawka do wypalania A+B+C, podstawka do wypalania G, indykator koloru, 2 x kolornik.

M30687

Zestaw Standard Set Cassical Paste

Zawartość zestawu: 7 g Wash Opaque Paste WO, 16 x 5 g Opaque (A1–D4), 16 x 12 g Opaque Dentine (A1–D4), 16 x 12 g Dentine (A1–D4), 2 x 12 g Enamel (EN1, EN2), 12 g Translucent T4, 12 g Window WIN, 3 x 12 g Cervical (CE1–CE3), 5 x 12 g Neck (N1–N5), 2 x 12 g Corrective (COR1–COR2), 50 ml Modelling Fluid, 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Opaque Liquid, Modisol, podstawka do wypalania A+B+C, podstawka do wypalania G, indykator koloru, akcesoria, 2 x kolornik.

na zamówienie

Zestaw Starter Set Classical Powder

Zawartość zestawu: 2 x 12 g Opaque (A2, A3), 2 x 12 g Opaque Dentine (A2, A3), 2 x 12 g Dentine (A2, A3), 12 g Enamel EN1, 12 g Translucent T4, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, 2 x kolornik kolor (A2, A3).

M29711

Zestaw Starter Set Classical Paste

Zawartość zestawu: 2 x 5 g Opaque Paste (A2, A3), 2 x 12 g Opaque Dentine (A2, A3), 2 x 12 g Dentine (A2, A3), 12 g Enamel EN1, 12 g Translucent T4, 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Opaque Liquid, 2 x kolornik kolor (A2, A3), akcesoria.

na zamówienie

Zestaw 10-Color Set 3D-Master Powder

Zawartość zestawu: 12 g Wash Opaque WO, 4 x 12 g Opaque (OP1 - OP4), 10 x 12 g Opaque Dentine (1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M2, 2R2.5, 3L1.5, 3M1 - 3M3, 4M2), 10 x 12 g Dentine (1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M2, 2R2.5, 3L1.5, 3M1 - 3M3, 4M2), 2 x 12 g Enamel (EN1, EN3), 12 g Translucent T4, 12 g Window WIN, 3 x 12 g Cervical (CE1 - CE3), 5 x 12 g Neck (N1 - N5), 2 x 12 g Corrective (COR1 - COR2), 50 ml Modelling Fluid, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, Modisol, podstawka do wypalania G, indykator koloru, kolornik.

na zamówienie

Zestaw 10-Color Set 3D-Master Paste

Zawartość zestawu: 7 g Wash Opaque Paste WO, 4 x 5 g Opaque Paste (OP1 - OP4), 10 x 12 g Opaque Dentine (1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M2, 2R2.5, 3L1.5, 3M1 - 3M3, 4M2), 10 x 12 g Dentine (1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M2, 2R2.5, 3L1.5, 3M1 - 3M3, 4M2), 2 x 12 g Enamel (EN1, EN3), 12 g Translucent T4, 12 g Window WIN, 3 x 12 g Cervical (CE1 - CE3), 5 x 12 g Neck (N1 - N5), 2 x 12 g Corrective (COR1 - COR2), 50 ml Modelling Fluid, 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Paste Opaque Liquid, Modisol, podstawka do wypalania G, indykator koloru, akcesoria, 2 x kolornik.

na zamówienie



Zestaw Bleached Color Set 3D-Master Powder

Zawartość zestawu: 12 g Master Opaque OP0, 3 x 12 g Master Dentine (OM1 - OM3), 3 x 12 g Opaque Dentine (OM1 - OM3), 12 g Master Enamel EN1, 12 g Translucent T4, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, kolornik.

na zamówienie

VMK Master, VITA



Nr art.

Zestaw Bleached Color Set 3D-Master Paste**na zamówienie**

Zawartość zestawu: 5 g Master Opaque Paste OP0, 3 x 12 g Master Dentine (0M1 - 0M3), 3 x 12 g, Opaque Dentine (0M1 - 0M3), 12 g Master Enamel EN1, 12 g Translucent T4, 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Paste Opaque Liquid, akcesoria, kolornik.

Zestaw One Color Kit 2M2**na zamówienie**

Zawartość zestawu: 12 g Opaque OP2, 12 g Opaque Dentine 2M2, 12 g Dentine 2M2, 12 g Enamel EN1, 12 g Translucent T4, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, kolornik.

Zestaw One Color Kit 3M2**na zamówienie**

Zawartość zestawu: 12 g Opaque OP3, 12 g Opaque Dentine 3M2, 12 g Dentine 3M2, 12 g Enamel EN1, 12 g Translucent T4, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, kolornik.

Zestaw Standard Set 3D-Master Powder**M35575**

Zawartość zestawu: 12 g Wash Opaque WO, 5 x 12 g Opaque (OP1-OP5), 26 x 12 g Opaque Dentine (1M1-5M3), 26 x 12 g Dentine (1M1-5M3), 2 x 12 g Enamel (EN1, EN3), 12 g Translucent T4, 12 g Window WIN, 3 x 12 g Cervical (CE1-CE3), 5 x 12 g Neck (N1-N5), 2 x 12 g Corrective (COR1-COR2), 50 ml Modelling Fluid, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, Modisol, podstawka do wypalania A+B+C, podstawka do wypalania G, indykator barw, kolornik.

Zestaw Standard Set 3D-Master Paste**na zamówienie**

Zawartość zestawu: 7 g Wash Opaque Paste WO, 5 x 5 g Opaque Paste (OP1-OP5), 26 x 12 g Opaque Dentine (1M1-5M3), 26 x 12 g Dentine (1M1-5M3), 2 x 12 g Enamel (EN1, EN3), 12 g Translucent T4, 12 g Window WIN, 3 x 12 g Cervical (CE1-CE3), 5 x 12 g Neck (N1-N5), 2 x 12 g Corrective (COR1-COR2), 50 ml Modelling Fluid, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, Modisol, podstawka do wypalania A+B+C, podstawka do wypalania G, indykator barw, akcesoria, kolornik.

**Zestaw Starter 3D-Master Powder****M29712**

Zawartość zestawu: 2 x 12 g Opaque (OP2, OP3), 2 x 12 g Opaque Dentine (2M2, 3M2), 2 x 12 g Dentine (2M2, 3M2), 12 g Enamel EN1, 12 g Translucent T4, 50 ml Modelling Fluid RS, 50 ml Opaque Fluid, kolornik.

Zestaw Starter 3D-Master Paste**na zamówienie**

Zawartość zestawu: 2 x 5 g Opaque Paste (OP2, OP3), 2 x 12 g Opaque Dentine (2M2, 3M2), 2 x 12 g Dentine (2M2, 3M2), 12 g Enamel EN1, 12 g Translucent T4, 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Paste Opaque Liquid, kolornik, akcesoria.

Zestaw Additional Set**M30856**

Zawartość zestawu: 8 x 12 g Translucent (T1-T8), 8 x 12 g Dentine Modifier (DM1-DM8), 6 x 12 g Luminary (LM1-LM6), 6 x 12 g Margin (MN, M1-M5), 12 g Opal Translucent OT1, 12 g Pearl Translucent PLT1, 50 ml Modelling Fluid, 3 x kolornik.

Zestaw Gingiva Set Powder**M55669**

Zawartość zestawu: 5 x 12 g Gingiva (G1 - G5), 2 x 12 g Gingiva Opaque (GOL, GOD), kolornik.

Zestaw Gingiva Set Paste**na zamówienie**

Zawartość zestawu: 5 x 12 g Gingiva (G1 - G5), 2 x 5 g Gingiva Opaque Paste (GOL, GOD), kolornik.



VMK Master, VITA

		Opaque Dentyna		Dentyna		Opaque		Opaque Dentyna	
Wash opaque		Nr art.		Nr art.		Nr art.		Nr art.	
WO, 12 g	M30751	0M1, 12 g	M56033	M56065	A1, 12 g	M30690	M30709	M30734	
WO, 50 g	M30820	0M1, 50 g	na zamówienie		A1, 50 g	M56103	M35474	M30815	
Paste, 7 g	M34835	0M2, 12 g	M56034	M53360	A2, 12 g	M30691	M30710	M30735	
		0M2, 50 g	na zamówienie		A2, 50 g	M30810	M30812	M30816	
Opaque		0M3, 12 g	M56035	M56066	A3, 12 g	M30692	M30711	M30736	
OP0, 12 g	M53361	0M3, 50 g	na zamówienie		A3, 50 g	M30811	M30813	M30817	
OP1, 12 g	M56024	1M1, 12 g	M46459	M53199	A3.5, 12 g	M30693	M30712	M30737	
OP1, 50 g	M46636	1M1, 50 g	M56060	M48335	A3.5, 50 g	M35471	M35283	M30818	
OP2, 12 g	M44960	1M2, 12 g	M46628	M54086	A4, 12 g	M30694	M30713	M30738	
OP2, 50 g	M41892	1M2, 50 g	M56061	M46633	A4, 50 g	M33525	M50763	M34711	
OP3, 12 g	M44961	2L1.5, 12 g	M56036	M53559	B1, 12 g	M30697	M30723	M30739	
OP3, 50 g	M37889	2L1.5, 50 g	M54586	M49898	B1, 50 g	M56104	M56108	M34762	
OP4, 12 g	M43895	2L2.5, 12 g	M53558	M53669	B2, 12 g	M30698	M30724	M30740	
OP4, 50 g	M44521	2L2.5, 50 g	M56062	M56067	B2, 50 g	M5615	M35470	M34763	
OP5, 12 g	M56026	2M1, 12 g	M56037	M56068	B3, 12 g	M30699	M30725	M30741	
OP5, 50 g	M63443	2M1, 50 g	M53561	M46462	B3, 50 g	M46955	M35469	M34764	
		2M2, 12 g	M46629	M55546	B4, 12 g	M30700	M30726	M30742	
Opaque Paste		2M2, 50 g	M56063	M46463	B4, 50 g	M46956	M56109	M46775	
OP0, 5 g	M62737	2M3, 12 g	M46460	M54990	C1, 12 g	M30701	M30727	M30743	
OP1, 5 g	M61579	2M3, 50 g	M56044	M48336	C1, 50 g	M56106	M35468	M34765	
OP2, 5 g	M54459	2R1.5, 12 g	M56038	M54755	C2, 12 g	M30702	M30728	M30744	
OP3, 5 g	M61580	2R1.5, 50 g	M56039	M50161	C2, 50 g	M56107	M35465	M34712	
OP4, 5 g	M61581	2R2.5, 12 g	M46631	M56073	C3, 12 g	M30703	M30729	M30745	
OP5, 5 g	M62738	2R2.5, 50 g	M56040	M46634	C3, 50 g	M48009	M35466	M34713	
		3L1.5, 12 g	M52487	M53104	C4, 12 g	M30704	M30730	M30747	
Enamel		3L1.5, 50 g	M55153	M48797	C4, 50 g	M37489	M56110	M55551	
EN1, 12 g	M30753	3L2.5, 12 g	M46461	M56075	D2, 12 g	M30706	M30731	M30748	
EN1, 50 g	M30821	3L2.5, 50 g	M56041	M46464	D2, 50 g	M35472	M35467	M34714	
EN2, 12 g	M30754	3M1, 12 g	M56042	M53105	D3, 12 g	M30707	M30732	M30749	
EN2, 50 g	M30822	3M1, 50 g	M55154	M55151	D3, 50 g	M35473	M30814	M30819	
EN3, 12 g	M39896	3M2, 12 g	M46632	M53560	D4, 12 g	M30708	M30733	M30750	
EN3, 50 g	M62739	3M2, 50 g	M54587	M46635	D4, 50 g	M56111	M56112	M44899	
250 g	na zamówienie	3M3, 12 g	M53198	M55150					
		3M3, 50 g	M56043	M56076					
Window		3R1.5, 12 g	M48795	M56077					
WIN, 12 g	M30172	3R1.5, 50 g	M56044	M48796					
WIN, 50 g	M34710	3R2.5, 12 g	M56045	M56078					
		3R2.5, 50 g	M56046	M56079					
		4L1.5, 12 g	M56047	M53106					
		4L1.5, 50 g	M55155	M55152					
		4L2.5, 12 g	M56048	M56080					
		4L2.5, 50 g	M62741	M62740					
		4M1, 12 g	M56049	M55490					
		4M1, 50 g	M56050	M56081					
		4M2, 12 g	M56051	M54454					
		4M2, 50 g	M56052	M56082					
		4M3, 12 g	M56053	M56083					
		4M3, 50 g	M56054	M56084					
		4R1.5, 12 g	M56055	M55547					
		4R1.5, 50 g	M62744	M62743					
		4R2.5, 12 g	M56056	M56085					
		4R2.5, 50 g	M62745	M56085					
		5M1, 12 g	M56057	M56086					
		5M1, 50 g	na zamówienie						
		5M2, 12 g	M56058	M56087					
		5M2, 50 g	na zamówienie						
		5M3, 12 g	M56059	M56088					
		5M3, 50 g	na zamówienie						

VMK Master, VITA



Translucent

 T1, 12 g	Nr art.
 T2, 12 g	M30758
 T3, 12 g	M30761
 T4, 12 g	M30763
 T5, 12 g	M30764
 T6, 12 g	M30766
 T7, 12 g	M30767
 T8, 12 g	M30768
	M30769

Luminary

 LM1, 12 g	Nr art.
 LM2, 12 g	M37530
 LM3, 12 g	M33531
 LM4, 12 g	M31723
 LM5, 12 g	M35476
 LM6, 12 g	M59251
	M31724

Cervical

 CE1, 12 g	M30839
 CE2, 12 g	M30840
 CE3, 12 g	M30841

Corrective

 COR1, 12 g	M30842
 COR2, 12 g	M30843

Dentine Modifier

 DM1, 12 g	M30831
 DM2, 12 g	M30832
 DM3, 12 g	M30833
 DM4, 12 g	M30834
 DM5, 12 g	M30835
 DM6, 12 g	M30836
 DM7, 12 g	M30837
 DM8, 12 g	M30838

Gingiva

 G1, 12 g	M30823
 G2, 12 g	M30824
 G3, 12 g	M30825
 G4, 12 g	M35475
 G5, 12 g	M59249
 GOL, 12 g	M30775
 GOD, 12 g	M30777

Window, Opal Translucent, Pearl Translucent

 WIN, 12 g	M30172
 WIN, 50 g	M34710
 OT1, 12 g	M30846
 PLT1, 12 g	M30845

Neck

 N1, 12 g	M30785
 N2, 12 g	M30806
 N3, 12 g	M30808
 N4, 12 g	M37874
 N5, 12 g	M30809

Margin

 MN, 12 g	M30826
 M1, 12 g	M30827
 M2, 12 g	M30828
 M3, 12 g	M30829
 M4, 12 g	M55071
 M5, 12 g	M30830



Płynny

Opaque Fluid VMK Master, 250 ml	Nr art.
Opaque Fluid VMK Master, 50 ml	M08982
PASTE OPAQUE LIQUID VMK MASTER, 15 ml	M08983
MODELLING FLUID VMK MASTER, 250 ml	M12463
MODELLING FLUID VMK MASTER, 50 ml	M16623
VITA MODELLING FLUID RS, 250 ml	M16622
VITA MODELLING FLUID RS, 50 ml	M30858
	M30857

VMK Master, VITA

Tabela kolorów VMK Master, VITA Classic

Kolor	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaker	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Margin	M1/M3	MN/M3	M3	M3/M5	MN/M5	MN/M2	M2/M3	M3	M3	MN/M2	M2/M5	M2/M5	M5	M2/M5	M3/M5	M2/M3
Neck	N1	N1/N2	N1/N3	N3	N1/N5	N1	N1	N1/N2	N1/N3	N1	N1/N5	N1/N5	N5	N1/N5	N1/N5	N1/N5
Luminary	LM2	LM2	LM3/LM6	LM3/LM6	LM2/LM5	LM1/LM2	LM2	LM3/LM6	LM3/LM6	LM2	LM2/LM6	LM6	LM5/LM6	LM2/LM6	LM6	LM3/LM6
Cervical	CE1	CE1/CE2	CE2	CE1/CE3	CE3	CE1	CE1/CE2	CE2	CE2/CE3	CE1	CE1	CE1/CE2	CE3	CE1/CE2	CE2	CE2/CE3
Enamel	EN1	EN1	EN1	EN2	EN2	EN2	EN2	EN2	EN2	EN2	EN2	EN1	EN1	EN2	EN2	EN2

Tabela kolorów VMK Master, VITA 3D Master



Kolor	Opaker	Margin	Neck	Luminary	Cervical	Enamel
0M1	OP0	M1	-	LM1	-	EN1
0M2	OP0	M1	-	LM1	-	EN1
0M3	OP0	M1/M2	-	LM1/LM2	-	EN1
1M1	OP1	MN/M2	N1	LM1/LM2	CE1	EN1
1M2	OP1	M1/M3	N1	LM2	CE1/CE2	EN1
2L1,5	OP2	MN/M3	N1	LM2	CE1/CE2	EN1
2L2,5	OP2	M2/M3	N1/N2	LM1/LM3	CE2	EN1
2M1	OP2	MN/M2	N1	LM2	CE1	EN1
2M2	OP2	M2/M3	N1/N2	LM2/LM3	CE2	EN1
2M3	OP2	M3	N1/N2	LM2/LM3	CE2	EN1
2R1,5	OP2	M2/M3	N1	LM2	CE1/CE2	EN1
2R2,5	OP2	M3	N1/N2	LM2/LM3	CE2	EN1
3L1,5	OP3	M2/M5	N1/N5	LM2/LM6	CE2	EN1
3L2,5	OP3	M3/M5	N1/N3	LM3/LM6	CE2/CE3	EN1
3M1	OP3	M1/M5	N1/N5	LM2	CE2	EN1
3M2	OP3	MN/M5	N2	LM2/LM3	CE1/CE3	EN1
3M3	OP3	M3/M5	N2/N3	LM3	CE2/CE3	EN1
3R1,5	OP3	MN/M5	N1/N5	LM2	CE2	EN1
3R2,5	OP3	M3/M5	N2/N3	LM3/LM6	CE1/CE3	EN3
4L1,5	OP4	M5	N1/N5	LM2/LM6	CE2	EN1
4L2,5	OP4	M3/M5	N3	LM3/LM5	CE1/CE3	EN1
4M1	OP4	M2/M5	N1/N5	LM6	CE2	EN1
4M2	OP4	M5	N1/N5	LM2/LM5	CE1/CE3	EN3
4M3	OP4	M3/M5	N3/N4	LM3/LM5	CE3	EN3
4R1,5	OP4	M2/M5	N1/N5	LM2/LM5	CE2	EN1
4R2,5	OP4	M3/M5	N3/N4	LM3/LM5	CE1/CE3	EN3
5M1	OP5	M5	N1/N5	LM5/LM6	CE1/CE3	EN1
5M2	OP5	M3/M5	N3/N5	LM3/LM5	CE2/CE3	EN3
5M3	OP5	M3/M5	N3/N4	LM3/LM5	CE3	EN3

NOWOŚĆ

IPS Style®

Pierwsza porcelana na metal zawierająca opatentowane oxyapatyty

MAKE IT YOUR STYLE YOU!



- **Make it fast.** Niski skurcz IPS Style oszczędzi twój czas.
- **Make it easy.** Łatwe w zastosowaniu materiały gwarantują wyjątkowe efekty.
- **Make it natural.** Opatentowane oxyapatyty regulują efekt głębi i translucencji.

Zrób to w swoim Stylu. Wypróbuj już teraz!

www.ivoclarvivadent.pl

Ivoclar Vivadent Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 78 | 00-175 Warszawa | Poland | Tel. +48 22 635 54 96 | Fax +48 22 635 54 69

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

IPS Style® to innowacyjny system ceramiczny przeznaczony do wykonywania uzupełnień metalowo-ceramicznych – począwszy od koron w odcinku przednim aż do wielopunktowych mostów. Podstawę IPS Style® stanowią nowoczesne ceramiki szklane zawierające leucyt, fluoroapatyt oraz oxyapatyt, które pozwalają wykonywać uzupełnienia o wysokiej stabilności podczas wypalania, optymalnym skurczu i naturalnej estetyce. System IPS Style® obejmuje zarówno materiały przeznaczone do licowania jak i tłoczenia.

– Do klasycznego licowania przeznaczony jest materiał IPS Style® Ceram, bardzo estetyczna ceramika na metal, zawierająca leucyt, fluoroapatyt i oksyapatyt, pozwalająca na indywidualne modelowanie i nieograniczoną kreatywność podczas wykonywania uzupełnienia.

– Materiał IPS Style® Ceram One to ceramika jednowarstwowa, która – w zależności od indywidualnych wymagań pacjenta – pozwala na szybkie i nieskomplikowane licowanie.

– Stosowany w technologii tłoczenia materiał IPS Style® Press pozwala, w zależności od przypadku, na dokładne, ekonomiczne natłaczanie ceramiki na podbudowy metalowe. Pracę można uzupełnić materiałem IPS Style® Ceram.



IPS Style Ceram, Ivoclar Vivadent AG

Ceramika do napalania na metal, przeznaczona do wykonywania uzupełnień ceramicznych na metalu – począwszy od koron w odcinku przednim, aż do wielopunktowych mostów. IPS Style® to nowoczesna ceramika szklana zawierająca leucyt, fluoroapatyt oraz oxyapatyt, które pozwalają wykonywać uzupełnienia o wysokiej stabilności podczas wypalania, optymalnym skurczu i naturalnej estetyce, wskazane do stopów o współczynniku rozszerzalności cieplnej w zakresie $13,8 - 15,2 \times 10^{-6}/K$ ($25 - 500^{\circ}C$).

Nr art.

M61606

Zestaw Starter Kit A-D

Zestaw zawiera: 4x Powder Opaquer 870 18 g (A1, A2, A3, A3,5), 4 x Deep Dentin 20g (A1, A2, A3, A3,5), 4 x Dentin 20 g (A1, A2, A3, A3,5), 4 x Incisal 20 g (I1, I2, I3, I4), Transpa neutral 5 g, Mamelon light 5 g, Occlusal Dentin orange 5 g, Opal Effect 1 5 g, 4 x One 20 g (I1, I2, I3, I4), 2 x Ivocolor Shade Dentin 3 g (SD1, SD2), Ivocolor Shade Incisal 3 g (SI1), 4 x Ivocolor Essence 1,8 g x 4 (EO1 white, EO4 sunset, E10 mahogany, E16 sapphire), Ivocolor Glaze Paste 9 g, Ivocolor Mixing Liquid allround 15 ml, Power Opaquer Liquid 60 ml, Build-Up Liquid allround 60 ml, Shade Guide IPS Style Ceram Impulse, Shade Guide IPS Style Ceram Incisal / Transpa.

M61889

Zestaw Intro Kit A2

Zestaw zawiera: Powder Opaquer 870 18 g - A2, Deep Dentin 5 g - A2, Dentin 5 g - A2, Incisal 5 g - I2, Transpa neutral 5 g, Mamelon light 5 g, Occlusal Dentin orange 5g, Opal Effect 5 g - 1, One 5 g - 2, Ivocolor Shade Dentin 1,8 g - SD2, 2 x Ivocolor Essence 1,8 g (EO1 white, EO4 sunset), Ivocolor Glaze Paste 9 g, Ivocolor Mixing Liquids (allround) 15 ml, Powder Opaquer Liquid 15 ml, Build-Up Liquid allround 15 ml, Ivocolor Shade Guide Shade.

na zamówienie

Zestaw Gingiva Kit

Zestaw zawiera: Powder Opaquer 870 18 g pink, Gingiva 5 x 20 g (1,2,3,4,5), Intensiv Gingiva 5 x 20 g (1,2,3,4,5), Basic Gingiva 20 g, Ivocolor Essence 3 x 1,8 g (E19 rose, E20 coral, E21 basic red), Style Ceram Gingiva Solution.

na zamówienie

Zestaw Impulse Kit

Zestaw zawiera: Transpa 4 x 20 g (neutral, blue, brown-grey, orange-grey), Mamelon 4 x 20 g (light, yellow-orange, salmon), Occlusal Dentin 2 x 20 g (orange, brown), Incisal Edge 20 g, Opal Effect 6 x 20 g (1,2,3,4,5, violet), Special Incisal 3 x 20 g (yellow, grey, white-blue), Int. Inc 20 g, Cerv Transpa 4 x 20 g (yellow, ora-pink, khaki, orange), Ceram Impulse, Ceram Incisal / Transpa.

na zamówienie

Zestaw Bleach Kit BL


Zestaw zawiera: Pow. Opaquer 870 2 x 18 g (BL1/BL2, BL3/BL4), Margin 20 g BL, Dentin 4 x 20 g (BL1, BL2, BL3, BL4), Deep Dentin 2 x 20 g (BL1/BL2, BL3/BL4), Incisal 20 g BL, Add-On 20 g BL, One 20 g BL.



02

02

IPS InLine



IPS InLine, Ivoclar Vivadent AG

Tradycyjny materiał ceramiczny mający zastosowanie w metodzie odbudowy warstwowej o uniwersalnym zastosowaniu szczególnie do pokrywania podbudów ze stopów metali o parametrach WAK/CTE $13,8-15,0 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (225-500°C). Ceramika ta charakteryzuje się łatwością pracy oraz wyjątkowymi efektami estetycznymi.

Nr art.

Zestaw Basic Kit A-D

M24989

Zawartość zestawu: 8 Opakerów po 3 g, (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, D3), 4 Opakery intensywne po 3 g, (biały, fiolet, brąz, brzeg sieczny), 8 Dentyn A-D po 20 g, (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, D3), 1 Dentyna przyszyjkowa (D2/D3) 20 g, 3 Brzegi sieczne transparentne, po 20 g (TI1, TI2, TI3), 1 Transparentna 20 g (klarowna), Glazura 3 g, Add-On 20 g, Płyn opakera 15 ml, 2 Płyny Build-Up po 60 ml (L, P), 1 Płyn do glazury i barwników 15 ml, Model Sealer 50 ml, Płyn do separacji Ceramic, z pędzelkiem 15 ml, 3 Kolorniki do opakerów A-D, dentyn A-D, brzegu siecznego.

Zestaw Basic Kit Chromascop

na zamówienie

Zawartość zestawu: 10 Opakerów po 3 g (130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510), 4 Opakery intensywne po 3 g, (biały, fiolet, brąz, brzeg sieczny), 10 Żębin A-D po 20 g (130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510), 3 Brzegi sieczne po 20 g (I1, I2, I3), Transpa przezierna 20 g (klarowna), 1 Glazura 3 g, Add-On 20 g, Płyn opakera 15 ml, 2 Build-Up płyny po 60 ml (L, P), 1 Płyn do glazury i barwników 15 ml, Model Sealer 50 ml, Płyn do separacji Ceramic, z pędzelkiem 15 ml, 3 Kolorniki opakerowe, dentyny, brzegu siecznego, Kolornik Chromascop Shade Guide.



IPS InLine, Ivoclar Vivadent AG



Nr art.

Zestaw Margin Kit A-D**M25189**

Zawartość zestawu: 8 margin A-D (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3) po 20 g, 4 intensive margin (yellow, orange, orange-pink, opaque) po 20 g, 8 dentyn A-D (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3) po 20 g, add-on margin 20 g, margin build-up liquid 60 ml, margin sealer liquid 20 ml, ceramic separating liquid z pędzelkiem 15 ml, kolornik margin A-D.

Zestaw Margin Kit Chromascop**na zamówienie**

Zawartość zestawu: 10 margin A-D (130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510) po 20 g, 4 intensive margin (kolor żółty, pomarańczowy, pomarańczowo-różowy, opakerowy) po 20 g, add-on margin 20 g, płyn margin build-up (L, P) po 60 ml, margin sealer liquid 20 ml, płyn ceramic separating z pędzelkiem o pojemności 15 ml, kolornik do mas margin Chromascop.

Zestaw Deep dentyna A-D**M43053**

Zawartość zestawu: 8 Deep dentyn A-D po 20 g (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2/D3), Kolornik Deep dentyna A-D.

Zestaw Deep dentyna Kit Chromascop**M43013**

Zawartość zestawu: 10 Deep Dentyny po 20 g (130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510), kolornik Deep dentyna.

Zestaw Trial Zestaw A-D/A3**M36144**

Zawartość zestawu: Opaker 3 g, Dentyna 5 g, Transpa brzegu siecznego 5 g (T12), Transpa 5 g (klarowna), Deep dentyna 5 g, Dentyna okluzyjna 5 g (pomarańczowa), Margin 5 g, 2 Nieprzezierne do efektów po 5 g, (OE1, OE3), Shade 3 g (2), Glazura 3 g, Build-Up płyn 5 ml (P), Płyn do glazury i farbek 5 ml, Margin Build-Up płyn 5 ml.

Zestaw Gingiva**M36144**

Zawartość zestawu: Działko opakerowe 3 g, 5 Działek po 20 g (G1-G5), 4 Intensywne działka po 20 g (IG1-IG4), Kolornik działkowych.



	Opaker 3 g	Deep Dentin 20 g	Dentin 20 g
110	M32403	M25303	M32815
120	M32405	M32757	M32818
130	M32407	M32759	M32819
140	M32419	M32760	M32820
210	M32420	M32762	M32821
220	M32421	M32764	M32823
230	M32422	M32766	M32825
240	M32423	M32768	M32826
310	M32424	M32770	M32829
320	M32425	M32772	M32842
330	M32426	M32774	M32844
340	M32427	M32776	M32848
410	M32428	M32778	M32850
420	M32430	M32780	M32851
430	M32431	M32783	M32853
440	M32432	M32784	M32855
510	M32433	M32792	M32857
520	M32434	M32794	M32859
530	M32435	M32796	M32861
540	M32436	M32798	M32862

IPS InLine, Ivoclar Vivadent AG



	Opaquer 3 g	Opaquer 9 g	Deep Dentin 20 g	Dentin 20 g	Dentin 100 g	Margin 20 g
	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
A1	M32910	M36591	M32918	M32924	M34936	M41631
A2	M26434	M36592	M32919	M25281	M32927	M34494
A3	M24099	M36420	M27124	M24100	M32928	M25732
A3.5	M31078	M37233	M32920	M27297	M40589	M37464
A4	M24647	M37235	M29874	M29875	M43014	M38138
B1	M32911	M37236	M29927	M29931	M35660	M42831
B2	M32912	M37237	M32921	M32925	M43015	M42726
B3	M27296	M37238	M32922	M27298	M43016	M42727
B4	M32913	M37239	M29928	M24640	M62747	M42832
C1	M32914	M37240	M29929	M24641	M43017	M42728
C2	M32915	M36593	M32923	M32926	M43018	M42551
C3	M27122	M37241	M29930	M29932	M36417	M42729
C4	M24646	M37242	M30080	M29933	M43019	M42730
D2	M27123	M37243	M27125	M27126	M43020	M34495
D3	M32916	M37244	M27125	M27299	M43021	M34495
D4	M24644	M37245	M28835	M28836	M62750	M42731
BL1	-	-	-	-	-	M50184
BL4	-	-	-	-	-	M62751

	Incisal 20 g	Incisal 100 g	Transpa Incisal 20 g	Transpa Incisal 100 g
1	M32879	M44842	M32929	M34935
2	M32882	M44843	M25190	M39004
3	M32884	M46921	M27300	M39005
BL	M46974	na zamówienie	-	-

	Transpa 20 g	Transpa 100 g		Mamelon 20 g
Blue	M32935	-	Light	M34496
Brown-Grey	M52492	-	Salmon	M41292
Clear	M33391	M43022	Yellow-Orange	M51720
Neutral	M32937	M43023		

	Dentin 20 g		Gingiva 20 g	Intensiv Gingiva 20 g
BL1	M38260	1	M59401	M52002
BL2	M50182	2	M42503	M36781
BL3	M56118	3	M36589	M62752
BL4	M38261	4	M36780	M62753
		5	M59402	-

	Occlusal Dentin 20 g		Opal Effect 20 g
Brown	M41311	1	M25811
Orange	M45779	2	M32930
		3	M32931
		4	M32932
		5	M32933
		Violet	M32934

IPS InLine, Ivoclar Vivadent AG

Tabela przyporządkowania kolorów A-D

Kolor	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaker	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Margin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Deep Dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Transpa Incisal	T11	T11	T12	T12	T13	T11	T11	T11	T12	T11	T13	T13	T13	T13	T13	T13
Shade	1	2	2	2	4	1	1	3	3	5	6	6	6	5	5	3
Shade Incisal	SI1	SI1	SI1	SI2	SI2	SI1	SI1	SI1	SI1	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2

Tabela przyporządkowania kolorów Chromascop

Kolor	110	120	130	140	210	220	230	240	310	320	330	340	410	420	430	440	510	520	530	540
Opaker	110	120	130	140	210	220	230	240	310	320	330	340	410	420	430	440	510	520	530	540
Margin	110	120	130	140	210	220	230	240	310	320	330	340	410	420	430	440	510	520	530	540
Deep Dentin	110	120	130	140	210	220	230	240	310	320	330	340	410	420	430	440	510	520	530	540
Dentin	110	120	130	140	210	220	230	240	310	320	330	340	410	420	430	440	510	520	530	540
Transpa Incisal	T11	T11	T11	T12	T12	T12	T13	T13	T13	T13	T13	T13	T13	T13	T13	T13	T13	T13	T13	T13
Shade	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	6	6	6	6	6	7	7	4
Shade Incisal	SI1	SI1	SI1	SI1	SI1	SI1	SI2	SI2	SI1	SI1	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2

IPS InLine One, Ivoclar Vivadent AG

Material ceramiczny jednowarstwowy do licowania struktur metalowych. Nowoczesny materiał ceramiczny służący do odbudowy estetycznej na powierzchni struktur metalowych o parametrach WAK/CTE 13,8-15,0x10⁻⁶ K⁻¹ (225-500°C). Ceramika ta umożliwia szybkie efektywne licowanie metalowych struktur metodą jednowarstwową.

Nr art.

Zestaw Basic Kit A-D

M37527

Zestaw zawiera: 9 Opaquer (BL3/BL4, A1-A3.5, B2, B3, C3, D3) x 3 g, 7 Dentcisa (BL, 1-6) x 20 g, 6 Shade (1-6) x 3 g, 2 Shade Incisal (SI1, SI2) x 3 g, 5 Stains (white, mahogany, orange, yellow, basic blue) x 1 g, Add-On 690 °C 20 g, Glaze 3 g, Model Sealer 50 ml, Ceramic Separating płyn z pędzlem 15 ml, Opaquer płyn 15 ml, 2 Build-Up płyn (L, P) x 60 ml, Glaze/Stains płyn 15 ml.

Zestaw Basic Kit Chromascop

na zamówienie

Zestaw zawiera: 10 Opaquer (BL3/BL4, 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 520) x 3 g, 7 Dentcisa (BL, 1-6) x 20 g, 6 Shade (1-6) x 3 g, 2 Shade Incisal (SI1, SI2) x 3 g, 5 Stains (white, mahogany, orange, yellow, basic blue) x 1 g, Add-On 690 °C 20 g, Glaze 3 g, Model Sealer 50 ml, Ceramic Separating płyn z pędzlem 15 ml, Opaquer płyn 15 ml, 2 Build-Up płyn (L, P) a 60 ml, Glaze/Stains płyn 15 ml.

Zestaw Starter Kit A-D A2

M34680

Zestaw zawiera: Opaquer (A2) 3 g, Dentcisa (2) 20 g, Shade (2) 3 g, Shade Incisal (SI1) 3 g, Glaze 3 g, Build-Up płyn P 15 ml, Glaze/Stains płyn 5 ml.

Zestaw Starter Kit A-D A3

M34681

Zestaw zawiera: Opaquer (A3) 3 g, Dentcisa (3) 20 g, Shade (2) 3 g, Shade Incisal (SI1) 3 g, Glaze 3 g, Build-Up płyn P 15 ml, Glaze/Stains płyn 5 ml.

Zestaw Starter Kit Chromascop 120

M34700

Zestaw zawiera: Opaquer (120) 3 g, Dentcisa (1) 20 g, Shade (1) 3 g, Shade Incisal (SI1) 3 g, Glaze 3 g, Build-Up płyn P 15 ml, Glaze/Stains płyn 5 ml.



	Dentcisa 20 g	Dentcisa 100 g
1	M34925	M42344
2	M34924	M37221
3	M34923	M37222
4	M34926	M62754
5	M34927	M62755
6	M34928	M62756
BL	M37232	M62765

Tabela przyporządkowania kolorów A-D

Kolory	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaquer	OA1	OA2	OA3	OA3,5	OA4	OB1	OB2	OB3	OB4	OC1	OC2	OC3	OC4	OD2	OD3	OD4
Dentcisa	1	2	3	3	6	1	2	4	4	2	5	6	6	2	5	5

Tabela przyporządkowania kolorów Chromascop

Kolory	110	120	130	140	210	220	230	240	310	320	330	340	410	420	430	440	510	520	530	540
Opaquer	O110	O120	O130	O140	O210	O220	O230	O240	O310	O320	O330	O340	O410	O420	O430	O440	O510	O520	O530	O540
Dentcisa	1	1	1	1	2	2	2	2	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6

IPS InLine POM, Ivoclar Vivadent AG

Materiał ceramiczny służący do licowania struktur metalowych metodą natłaczania. Dostępny w formie pastylek, dedykowany do stopów metali o parametrach WAK/CTE 13,8-14,5x10⁻⁶ K⁻¹ (225-500°C).



Nr art.

M24989**Zestaw Basic Kit A-D**

Zestaw zawiera: 8 opakowań (BL1/BL2, A2-A3.5, B1, B3, C2, C4) a 3 g, 7 półfabrykatów XS (BL, 1-6) a 5 St., 7 półfabrykatów S (BL, 1-6) a 5 St., 7 Touch Up (BL, 1-6) a 20 g, 1 glazura 3 g, 1 Add-On 690 °C 20 g, 1 płyn P Build-Up 60 ml, 1 płyn do glazury i farbek 15 ml, 1 opak w płynie 15 ml, 1 system pierścieni 100 g, 1 system pierścieni 200 g, 1 pierścień silikonowy 100 g, 1 pierścień silikonowy 200 g, 2 tłoki, separator tłoków, Sprue Guide 100 g, Sprue Guide 200 g.

Zestaw Basic Kit Chromascop

na zamówienie

Zestaw zawiera: 10 opakowań (BL1/BL2, 130-230, 310, 410, 420, 510) a 3 g, 7 półfabrykatów XS (BL, 1-6) a 5 St., 7 półfabrykatów S (BL, 1-6) a 5 St., 7 Touch Up (BL, 1-6) a 20 g, 1 glazura 3 g, 1 Add-On 690 °C 20 g, 1 płyn Build-Up P 60 ml, 1 płyn do glazury i farbek 15 ml, 1 opak w płynie 15 ml, 1 system pierścieni 100 g, 1 system pierścieni 200 g, 1 pierścień silikonowy 100 g, 1 pierścień silikonowy 200 g, 2 tłoki, separator tłoków, Sprue Guide 100 g, Sprue Guide 200 g, kolornik mas.

IPS InLine PoM Ingots, Ivoclar Vivadent AG

Pastyłki dostępne w 7 kolorach oraz dwóch wielkościach, służące jako baza do 16 kolorów A-D, 20 kolorów Chromascop oraz 4 kolorów Bleach.



S 1, 5 szt. **M47104**
S 2, 5 szt. **M47105**
S 3, 5 szt. **M47106**
S 4, 5 szt. **M48089**
S 5, 5 szt. **M48090**

S 6, 5 szt. **M48091**
S BL, 5 szt. **M62611**
XS 1-6, 5 szt. **na zamówienie**
XS BL, 5 szt. **na zamówienie**

**IPS InLine PoM Touch Up, Ivoclar Vivadent AG**

Masa ceramiczna w 7 kolorach służąca do korekt wykonywanych metodą dopalania materiału ceramicznego.

1, 20 g **M47963**
2, 20 g **M47107**
3, 20 g **M47108**
4, 20 g **M48092**

5, 20 g **M48093**
6, 20 g **M48094**
BL, 20 g **M63181**

Tabela przyporządkowania kolorów A-D

Kolory zębów	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Ingot & touch up	1	2	3	3	6	1	2	4	5	2	5	6	6	2	5	5
Shade	1	2	2	2	4	1	1	3	3	5	6	6	6	5	5	3
Shade Incisal	SI1	SI1	SI1	SI2	SI2	SI1	SI1	SI1	SI1	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2

Tabela przyporządkowania kolorów Chromascop

Kolory zębów	110	120	130	140	210	220	230	240	310	320	330	340	410	420	430	440	510	520	530	540
Ingot & touch up	1	1	1	1	2	2	2	2	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
Shade	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	6	6	6	6	6	7	7	4
Shade Incisal	SI1	SI1	SI1	SI1	SI1	SI1	SI2	SI2	SI1	SI1	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2	SI2



IPS InLine System Opaquer F, Ivoclar Vivadent AG

Specjalna masa opakerowa zapewniająca odpowiedni efekt fluorescencji stosowana jako warstwa opakerowa w uzupełnieniach wykonywanych w Systemie IPS InLine.

1 g
15 ml

Nr art.
M34498
M32893



IPS InLine System Add-On 690°C/1274°F, Ivoclar Vivadent AG

Niskotopliwa masa do wykonywania korekt kompatybilna z masami z systemu IPS InLine.

20 g

M52965



IPS InLine System Margin Build-Up Liquid, Ivoclar Vivadent AG

Płyn do stosowania łącznie z masami IPS InLine Margin.

60 ml

M25733



IPS InLine System Glaze and Stains Liquid, Ivoclar Vivadent AG

Glazura w postaci pasty, płyn do rozcieńczania glazury i farb do charakteryzacji powierzchniowej.

15 ml
3 g
10 g

M32909
M26934
M26436



IPS InLine System Build-Up Liquid L/P, Ivoclar Vivadent AG

L - Płyn do mieszania z masami ceramicznymi z Systemu IPS InLine. Odpowiedni dla techników którzy preferują suchą metodę pracy. Po zastosowaniu tego płynu warstwy ceramiki nie wymagają odsączania. Cechą charakterystyczną jest szybkie odparowywanie.

P - Płyn do mieszania z masami ceramicznymi systemu IPS InLine. Płyn ten pozwala na uzyskanie odpowiedniej konsystencji utrzymującej długo wilgotność układanych warstw ceramiki. Szczególnie ceniony przy wykonywaniu rozległych uzupełnień.

L, 60 ml
L, 250 ml
P, 60 ml
P, 250 ml

M32879
M24677
M32899
M32901

HeraCeram - idealna do wszystkich zastosowań

ZWYKŁE

KOLORY A-D

NIEZAWODNE ODTWORZENIE
KLASYCZNYCH KOLORÓW A-D

Zestaw opakerów
Zestaw mas
zębinowych i siecznych
Opcjonalnie:
Zestaw farb

INDYWIDUALNE
DOSTOSOWANIEDOSTOSOWANIE KOLORU DLA
DANEGO PACJENTA

Zestaw opakerów
Zestaw mas zębinowych
i siecznych
Opcjonalnie:
Zestaw farb

Zestaw Increaser
Zestaw Enhancer

Nasz zestaw początkowy:
zestaw First-Touch oraz zestaw profesjonalny

MATRIX

PRAWDZIWIE NATURALNE,
ZINDYWIDUALIZOWANE
ODBUDOWY

Zestaw opakerów
Zestaw mas zębinowych
i siecznych
Opcjonalnie:
Zestaw farb

Zestaw Matrix

MATERIAŁY
SPECJALNE

SPECJALNE ZASTOSOWANIA

Zestaw Margin

Zestaw Mono

Zestaw Bleach

HeraCeram
press

HeraCeram, Heraeus Kulzer

HeraCeram to ceramika o współczynniku rozszerzalności termicznej w zakresie 13,5 - 14,9 $\mu\text{m}/\text{mK}$ do lutowania stopów szlachetnych i nieszlachetnych. Dzięki niskiej temperaturze napalania sięgającej maksymalnie 880°C można opracowywać wszystkie stopy przy takim zakresie współczynnika rozszerzalności termicznej. Do kształtowania estetyki dostępne są materiały HeraCeram opakerowe, zębinowe i sieczne, które są do siebie dokładnie dopasowane, jak również szeroka gama materiałów do indywidualizacji zapewniających zmianę odcienia nawet po nałożeniu cienkiej warstwy. Stabilność tych materiałów w połączeniu z małym skurczem w trakcie napalania sprawia, że uzupełnienia nie zmieniają kształtu. Dzięki spoistej, niezwykle gładkiej powierzchni materiał HeraCeram chroni zęby przeciwstawne, tworząc warunki przeciwdziałające odkładaniu płytki nazębnej i zapewniające zdrowie dziąseł.

Nr art.
M37055

Zestaw First-Touch

Zestaw zawiera: 1 x 1 ml NP-Primer 3 x 2 ml Opakery w paście PO A2, PO A3, PO A3,5 3 x 20 g Masy zębinowe DA2, DA3, DA3,5 3 x 20 g Increaser IN A2, IN A3, IN A3,5 2 x 20 g Masy sieczne S1, S2 2 x 20 g Enhancer EH A, EH neutralny 20 g, Maski MA jasna 2 x 20 g Masy opalizujące OS2, OT2 20 g Masa schodkowa LM2 1 ml, Płyn do opakera w paście POL 25 ml, Płyn do modelowania ML, Pędzelek do opakera w paście PO, Pędzelek do modelowania Toray, Kolornik.



HeraCeram, Heraeus Kulzer

Nr art.

Zestaw opakerów - pasta

M09329

Zestaw zawiera: 2 ml NP-Primer, 16 x 2 ml Opakery w paście PO (A1– PO D4), 3 x 2 ml Opakery w paście (biały, złoty, dziąsłowy), płyn do opakera w paście 1 ml, POL, 2 x pędzelek do opakera, kolornik.

Zestaw mas zębinowych i siecznych

M09324

Zestaw zawiera: 16 x 20 g Masy zębinowe DA1– DD4, 4 x 20 g Masy sieczne (S1– S4), 2 x 20 g Transpa Clear (biały), 25 ml płyn do modelowania ML, kolornik.

Zestaw Professional

M40768

Zestaw zawiera: 2 ml NP-Primer, 9 x 2 ml Opakery w paście PO (BL3-4, PO A2, PO A3, PO A3,5, PO B2, PO B3, PO C2, PO C3, PO D3), 2 x 2 ml intensywne opakery w paście (złoty, dziąsłowy), 7 x 2 ml MF (biały, polar, kość słoniowa, kukurydza, oliwka, umbra, mango), 2 ml Glazura GL, 1 ml płyn do opakera w paście POL, 20 ml płyn do farb MF, pędzelek do opakera, pędzelek do farb, kolornik, 9 x 20 g Masy zębinowe (DBL3, DA2, DA3, DA3,5, DB2,, DB3, DC2, DC3, DD3), 8 x 20 g Increaser (IN A2, IN A3, IN A3,5, IN B2, IN B3, IN C2, IN C3, IN D3), 4 x 20 g Masy sieczne (S1, S2, S3, SBL), 20 g Transpa Clear, 25 ml płyn do modelowania, kolornik 6 x 20 g Enhancer (EHA, EHB, EHC, EH jasny, EH neutralny, EH szary), 2 x 20 g Maska (MA jasna, MA ciemna), 5 x 20 g Masy schodkowe (HM2, LM1, LM2, LM4, LM6), 20 g Masa korekcyjna COR, 25 ml płyn do modelowania ML, 25 ml płyn do masy schodkowej SM, 10 ml Izolator, kolornik.

Zestaw Matrix

M09328

Zestaw zawiera: 3 x 20 g Masy mamelonowe (MD1– MD3), 2 x 20 g Zębina wtórna (SD1, SD2), 4 x 20 g Masy Value (VL1– VL4), 4 x 20 g Masy sieczne opalizujące (OS1– OS4), 9 x 20 g Masy opalizująco-transparentne (OT1, OT2, OT5, OT10, OTY, OTA, OTB, OTG, OTIce), 25 ml płyn do modelowania ML, 25 ml kolornik.

Zestaw Gingiva

M51529

Zestaw zawiera: 6 x 20 g Gingiva (G2, G4, G5, G6, G7, G8), 3 x 2 ml farby różowa (Gingiva 7, Gingiva 8), 25 ml płyn do modelowania ML, 2 ml Uniwersalny płyn do farb SLU, 10 ml Izolator, kolornik.

Zestaw Margin

M09327

Zestaw zawiera: 7 x 20 g Masy schodkowe, wysokotopliwe (HM1– HM7), 7 x 20 g Masy schodkowe, niskotopliwe (LM1– LM7), 25 ml płyn do modelowania ML, 25 ml płyn do masy schodkowej SM, 10 ml Izolator, kolornik.



	Opaque Pasta 2 ml	Opaque 20 g	Increaser 20 g	Dentina 20 g	Incisal 20 g	Mamelon Dentina 20 g	
A1	M16791	M17123	M26943	M17164	S1	M17196	MD1 M17212
A2	M16793	M17124	M27302	M17166	S2	M17203	MD2 M17214
A3	M16794	M17125	M26944	M17168	S3	M17205	MD3 M17218
A3.5	M16795	M17126	M26945	M17170	S4	M17208	
A4	M16796	M17127	M27303	M17172			Wtórna Dentina 20 g
B1	M16797	M17128	M29805	M17174	Incisal 100 g		
B2	M16798	M17129	M28216	M17176			
B3	M16799	M17130	M27307	M17178			
B4	M16800	M17131	M28484	M17180	S1	M17202	SD1 M09321
C1	M16801	M17132	M31400	M17182	S2	M17204	SD2 M09323
C2	M16802	M17133	M31401	M17184	S3	M17207	
C3	M16803	M17134	M27305	M17186	S4	M17209	
C4	M16804	M17135	M27306	M17188			Wtórna Dentina 100 g
D2	M16805	M17136	M28217	M17190	Value 20 g		
D3	M16806	M17137	M27304	M17192			
D4	M16807	M17138	M28485	M17194			
					VL1	M17219	SD1 M09320
					VL2	M17221	SD2 M09322
					VL3	M17223	

HeraCeram, Heraeus Kulzer

Intensywny Opaque
pasta
2 ml

	Nr art.
bleach	M16811
gold	M16812
gingiva	M16813
POCA	M16808
POCB	M16809
POCC	M16810

Masa schodkowa
wysokotopliwa
20 g

	Nr art.
HM 1	M17251
HM 2	M17252
HM 3	M17253
HM 4	M17254
HM 5	M17255
HM 6	M17257

Masa schodkowa
niskotopliwa
20 g

	Nr art.
LM 1	M17258
LM 2	M17259
LM 3	M17260
LM 4	M17261
LM 5	M17262
LM 6	M17263

Increaser
20 g

	Nr art.
INC	M16109
INM	M20096
INO	M20098
INP	M20100
INS	M20102
INT	M20104

Opal Incisal
20 g

	Nr art.
OS 1	M17227
OS 2	M17229
OS 3	M17231
OS 4	M17233

Intensywny Opaque
proszek
20 g

1, bleach	M17139
2, gold	M17140
3, gingiva	M17141
4, OCA	M17142
5, OCB	M17143
6, OCC	M17144

Enhancer
20 g

EHA	M25611
EHB	M26281
EHC	M26282
EH Bright	M26285
EH Grey	M26284
EH Neutral	M26283

Opal Transpa
20 g

OT 1	M17235
OT 2	M17237
OT 5	M17239
OT 10	M17241
OT Y	M17243
OT A	M17245
OT B	M17247
OT G	M17249
OT Ice	M17269

Transpa
20 g

T	M16145
CLEAR	M09332
WHITE	M16146
BLUE	M16144

Maska
20 g

MABR, bright	M29666
MAS, shadow	M30153



Płyn do opakera w proszku, OL2 25 ml
 Płyn do opakera w proszku, OL2 250 ml
 Płyn do opakera w paście, 1 ml
 Płyn do modelowania, ML 250 ml
 Płyn do modelowania, ML 25 ml
 Płyn do modelowania, MLS 250 ml
 Płyn do modelowania, MLS 25 ml
 Płyn do masy margin, SM 25 ml
 Płyn do glazury i farbek, ML 20 ml
 Izolator ISO, 10 ml
 NP - primer, 2 ml

Nr art.
 M09301
 M09300
 M09302
 M09298
 M09299
 M18027
 M18026
 M09296
 M09297
 M09293
 M40767

Glaze, 2 ml
 Glaze, GL 100 g
 Glaze, GL 20 g

M09291
 M17265
 M09292

Tabela kolorów HeraCeram

Kolor	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaker w proszku	OA1	OA2	OA3	OA3,5	OA4	OB1	OB2	OB3	OB4	OC1	OC2	OC3	OC4	OD2	OD3	OD4
Opaker w paście	POA1	POA2	POA3	POA3,5	POA4	POB1	POB2	POB3	POB4	POC1	POC2	POC3	POC4	POD2	POD3	POD4
Increaser	-	-	INC	INC	INC	-	-	INS	INS	-	INT	INT	INT	INT	INT	INT
Dentyna	DA1	DA2	DA3	DA3,5	DA4	DB1	DB2	DB3	DB4	DC1	DC2	DC3	DC4	DD2	DD3	DD4
Incisal	S1	S1	S2	S2	S4	S1	S1	S2	S4	S1	S3	S3	S3	S1	S2	S2
Mamelon/Wtórna dentyna	MD1	MD1	SD2	SD2	SD2	MD2	MD2	MD3	MD3	MD2	SD1	SD2	SD2	MD1	MD3	SD1
Value	VL1	VL2	VL3	VL4	VL4	VL1	VL2	VL3	VL4	VL1	VL2	VL3	VL4	VL2	VL3	VL4
Opal Incisal	OS1	OS1	OS2	OS2	OS4	OS1	OS1	OS2	OS4	OS1	OS3	OS3	OS3	OS1	OS2	OS2
Masa schodkowa HM/LM	1	1	2	2	6	3	3	4	4	5	5	6	6	1	2	4

Initial MC, GC

Ceramika skalenkowa szczególnie dostosowana do wszystkich typów stopów konwencjonalnych o współczynniku rozszerzalności termicznej w przedziale 13.8 do 14.9 x 10⁻⁶K⁻¹ (25-500°C), niezależnie od tego, czy zawierają srebro, mają zredukowaną zawartość złota lub są na bazie palladu, a także do licowanych odbudów na podbudowie ze stopów metali nieszlachetnych i stopów galwanicznych.

Właściwości i korzyści:

- Ceramika skalenkowa o temperaturze wypalania poniżej 900°C
- Doskonałe właściwości fizyczne i optyczne
- Optymalna kurczliwość
- Zharmonizowane odcienie umożliwiające trafny dobór koloru i odtworzenie estetyki naturalnych zębów
- Dostosowana do technik spiekania w połączeniu z GC Initial MC/LF Connector Paste

Nr art.

Zestaw Initial MC Basic Set, z opakem w paście

M20240

Zestaw Initial MC Basic Set, z opakem w proszku

M20241

Zestaw zawiera: 16 x opak w paście (strzykawka 3g) lub w proszku (20g) - odcienie O-A1 do O-D4, 16 x dentyna (20g) - odcienie D-A1 do D-D4, 4 x szkliwo (20g) - odcienie E-57, E-58, E-59, E-60, 3 x dentyna wewnętrzna (20g) - odcienie IN-43, IN-44, IN-46, masa fluorescencyjna przezierna (20g) - CL-F, 2 x masa przezierna (20g) - TN, TO, glazura (10g) - GL, farba INcisio (3g) - INC, płyn do glazury (25ml), 2 x płyn do modelowania (50ml), 2 x koloryt.

Zestaw Initial MC Basic Plus Set, z opakem w paście

M20242

Zestaw Initial MC Basic Plus Set, z opakem w proszku

M20243

Zestaw zawiera: 6 x modyfikator opakera w paście (strzykawka 3g) lub w proszku (20g) - odcienie OM-1 do OM-6, 16 x dentyna opakowa (20g) - odcienie OD-A1 do OD-D4, 2 x modyfikator dentyny opakowej (20g) - ODM-1, ODM-2, 7 x masa na stopień przezierna (20g) - odcienie ST-30 do ST-36, 3 x masa na stopień opakowa (20g) - SO-37, SO-38, SO-39, 5 x modyfikator przezierności (20g) - odcienie TM-01 do TM-05, 4 x szkliwo intensywne (20g) - odcienie EI-11 do EI-14, proszek korekcyjny (20g) - COR, płyn do glazury (25ml), płyn do mas na stopień (50ml), płyn do modelowania (50ml), 3 x koloryt.

Zestaw Initial MC Advanced Set, z opakem w paście

M20250

Zestaw zawiera: 11 x dentyna wewnętrzna (20g) - odcienie IN-41 do IN-51, 5 x masa szyjkowa przezierna (20g) - odcienie CT-21 do CT-25, 3 x szkliwo okluzyjne (20g) - EO-15, EO-16, EO-17, 4 x szkliwo opalizujące (20g) - odcienie EOP1 do EOP4, 3 x dentyna fluorescencyjna (20g) - FD-91, FD-92, FD-93, masa dziąsłowa uniwersalna (20g) - GU, płyn do glazury (25ml), 2 x płyn do modelowania (50ml), 2 x koloryt.

Zestaw Initial MC Entrance Kit, z opakem w paście

M20244

Zestaw Initial MC Entrance Kit, z opakem w proszku

M20245

Zestaw zawiera: opak w paście (3g) lub proszku (20g) - O-A3, dentyna opakowa (20g) - OD-A3, dentyna wewnętrzna (20g) - IN-44, dentyna (20g) - D-A3, masa fluorescencyjna przezierna (20g) - CL-F, 2 x szkliwo (20g) - E-58, E-59, szkliwo opalizujące (20g) - EOP-2, glazura (10g) - GL, płyn do glazury (25 ml), płyn do modelowania (25ml).

Initial MC, GC

**Zestaw Initial MC Paste Opaque Set**

Zestaw zawiera: 16 x opakier w paście (3g) - odcienie O-A1 do O-D4, 6 x modyfikator opakera w paście (3g) - odcienie OM-1 do OM-6.

Nr art.

M20246**Zestaw Initial MC Bleach Set****M20249**

Zestaw zawiera: modyfikator opakera w proszku (20g) - OM-1 (biały), 3 x dentyna wybielana (20g) - BLD-1 (lekko wybielana), BLD-2 (biała), BLD-3 (ekstra biała), szkliwo wybielane (20g) - BL-E, szkliwo opalizujące (20g) - EOP-1 (białe wybielane), dentyna fluorescencyjna (20g) - FD-91 (jasna), 2 x płyn do modelowania (25ml), płyn do opakera (25ml), 7 x próbnik kolorów.

Zestaw Initial MC Gum Shade Set, z opakierem w paście**M20247****Zestaw Initial MC Gum Shade Set, z opakierem w proszku****M20248**

Zestaw zawiera: modyfikator opakera w proszku (20g) lub w paście (3g) - GO-U (dziąsłowy opakierowy uniwersalny), 5 x masa dziąsłowa (20g) - GM-23 (bazowy jasny), GM-24 (bazowy ciemny), GM-34 (intensywny fioletowy), GM-35 (intensywny kremowy), GM-36 (intensywny czerwony), płyn do modelowania (25ml), płyn do opakera (25ml) (w zestawie z opakierem w proszku), 6 x próbnik kolorów.



	Opaque	Opaque Dentyna	Dentyna		
	Nr art.	Nr art.	Nr art.		
A1, 20 g	M47122	M49498	M36665	Bleach Dentin	
A1, 50 g	M34883	M34899	M53452	20 g	
A2, 20 g	M46605	M49500	M28712	BL-E (Enamel)	M54731
A2, 50 g	M34884	M34900	M40169	BLD-1 (Light)	M61428
A3, 20 g	M24755	M49501	M24749	BLD-2 (White)	M55988
A3, 50 g	M34885	M34901	M37798	BLD-3 (XWhite)	M54730
A3.5, 20 g	M24756	M49502	M46604		
A3.5, 50 g	M34886	M34902	M40170	Bleach Dentin	
A4, 20 g	M47123	M49503	M24750	50 g	
A4, 50 g	M34887	M34903	M45688	BL-E (Enamel)	na zamówienie
B1, 20 g	M47124	M49504	M47115	BLD-1 (Light)	na zamówienie
B1, 50 g	M34888	M34922	M42836	BLD-2 (White)	na zamówienie
B2, 20 g	M24758	M46603	M42342	BLD-3 (XWhite)	na zamówienie
B2, 50 g	M34889	M34904	M40171		
B3, 20 g	M46606	M49505	M40639	Correction Powder	
B3, 50 g	M34890	M34905	M45689	20 g	
B4, 20 g	M47125	M49506	M56954	COR	M40167
B4, 50 g	M34891	M34906	M37799		
C1, 20 g	M47126	M49660	M47116	Fluo-Dentin	
C1, 50 g	M34892	M34907	M53453	FD-91, 20 g	M35728
C2, 20 g	M47127	M49507	M24751	FD-91, 50 g	M42837
C2, 50 g	M34893	M34908	M45690	FD-92, 20 g	M53407
C3, 20 g	M24757	M49508	M24752	FD-92, 50 g	M47131
C3, 50 g	M34894	M34909	M45691	FD-93, 20 g	M53408
C4, 20 g	M47128	M49509	M63290	FD-93, 50 g	M54729
C4, 50 g	M34895	M34910	M53454		
D2, 20 g	M47129	M49510	M24753	Cervical Translucent	
D2, 50 g	M34896	M34911	M37800	CT-21, 20 g	M22784
D3, 20 g	M46607	M34912	M40638	CT-21, 50 g	M57304
D3, 50 g	M34897	M62766	M37801	CT-22, 20 g	M36636
D4, 20 g	M47130	M49511	M47117	CT-22, 50 g	M57305
D4, 50 g	M34898	M34913	M53455	CT-23, 20 g	M53411
				CT-23, 50 g	M49870
				CT-24, 20 g	M56955
				CT-24, 50 g	M62380
				CT-25, 20 g	M62382
				CT-25, 50 g	M62381

Initial MC, GC

	Nr art.		Nr art.
Intensive		Clear Fluorescence	
EI-11, 20 g	M62228	CL-F, 20 g	M37060
EI-11, 50 g	M62399	CL-F, 50 g	M45692
EI-12, 20 g	M62229		
EI-12, 50 g	M45687	Clear Window	
EI-13, 20 g	M62060	CL-W, 20 g	M53404
EI-13, 50 g	M62400	CL-W, 50 g	M40172
EI-14, 20 g	M62230		
EI-14, 50 g	M62401	Translucent Modifier	
		CST-M, 20 g	M59078
Enamel Occlusal		Modifier TM-01, 20 g	M53401
EO-15, 20 g	M53579	Modifier TM-01, 50 g	M45693
EO-15, 50 g	M62396	Modifier TM-02, 20 g	M62061
EO-16, 20 g	M58872	Modifier TM-02, 50 g	M45694
EO-16, 50 g	M62397	Modifier TM-03, 20 g	M60705
EO-17, 20 g	M62231	Modifier TM-03, 50 g	M62383
EO-17, 50 g	M62398	Modifier TM-04, 20 g	M54732
		Modifier TM-04, 50 g	M62384
Enamel Opal		Modifier TM-05, 20 g	M53402
EOP1, 20 g	M53409	Modifier TM-05, 50 g	M62385
EOP1, 50 g	M53456	TN, 20 g	M37802
EOP2, 20 g	M49868	TN, 50 g	M34917
EOP2, 50 g	M51330	TO, 20 g	M51362
EOP3, 20 g	M49869	TO, 50 g	M62395
EOP3, 50 g	M51331		
EOP4, 20 g	M40162	Gingival Universal GU, 20 g	M49516
EOP4, 50 g	M63293	GM-23 (Base Light), 20 g	M49514
		GM-24 (Base Dark), 20 g	M49515
		GM-34 (Int.Violet), 20 g	M62390
		GM-35 (Int. Cream), 20 g	M62391
		GM-36 (Int. Red), 20 g	M51855
Inside		Enamel	
IN-41 flamingo, 20 g	M53413	E-57, 20 g	M47118
IN-41 flamingo, 50 g	M63294	E-57, 50 g	M34914
IN-42 terracota, 20 g	M47119	E-58, 20 g	M39458
IN-42 terracota, 50 g	M34918	E-58, 50 g	M34915
IN-43 sun, 20 g	M53414	E-59, 20 g	M24759
IN-43 sun, 50 g	M45695	E-59, 50 g	M28713
IN-44 sand, 20 g	M40165	E-60, 20 g	M24754
IN-44 sand, 50 g	M45696	E-60, 50 g	M34916
IN-45 havana, 20 g	M47120	E57, 250 g	na zamówienie
IN-45 havana, 50 g	M45697	E58, 250 g	na zamówienie
IN-46 brasil, 20 g	M40166	E59, 250 g	M55262
IN-46 brasil, 50 g	M56447	E60, 250 g	na zamówienie
IN-47 sienna, 20 g	M54933		
IN-47 sienna, 50 g	M45698		
IN-48 kurkuma, 20 g	M63295		
IN-48 kurkuma, 50 g	M63296		
IN-49 maracuja, 20 g	M63297		
IN-49 maracuja, 50 g	M63298	Opaque Modifier proszek	
IN-50 curry, 20 g	M63305	OM-1 (White), 20 g	M55987
IN-50 curry, 50 g	M63306	OM-1 (White), 50 g	M62254
IN-51 olive, 20 g	M47121	OM-2 (Olive/Kaki), 20 g	M62234
IN-51 olive, 50 g	M34919	OM-2 (Olive/Kaki), 50 g	M62255
		OM-3 (Ocker/Orange), 20 g	M62235
		OM-3 (Ocker/Orange), 50 g	M63467
		OM-4 (Yellow/Gold), 20 g	M62236
		OM-4 (Yellow/Gold), 50 g	M62251
		OM-5 (Red/Brown), 20 g	M62237
		OM-6 (Gingiva), 20 g	M62238



Initial MC, GC



	Nr art.		Nr art.
Paste Opaque		Shoulder Transpa	
OA1, 3 g	M46601	ST-30, 20 g	M52215
OA2, 3 g	M28714	ST-30, 50 g	M62262
OA3, 3 g	M28715	ST-31, 20 g	M60435
OA3.5, 3 g	M40161	ST-31, 50 g	M62263
OA4, 3 g	M45682	ST-32, 20 g	M62257
OB1, 3 g	M53400	ST-32, 50 g	M62264
OB2, 3 g	M42287	ST-33, 20 g	M62258
OB3, 3 g	M45683	ST-33, 50 g	M62265
OB4, 3 g	M45684	ST-34, 20 g	M62259
OC1, 3 g	M45685	ST-34, 50 g	M62266
OC2, 3 g	M42288	ST-35, 20 g	M62260
OC3, 3 g	M52218	ST-35, 50 g	M62267
OD2, 3 g	M46602	ST-36, 20 g	M62261
OD3, 3 g	M45686	ST-36, 50 g	M62268
OD4, 3 g	M51329		
		INVivo/INSitu	
		Glaze GL, 10 g	M34945
		Nr art.	
Modelling Liquid, 250ml		M34921	
Modelling Liquid, 25ml		M28717	
Modelling Liquid, 50ml		M28716	
Opaque Liquid, 50ml		M34920	
Paste Opaque Thinner, 8 ml		M28718	
Shoulder Liquid, 25 ml		M49517	
INVivo/INSitu Glaze liquid, 25 ml		M34946	

Initial MC Classic Line, GC

Classic Line - to grupa produktów specjalnie dostosowanych do 3-warstwowej techniki nakładania, za pomocą których można w sposób efektywny i ekonomiczny doskonale odtworzyć kolory Vita. Odpowiadające im opakery w paście zostały optymalnie dopasowane do tego systemu - dzięki wyższemu nasyceniu koloru (chroma) zapewniają one idealną bazę, zwłaszcza na stopach metali nieszlachetnych.



Zestaw Initial MC Classic Line Work Set 1 M57308

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne materiały do techniki 3-warstwowej w najczęściej używanych kolorach Vita: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D3, BLD-2. 8 x opaker CL w paście (4g) - odcienie PO-CL A1 do PO-CL D3, 9 x dentyna (20g) - odcienie D-A1 do D-D3 oraz BLD-2 (dentyna wybielana), 8 x dentyna opakerowa (20g) - odcienie OD-A1 do OD-D3, masa przezierna (20g) - CL-W, 3 x szklivo (20g) - E-58, E-59, BL-E (szklivo wybielane), proszek korekcyjny (20g) - COR, płyn do rozcieńczania opakera (8ml), płyn do modelowania (50ml), płyn do glazury (25ml), glazura (10g) - GL, INmetalbond 4g).

Zestaw Initial MC Classic Line Work Set 2 M57309

Zestaw uzupełniający Work Set 1 do tworzenia następujących kolorów: A4, B1, B4, C1, C2, C4, D2, D4, BLD-1. Zestaw zawiera: 8 x opaker CL w paście (4g) - odcienie PO-CL A4 do PO-CL D4, Fluo Cristals (8g), 8 x dentyna (20g) - odcienie D-A4 do D-D4, 2 x dentyna wybielana (20g) - BLD-1 (jasna), BLD-3 (ekstra biała), 8 x dentyna opakerowa (20g) - odcienie OD-A4 do OD-D4, 2 x szklivo (20g) - E-57, E-60, proszek korekcyjny (20g) - COR, płyn do rozcieńczania opakera (8ml), płyn do modelowania (50ml).

Zestaw Initial MC Classic Line Welcome Set 1 na zamówienie

Zestaw zawiera wszystkie materiały do tworzenia koloru Vita A3: opaker CL w paście (4g) - PO-CL A3, dentyna (20g) - D-A3, szklivo (20g) - E-59, glazura (10g) - GL, płyn do glazury (25ml), płyn do modelowania (25ml), INmetalbond (4g).

Zestaw Initial MC Paste Opaque CL Set na zamówienie

Zestaw zawiera: 16 x opaker CL w paście (4g) - odcienie PO-CL A1 do PO-CL D4

Initial LF, GC

Ceramika syntetyczna z temperaturą wypalania 770°C i współczynnikiem rozszerzalności cieplnej (CTE) $11.6 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (25°-500°C) – odpowiednim dla stopów metali zarówno szlachetnych jak i nieszlachetnych, stopów o wysokiej i zredukowanej zawartości złota, ale również dla stopów galwanicznych lub na bazie palladu (o zawartości srebra <20%). Cechuje ją znakomita polerowalność oraz doskonałe właściwości ze względu na niską kurczliwość. Bardzo stabilna, nawet po wielokrotnym wypalaniu.



Nr art.

Zestaw Initial LF Basic Set, z opakerem w proszku

M20251

Zestaw zawiera: 16 x opaker w proszku (20g) - odcienie O-A1 do O-D4, 16 x dentyna (20g) - odcienie D-A1 do D-D4, 4 x szkliwo (20g) - odcienie E-57 do E-60, 3 x dentyna wewnętrzna (20g) - IN-43, IN-44, IN-46, masa fluorescencyjna przeziarna (20g) - CL-F, 2 x masa przeziarna (20g) - TN, TO, glazura (10g) - GL, płyn do glazury (25ml), farbka INcisio (3g) - INC, płyn do opakera (50ml), płyn do modelowania (50ml), 2 x kolornik.

Zestaw Initial LF Basic Plus Set, z opakerem w proszku

M20252

Zestaw zawiera: 6 x modyfikator opakera (20g) - odcienie OM-1-OM-6, 16 x dentyna opakera (20g) - odcienie OD-A1 do OD-D4, 2 x modyfikator dentyn opakera (20g) - ODM-1, ODM-2, 7 x masa na stopień przeziarna (20g) - odcienie ST-30 do ST-36, 3 x masa na stopień opakera (20g) - SO-37, SO-38, SO-39, 5 x modyfikator przezierności (20g) - odcienie TM-01 do TM-05, 4 x szkliwo intensywne (20g) - odcienie EI-11 do EI-14, proszek korekcyjny (20g) - COR, płyn do opakera (25ml), płyn do mas na stopień (50ml), płyn do modelowania (50ml), 3 x kolornik.



Zestaw Initial LF Advanced Set

M20253

Zestaw zawiera: 11 x dentyna wewnętrzna (20g) - odcienie IN-41 do IN-51, 5 x masa szyjkowa przeziarna (20g) - odcienie CT-21 do CT-25, 3 x szkliwo okluzyjne (20g) - odcienie EO-15 do EO-17, 4 x szkliwo opalizujące (20g) - odcienie EOP-1 do EOP-4, 3 x dentyna fluorescencyjna (20g) - odcienie FD-91 do FD-93, masa działowa uniwersalna (20g) - GU, 4 x farbka INover (3g) - odcienie IOA, IOB, IOC, IOD, 2 x płyn do modelowania (50ml), płyn do glazury (25ml), 2 x kolornik.



Zestaw Initial LF Entrance Kit, z opakerem w proszku

M62883

Zestaw zawiera: opaker w proszku (20g) - O-A3, dentyna opakera (20g) - OD-A3, dentyna (20g) - D-A2, 2 x szkliwo (20g) - E-58, E-59, dentyna wewnętrzna (20g) - IN-44, masa fluorescencyjna przeziarna (20g) - CL-F, szkliwo opalizujące (20g) - EOP-2, glazura (10g) - GL, płyn do glazury (25ml), płyn do modelowania (25ml), płyn do opakera (25ml).

Zestaw Initial LF Bleach Set

M20254

Zestaw zawiera: modyfikator opakera w proszku (20g) - OM-1 (biały), 3 x dentyna wybielana (20g) - BLD-1 (lekko wybielana), BLD-2 (biała), BLD-3 (ekstra biała), szkliwo wybielane (20g) - BL-E, szkliwo opalizujące (20g) - EOP-1 (białe wybielane), dentyna fluorescencyjna (20g) - FD-91 (jasna), 2 x płyn do modelowania (25ml), płyn do opakera (25ml), 7 x próbnik kolorów.



Initial IQ, One Body Concept, Layering-Over-Metal Set, GC

System Layering-Over-Metal jest kompatybilny ze standardowymi stopami metali do porcelany. Modelowanie warstwowe przy użyciu tylko jednego proszku - "One Body" - pozwala na skupienie pełnej uwagi na kształcie i funkcji korony. Współczynnik rozszerzalności termicznej (od 13,8 do 14,9 x 10⁻⁶ K⁻¹) jest odpowiedni do wszystkich konwencjonalnych stopów niezależnie od tego, czy zawierają one srebro, mają domieszkę złota lub są stopami metali nieszlachetnych. Idealny moduł stowy do wprowadzenia ceramiki linii GC Initial.

Zestaw Initial IQ, One Body Concept, Layering-Over-Metal Set na zamówienie

Zestaw zawiera: 5 x opaker w paście (3 g) - odcienie O-A2, O-A3, O-B2, O-C2, O-D2, 4 x dentyna Body (50g) - odcienie A, B, C, D, 2 x płyn do modelowania (25ml), płytki szklane, pędzelek.



Initial IQ, One Body Concept, Press-Over-Metal, GC

System Press-Over-Metal jest kompatybilny ze standardowymi stopami metali do porcelany - zakres współczynnika rozszerzalności cieplnej od 13,8 do 14,9 x 10⁻⁶ K⁻¹. Odbudowy mogą być wykonane bez stosowania pracochłonnej techniki warstwowania. Szybkie odtwarzanie standardowych kolorów Vita.

Nr art.

Zestaw Initial IQ, One Body Concept, Press-Over-Metal Set

na zamówienie

Zestaw zawiera: Fluo Crystals (8g), pastylki do tłoczenia (10g): A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, pastylki do tłoczenia (wybielane) (10g): AO-M, BO-M, BOO-M, proszek korekcyjny (5g): A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, masa korekcyjna (wybielana) (5g): AO-M, BO-M, BOO-M, płyn do modelowania (25ml), podstawka do systemu pierścieni Medium - dla 2g pastylek, pierścieni silikonowy, 2 x 5 sztuk - tłok jednorazowy do 2g pastylek.

Ceramika bezmetalowa



PM9, VITA

Pastylki wykonane z drobnocząsteczkowej ceramiki odpowiadającej ceramice VITA VM9 stosowane do prasowania na struktury nośne wykonane z cyrkonu (ZrO₂) o współczynniku rozszerzalności termicznej 10,4 - 10,6 np. VITA In-Ceram YZ a także do wykonywania wkładów, nakładów, koron częściowych, licówek, koron przednich bez ceramicznej struktury nośnej. Materiał wykazuje naturalną fluorescencję. Pastylki VITA PM9 są dostępne w systemie barw 3D-Master w kolorach: 0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P, 3M3P - każdy w 3 stopniach przezierności, O (opaque) umiarkowana przezierność, T (translucent) podniesiona przezierność, HT (high translucent) wysoka przezierność. Do licowania prac "overpressing" czyli naprasowanie na podbudowę cyrkonową będziemy używać ceramiki VITA VM 9. Prace bez podbudowy cyrkonowej charakteryzujemy materiałem VM9 Add On.

Zestaw Accessory Kit

M34671

Zestaw zawiera: masa osłaniająca 56 x 100 g, 60 ml pojemnik, 900 ml płyn do masy osłaniającej, 200 g system do powielania 3 częściowy, 50 szt. tłoczków.

Zestaw High Translucent Pellet Kit

M34673

Zestaw zawiera: 5 x (0M2P-HT, 1M1P-HT, 1M2P-HT, 2M2P-HT, 3M2P-HT, EN0P-HT, EN1P-HT, EN2P-HT, ENDP-HT, ENLP-HT), kolornik.

Zestaw Translucent Pellet Kit

M34672

Zestaw zawiera: 5 x (0M1P-T, 0M2P-T, 1M1P-T, 1M2P-T, 2M1P-T, 2M2P-T, 2M3P-T, 3M1P-T, 3M2P-T, 3M3P-T), kolornik.

	0M1	0M2	1M1	1M2	2M1	2M2	2M3	3M1	3M2	3M3
O	M63252	M63253	M59870	M37490	M22478	M22479	M63250	M63251	M22480	M22481
T	M53671	M63254	M36669	M34980	M22483	M22484	M60889	M60890	M22485	M22486
HT/Dentyna	-	M58623	M58622	M60597	-	M38903	-	-	M37558	-

HT EN0, 5 szt.

M63255

HT EN1, 5 szt.

M63256

HT EN2, 5 szt.

M63257

HT END, 5 szt.

M63258

HT ENL, 5 szt.

M63259

VM 7, VITA

Ceramika VITA VM7 o strukturze drobnocząsteczkowej jest ceramiką specjalnie stworzoną do napalania na podbudowy, których WRC wynosi 7,2-7,9-10-6-K-1, tak jak np. VITA In-Ceram ALUMINA, SPINELL, ZIRCONIA, AL.



Zestaw Basic Kit 3D-Master

Nr art.

M14937

Zestaw zawiera: 26 x 12 g Base Dentine (1M1-5M3), 3 x 12 g Chroma Plus (CP2, CP3, CP4), 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 3 x 12 g Effect Liner (EL2, EL3, EL4), 3 x 12 g Corrective (COR1, COR2, COR3), 50 ml Modelling Liquid, Modisol, podstawka do napalania G, podstawka wata, indykator barw, kolornik.

Zestaw Basic Kit Small 3D-Master

M16459

Zestaw zawiera: 15 x 12 g Base Dentine (1M2 - 1M1), 3 x 12 g Chroma Plus (CP2, CP3, CP4), 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 3 x 12 g Effect Liner (EL2, EL3, EL4), 12 g Corrective COR1, 50 ml Modelling Liquid, Modisol, podstawka do napalania G, podstawka wata, kolornik.



Zestaw Bleached Color Kit 3D-Master

M18443

Zestaw zawiera: 3 x 12 g Base Dentine (0M1, 0M2, 0M3), 3 x 12 g Dentine (0M1, 0M2, 0M3), 12 g Enamel Light ENL, 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 12 g Effect Liner EL1, 50 ml Modelling Liquid, kolornik.

Zestaw Build Up Kit 3D-Master

M14938

Zestaw zawiera: 26 x 12 g Dentine (1M1-5M3), 50 ml Modelling Liquid.

Zestaw Build Up Kit Small 3D-Master

M16460

Zestaw zawiera: 15 x 12 g Transpa Dentine (1M1-4M3), 50 ml Modelling Liquid.

Zestaw One Color Kit 3D Master 2M2

M16831

Zestaw zawiera: 12 g Base Dentine 2M2, 12 g Enamel ENL, 12 g Window WIN, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, 50 ml Modelling Liquid, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, kolornik.

Zestaw One Color Kit 3D Master 3M2

M16461

Zestaw zawiera: 12 g Base Dentine 3M2, 12 g Enamel ENL, 12 g Window WIN, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, 50 ml Modelling Liquid, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, kolornik.



Zestaw Gingiva Kit

M20034

Zestaw zawiera: 5 x 12 g Gingiva (G1-G5), kolornik.

Zestaw Margin Kit

M20421

Zestaw zawiera: 6 x 12 g Margin (M1, M4 - M5, M7 - M9), kolornik.

Zestaw Small Professional Kit

M14939

Zestaw zawiera: 5 x 12 g Effect Chroma (EC1, EC4, EC6, EC8 - EC9), 12 g Mamelon MM2, 12 g Effect Pearl EP1, 12 g Effect Opal EO2, 7 x 12 g Effect Enamel (EE1, EE3, EE7 - EE11), kolornik.



Zestaw Professional Kit

M14940

Zestaw zawiera: 11 x 12 g Effect Chroma (EC1-EC11), 3 x 12 g Mamelon (MM1-MM3), 3 x 12 g Effect Pearl (EP1-EP3), 5 x 12 g Effect Opal (EO1-EO5), 11 x 12 g Effect Enamel (EE1-EE11), 6 x 12 g Effect Liner (EL5, EL6), 3 x kolornik.



Vita Vm Modelling Liquid, 50 ml

M08989

Vita Vm Modelling Liquid, 250 ml

M08988

VM 9, VITA

Ceramika skalenkowa VITA VM9 jest specjalną ceramiką drobnocząsteczkową przeznaczoną do licowania podbudów z ZrO₂ częściowo stabilizowanych itrem, którego WRC wynosi około 10,5 x 10-6 x K-1, jak np. materiał VITA In-Ceram YZ. Materiał ten nadaje się znakomicie do indywidualizowania uzupełnień VITABLOCS, jak również do indywidualizacji uzupełnień wykonanych z materiału VITA PM 9.



Nr art.

Zestaw Basic Kit Classical**M25749**

Zestaw zawiera: 16 x 12 g Base Dentine (A1-D4), 5 x 12 g Chroma Plus (CP1-CP5), 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 3 x 12 g Corrective (COR1-COR3), 3 x 12 g Sun Dentin (SD1-SD3), 50 ml Modelling Fluid RS, Modisol, podstawka do napalania G, podstawka wata, indykator barw, kolornik.

Zestaw Basic Kit Small Classical**M39432**

Zestaw zawiera: 6 x 12 g Base Dentine (A1 - A3.5, B3, D3), 5 x 12 g Chroma Plus (CP1-CP5), 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 12 g Corrective COR1, 3 x 12 g Sun Dentin (SD1-SD3), 50 ml Modelling Fluid RS, Modisol, podstawka do napalania G, podstawka wata, indykator barw, kolornik.

Zestaw Build Up Kit Classical**M25751**

Zestaw zawiera: 16 x 12 g Transpa Dentine (A1-D4), 50 ml Modelling Fluid RS.

Zestaw Build Up Kit Small Classical**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 6 x 12 g Transpa Dentine (A1 - A3.5, B3, D3), 50 ml Modelling Fluid RS.

**Zestaw Classical Color Kit****na zamówienie**

Asortyment uzupełniający dla użytkowników VITA VM 9 3D-MASTER.

Zestaw zawiera: 16 x 12 g Base Dentine (A1-D4), 16 x 12 g Transpa Dentine (A1-D4), 2 x 12 g Chroma Plus (CP1, CP5), 50 ml Modelling Fluid, indykator barw, kolornik.

Zestaw Color Kit A2**M54849**

Zestaw zawiera: 12 g Base Dentine A2, 12 g Chroma Plus CP2, 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 12 g Window WIN, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, 50 ml Modelling Fluid RS, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, kolornik.

Zestaw Color Kit A3**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 12 g Base Dentine A3, 2 x 12 g Chroma Plus (CP2, CP3), 12 g Enamel ENL, 12 g Window WIN, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, 50 ml Modelling Fluid RS, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, kolornik.

**Zestaw Basic Kit 3D Master****M18446**

Zestaw zawiera: 26 x 12 g Base Dentine (1M1-5M3), 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 3 x 12 g Corrective (COR1-COR3), 3 x 12 g Chroma Plus (CP2-CP4), 3 x 12 g Sun Dentine (SD1-SD3), 50 ml Modelling Fluid RS, Modisol, podstawka do napalania G, podstawka wata, indykator barw, kolornik.

Zestaw Basic Kit Small 3D Master**M18003**

Zestaw zawiera: 15 x 12 g Base Dentine (1M1-4M3), 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 12 g Neutral NT, 12 g Window WIN, 12 g Corrective COR1, 3 x 12 g Chroma Plus (CP2-CP4), 3 x 12 g Sun Dentine (SD1-SD3), 50 ml Modelling Fluid RS, Modisol, podstawka do napalania G, podstawka wata, indykator barw, kolornik.

Zestaw Bleached Color Kit**M20036**

Zestaw zawiera: 3 x 12 g Base Dentine (0M1-0M3), 3 x 12 g Transpa Dentine (0M1-0M3), 12 g Enamel Light ENL, 12 g Neutral NT, 12 Window WIN, 50 ml Modelling Liquid, kolornik.

Zestaw Build Up Kit 3D Master**M18447**

Zestaw zawiera: 26 x 12 g Dentine (1M1-5M2), 50 ml Modelling Fluid RS.

Zestaw Build Up Kit Small 3D Master**M18002**

Zestaw zawiera: 15 x 12 g Dentine (1M1-4M2), 50 ml Modelling Fluid RS.



VM 9, VITA



Zestaw One Color Kit 2M2

Zestaw zawiera: 12 g Base Dentine 2M2, 12 g Enamel ENL, 12 g Window WIN, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, 50 ml Modelling Fluid RS, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, indykator barw.

Nr art.

na zamówienie

Zestaw One Color Kit 3M2

Zestaw zawiera: 12 g Base Dentine 3M2, 12 g Enamel ENL, 12 g Window WIN, 5 g Akzent Plus Glaze Powder, 50 ml Modelling Fluid RS, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, indykator barw.

na zamówienie

Zestaw Add-On Kit

M34668

Służy do indywidualizowania tłoczonych uzupełnień pełnoceramicznych bez podbudowy z materiału VITA PM 9.

Zestaw zawiera: 8 x 12 g Add-On (ADD1-ADD8), 5 g Akzent Plus Glaze LT Powder, 50 ml Modelling Liquid, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, akcesoria, kolornik.

Zestaw Esthetic Kit dla Vitablocs/Cerec

M19013

Zestaw zawiera: VITABLOCS Mark II 3D Sample Set, 12 g Window WIN, 12 g Neutral NT, 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 12 g Effect Pearl EP1, 2 x 12 g Effect Enamel (EE1, EE10), 12 g Corrective COR1, 4 g Akzent Plus Finishing Agent Paste, 4 g Akzent Plus Glaze Paste, 12 g Effect Opal EO2, 2 x 12 g Effect Chroma (EC1, EC4), 12 g Mamelon MM2, 50 ml Modelling Fluid RS, 15 ml Akzent Plus Paste Fluid, podstawka do wypalania W, 2 x piny do wypalania.



Zestaw Gingiva Kit

M19013

Zestaw zawiera: 5 x 12 g Gingiva (G1-G5), kolornik.

Zestaw Margin Kit

M28723

Zestaw zawiera: 6 x 12 g Margin (M1, M4 - M5, M7, M8, M9), kolornik.

Zestaw Professional Kit

M18448

Zestaw zawiera: 11 x 12 g Effect Chroma (EC1-EC11), 3 x 12 g Mamelon (MM1-MM3), 3 x 12 g Effect Pearl (EP1-EP3), 5 x 12 g Effect Opal (EO1-EO5), 11 x 12 g Effect Enamel (EE1-EE11), 6 x 12 g Effect Liner (EL1-EL6), 3 x kolornik.



Zestaw Professional Small Kit

M18448

Zestaw zawiera: 5 x 12 g Effect Chroma (EC1, EC4, EC6, EC8 - EC9), 12 g Mamelon MM2, 12 g Effect Pearl EP1, 12 g Effect Opal EO2, 7 x 12 g Effect Enamel (EE1, EE3, EE7 - EE11), kolornik.

VM 9, VITA



	Base Dentine	Transpa Dentine		Base Dentine	Transpa Dentine
	Nr art.	Nr art.		Nr art.	Nr art.
0M1, 12 g	M22594	M22623	A1, 12 g	M26627	M26624
0M2, 12 g	M22595	M22624	A1, 50 g	M45284	M44373
0M3, 12 g	M22596	M22625	A2, 12 g	M26628	M26093
1M1, 12 g	M22597	M22626	A2, 50 g	M37875	M37879
1M1, 50 g	M22761	M44515	A3, 12 g	M26629	M26625
1M2, 12 g	M22598	M22627	A3, 50 g	M34484	M37878
1M2, 50 g	M42062	M30506	A3.5, 12 g	M28358	M28269
2L1.5, 12 g	M22599	M22628	A3.5, 50 g	M34485	M29458
2L1.5, 50 g	M39425	M62659	A4, 12 g	M30107	M30113
2L2.5, 12 g	M22600	M22629	A4, 50 g	M37876	M44374
2L2.5, 50 g	M44900	M62660	B1, 12 g	M26630	M26626
2M1, 12 g	M22601	M22630	B1, 50 g	M46818	M54848
2M1, 50 g	M46143	M39426	B2, 12 g	M28848	M26094
2M2, 12 g	M22602	M22631	B2, 50 g	M37877	M43768
2M2, 50 g	M22762	M22764	B3, 12 g	M29452	M26716
2M3, 12 g	M22603	M22632	B3, 50 g	M43767	M43769
2M3, 50 g	M44540	M46817	B4, 12 g	M30108	M30114
2R1.5, 12 g	M22604	M22633	B4, 50 g	M43085	M43770
2R1.5, 50 g	M42092	M62661	C1, 12 g	M28849	M28157
2R2.5, 12 g	M22605	M22634	C1, 50 g	M43086	M49010
2R2.5, 50 g	M45283	M62662	C2, 12 g	M28156	M28158
3L1.5, 12 g	M22606	M22635	C2, 50 g	M29456	M29459
3L1.5, 50 g	M62666	M62667	C3, 12 g	M30111	M30115
3L2.5, 12 g	M22607	M22636	C3, 50 g	M34486	M29460
3L2.5, 50 g	M54302	M62663	C4, 12 g	M30109	M30116
3M1, 12 g	M22608	M22637	C4, 50 g	M49008	M43771
3M1, 50 g	M54621	M62664	D2, 12 g	M29155	M26992
3M2, 12 g	M22609	M22638	D2, 50 g	M46085	M29461
3M2, 50 g	M22763	M27705	D3, 12 g	M27893	M27894
3M3, 12 g	M22610	M22639	D3, 50 g	M29457	M29462
3M3, 50 g	M27706	M27707	D4, 12 g	M30110	M30117
3R1.5, 12 g	M22611	M22640	D4, 50 g	M49009	M63486
3R1.5, 50 g	M62669	M62668			
3R2.5, 12 g	M22612	M22641	Sun Dentine		
3R2.5, 50 g	M62670	M62671	SD1, 12 g	M37386	
4L1.5, 12 g	M22613	M22642	SD2, 12 g	M37531	
4L2.5, 12 g	M22614	M22643	SD3, 12 g	M37387	
4M1, 12 g	M22615	M22644			
4M1, 50 g	M62672	M62673	Enamel		
4M2, 12 g	M22616	M22645	END, 12 g	M22654	
4M2, 50 g	M42091	M62665	END, 50 g	M22655	
4M3, 12 g	M22617	M22646	ENL, 12 g	M22652	
4M3, 50 g	M62674	M62675	ENL, 50 g	M22653	
4R1.5, 12 g	M22618	M22647			
4R2.5, 12 g	M22619	M22648	Neutral		
5M1, 12 g	M22620	M22649	NT, 12 g	M22658	
5M2, 12 g	M22621	M22650	NT, 50 g	M22659	
5M3, 12 g	M22622	M22651			
			Window		
			WIN, 12 g	M22656	
			WIN, 50 g	M22657	

VM 9, VITA

Effect Enamel

EE1, 12 g
EE2, 12 g
EE3, 12 g
EE4, 12 g
EE5, 12 g
EE6, 12 g
EE7, 12 g
EE8, 12 g
EE9, 12 g
EE10, 12 g
EE11, 12 g

Nr art.

M22738
M22739
M22740
M22741
M22742
M22743
M22744
M22745
M22746
M22747
M22748

Effect Chroma

EC1, 12 g
EC2, 12 g
EC3, 12 g
EC4, 12 g
EC5, 12 g
EC6, 12 g
EC7, 12 g
EC8, 12 g
EC9, 12 g
EC10, 12 g
EC11, 12 g

Nr art.

M24791
M24792
M24793
M24794
M24795
M24796
M24797
M24798
M24799
M24800
M24801

Mamelon

MM1, 12 g
MM2, 12 g
MM3, 12 g

Nr art.

M22735
M22737
M22736

Margin

M1, 12 g
M4, 12 g
M5, 12 g
M7, 12 g
M8, 12 g
M9, 12 g

M23916
M24735
M30406
M23917
M62707
M24736

Effect Opal

EO1, 12 g
EO2, 12 g
EO3, 12 g
E04, 12 g
E05, 12 g

M23913
M23914
M23915
M37880
M37881

Effect Pearl

EP1, 12 g
EP2, 12 g
EP3, 12 g

M36564
M43909
M43910

Chroma Plus

CP1, 12 g
CP2, 12 g
CP3, 12 g
CP4, 12 g
CP5, 12 g

M29912
M22732
M22733
M22734
M35894

Effect Liner

EL1, 12 g
EL2, 12 g
EL3, 12 g
EL4, 12 g
EL5, 12 g
EL6, 12 g

M25133
M21374
M29478
M21349
M29479
M29480

Gingiva

G1, 12 g
G2, 12 g
G3, 12 g
G4, 12 g
G5, 12 g

M22727
M22728
M22729
M22730
M22731

Corrective


COR1, 12 g
COR2, 12 g
COR3, 12 g

M22749
M22750
M22751

Temperatura napalania
ceramiki [°C]

Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej ceramiki,
pomiar wykonany w temperaturze 25–500°

Temperatura napalania
ceramiki [°C]



VM 11, VITA

Ceramika drobnocząsteczkowa przeznaczona do indywidualizacji uzupełnień z materiału VITA SUPRINITY. VITA VM 11 jest niskotopliwą i drobnocząsteczkową ceramiką skaleniovą specjalnie stworzoną do indywidualizacji uzupełnień wykonanych z ceramiki szklanej na bazie dwukrzemianu litowego wzmocnionego tlenkiem cyrkonu. Nowa ceramika szklana to również nowe wymagania w zakresie WRC ceramik licujących. Precyzyjnie dobrane wości WRC podbudowy i materiału licującego, gwarantują znakomite spojenie i pewne wyniki napalania wolne od zniekształceń i naprężeń.

**Zestaw Dentine Kit Classical**

Zestaw zawiera: 8 x 12 g Transpa Dentine, (0M1, A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2), 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 50 ml Low Fusing Modelling Liquid.

Nr art.

M53668**Zestaw Dentine Kit 3D-Master**

Zestaw zawiera: 6 x 12 g Transpa Dentine, (0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2), 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 50 ml Low Fusing Modelling Liquid.

Nr art.

M59291**Zestaw Creative Kit**

Zestaw zawiera: 3 x 12 g Sun Dentine (SD1-SD3), 2 x 12 g Mamelon (MM1, MM3), 7 x 12 g Effect Enamel, (EE1, EE3, EE5, EE7-EE9, EE11), 3 x 12 g Effect Chroma (EC1, EC5, EC11), 12 g Effect Pearl EP1, 4 x 12 g Effect Opal (EO1-EO3, EO5), 2 x 12 g Enamel (ENL, END), 12 g Neutral NT, Window WIN 12 g, 50 ml Low Fusing Modelling Liquid, 2 x kolornik.

Nr art.

M53668**Transpa Dentine**

	Nr art.
0M1, 12 g	M59284
1M1, 12 g	M59285
1M2, 12 g	M59286
2M2, 12 g	M59287
3M2, 12 g	M59288
4M2, 12 g	M59289
A1, 12 g	M59275
A2, 12 g	M56989
A3, 12 g	M59276
A3.5, 12 g	M58570
B2, 12 g	M59277
C2, 12 g	M59278
D2, 12 g	M59279

Sun Dentine

SD1, 12 g	M59280
SD2, 12 g	M59281
SD3, 12 g	M58574

Enamel

END, 12 g	M56990
ENL, 12 g	M52278

Neutral

NT, 12 g	M59282
----------	--------

Window

WIN, 12 g	M59283
-----------	--------

Effect Enamel

	Nr art.
EE1, 12 g	M56991
EE3, 12 g	M59264
EE5, 12 g	M58571
EE7, 12 g	M59265
EE8, 12 g	M56992
EE9, 12 g	M58572
EE11, 12 g	M56993

Effect Opal

EO1, 12 g	M58573
EO2, 12 g	M59266
EO3, 12 g	M59267
EO5, 12 g	M59268

Effect Pearl

EP1, 12 g	M59269
-----------	--------

Mamelon

MM1, 12 g	M59270
MM3, 12 g	M59271

Effect Chroma

EC1, 12 g	M59272
EC5, 12 g	M59273
EC11, 12 g	M59274



IPS e.max® – jeden system do wszechstronnego zastosowania

IPS e.max® jest innowacyjnym systemem cało ceramicznym, za pomocą którego możemy wykonać pełen zakres uzupełnień zaczynając od cienkich licówek a kończąc na mostach okrężnych. Asortyment materiałów wchodzących w skład tego systemu pozwala na wykonanie uzupełnienia protetycznego w każdym przypadku klinicznym.

- Całoceramiczny System IPS e.max® dostarcza wysokowytrzymały oraz wysokoestetyczny zestaw materiałów wykorzystywanych w technologii PRESS oraz CAD/CAM, zapewniając efektywną i ekonomiczną pracę.
- W skład zestawu materiałów przeznaczonych do przetwarzania w technologii Press wchodzi: wysokowytrzymała dwu-krzemowo litowa ceramika szklana IPS e.max® Press w postaci pastylek oraz fluoroapatytowa ceramika szklana IPS e.max® ZirPress w postaci pastylek, służąca do natłaczania na struktury wykonane z tlenku cyrkonu.
- W zależności od wskazań istnieją dwa rodzaje materiałów dedykowanych do technologii CAD/CAM: wysokowytrzymały tlenek cyrkonu IPS e.max® ZirCAD oraz innowacyjny dwu-krzemowo litowy IPS e.max® CAD.
- Nowa technika IPS e.max® CAD-on łączy wysoką wytrzymałość tlenku cyrkonu (IPS e.max® ZirCAD) oraz wyjątkową estetykę i wytrzymałość dwukrzemianu litu (IPS e.max® CAD).
- Wspólnym elementem łączącym wszystkie materiały oraz sposoby wykonania uzupełnień za pomocą materiałów z Systemu IPS e.max® jest materiał ceramiczny służący do licowania i charakterystyki IPS e.max® Ceram. Jest to nanofluoroapatytowa ceramika szklana o wyjątkowych właściwościach estetycznych. Ceramika ta jest kompatybilna z dwu-krzemianem litu oraz tlenkiem cyrkonu.



Koncepcja Systemu IPS e.max® jest oparta na pięciu różnych zestawach materiałów. Materiały te są ze sobą skoordynowane i dopełniają się pod względem właściwości chemicznych i estetycznych.

PIECE DO NAPALANIA PORCELANY

Programat P310

Programat P510

Programat P710



Inteligentne piece przyjazne dla użytkownika i środowiska.

PIECE DO TŁOCZENIA

Programat EP 3010

Programat EP 5010



Ekonomiczne tłoczenie i wypalanie.

Rezultaty najwyższej jakości.



Efektywna wydajność.

Doskonałe rezultaty tłoczenia i wypalania.

Kamera podczerwieni.

www.ivoclarvivadent.pl

Ivoclar Vivadent Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 78 | 00-175 Warszawa | Polska | Tel. +48 22 635 54 96 | Fax +48 22 635 54 69

**ivoclar
vivadent**
passion vision innovation

IPS e.max Press, Ivoclar Vivadent AG

Materiał z ceramiki szklanej na bazie dwukrzemianu litu do technologii tłoczenia, bardzo dokładnie odwzorowaną odbudowę.

Współczynnik rozszerzalności cieplnej $10,2 \times 10^{-6} K^{-1}$ (100-400 °C), $10,5 \times 10^{-6} K^{-1}$ (100-500 °C) temperatura tłoczenia 915-920 °C odporność na zginanie (dwuosiowa) 400 N/mm² twardość wg Vickersa 5800 N/mm² współczynnik sprężystości wzdłużnej 95.000 N/mm² odporność na pękanie 2,75 MPa m0,5 rozpuszczalność chem. 40 µg/cm².

Nr art.

M31671

Zestaw Basic Kit A-D

Zawartość zestawu: 5 szt. IPS e.max Press HO (HO1), 5 szt. IPS e.max Press MO (MO1), 4 x 5 IPS e.max Press LT (LTA1-LTA3, LTB1), 4 x 5 IPS e.max Press HT (HTA1, HTA2, HTA3, HTB1), 100 g system pierścieni IPS (baza pierścienia, przymiar, pierścień silikonowy), 200 g system pierścieni IPS (baza pierścienia, przymiar, pierścień silikonowy), 100 g IPS Sprue Guide, 200 g IPS Sprue Guide, 2 szt. IPS tłoki, 200 mg IPS separator tłoków, 10 ml IPS Object Fix Flow, IPS Ceramic zestaw do wytrawiania, 3 opakowania próbne OptraStick, IPS e.max Press Invex puszka, 4 x kolornik.



M36141

Zestaw Starter Kit A-D

Zawartość zestawu: 5 szt. IPS e.max Press HT (HTA2), 5 g IPS e.max Ceram Transpa Incisal (TI1), 5 g IPS e.max Ceram Opal Effect (OE1), 2 x 5 g IPS e.max Ceram Essence (E01, E11), 3 g IPS e.max Ceram Shade (SH1), 3 g IPS e.max Ceram Shade Incisal (SH1), 3 g IPS e.max Ceram pasta na glazurę, 15 ml IPS e.max Ceram płyn uniwersalny do glazury i farbek, 15 ml IPS e.max Ceram Build Up płyn uniwersalny, 100 g IPS system pierścieni (baza pierścienia, przymiar, pierścień silikonowy), IPS tłoki, 200 mg IPS separator tłoków, 5 x 100 g IPS PressVest Speed masa osłaniająca szaszetka, 100 ml IPS PressVest Speed płyn do rozrabiania, 50 ml IPS e.max Press Invex płyn.



M35396

Zestaw Impulse Ingot Kit

Zestaw dedykowany do wykonania cienkich licówek nakładów oraz koron o różnej jasności i opalescencji.

Zawartość zestawu: 2 x 5 Impulse Opal (IO1, IO2), 3 x 5 Impulse Value (IV1, IV2, IV3).

na zamówienie

Zestaw Abutment Solutions Basic Kit A-D

Zestaw ten jest podstawowym zestawem niezbędnym do wykonywania łączników i koron hybrydowych.

Zawartość zestawu: 5 szt. IPS e.max Press MO (MO1), 2 x 5 IPS e.max Press LT (LTA2, LTA3), 100 g System pierścieni IPS (baza pierścienia, przymiar, pierścień silikonowy), 2 IPS tłoki anodowane, 200 mg IPS separator tłoków, 100 g IPS Sprue Guide, IPS Ceramic, zestaw do wytrawiania, IPS e.max Press Invex butelka, IPS e.max Press HO/MO kolornik, IPS e.max Press/CAD LT kolornik, 9 g Multilink Hybrid Abutment kompozyt mocujący (HO0), 5 g butelka Monobond Plus, 2,5 g strzykawka Liquid Strip, 50 aplikatorów, kusz Virtual Extra Light Body Fast, 50 ml materiały na wyciski, 48 szt. kaniule mieszające żółte, małe, 100 szt. nasadki wewnętrzne, żółte, małe, instrukcje obróbki.



M56280

Zestaw Multi Intro Kit A-D

Zestaw zawiera: 5 szt. A1 pastylki, 5 szt. A2 pastylki, Wax Pattern Shape A/80 patterns, Wax Pattern Shape B/80 patterns, One-Way Plunger, 10 plungers, IPS Multi Investment ring base 200 g, IPS Multi Sprue Guide 200 g.



IPS e.max Press, Ivoclar Vivadent AG

HO		LT		HT	MULTI	
Nr art.		Nr art.		Nr art.	Nr art.	
0, 5 szt.	M33000	BL1, 5 szt.	M33063	M33151	BL2, 5 szt.	M55966
0 L, 3 szt.	M25855	BL1 L, 3 szt.	M33067	M62631	A1, 5 szt.	M55953
1, 5 szt.	M33071	BL2, 5 szt.	M33064	M33153	A2, 5 szt.	M55954
1 L, 3 szt.	M33073	BL2 L, 3 szt.	M33068	M62632	A3, 5 szt.	M55955
2, 5 szt.	M33072	BL3, 5 szt.	M33065	M33155	A3.5, 5 szt.	M55956
2 L, 3 szt.	M33074	BL3 L, 3 szt.	M33069	M62633	B1, 5 szt.	M55957
MO		BL4, 5 szt.	M33066	M33156	B2, 5 szt.	M55959
0, 5 szt.	M33008	BL4 L, 3 szt.	M33070	M55940	C1, 5 szt.	M55960
0 L, 3 szt.	M33013	A1, 5 szt.	M25671	M33078	C2, 5 szt.	M55962
1, 5 szt.	M29661	A1 L, 3 szt.	M25847	M33140	D2, 5 szt.	M55964
1 L, 3 szt.	M25856	A2, 5 szt.	M25672	M33079		
2, 5 szt.	M29662	A2 L, 3 szt.	M25857	M33141		
2 L, 3 szt.	M33029	A3, 5 szt.	M33032	M33080		
3, 5 szt.	M33009	A3 L, 3 szt.	M33056	M33143		
3 L, 3 szt.	M33030	A3.5, 5 szt.	M33037	M33081		
4, 5 szt.	M33010	A3.5 L, 3 szt.	M33057	M62634		
4 L, 3 szt.	M33031	A4, 5 szt.	M40592	M56531		
Impulse		A4 L, 3 szt.	M62648	M62635		
O1, 5 szt.	M36076	B1, 5 szt.	M33040	M33082		
O2, 5 szt.	M36077	B1 L, 3 szt.	M33058	M33145		
MT		B2, 5 szt.	M33043	M33088		
BL2, 5 szt.	M62614	B2 L, 3 szt.	M33059	M62636		
BL2 L, 3 szt.	M62626	B3, 5 szt.	M33047	M33089		
BL3, 5 szt.	M62625	B3 L, 3 szt.	M33060	M62637		
BL3 L, 3 szt.	M62627	B4, 5 szt.	M62646	M62644		
BL4, 5 szt.	M58909	B4 L, 3 szt.	M48428	M62639		
BL4 L, 3 szt.	M62628	C1, 5 szt.	M43676	M33090		
A1, 5 szt.	M57675	C1 L, 3 szt.	M33077	M62640		
A1 L, 3 szt.	M58698	C2, 5 szt.	M33394	M33091		
A2, 5 szt.	M58695	C2 L, 3 szt.	M33061	M62641		
A2 L, 3 szt.	M58699	C3, 5 szt.	M33075	M33092		
A3, 5 szt.	M58696	C3 L, 3 szt.	M62649	M62642		
A3 L, 3 szt.	M58700	C4, 5 szt.	M62647	M62645		
B1, 5 szt.	M58697	C4 L, 3 szt.	M62650	M62643		
B1 L, 3 szt.	M58697	D2, 5 szt.	M33076	M33093		
		D2 L, 3 szt.	M40591	M40590		
		D3, 5 szt.	M33048	M33094		
		D3 L, 3 szt.	M33062	M33147		
		D4, 5 szt.	M55506	M37872		
		D4 L, 3 szt.	M62651	M60523		



Invex Liquid, 50ml
Invex Liquid, 1L

Nr art.
M48151
M25678

IPS e.max ZirPress, Ivoclar Vivadent AG

Materiał ceramiczny do techniki natłaczania na powierzchnię tlenku cyrkonu. IPS e.max ZirPress jest materiałem nanofluoropatytowym, w formie pastylek. Jest dostępny w trzech poziomach translucencji: MO, LT, HT i kompatybilny z IPS e.max Ceram jako materiałem wskazanym do charakterystyki. Współczynnik rozszerzalności cieplnej $10,5-11,0 \times 10^{-6} K^{-1}$ (100-500 °C). Temperatura tłoczenia 900-910 °C.



Nr art.

Zestaw Basic Kit A-D

M36528

Zestaw zawiera: 4 x IPS e.max ZirPress MO (MOA2), 5 x 4 IPS e.max ZirPress LT (LTA1-LTA3, LTB1), 5 x 4 IPS e.max ZirPress HT (HTA1-HTA3, HTB1), 5 x IPS e.max ZirPress Gingiva (G4), IPS system pierścieni 100 g, IPS system pierścieni 200 g, IPS Sprue Guide 100 g, IPS Sprue Guide 200 g, 2 x IPS tłoki, IPS separator tłoków 200 mg, IPS e.max Press Invex Dose, kolornik IPS Natural Die Material.



	MO	LT	HT
BL1, 5 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
BL2, 5 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
BL3, 5 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
BL4, 5 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
A1, 5 szt.	na zamówienie	M46421	M44100
A2, 5 szt.	na zamówienie	M34932	M42296
A3, 5 szt.	na zamówienie	M44099	M44324
A3.5, 5 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
A4, 5 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
B1, 5 szt.	na zamówienie	M46422	M46418
B2, 5 szt.	na zamówienie	M46423	M46419
B3, 5 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
B4, 5 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
C1, 5 szt.	na zamówienie	M46425	M44322
C2, 5 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
C3, 5 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
C4, 5 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
D2, 5 szt.	na zamówienie	M46424	M46420
D3, 5 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
D4, 5 szt.	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie

IPS e.max Ceram, Ivoclar Vivadent AG

Materiał ceramiczny służący do licowania i charakteryzacji odbudów wykonanych metodą tłoczenia lub/i metodą CAD/CAM. Nanofluoroapatytowa ceramika szklana o wyjątkowych właściwościach estetycznych, kompatybilna z dwu-krzemianem litu oraz tlenkiem cyrkonu. Współczynnik rozszerzalności cieplnej $9.4 \pm 0.5 \times 10^{-6}/K$ (25-400 °C), temperatura napalania (750 °C).

**Zestaw Basic Kit A-D**

Nr art.

M29437

Zawartość zestawu: 8 x 20 g Dentyn (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3), 3 x 20 g Transpa Incisal (TI1, TI2, TI3), 2 x 20 g Transpa (neutral, clear), 2 x 20 g Add-On, 3 g glazura pasta, 3 g glazura pasta Fluo, 2 x 15 ml Glaze and StainLiquid (allround, longlife), 50 ml Model Sealer, 2 x 60 ml Build-Up liquid (allround, soft), 15 ml Separating liquid, kolornik, instrukcja.

Zestaw Basic Kit Chromascop**M34679**

Zawartość zestawu: 10 x 20 g Dentyn (130, 140, 210, 220, 230, 310, 320, 410, 420, 510), 3 x 20 g Incisal (I1, I2, I3), 2 x 20 g Transpa (neutral, clear), 2 x 20 g Add-On, 3 g glazura pasta, 3 g glazura pasta Fluo, 2 x 15 ml Glaze and StainLiquid (allround, longlife), 50 ml Model Sealer, 2 x 60 ml Build-Up liquid (allround, soft), 15 ml Separating liquid, kolornik, instrukcja.

Zestaw Trial Kit A2**M39732**

Zawartość zestawu: 5 g ZirLiner (1), 5 g Margin (A2), 5 g Deep Dentin (A2), 5 g Dentin (A2), 5 g Transpa Incisal (TI1), 5 g Transpa (clear), 2 x 5 g Opal Effect (1,3), 5 g Occlusal Dentin (orange), 5 g Mamelon (light), 3 x 5 g Essence (withe, sunset, mahogany), 3 g Shade (1), 3 g glazura pasta, 15 ml ZirLiner Build-Up Liquid (allround), 15 ml Margin Build-Up Liquid (allround), 15 ml Build-Up Liquid (allround), 15 ml Glaze & Stain liquid, kolornik, instrukcja.

Zestaw ZirLiner Kit**M38952**

Zawartość zestawu: 5 x 5 g ZirLiner (ZL1-ZL4, ZL clear), 4 x 5 g Intensive ZirLiner (ZL yellow, ZL orange, ZL brown, ZL incisal), 60 ml Build-Up Liquid, kolornik ZirLiner.

Zestaw Margin Kit A-D**M39804**

Zawartość zestawu: 8 x 20 g Margin (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3), 4 x 20 g Intensive Margin (orange, orange-pink, yellow, yellow-green), 20 g Add-On Margin, 60 ml Margin Sealer, 2 x 60 ml Margin Build-Up liquid (allround, carving), kolornik, instrukcja.

Zestaw Margin Kit Chromascop

na zamówienie

Zawartość zestawu: 10 x 20 g Margin (130, 140, 210, 220, 230, 310, 320, 410, 420, 510), 4 x 20 g Intensive Margin (orange, orange-pink, yellow, yellow-green), 20 g Add-On Margin, 60 ml Margin Sealer, 2 x 60 ml Margin Build-Up liquid (allround, carving), kolornik, instrukcja.

Zestaw Deep dentyny A-D**M35005**

Zawartość zestawu: 8 x 20 g Deep dentyna (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3), kolornik.

Zestaw Deep dentyny Chromascop**M51695**

Zawartość zestawu: 10 x 20 g Deep dentyna (130, 140, 210, 220, 230, 310, 320, 410, 420, 510), kolornik.

Zestaw Impulse Kit**M35002**

Zawartość zestawu: 2 x 20 g Occlusal Dentin (orange, brown), 3 x 20 g mamelon (light, salmon, yellow-orange), 6 x 20 g Opal Effect (OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, violet), 3 x 20 g Transpa (blue, brown-grey, orange-grey), 20 g Incisal Edge, 2 x 20 g Special Incisal (yellow, grey), 20 g Incisal (white-blue), 4 x 20 g Cervical Transpa (yellow, orange-pink, khaki, orange), kolornik.

IPS e.max Ceram Power Dentin Kit A-D

na zamówienie

Zawartość zestawu: 8 x 20 g Power Dentin (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, D2), 3 x 20 g Power Incisal (I1, I2, I3).

IPS e.max Ceram Power Dentin Intro Kit

na zamówienie

Zawartość zestawu: 20 g Power Dentin 20 g (A2), 20 g Power Incisal, 60 ml Build-Up Liquid (allround), 3 g Ivocolor Shade Dentin (SD1), 3 g Ivocolor ShadeIncisal (SI3), 2 x 1.8 g Ivocolor Essence (sunset, mahogany), 1.8 g Ivocolor Glaze Powder FLUO, 3 g glazura pasta Fluo, 15 ml Ivocolor Mixing Liquid (allround).



IPS e.max Ceram, Ivoclar Vivadent AG

Nr art.

IPS e.max Ceram Starter Kit A-D

na zamówienie

Zawartość zestawu: 4 x 20 g Dentyny (A1, A2, A3, A3.5), 2 x 20 g Transpa Incisal (TI 1, TI2), 2 x 20 g Transpa (clear, neutral), 1.8 g Ivocolor Glaze Powder FLUO, 3 g glazura pasta Fluo, 15 ml Ivocolor Mixing Liquid (allround), 60 ml Build-Up Liquid (allround), 2 x 20 g Add-On.

Zestaw Bleach Kit BL

M39802

Zawartość zestawu: 2 x 20 g Margin (BL1, BL4), 2 x 20 g Deep Dentin (BL1, BL4), 4 x 20 g Dentin (BL1, BL2, BL3, BL4), 20 g Incisal (BL), 20 g Add-On (BL), kolornik.

Zestaw Gingiva

na zamówienie

Zawartość zestawu: 5 g ZirLiner Gingiva, 5 x 20 g Gingiva (G1, G2, G3, G4, G5), 4 x 20 g Intensive Gingiva (IG1, IG2, IG3, IG4), 3 x 5 g Essence (rose, berry, aubergine), kolornik.



	Deep Dentin 20 g	Dentin 20 g	Dentin 100 g	Margin 20 g
BL1	M46485	M41908	-	M46484
BL2	-	M41883	-	-
BL3	-	M49778	-	-
BL4	M53761	M41360	-	M62983
A1	M33159	M27349	M46670	M40731
A2	M33160	M27350	M40586	M40732
A3	M33161	M33428	M40587	M40733
A3,5	M33168	M33183	M43923	M62980
A4	M33165	M33185	M62971	M62981
B1	M33167	M33395	M49779	M62982
B2	M31673	M33187	M49780	M62984
B3	M33163	M33189	M62972	M62985
B4	M39560	M33191	M62973	M62986
C1	M33170	M33193	M49668	M62991
C2	M33172	M27351	M62974	M62993
C3	M33176	M27352	M62975	M62994
C4	M37367	M30049	M62976	M62995
D2	M33178	M27205	M49666	M62996
D3	M33180	M27353	M49667	M62997
D4	M40018	M33196	M62977	M62998

	Deep Dentin 20 g	Dentin 20 g	Margin 20 g	Essence 5 g	
110	M50772	M50771	na zamówienie	1 White	M33215
120	M51691	M51694	na zamówienie	2 Creme	M33220
130	M51692	M53762	M45780	3 Lemon	M33223
140	M51696	M53763	M45781	4 Sunset	M33224
210	M51693	na zamówienie	na zamówienie	5 Copper	M33226
220	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	6 Hazel	M33227
230	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	7 Olive	M33228
240	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	8 Khaki	M25848
310	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	9 Emerald	M33229
320	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	10 Terracot	M33230
330	na zamówienie	M57869	na zamówienie	11 Mahogany	M33231
340	na zamówienie	M56460	na zamówienie	12 Cappuccin	M33232
410	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	13 Espresso	M33233
420	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	14 Terra	M33234
430	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	15 Profundo	M33236
440	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	16 Ocean	M33238
510	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	17 Sapphire	M33240
520	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	18 Anthracit	M33243
530	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	19 Black	M33246
540	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	20 Rose	M40014
				21 Berry	M40015
				22 Aubergine	M43007

IPS e.max Ceram, Ivoclar Vivadent AG

Gingiva		Incisal		Opal Effect		Build-Up Liquid	
20 g	Nr art.	20 g	Nr art.	20 g	Nr art.	Allr, 60 ml	Nr art.
1	M39553	1	M37634	1	M35385	Allr, 250 ml	M33281
2	M39727	2	M37632	2	M35386	Soft, 60 ml	M40939
3	M39554	3	M37636	3	M35387	Soft, 250 ml	M33282
4	M39555	BL	M41909	4	M35388		M40940
5	M39728	EDGE	M41499	5	M35389		
				Violet	M35746		
Add-On		Cervical Transpa		Occlusal Dentin		Shade	
20 g		20 g		20 g		3 g	
Dentin	M40009	Khaki	M41500			0	M33253
Incisal	M39805	Orange	M36083	Brown	M43855	1	M33255
Margin	M39557	Orange-Pink	M43682	Orange	M48442	2	M33257
		Yellow	M36084			3	M33259
						4	M33265
						I1	M33266
						I2	M25673
Glaze		Special Incisal		ZirLiner		Inter Incisal	
3 g		20 g		20 g		20 g	
Paste	M25674	Grey	M41497	1	M55077	White-Blue	M41498
Paste Fluo	M33267	Yellow	M41496	1	M27204		
Powder, 5 g	M33277			2	M55079		
Powder Fluo	M33278			2	M33157		
				3	M27348		
				4	M56869		
				4	M33158		
				Clear	M23912		
				Clear	M43854		
				Gingiva	M37986		
Transpa						Intensive Gingiva	
Blue, 20 g	M33211					20 g	
Brown-Grey, 20 g	M43856					1	M52066
Clear, 20 g	M33199					2	M42102
Clear, 100 g	M51562					3	M39556
Incisal 1, 20 g	M27206						
Incisal 1, 100 g	M35659						
Incisal 2, 20 g	M27935						
Incisal 2, 100 g	M40583						
Incisal 3, 20 g	M27354						
Incisal 3, 100 g	M40584						
Neutral, 100 g	M54175						
Neutral, 20 g	M33200						
Orange-Grey, 20 g	M49954						
						Mamelon	
						20 g	
						Light	M31674
						Salmon	M41502
						Yel-Orange	M41495



Build-Up Liquid Allround, 60 ml
 Build-Up Liquid Allround, 250 ml
 Build-Up Liquid Soft, 60 ml
 Build-Up Liquid Soft, 250 ml
 Glaze-Stain Liquid Allround, 15 ml
 Glaze-Stain Liquid Longlife, 15 ml
 Margin Liquid Allround, 60 ml
 ZirLiner Liquid Allround, 60 ml

Nr art.
 M33281
 M40939
 M33282
 M40940
 M25675
 M33283
 M33280
 M33279



IPS Empress · System

Technicy dentystyczni

IPS Empress Esthetic



Użytkownicy CAD/CAM

IPS Empress CAD



Dentyści

IPS Empress Direct



IPS Empress, Ivoclar Vivadent AG

Dzięki wielu swoim zaletom IPS Empress ustanowił złoty standard dla ceramiki tłoczonych. Wyjątkowa estetyka oraz doskonałe dopasowanie są bezpośrednią przyczyną sukcesu materiału oraz sposobu przetwarzania. Materiał IPS Empress jest dostępny w dwóch formach, przeznaczony odpowiednio do dwóch technik obróbki Press oraz CAD/CAM.



Zestaw Esthetic Basic Kit

Zestaw zawiera: 12 x 5 szt. pastylek (ET1, ET2, EO1, WEO2, EO3, EOC1, ETC0, ETC1, ETC2, ETC3, ETC4, ETC5), IPS system pierścieni 100 g, IPS system pierścieni 200 g, IPS Sprue Guide 100 g, IPS Sprue Guide 200 g, 2 x IPS tłoki, 10 ml Object Fix Flow, Unitray, kolornik.

Nr art.

na zamówienie



Zestaw Veneer Kit

Zestaw zawiera: 6 x 1 g (Neutral, Low Value, High Value, MM light-salmon, MM yellow-orange, MM red-orange), 3 x 20 g Incisal Opal (low translucent, medium translucent, high translucent), 20 g Incisal (white), 2 x 20 g Transpa (neutral, blue), 20 g Add-On 770°C/1418°F, 60 ml Build-Up Liquid, 3 g Glaze Paste, 15 ml Glaze & Stain Liquid, 10 ml Object Fix Flow, kolornik.

na zamówienie



Pastylki E O1, 5 szt.	M49251
Pastylki E O2, 5 szt.	M52184
Pastylki E O3, 5 szt.	M62767
Pastylki E T1, 5 szt.	M34934
Pastylki E T2, 5 szt.	M62768
Pastylki E TC0, 5 szt.	M62769
Pastylki E TC1, 5 szt.	M44146
Pastylki E TC1, 10 szt.	M33289
Pastylki E TC2, 5 szt.	M44145
Pastylki E TC2, 10 szt.	M33290
Pastylki E TC3, 5 szt.	M44144
Pastylki E TC3, 10 szt.	M47962
Pastylki E TC4, 5 szt.	M59141
Pastylki E TC5, 5 szt.	M62770
Pastylki E OC1, 5 szt.	M49252

**IPS Empress, Ivoclar Vivadent AG**

Universal Glaze Paste, 3 g
 Universal Glaze & Stain Liquid, 15 ml
 Universal Glaze Spray, 270 ml

Nr art.
M33285
M33296
 na zamówienie

02

IPS Empress CAD for InLab, Ivoclar Vivadent AG**Zestaw Basic Kit A-D****M58516**

Zestaw zawiera: 4 x 5 szt. bloczków HT, I12 (A1, A2, A3, B1), 5 x 5 szt. bloczków LT, C14 (BL2, A1, A2, A3, B1), 3 x 5 szt. bloczków Multi, C14L (A1, A2, A3), 200 ml Contrast Spray Labside, 10 ml Object Fix Flow, kolornik.


**Zestaw Trial Kit A-D****M59192**

Zestaw zawiera: 2 x 5 szt. bloczków HT, I10 (A1, A2), 3 x 5 szt. bloczków HT, I12 (A1, A2, A3), 2 x 5 szt. bloczków LT, I12 (A1, A2), 3 x 5 szt. bloczków LT, C14 (A1, A2, A3), 2 x 5 szt. bloczków Multi, C14 (A1, A2), 2 x 5 szt. bloczków Multi, C14 L (A1, A2), 3 x 1 g Veneer Wash Paste (neutral, MM light-salmon, MM yellow-orange), 2 x 5 g Veneer Incisal Opal (high translucent, low translucent), 3 g Universal Shade (A2/A3/A3.5), 3 g Universal Shade Incisal (I1), 2 x 1 g Universal Stains (white, mahogany), 3 g Universal Glaze Paste, 5 ml Universal Glaze & Stain Liquid, 5 ml Veneer Build-Up Liquid.

marrodent®

Prowadzisz lub otwierasz laboratorium? Skontaktuj się z nami!

Nasz handlowiec profesjonalnie doradzi, wyceni i wyposaży Twoje laboratorium.



Konsultant Protetyczny

Paweł Orczyk
tel. 602 676 563
pawel.orczyk@marrodent.pl

Dział sprzedaży Protetyka

33 810 13 28
33 812 70 38
33 812 70 48
33 827 83 04



Przedstawiciele protetyczni na terenie całego kraju

Śląsk
Piotr Moś
tel. 600 975 991
piotr.mos@marrodent.pl

Warszawa i okolice
Marcin Chrapek
tel. 608 370 242
marcin.chrapek@marrodent.pl

Wrocław i okolice
Grzegorz Wołowicz
tel. 698 651 695
grzegorz.wolowicz@marrodent.pl

Bielsko-Biała, małopolskie, Łódź
Michał Ropa
tel. 608 370 056
michal.ropa@marrodent.pl

Lublin, Rzeszów i okolice
Rafał Rumak
tel. 608 187 886
rafal.rumak@marrodent.pl

**Pomorskie, zachodniopomorskie,
warmińsko-mazurskie**
Piotr Kondraciuk
tel. 539 987 976
piotr.kondraciuk@marrodent.pl

Toruń, Bydgoszcz i okolice
Tomasz Karnowski
tel. 664 034 712
tomasz.karnowski@marrodent.pl

**HeraCeram Press, Heraeus Kulzer**

HeraCeramPress jest to ceramika do prasowania i stanowi uzupełnienie ceramiki do licowania HeraCeram przy odbudowie pełnoceramicznej. HeraCeramPress może być stosowana zarówno w technice nakładania warstwowego jak i w technice malowania. Zastosowanie: licówki, wkłady (jedno- i wielopowierzchniowe), nakłady, korony zębów przednich, korony zębów przed-trzonowych, korony zębów trzonowych, technika malowania. Przeciwwskazania: konstrukcje mostów, bardzo głębokie poddziastłowe preparacje, pacjenci z parafunkcją (np. bruksizm), minimalna ilość zębów własnych.

Nr art.

Zestaw Press Keramik**M09314**

Zestaw zawiera: 13 x 5 szt. pastylek (A1, A3.5, B1, B3, C1, D3, DO1, DO2, TS3, TS4, TY, ICE, TG), 6 x 10 szt. pastylek (A2, A3, B2, C2, TS1, TS2), 2 ml pasta adhezyjna, 2 ml glazura.

Po 5 szt dostępne są kolory**M09309**

Zestaw zawiera: zębina, A1, A3, A3.5, A4, B1, B3, B4, C1, C3, C4, D2, D3, D4, zębina kryjąca, DO1, DO2, zębina do zębów wybielonych, DW1, DW2, DW4, DW7, masy transparentne, T ICE (lodowy), TG (szary), TY (żółty), kolory sieczne, TS3, TS4.

Po 10 szt dostępne są kolory**M09308**

Zestaw zawiera: zębina - A1, A2, A3, B1, B2, C2, zębina do zębów wybielonych - DW1, DW2, DW4, DW7, kolory sieczne - TS1, TS2.

Pasta adhezyjna, 2 ml**M09310****Glazura, 2 ml****M09291****Dentyna**

A1, 10 szt.	M25110
A1, 5 szt.	M25092
A2, 10 szt.	M25111
A3, 10 szt.	M25112
A3, 5 szt.	M25093
A3.5, 5 szt.	M26968
A4, 5 szt.	M25097
B1, 10 szt.	M25113
B1, 5 szt.	M25098
B2, 10 szt.	M25114
B3, 5 szt.	M25099
B4, 5 szt.	M25100
C1, 5 szt.	M25101
C2, 10 szt.	M25115
C3, 5 szt.	M25102
C4, 5 szt.	M25103
D2, 5 szt.	M25104
D3, 5 szt.	M25105
D4, 5 szt.	M25107
White DW1, 5 szt.	M32011
White DW2, 5 szt.	M32012
White DW4, 5 szt.	M32013
White DW7, 5 szt.	M32014

Transpa

Clear TC, 10 szt.	M32020
Incisal TS1, 10 szt.	M32033
Incisal TS2, 10 szt.	M32034
Incisal TS3, 5 szt.	M32015
Incisal TS4, 5 szt.	M32016
T ICE, 5 szt.	M32018
TG, 5 szt.	M32017
TY, 5 szt.	M32019
DO1, 5 szt.	M32009
DO2, 5 szt.	M32010

Adhesive, 2 ml M09310



HeraCeram Zirkonia, Heraeus Kulzer

Materiały HeraCeram Zirkonia doskonale nadają się do podbudów wykonanych z dwutlenku cyrkonu dzięki współczynnikowi rozszerzalności termicznej $10,5 \mu\text{m/mK}$. Syntetyczne szkło kwarcowe w najczystszej postaci nadaje materiałom HeraCeram Zirkonia idealne parametry optyczne. Struktura SLS zapobiega pękaniu i odpryskiwaniu materiałów HeraCeram Zirkonia oraz zapewnia maksymalną niezawodność licowania podbudów z dwutlenku cyrkonu. Niezwykle krótkie czasy napalania (napalanie pierwszej warstwy zębiny < 10 minut); identyczne napalanie materiałów HeraCeram i HeraCeram Zirkonia.

Nr art.

Zestaw First-Touch

M40769

Zestaw zawiera: 3 ml Zr-Adhesive neutralny, 3 x 2 ml Liner (LA2, LA3, LA3,5), 3 x 20 g Masy zębiny (DA2, DA3, DA3,5), 3 x 20 g Increaser (INA2, INA3, INA3,5), 2 x 20 g Masy sieczne (S1, S2), 2 x 20 g Enhancer (EHA, EH neutralny), 20 g Maska (MA jasna), 2 x 20 g Masy opalizujące (OS2, OT2), 20 g Masa schodkowa (LM 2), 1 ml Płyn do opakera w paście POL, 25 ml płyn do modelowania ML, pędzelek do opakera w paście PO, pędzelek do modelowania Toray, kolornik.

Zestaw Professional

M40770

Zestaw zawiera: 3 ml Zr-Adhesive neutralny, 9 x 2 ml Liner (LBL3-4, LA2, LA3, LA3,5, LB2, LB3, LC2, LC3, LD3), 2 x 2 ml Liner (intensywny złoty, dziąsłowy), 7 x 2 ml MF (biały, kość słoniowa, kukurydza, oliwka, umbra, mango, polar), 2 ml Glazura GL, 1 ml płyn do opakera w paście POL, 20 ml płyn do farb MF, pędzelek do opakera w paście, pędzelek do farb, kolornik, 9 x 20 g Masy zębiny (DBL3, DA2, DA3, DA3,5, DB2, DB3, DC2, DC3, DD3), 8 x 20 g Increaser (INA2, INA3, INA3,5, INB2, INB3, INC2, INC3, IND3), 4 x 20 g Masy sieczne (S1, S2, S3, SBL), 20 g Transpa Clear, 25 ml płyn do modelowania ML, kolornik, 6 x 20 g Enhancer (EHA, EHB, EHC, EH jasny, EH neutralny, EH szary), 2 x 20 g Maska (MA jasna, MA ciemna), 5 x 20 g Masy schodkowe (HM2, LM1, LM2, LM4, LM6), 20 g Masa korekcyjna COR, 25 ml płyn do modelowania ML, 25 ml płyn do masy schodkowej SM, 10 ml Izolator, kolornik.

Zestaw Linerów

M09334

Zestaw zawiera: 3 ml Zr-Adhesive neutralny, 16 x 2 ml Liner (LA1-LD4), 3 x 2 ml Liner (biały, złoty, dziąsłowy), 1 ml płyn do opakera w paście POL, 2 x pędzelek do opakera w paście, kolornik.

Zestaw Enhancer

na zamówienie

Zestaw zawiera: 6 x 20 g Enhancer (EHA, EHB, EHC, EH jasny, EH neutralny, EH szary), 2 x 20 g Maska (MA jasna, MA ciemna), 5 x 20 g Masy schodkowe (HM2, LM1, LM2, LM4, LM6), 20 g Masa korekcyjna COR, 25 ml płyn do modelowania ML, 25 ml płyn do masy schodkowej SM, 10 ml Izolator, kolornik.

Zestaw Matrix

M09336

Zestaw zawiera: 3 x 20 g Masy mamelonowe (MD1- MD3), 2 x 20 g Zębina wtórna (SD1, SD2), 4 x 20 g Masy Value (VL1- VL4), 4 x 20 g Masy sieczne opalizujące (OS1- OS4), 9 x 20 g Masy opalizującotransparentne (OT1, OT2, OT5, OT10, OTY, OTA, OTB, OTG, OTIce), 25 ml płyn do modelowania ML, 25 ml kolornik.

Zestaw mas zębiny i siecznych

M09335

Zestaw zawiera: 16 x 20 g Masy zębiny (DA1-DD4), 4 x 20 g Masy sieczne (S1-S4), 2 x 20 g Transpa (Clear, biały), 25 ml płyn do modelowania ML, kolornik.

Zestaw Increaser

na zamówienie

Zestaw zawiera: 16 x 20 g Increaser (INA1-IND4), 6 x 20 g Increaser (INS solaris, IN P brzoskwiowy, IN M mango, IN O pomarańczowy, IN C karmel, IN T Taiga), 25 ml płyn do modelowania ML, kolornik.

Tabela kolorów HeraCeram Zirkonia

Kolor	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Liner	LA1	LA2	LA3	LA3,5	LA4	LB1	LB2	LB3	LB4	LC1	LC2	LC3	LC4	LD2	LD3	LD4
Increaser	INA1	INA2	INA3	INA3,5	INA4	INB1	INB2	INB3	INB4	INC1	INC2	INC3	INC4	IND2	IND3	IND4
Increaser	-	-	INC	INC	INC	-	-	INS	INS	-	INT	INT	INT	INT	INT	INT
Dentyna	DA1	DA2	DA3	DA3,5	DA4	DB1	DB2	DB3	DB4	DC1	DC2	DC3	DC4	DD2	DD3	DD4
Incisal	S1	S1	S2	S2	S4	S1	S1	S2	S4	S1	S3	S3	S3	S1	S2	S2
Mamelon/Wtórna dentyna	MD1	MD1	SD2	SD2	SD2	MD2	MD2	MD3	MD3	MD2	SD1	SD2	SD2	MD1	MD3	SD1
Value	VL1	VL2	VL3	VL4	VL4	VL1	VL2	VL3	VL4	VL1	VL2	VL3	VL4	VL2	VL3	VL4
Opal Incisal	OS1	OS1	OS2	OS2	OS4	OS1	OS1	OS2	OS4	OS1	OS3	OS3	OS3	OS1	OS2	OS2
Masa schodkowa HM/LM	1	1	2	2	6	3	3	4	4	5	5	6	6	1	2	4



HeraCeram Zirkonia, Heraeus Kulzer

	Liner 20 g	Dentina 20 g	Increaser 20 g	Masa schodkowa wysokotopliwa 20 g	
A1	M28570	M22585	M31783	HM 1	M28486
A2	M22278	M18018	M31784	HM 2	M28332
A3	M22279	M22281	M31785	HM 3	M36111
A3.5	M22280	M22282	M31786	HM 4	M36110
A4	M29804	M29801	M31787	HM 5	M36112
B1	M28483	M28318	M31788	HM 6	M36113
B2	M28571	M29802	M29806	HM 7	M36114
B3	M28572	M31402	M31789		
B4	M44957	M31807	M31790		
C1	M38077	M31808	M31791	Masa schodkowa niskotopliwa 20 g	
C2	M28568	M25612	M31792		
C3	M34693	M31403	M31793	LM 1	M28331
C4	M35790	M31809	M31794	LM 2	M36115
D2	M28573	M28218	M29807	LM 3	M36116
D3	M28574	M26263	M29808	LM 4	M31404
D4	M44958	M32032	M31795	LM 5	M36117
				LM 6	M35828
				LM 7	M36118
Enhancer 20 g		Gingiva 20 g		Adhesive	
EHA	M31796	G1	M31810	3 ml	M19941
EHB	M31797	G2	M32093	Neutral, 3 ml	M30705
EHC	M31798	G3	M32094		
EH Bright	M31799	G4	M32095		
EH Grey	M31800	G5	M32096		
EH Neutral	M30387				
		Mamelon Dentin 20 g		Dentine	
Increaser 20 g		MD1	M30074	20 g	
INC	M31806	MD2	M29045	DW7	M30154
INM	M31801	MD3	M31812	DW1 White	M30384
INO	M31804			DW	M34704
INP	M31803				
INS	M31802	Secondary Dentin 20 g		COR, 20 g	M31811
INT	M31805	SD1	M29370		
		SD2	M31245	Ultra White	
				Incisal S-W, 20 g	M34705
Opal Transpa 20 g		Incisal 20 g		Maska	
OT 1	M28319	S 1	M18020	20 g	
OT 2	M18022	S 2	M22395	MABR, bright	M30388
OT 5	M18023	S 3	M26264	MAS, shadow	M30389
OT 10	M30072	S 4	M29803		
OT Y	M22587	SW	M30385		
OT A	M22589				
OT B	M31815	Opal Incisal 20 g			
OT G	M22588	OS 1	M27225		
OT Ice	M30386	OS 2	M18019		
		OS 3	M31814		
		OS 4	M22586		
		OSW	M35592		
Transpa 20 g		Value 20 g			
T	M26946	V1	M18021		
CLEAR	M22283	V2	M30073		
WHITE	M35398	V3	M31813		
BLUE	M37825	V4	M29044		

Sprostaj wszystkim wyzwaniom przy uzupełnieniach na bazie dwukrzemianu litu



Charakteryzacja farbami ceramicznymi
GC Lustre Pastes NF



Nakładanie fluorescencyjnej ceramiki GC Initial LiSi



Efekt końcowy po wypaleniu

initial

GC Initial® LiSi
& GC Initial® IQ
Lustre Pastes NF

Ceramika do licowania w połączeniu
z ceramiką do malowania z efektem 3D

Initial LiSi, GC

Ceramika skalenkowa przeznaczona do licowania struktur z dwukrzemianu litu. Charakteryzuje się precyzyjnie dopasowanym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej (CTE), niskimi temperaturami wypalania i maksymalną stabilnością, nawet po kilkukrotnym wypalaniu. Oferuje doskonałą estetykę na podbudowach z dwukrzemianu litu, zwłaszcza w zakresie dynamiki optycznej. Może być stosowana zarówno do indywidualnego warstwowania jak również w technice cut-back zgodnie ze sprawdzoną koncepcją ceramiki GC Initial - Jeden system odcieni - Jedna technika nakładania warstw.



Nr art.

Zestaw Initial Lisi Basic Set**M59221**

Zestaw zawiera: 7 x dentyna (20g) - odcienie D-A1, D-A2, D-A3, D-B1, D-B2, D-C2, BLD-2 (dentyna wybielana), 5 x szkliwo (20g) - odcienie E-57, E-58, E-59, E-60, BL-E (szkliwo wybielane), masa fluorescencyjna przezierna (20g) - CL-F, 2 x masa przezierna (20g) - odcienie - TN, TO, 2 x modyfikator przezierności (20g) - odcienie TM-01, TM-05, glazura (10g) - GL, płyn do glazury (25ml), płyn do modelowania (50ml), ka kolorów, instrukcja techniczna.

Zestaw Initial Lisi Advanced Set**M59222**

Zestaw zawiera: 3 x dentyna fluorescencyjna (20g) - odcienie FD-91, FD-92, FD-93, szkliwo okluzyjne (20g) - EO-15, 3 x szkliwo opalizujące (20g) - odcienie EOP-2, EOP-3, EOP-4, 4 x masa szyjkowa przezierna (20g) - odcienie CT-22, CT-23, CT-24, CT-25, 11 x dentyna wewnętrzna (20g) - odcienie IN-41 do IN-51, płyn do modelowania (50ml) ka kolorów.

Bleach

20 g

Dentin BLD-2W**M59493****Enamel BLD-E****M59494**

Cervical Translucent

20 g

CT-21**M61602****CT-22****M59481****CT-23****M59482****CT-24****M59483****CT-25****M59328**

Clear Fluorescence

20 g

CL-F**M59324**

Correction Powder

20 g

COR**M59492**

Enamel Intensive

20 g

EI-11 grey**M61559****EI-12 white****M62114****EI-13 rosa****M61600****EI-14 yellow****M62115**

Occlusal

20 g

EO-15**M59476****EO-16****M62118****EO-17****M62119**

Fluo-Dentin

20 g

FD-91**M59477****FD-92****M59326****FD-93****M59478**

Dentyna

20 g

A1**M59318****A2****M59319****A3****M59320****A3.5****M59321****A4****M59462****B1****M59463****B2****M59464****B3****M59465****B4****M59466****C1****M59467****C2****M59468****C3****M59469****C4****M59470****D2****M59471****D3****M59472****D4****M59473**

Translucent

20 g

Modifier TM-01**M59495****Modifier TM-05****M59332****TN****M59475****TO****M59325**

Gum

20 g

GM-23 base light**M61604**

Modelling Liquid

50 ml

M59316

Enamel

20 g

E-57**M59474****E-58****M59322****E-59****M59502****E-60****M59323**

Enamel Opal

20 g

EOP2**M59479****EOP3****M59480****EOP4****M59327**

Inside

20 g

IN-41 flamingo**M59484****IN-42 terracota****M59329****IN-43 sun****M59485****IN-44 sand****M59330****IN-45 havana****M59486****IN-46 brasil****M59487****IN-47 sienna****M59488****IN-48 kurkuma****M59331****IN-49 maracuja****M59489****IN-50 curry****M59491****IN-51 olive****M59490**

Translucent Modifier

20 g

TM-01**M59495****TM-02, white****M62116****TM-03, rosa****M61601****TM-04, yellow****M62117****TM-05****M59332**

Initial PC SET, GC

Ceramika do wykonywania licówek, wkładów i nakładów przy użyciu technik tłoczenia. Jest przystosowana do technik malowania i modelowania warstwowego. Posiada optymalnie dopasowany współczynnik rozszerzalności termicznej (CTE) oraz odpowiednią temperaturę wypalania 950°. W połączeniu z GC Initial LF tworzy kompletny system pełnoceramiczny.



Nr art.

Zestaw Initial PC Starter Package

M20261

Zestaw zawiera: 19 x 5 sztuk pastylek - odcienie A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, B4, C2, C3, D3, AO, VE-2, OL-2, OM-2, TD-1, TD-2, TN, Op-1, Op-3, 5 x tłok do prasowania, podstawka i pierścienie silikonowe duże, podstawka i pierścienie silikonowe małe, 20 x MultiPressVest (masa osłaniająca) - proszek (100g), 2 x MultiPressVest (masa osłaniająca) - płyn (135ml), miarka, 2 x kolornik, informacja techniczna.



Initial PC licujemy ceramiką Initial LF strona 76

Initial AL, GC

Ceramika precyzyjnie dostosowana do materiału podbudowy i silnie łącząca się z tlenkiem glinu, co gwarantuje dobrą adhezję oraz doskonałe utrzymanie i właściwości koloru. Współczynniki rozszerzalności termicznej i bardzo dobra zwilżalność zapewniają optymalną stabilność termiczną. Temperatura wypalania 910°C.



Zestaw Initial AL Basic Set

M20262

Zestaw zawiera: 6 x liner na podbudowy z tlenku glinu (20g) - odcienie Lin-1, Lin-2, Lin-3, Lin-4, Lin-5, Lin-6, 16 x dentyna (20g) - odcienie D-A1 do D-D4, 2 x modyfikator dentyny opakerowej (20g) - odcienie ODM-1, ODM-2, 4 x szkliwo (20g) - odcienie E-57 do E-60, 4 x szkliwo intensywne (20g) - odcienie EI-11 do EI-14, masa fluorescencyjna przezierna (20g) - CL-F, 2 x masa przezierna (20g) - odcienie TN, TO, 5 x modyfikator przezierności (20g) - odcienie TM-01 do TM-05, glazura (10g) - GL, farbka INCISIO (3g) - INC, płyn do glazury (25ml), 2 x płyn do modelowania (50ml), 2 x kolornik.



Zestaw Initial AL Advanced Set

M20263

Zestaw zawiera: 11 x dentyna wewnętrzna (20g) - odcienie IN-41 do IN-51, 5 x masa szyjkowa przezierna (20g) - odcienie CT-21 do CT-25, 3 x szkliwo okluzyjne (20g) - odcienie EO-15, EO-16, EO-17, 4 x szkliwo opalizujące (20g) - odcienie EOP-1 do EOP-4, 7 x masa na stopień przezierna (20g) - odcienie ST-30 do ST-36, 3 x masa na stopień opakerowa (20g) - odcienie SO-37, SO-38, SO-39, 3 x dentyna fluorescencyjna (20g) - odcienie FD-91, FD-92, FD-93, masa dziąsłowa uniwersalna (20g) - GU, proszek korekcyjny (20g) - COR, płyn do glazury (25ml), płyn do modelowania (50ml), płyn do mas na stopień (50ml), 2 x kolornik.



Zestaw Initial AL Bleach Set

M20264

Zestaw zawiera: liner na podbudowy z tlenku glinu (20g) BL-Lin, 3 x dentyna wybielana (20g) - odcienie BLD-1 (lekko wybielana), BLD-2 (biała), BLD-3 (ekstra biała), szkliwo wybielane (20g) - BL-E, szkliwo opalizujące (20g) - EOP-1 (białe wybielane), dentyna fluorescencyjna (20g) - FD-91 (jasna), 2 x płyn do modelowania (25ml), 7 x próbnik kolorów.

Zestaw Initial AL Entrance Kit

M62709

Zestaw zawiera: liner na podbudowy z tlenku glinu (20g) - Lin-2, dentyna wewnętrzna (20g) - IN-44, dentyna (20g) - D-A3, 2 x szkliwo (20g) - E-58, E-59, masa fluorescencyjna przezierna (20g) - CL-F, szkliwo opalizujące (20g) - EOP-2, dentyna fluorescencyjna (20g) - FD-93, glazura (10g) - GL, płyn do glazury (25ml), płyn do modelowania (25ml).

Initial Zr-Fs, GC

Ceramika specjalnie przystosowana do bardzo wytrzymałych konstrukcji z tlenku cyrkonu. Właściwości: naturalnie wyglądające odbudowy, precyzyjnie dopasowane współczynniki rozszerzalności termicznej, temperatura wypalania 810°C i krótki czas chłodzenia oraz doskonała adhezja.

**Zestaw Initial Zr-FS Basic Set**

Nr art.

M20265

Zestaw zawiera: 3 x modyfikator na podbudowy z tlenku cyrkonu (20g) - odcienie FM-1, FM-2, FM-3, 16 x dentyna (20g) - odcienie D-A1 do D-D4, 2 x modyfikator dentyny opakerowej (20g) - odcienie ODM-1, ODM-2, 4 x szkliwo (20g) - odcienie E-57 do E-60, 4 x szkliwo intensywne (20g) - odcienie EI-11 do EI-14, masa fluorescencyjna przezierna (20g) - CL-F, 2 x masa przezierna (20g) - odcienie TN, TO, 5 x modyfikator przezierności (20g) - odcienie TM-01 do TM-05, glazura (10g) - GL, farbka INCISIO (3g) - INC, płyn do glazury (25ml), 2 x płyn do modelowania (50ml), 2 x kolornik.

**Zestaw Initial Zr-FS Advanced Set****M20266**

Zestaw zawiera: 11 x dentyna wewnętrzna (20g) - odcienie IN-41 do IN-51, 5 x masa szyjkowa przezierna (20g) - odcienie CT-21 do CT-25, 3 x szkliwo okluzyjne (20g) - odcienie EO-15 do EO-17, 4 x szkliwo opalizujące (20g) - odcienie EOP-1 do EOP-4, 7 x masa na stopień przezierna (20g) - odcienie ST-30 do ST-36, 3 x masa na stopień opakerowa (20g) - odcienie SO-37 do SO-39, 3 x dentyna fluorescencyjna (20g) - odcienie FD-91 do FD-93, masa dziąsłowa uniwersalna (20g) - GU, proszek korekcyjny (20g) - COR, płyn do glazury (25ml), płyn do modelowania (50ml), płyn do mas na stopień (50ml), 2 x kolornik.

Zestaw Initial Zr-FS Bleach Set**M20267**

Zestaw zawiera: modyfikator na podbudowy z tlenku cyrkonu (20g) - BL-FM, 3 x dentyna wybielana (20g) - odcienie BLD-1 (lekko wybielana), BLD-2 (biała), BLD-3 (ekstra biała), szkliwo wybielane (20g) - BL-E, szkliwo opalizujące (20g) - EOP-1 (białe wybielane), dentyna fluorescencyjna (20g) - FD-91 (jasna), 2 x płyn do modelowania (25ml), 7 x próbnik kolorów.

Zestaw Initial Zr-FS Gum Shades Set Paste Opaque**M20268**

Zestaw zawiera: modyfikator na podbudowy z tlenku cyrkonu (20g) - FM-5 (dziąsło), 5 x masa dziąsłowa (20g) - odcienie GM-23 (bazowy jasny), GM-24 (bazowy ciemny), GM-34 (intensywny fioletowy), GM-35 (intensywny kremowy), GM-36 (intensywny czerwony), płyn do modelowania (25ml), 5 x próbnik kolorów.

Zestaw Initial Zr-FS Entrance Kit**M62711**

Zestaw zawiera: modyfikator na podbudowy z tlenku cyrkonu (20g) - FM-2, dentyna wewnętrzna (20g) - IN-44, dentyna (20g) - D-A3 (20g), masa fluorescencyjna przezierna (20g) - CL-F, 2 x szkliwo (20g) - odcienie E-58, E-59, szkliwo opalizujące (20g) - EOP-2, glazura (10g) - GL, płyn do glazury (25ml), płyn do modelowania (25 ml).

GC Initial, Stain Set INvivo/INsitu AL&Zr&Ti, GC

Farbki do nadawania unikalnych efektów oraz indywidualnych cech w technice wewnętrznej jak i zewnętrznego glazurowania przeznaczone do systemu ceramik GC Initial AL&Zr&Ti. INvivo - fluorescencyjne farbki wewnętrzne i zewnętrzne, INsitu - nie fluorescencyjne farbki zewnętrzne.

**Zestaw Initial Stain Set INvivo/INsitu AL & Zr & Ti****M20260**

Zestaw zawiera: 13 x Invivo (z fluorescencją), 3 x Insitu (bez fluorescencji), proszek, płyn do glazury 25 ml.

Initial IQ, One Body Concept, Layering-over-Zircon, GC

System Layering-Over-Zircon jest kompatybilny ze wszystkimi technologiami na bazie cyrkonu. Szczególnie wyróżniającym się elementem systemu są GC Zr Light Reflective Liners - gotowe do użycia podkłady przeznaczone do niezawodnego maskowania odcienia zabarwionych podbudów z cyrkonu przy zachowaniu istotnych dla estetyki efektów świetlnych - mogą być używane z konwencjonalną ceramiką do cyrkonu GC Initial Zr-FS.



Nr art.

Zestaw Initial IQ, One Body Concept, Layering-Over-Zircon Set na zamówienie

Zestaw zawiera: 7 x liner Light Reflective (3g) - odcienie LR-1 do LR-2 oraz BL (wybielany), 5 x dentyna Body (50g) - odcienie A, B, C, D, BL (wybielany), płyn do rozcieńczania linera (8ml), płyn do modelowania (25ml).

System Press-Over-Zircon - wtłaczania na cyrkon jest prasowaną ceramiką na bazie skalenia, która wyróżnia się niezwykle naturalną estetyką. Barwione wstępnie bloczki w połączeniu z GC Initial IQ Lustre Pastes NF zwiększają wewnętrzną dynamikę światła i opalescencję, co zapewnia wyjątkową vitalność i naturalny połysk. System jest kompatybilny ze wszystkimi podbudowaniami na bazie cyrkonu i wykonanymi w technologii CAD/CAM.



Zestaw Initial IQ, One Body Concept, Press-over-Zircon Set M20260

Zestaw zawiera: 4 x modyfikator podbudowy z tlenku cyrkonu (4g) - odcienie PFM-1, PFM-2, PFM-3, PFM-4, 10 x pastylka do tłoczenia (10g) - odcienie A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2, 3 x pastylka (wybielana) do tłoczenia (10g) - odcienie AO, BO, BOO, 13 x proszek korekcyjny (5g) - odcienie A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2, AO, BO, BOO, płyn do modelowania (25ml), podstawka do systemu pierścieni Medium - dla 2g pastylek, pierścieni silikonowy, 2 x 5 sztuk - tłok jednorazowy do 2g pastylek.

Initial IQ, One Body Concept, Lustre Pastes NF, GC

Unikatowe ceramiki do malowania z efektem 3D do nadawania głębi koloru i przezierności naturalnych zębów. Są dostępne w gotowych do użycia słoikach i mają uniwersalne zastosowanie, gdyż są odpowiednie zarówno do ceramik o „niskim” jak i „wysokim” współczynniku rozszerzalności cieplnej – między 6,9 a 13,3 x 10⁻⁶ K⁻¹. GC Lustre Pastes NF zawierają bardzo drobne cząsteczki ceramiczne i mogą być stosowane w grubszej warstwie, dzięki czemu wykazują niezrównaną vitalność i nadają odbudowom naturalny połysk.

Zestaw Initial IQ, One Body Concept, Lustre Pastes NF - V-Shades - do zmiany koloru ceramiki lub jego modyfikacji z efektem fluorescencji i doskonałą dynamiką światła.

Zestaw V-Shades

M20270

Zestaw zawiera: odcień Neutral (4g) - L-N, odcień Value (4g) - L-V, 4 x odcień Body (4g) - L-A, L-B, L-C, L-D, 8 x odcień do efektów specjalnych szkliva (4g) - L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, płyn do rozcieńczania (8ml), płyn do odświeżania (8ml), naczynie do mieszania, 2 x pędzelek, tabela odcieni, instrukcja techniczna.



Zestaw Initial IQ, One Body Concept, Lustre Pastes NF - Gum Shades - do odtwarzania odcieni tkanek dziąsłowych w ich naturalnej harmonii.

Zestaw Gum Shades

na zamówienie

Zestaw zawiera: 5 x odcień dziąsłowy (4g) - odcienie G-23, G-24, G-34, G-35, G-36, 4 x modyfikator (3g) - odcienie LP-M1, LP-M2, LP-M3, LP-M4, płyn do rozcieńczania (8ml), płyn do odświeżania (8ml), naczynie do mieszania, 2 x pędzelek, tabela odcieni, instrukcja techniczna.



Farby i podbarwiacze do ceramik

Akzent Plus, VITA

Masy VITA AKZENT Plus są fluorescencyjnymi farbami ceramicznymi o niezależnym WRC dla wewnętrznego barwienia w czasie nakładania mas oraz zewnętrznego malowania i glazurowania. Dzięki znakomitemu czynnikowi homogeniczności i szerokiemu zakresowi temperatury, można łatwo i pewnie zoptymalizować każdy typ uzupełnienia.

Ma zastosowanie dla wewnętrznych modyfikacji i charakterystyki kolorystycznych. Do nakładania w czystej postaci lub mieszanej i rozcieńczonej. Materiał kompatybilny z wszystkimi ceramikami dentystycznymi: materiały CAD/ CAM (np. VITABLOCKS, VITA YZ HT), materiał pełnoceramiczny (np. VITA VM 9), metalo-ceramika (np. VITA VM 13), ceramika tłoczona (np. VITA PM 9), dla temperatur napalnia znajdujących się w przedziale 780 - 950°C.

02

**Zestaw Powder Kit**

Zestaw zawiera: 14 x 3 g Effect Stains Powder, ES01-ES14, 5 x 3 g Body Stains Powder, BS01-BS05, 5 g Glaze, 5 g Glaze LT, 5 g Finishing Agent, 20 ml Powder Fluid, płytka do mieszania mas włącznie z próbkami kolorów, płytka szklana, miarka (0,1ml), pędzelek nr 3/0.

Nr art.

M46909**Zestaw Paste Kit**

Zestaw zawiera: 14 x 4 g Effect Stains Paste, ES01-ES14, 5 x 4 g Body Stains Paste, BS01-BS05, 4 g Glaze Paste, 4 g Glaze Lt Paste, 4 g Finishing Agent Paste, 15 ml Paste Fluid płytka z próbkami kolorów, płytka do mieszania mas ze szkła kryształowego, płytka szklana, pędzelek płaski, pędzelek Nr. 3/0, asortyment ykułów reklamowych.

M51154**Zestaw Spray Kit**

Zestaw zawiera: 5 x 75 ml Body Spray, BS01-BS05, 75 ml Glaze Spray, 75 ml Glaze LT spray, płytka z próbkami kolorów.

M52479**Body Stains**

	Proszek 3 g	Pasta 4 g	Spray 75 ml
 BS01 żółty	M46904	M62774	na zamówienie
 BS02 żółto-brązowy	M46905	M62773	na zamówienie
 BS03 pomarańczowy	M46906	M62772	na zamówienie
 BS04 oliwkowo-szary	M46907	M62771	na zamówienie
 BS05 szaro-brązowy	M46908	M56747	na zamówienie

Effect Stains

 ES01 biały	M46890	M57927
 ES02 creme	M46891	M51964
 ES03 cytrynowo-żółty	M46892	M62775
 ES04 słoneczno-żółty	M46893	M51965
 ES05 pomarańczowy	M46894	M62776
 ES06 rdzawo-czerwony	M46895	M58056
 ES07 khaki	M46896	M62777
 ES08 różowy	M46897	M62778
 ES09 ciemno-czerwony	M46898	M62779
 ES10 liliowy	M46899	M58057
 ES11 niebieski	M46900	M51966
 ES12 szaro-niebieski	M46901	M57928
 ES13 szary	M46902	M57929
 ES14 czarny	M46903	M62780



Akzent Plus, VITA

Masa glazury dla błyszczącej, homogenicznej i szklistej powierzchni, po procesie napalenia.

	Nr art.
Glaze, 5 g	M46910
Glaze, 30 g	M07203
Glaze Paste, 4 g	M46911
Glaze Spray, 75 ml	M51151

LT = Low temperature, niskotopliwa masa glazury dla ceramik o temperaturze napalenia poniżej 800 °C, dzięki domieszanemu GLAZE LT można zmienić temperaturę napalenia EFFECT i BODY STAINS.

Glaze Paste LT, 5 g	M51417
Glaze Paste, 4 g	M36802
Glaze Spray LT, 75 ml	M63000

Dla naturalnej tekstury powierzchni. Jako neutralny nośnik dla rozcieńczenia wszystkich Effect Stains. Możliwość uzyskania konsystencji kremu, który można łatwo modelować. Dzięki takim możliwościom, masą można dokonać nieznacznych korektur jak np. tworzenie punktów kontaktowych.

Finishing Agent, 5 g	M46912
Finishing Agent Paste, 4 g	M63002

Powder Fluid, 20 ml	M46913
Paste Fluid, 15 ml	M51967

Interno, VITA

Masy ceramiczne VITA Interno pozwalają na wydobycie i odtworzenie naturalnych efektów kolorystycznych z głębi odbudowy ceramicznej. Ceramikę VITA Interno można łatwo zmieszać z masami translucyentnymi oraz masami dentyny. Osiągnięty efekt chromatyczności wspomaga działanie kolorystyczne uzupełnień protetycznych wykonanych masami ceramicznymi VM7, VM9, VM11, VM13, VM15 oraz VMK Master, VITA TITANKERAMIK.

Zestaw M09974
Zestaw zawiera: 14 x 5 g masy Interno (INT01-INT14), 20 ml Interno Fluid, płytka do mieszania, pędzelek do farb CS7, płytka z próbkami kolorów NR3, instrukcja obsługi.

3 g	M40180
Fluid, 20 ml	M09973
Kolornik	na zamówienie

 Int01, biały	na zamówienie
 Int02, piaskowy	na zamówienie
 Int03, złoty	na zamówienie
 Int04, pomarańczowy	na zamówienie
 Int05, terracotta	na zamówienie
 Int06, jasny brąz	na zamówienie
 Int07, antracytowy	na zamówienie
 Int08, niebieski	na zamówienie
 Int09, beż	na zamówienie
 Int10, brąz	na zamówienie
 Int11, szaro-brązowy	na zamówienie
 Int12, szary	na zamówienie
 Int13, lilac	na zamówienie
 Int14, khaki	na zamówienie



IPS Ivocolor, Ivoclar Vivadent AG

Uniwersalny zestaw farb i glazur przeznaczony do indywidualnego barwienia i charakteryzacji materiałów ceramicznych. Materiał ten jest dostosowany do ceramiki licującej (technika warstwowa), tłoczonej i CAD firmy Ivoclar Vivadent oraz tlenku cyrkonu firmy Wieland Dental.

Starter Kit
Shade Kit
Essence Kit

Nr art.
M61607
M61608
M63115

IPS InLine System Shade / Stains Kit, Ivoclar Vivadent AG

Zestaw farb w postaci past, gotowych do zastosowania, w 14 intensywnych kolorach służących do nakładania na powierzchnię wypalonych mas ceramicznych.



Zestaw

M25191

Zawartość zestawu: 7 x 3 g Shade (1-7), 2 x 3 g Shade Incisal (SI1, SI2), 14 x 1 g farbek (biała, mahoniowa, khaki, pomarańczowa, szara, waniliowa, crackliner, oliwkowa, żółta, czarna, kasztanowa, podstawowa niebieska, podstawowa czerwona, podstawowa żółta), 3 g proszek, 15 ml płyn do glazury i farbek.

IPS InLine Impulse Kit, Ivoclar Vivadent AG

W skład tego zestawu wchodzi 16 różnych mas służących do indywidualizacji wyglądu uzupełnień i nadawania charakterystycznych cech naturalnych zębów.



Zestaw

M37933

Zawartość zestawu: 2 x 20 g Occlusal Dentin (orange, brown), 2 x 20 g Cervical Incisal (orange, yellow), 3 x 20 g Mamelon (light, yellow-orange, salmon), 6 x 20 g Opal Effect (1, 2, 3, 4, 5, violet), 3 x 20 g Transpa (blue, brown-grey, neutral), kolornik.

IPS e.max CAD Crystall./Shades, Ivoclar Vivadent AG

Zestaw farb w postaci past, optymalnie dostosowanych do wykorzystania z IPS e.max CAD, służących do charakteryzacji powierzchniowej struktur wyciętych z IPS e.max CAD w fazie niebieskiej (blue) oraz po krystalizacji.



0, 3 g **M62936**
1, 3 g **M54741**
2, 3 g **M56836**
3, 3 g **M56835**

4, 3 g **M56837**
11, 3 g **M53678**
12, 3 g **M53767**

IPS e.max CAD Crystall./Stains, Ivoclar Vivadent AG

Intensywne barwniki służące do charakteryzacji powierzchniowej struktur wyciętych z IPS e.max CAD w fazie niebieskiej (blue) oraz po krystalizacji.



White, 1 g **M53766**
Creme, 1 g **M62937**
Sunset, 1 g **M56966**
Copper, 1 g **M62938**

Olive, 1 g **M62939**
Khaki, 1 g **M62940**
Mahogany, 1 g **M55682**

IPS e.max® CAD Crystall./Glaze, Ivoclar Vivadent AG



Glaze Paste, 3 g Nr art. **M51471**
Specjalna glazura w formie pasty do stosowania na powierzchni struktur wyciętych z IPS e.max CAD w fazie niebieskiej (blue) oraz po krystalizacji.

Glaze Spray, 270 ml M58395
Specjalna glazura w spray'u do stosowania na powierzchni struktur wyciętych z IPS e.max CAD w fazie niebieskiej (blue) oraz po krystalizacji.

Glaze Liquid, 15 ml M51472
Płyn do rozcieńczania IPS e.max CAD Crystall Shades / Stains/ Glaze Paste.

IPS e.max Ceram, Ivoclar Vivadent AG



Zestaw Shade Kit M30095
Zawartość zestawu: 5 x 3 g Shade (0-4), 2 x 3 g Shade Incisal (1, 2), Glaze Paste 3 g, Glaze Paste Fluo 3 g, 2 x 15 ml Glaze & Stain liquid (allround, longlife).

	Nr art.
0, 3 g	M33253
1, 3 g	M33255
2, 3 g	M33257
3, 3 g	M33259
4, 3 g	M33565
I1, 3 g	M33266
I2, 3 g	M25673



Zestaw Essence Kit M38425
Zawartość zestawu: 19 x 5 g Essence (white, creme, lemon, sunset, copper, hazel, olive, khaki, emerald, terracotta, mahogany, cappuccino, espresso, terra, profundo, ocean, sapphire, anthracite, black), 5 g Glaze Powder, 5 g Glaze Powder FLUO, 15 ml Glaze and Stain Liquid (allround, longlife), kolornik.

	Nr art.		Nr art.
01 White, 5 g	M33215	12 Cappuccin, 5 g	M33232
02 Creme, 5 g	M33220	13 Espresso, 5 g	M33233
03 Lemon, 5 g	M33223	14 Terra, 5 g	M33234
04 Sunset, 5 g	M33224	15 Profundo, 5 g	M33236
05 Copper, 5 g	M33226	16 Ocean, 5 g	M33238
06 Hazel, 5 g	M33227	17 Sapphire, 5 g	M33240
07 Olive, 5 g	M33228	18 Anthracit, 5 g	M33243
08 Khaki, 5 g	M25848	19 Black, 5 g	M33246
09 Emerald, 5 g	M33229	20 Rose, 5 g	M40014
10 Terracot, 5 g	M33230	21 Berry, 5 g	M40015
11 Mahogany, 5 g	M33231	22 Aubergine, 5 g	M43007



Glaze Paste, 3 g M25674
Glaze Paste FLUO, 3 g M33267
Glaze Powder, 5 g M33277
Glaze Powder FLUO, 5 g M33278
Glaze Spray, 270 ml na zamówienie

HeraCeram farby, Heraeus Kulzer

Farby można używać z materiałami HeraCeram oraz HeraCeram Zirkonia.



	Proszek 3 g	Pasta 2 ml
	Nr art.	Nr art.
Grey - szary	M34971	na zamówienie
White - biały	M31970	na zamówienie
Polar - niebieski	M31989	na zamówienie
Smoke - kolor dymu	na zamówienie	na zamówienie
Ocean - morski	M31973	na zamówienie
Pink - różowy	M31974	na zamówienie
Ivory - kość słoniowa	M31975	na zamówienie
Corn - kukurydziany	M31976	na zamówienie
Sunset - zachodu słońca	na zamówienie	na zamówienie
Caramel - karmel	M31977	na zamówienie
Mango - mango	M31985	na zamówienie
Sienna - sienna	M31986	na zamówienie
Terra - terra	na zamówienie	na zamówienie
BS-A	na zamówienie	na zamówienie
BS-B	na zamówienie	na zamówienie
BS-C	na zamówienie	na zamówienie
Olive - oliwkowy	M31988	na zamówienie
Umbra - umbra	M31987	na zamówienie
Khaki - khaki	na zamówienie	na zamówienie
Maroon - kasztanowy	M31978	na zamówienie
EN Pearl - perłowy	na zamówienie	na zamówienie
EN Opal - opal	na zamówienie	na zamówienie

HeraCeram glazura, Heraeus Kulzer

Glaze Universal, 20 g	M09292
Glaze Universal, 2 ml	M09291

**Initial Stain Set INVivo/INSitu MC & LF & PC, GC**

Farbki do nadawania unikalnych efektów oraz indywidualnych cech w technice wewnętrznej jak i zewnętrznego glazurowania przeznaczone do systemu ceramik GC Initial MC&LF&PC. INVivo - fluorescencyjne farbki wewnętrzne i zewnętrzne, INSitu - nie fluorescencyjne farbki zewnętrzne.



Zestaw Initial Stain Set INVivo/INSitu MC & LF & PC	M63011
Zestaw zawiera: 13 x farbka (3g) INVivo - fluorescencyjne - odcienie IV-1 do IV-13, 3 x farbka (3g) INSitu - nie fluorescencyjne - odcienie IS-B, IS-R, IS-C, glazura (10g) - GL, płyn do glazury (25ml), kolornik.	

INMetalbond, GC

Spoivo służące jako warstwa pośrednia między stopem i ceramiką. Blokuje oksydację metali i kompensuje różnice we współczynnikach rozszerzalności.

8 g pasta (2 x 4 g pasta)	M40174
---------------------------	--------





Initial Connector Paste, GC

Pasta ceramiczna stosowana jako warstwa pośrednia na ogniotrwałe materiały GC do modeli kikutów, aby zapewnić idealne dopasowanie i optymalny rezultat wypalania w technice spiekania ceramiki.

6 g pasta

Nr art.
M26901



Initial MC/LF Invivo/INSITU Glaze, GC

Glaze GL, 10 g

M34945

Glaze Liquid, 25 ml

M34946

Masy osłaniające do ceramiki tłoczonej



IPS PressVEST, Ivoclar Vivadent AG

Uniwersalna masa osłaniająca służąca do wykonywania form do tłoczenia dla materiałów: IPS e.max Press, IPS e.max ZirPress, IPS Empress Esthetic, IPS Empress Cosmo, IPS InLine PoM.

Proszek, 25 x 100 g

M35391

Proszek, 5 kg

M36272

Płyn, 1 l

M36273

Płyn, 500 ml

M35392



IPS PressVEST Speed, Ivoclar Vivadent AG

Masa osłaniająca do stosowania z materiałami: IPS e.max Press, IPS e.max ZirPress, IPS Empress Cosmo, IPS InLine PoM.

Proszek, 25 x 100 g

M25331

Proszek, 5 kg

M41312

Płyn, 1 l

M34933

Płyn, 500 ml

M25330



Heravest Press, Heraeus Kulzer

Bezgrafitowa z fosforanowym czynnikiem wiążącym, precyzyjna masa osłaniająca do szybkiego i kontrolowanego procesu wygrzewania przeznaczona do zastosowania w technice ceramiki tłoczonej.

Proszek, 56 x 100 g

M09534

Płyn, 1 l

M09976



MultiPressVest, GC

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniająca specjalnie dostosowana do różnych technik ceramiki tłoczzonej oferowanych w ramach systemów GC Initial PC i GC Initial IQ.

Proszek, 100 x 60 g
Płyn, 900 ml

Nr art.
M63113
M63112



Cosmotech VEST, GC

Fosforanowa ogniotrwała masa na modele kikutów do uzupełnień pełnoceramicznych, takich jak licówki, wkłady i nakłady.

Proszek, 1 x 33 g
Płyn, 200 ml

M63489
M16304



G-Cera ORBIT VEST, GC

Fosforanowa ogniotrwała masa na modele kikutów do bezpośredniego nakładania warstwowego ceramiki przy wykonywaniu wkładów, nakładów, koron i licówek.

Proszek do koron/licówek, 30 x 33 g
Proszek do wkładów, 30 x 33 g
Płyn, 200 ml

M63490
M63109
M63111



Inne masy osłaniające, strona 252

Kompozyt

VM LC, VITA

Mikrocząsteczkowy kompozyt światłoutwardzalny przeznaczony do zewnątrzustnego zastosowania. Zastosowanie znajduje w wykonywaniu uzupełnień stałych i ruchomych. Do wykonywania podbudów stosujemy takie stopy i kompozyty, które wg danego producenta można używać z materiałem kompozytowym. Zastosowanie to częściowe i całkowite licowanie podbudów metalowych: koron, mostów, koron teleskopowych, konstrukcji pod implanty, wkłady, licówki. Licowanie podbudów kompozytowych. Nakładanie warstw kompozytu na prowizoria długoczasowe z materiału VITA CAD-Temp. Indywidualizacja akrylowych zębów konfekcyjnych VITA. Bezmetalowe korony i 3-punktowe mosty w odcinku przednim jako prowizoria długoczasowe. Licowanie podbudów z polieteroeteroketonu (PEEK) wypełnionego 20% domieszką ceramiki oraz podbudów BioHPP jako prowizoriów długoczasowych. Licowanie podbudów z ZrO₂ częściowo stabilizowanych itrem (WRC około 10,5 10-6 K-1), jak np. VITA In-Ceram YZ jako prowizoriów długoczasowych.



Basic Kit Classical

Nr art.

M44342

Zestaw zawiera: 3 g Pre Opaque, 15 x 3 g Opaque Paste (A1 - D4), 15 x 4 g Base Dentine (A1 - D4), 4 g Enamel Light (ENL), 4 g Enamel Dark (END), 4 g Neutral (NT), 3 g Flow Window WIN, 5 x 3 g Flow Chroma Plus (CP1 - CP5), 20 ml gel, 10 ml Modelling Liquid, 30 ml Separator, 50 ml Cleaner, akcesoria, kolornik.

Basic Kit Classical Flow Edition

na zamówienie

Zestaw zawiera: 3 g Pre Opaque, 15 x 3 g Opaque Paste (A1 - D4), 15 x 4 g BASE DENTINE (A1 - D4), 4 g Flow Enamel Light (ENL), 4 g Flow Enamel Dark (END), 4 g Flow Neutral (NT), 3 g Flow Window WIN, 5 x 3 g Flow Chroma Plus (CP1 - CP5), 20 ml gel, 10 ml Modelling Liquid, 30 ml Separator, 50 ml Cleaner, akcesoria, kolornik.



Basic Kit Small Classical

na zamówienie

Zestaw zawiera: 3 g Pre Opaque, 6 x 3 g Opaque Paste (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3), 6 x 4 g Base Dentine (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3), 2 x 4 g Enamel (ENL, END), 4 g Neutral NT, 3 g Flow Window WIN, 4 x 3 g Flow Chroma Plus (CP1, CP2, CP3, CP5), 50 ml Cleaner, 10 ml Modelling Liquid, 30 ml Separator, kolornik, akcesoria, instrukcja.

Basic Kit Small Classical Flow Edition

na zamówienie

Zestaw zawiera: 3 g Pre Opaque, 6 x 3 g Opaque Paste (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3), 6 x 4 g Base Dentine (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3), 2 x 4 g Flow Enamel (ENL, END), 4 g Flow Neutral NT, 3 g Flow Window WIN, 4 x 3 g Flow Chroma Plus (CP1, CP2, CP3, CP5), 50 ml Cleaner, 10 ml Modelling Liquid, 30 ml Separator, kolornik, akcesoria, instrukcja.

One Color Kit Classical A2 Flow Edition

na zamówienie

Zestaw zawiera: 3 g Pre Opaque, 3 g Opaque Paste (A2), 4 g Base Dentine (A2), 4 g Flow Enamel Light (ENL), 3 g Flow Chroma Plus (CP2), 10 ml Modelling Liquid, akcesoria, kolornik, instrukcja.

One Color Kit Classical A3 Flow Edition

na zamówienie

Zestaw zawiera: 3 g Pre Opaque, 3 g Opaque Paste (A3), 4 g Base Dentine (A3), 4 g Flow Enamel Light (ENL), 2 x 3 g Flow Chroma Plus (CP2, CP3), 10 ml Modelling Liquid, akcesoria, kolornik, instrukcja.



Basic Kit 3D Master

M18319

Zestaw zawiera: 3 g Pre Opaque, 11 x 3 g Opaque Paste (1M1, 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3M2, 3M3, 3R2.5, 4M2), 15 x 10 g Opaque (2L2.5, 2R1.5, 2R2.5, 3L2.5, 3M1, 3R1.5, 4L1.5, 4L2.5, 4M1, 4M3, 4R1.5, 4R2.5, 5M1, 5M2, 5M3), 26 x 4 g Base Dentine (1M1-5M3), 2 x 4 g Enamel (ENL, END), 4 g Neutral NT, 3 g Flow Window WIN, 5 x 3 g Flow Chroma Plus (CP1-CP5), 2 x 5 g Opaque Liquid, 50 ml Cleaner, 10 ml Modelling Liquid, 30 ml Separator, akcesoria, 2 x kolornik, instrukcja.

Basic Kit 3D Master Flow Edition

na zamówienie

Zestaw zawiera: 3 g Pre Opaque, 11 x 3 g Opaque Paste (1M1, 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3M2, 3M3, 3R2.5, 4M2), 15 x 10 g Opaque (2L2.5, 2R1.5, 2R2.5, 3L2.5, 3M1, 3R1.5, 4L1.5, 4L2.5, 4M1, 4M3, 4R1.5, 4R2.5, 5M1, 5M2, 5M3), 26 x 4 g Base Dentine (1M1-5M3), 2 x 4 g Flow Enamel (ENL, END), 4 g Flow Neutral NT, 3 g Flow Window WIN, 5 x 3 g Flow Chroma Plus (CP1-CP5), 2 x 5 g Opaque Liquid, 50 ml Cleaner, 10 ml Modelling Liquid, 30 ml Separator, akcesoria, 2 x kolornik, instrukcja.

VM LC, Vita



Nr art.

Basic Kit Small 3D Master

na zamówienie

Zestaw zawiera: 3 g Pre Opaque, 11 x 3 g Opaque Paste (1M1 - 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3M2 - 3M3, 3R2.5, 4M2), 11 x 4 g Base Dentine (1M1 - 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M1, 2M3, 3L1.5, 3M2 - 3M3, 3R2.5, 4M2), 2 x 4 g Enamel Light (ENL, END), 4 g Neutral (NT), 3 g Flow Window (WIN), 5 x 3 g Flow Chroma Plus (CP1 - CP5), 10 ml Modelling Liquid, 30 ml Separator, 50 ml Cleaner, 20 ml gel, akcesoria, kolornik.

Basic Kit Small 3D Master Flow Edition

na zamówienie

Zestaw zawiera: 3 g Pre Opaque, 11 x 3 g Opaque Paste (1M1 - 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M1, 2M3, 3L1.5, 3M2 - 3M3, 3R2.5, 4M2), 11 x 4 g Base Dentine (1M1 - 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M1, 2M3, 3L1.5, 3M2 - 3M3, 3R2.5, 4M2), 2 x 4 g Flow Enamel (ENL, END), 4 g Flow Neutral (NT), 3 g Flow Window (WIN), 5 x 3 g Flow Chroma Plus (CP1 - CP5), 10 ml Modelling Liquid, 30 ml Separator, 50 ml Cleaner, 20 ml gel, akcesoria, kolornik.

One Color Kit 3D Master 2M2 Flow Edition

na zamówienie

Zestaw zawiera: 3 g Pre Opaque, 3 g Opaque Paste (2M2), 4 g Base Dentine (2M2), 4 g Flow Enamel (ENL), 2 x 3 g Flow Chroma Plus (CP1, CP3), 10 ml Modelling Liquid, 5 ml Gel, akcesoria, kolornik, instrukcja.

One Color Kit 3D Master 3M2 Flow Edition

na zamówienie

Zestaw zawiera: 3 g Pre Opaque, 3 g Opaque Paste (3M2), 4 g Base Dentine (3M2), 4 g Flow Enamel (ENL), 2 x 3 g Flow Chroma Plus (CP3, CP5), 10 ml Modelling Liquid, 5 ml Gel, akcesoria, kolornik, instrukcja.

Professional Kit

na zamówienie

Zestaw zawiera: 5 x 4 g Effect Enamel (EE2, EE3, EE6, EE9, EE12), kolornik.

Professional Kit Flow Edition

na zamówienie

Zestaw zawiera: 8 x 3 g Effect Enamel (EE1, EE2, EE5, EE6, EE7, EE9, EE11, EE12), kolornik.

Paint Kit

na zamówienie

Zestaw zawiera: 10 x 2 g Paint (PT1, PT3, PT5, PT8, PT9, PT12, PT13, PT15, PT17, PT19), 3 g Flow Window WIN, kolornik.

**Gingiva Kit**

na zamówienie

Zestaw zawiera: 4 x 4 g Gingiva (G1, G2, G4, G5), 3 g Gingiva Opaque Paste GOL, 3 x 3 g Flow Gingiva (G1, G2, G3), kolornik.

Creative Kit Flow Edition

na zamówienie

Zestaw zawiera: 4 x 2 g Paint (PT1, PT5, PT15, PT17), 3 g Flow Window WIN, 2 x 3 g Flow Effect Enamel (EE6, EE9), 4 g Flow Neutral NT, 4 g Flow Enamel ENL, 10 ml Modelling Liquid, 5 ml Gel, akcesoria, kolornik.

Inlay/Veneer Kit Classical Flow Edition

na zamówienie

Zestaw zawiera: 6 x 4 g Base Dentine (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3), 2 x 4 g Flow Enamel (ENL, END), 10 ml Modelling Liquid, 30 ml Separator, kolornik.

Inlay/Veneer Kit 3D Master Flow Edition

na zamówienie

Zestaw zawiera: 6 x 4 g Base Dentine (1M2, 2M2, 3M2, 2L1.5, 3R2.5, 3L2.5), 4 g Flow Enamel ENL, 10 ml Modelling Liquid, 5 ml Gel, 30 ml Separator, kolornik.

Tabela przyporządkowania koloru Vita classical

Kolory	A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaque paste	A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaque	A1	A2	A3	A3.5	-	-	B3	-	-	-	-	-	-	D3	-
Chroma Plus	CP1	CP4	CP4	CP4	-	CP2	CP3	CP3	CP5	CP5	CP5	CP5	CP2	-	CP2
Szklivo	ENL	ENL	ENL	END	END	ENL	END	END	END	ENL	END	END	END	END	END
Efekt Liner	-	EL3	EL3	EL3	EL3	EL6	EL4	EL3	EL6	EL6	EL6	EL3	EL3	EL3	EL3

Tabela przyporządkowania koloru Vita System 3D-Master

Kolor	Opaque Paste	Opaque	Chroma Plus	Szkliwo	Effect Liner
0M1	-	0M1	-	ENL	EL2
1M1	1M1	1M1	CP1	ENL	EL2
1M2	1M2	1M2	CP1	ENL	EL4
2L1,5	2L1,5	2L1,5	CP2	ENL	EL6
2L2,5	-	2L2,5	CP2	ENL	EL4
2M1	2M1	2M1	CP2	ENL	EL2
2M2	2M2	2M2	CP2	ENL	EL4
2M3	2M3	2M3	CP2	ENL	EL4
2R1,5	-	2R1,5	CP2	ENL	EL2
2R2,5	-	2R2,5	CP2	ENL	EL4
3L1,5	3L1,5	3L1,5	CP2	ENL	EL6
3L2,5	-	3L2,5	CP3	ENL	EL4
3M1	-	3M1	CP2	ENL	EL6
3M2	3M2	3M2	CP3	ENL	EL3
3M3	3M3	3M3	CP3	ENL	EL3
3R1,5	-	3R1,5	CP2	ENL	EL6
3R2,5	3R2,5	3R2,5	CP3	ENL	EL3
4L1,5	-	4L1,5	CP5	END	EL3
4L2,5	-	4L2,5	CP3	END	EL3
4M1	-	4M1	CP5	END	EL3
4M2	4M2	4M2	CP5	END	EL3
4M3	-	4M3	CP4	END	EL3
4R1,5	-	4R1,5	CP5	END	EL3
4R2,5	-	4R2,5	CP4	END	EL3
5M1	-	5M1	CP5	END	EL3
5M2	-	5M2	CP5	END	EL3
5M3	-	5M3	CP5	END	EL3

Opaque Paste
3 g

Dentine
4 g

Effect Liner
4 g

Nr art.
2M2 na zamówienie
2M3 na zamówienie
3M2 na zamówienie
A1 M51144
A2 M51146
A3 M41013
A3.5 M62784
A4 M62785
B2 M62786
B3 M62787
B4 M62788
C1 M62789
C2 M62790
C3 M62791
C4 M51825
D2 M62792
D3 M62793
D4 M51826

Nr art.
M50844
M50845
M55941
M51156
M44416
M44417
M51824
M53788
M57860
M51148
M57861
M57862
M51149
M51150
M51823
M56125
M50162
M51822

Nr art.
EL2 M62716
EL3 M14910
EL4 M62718
EL5 M62719
EL6 M62720

Effect Enamel

4 g

EE2 M51157
EE3 M56126
EE6 M56127
EE9 M54992
EE12 M56128

Enamel

4 g

END M28164
ENL M28163

Chroma Plus

4 g

CP1 M53108
CP2 M63336
CP3 M56344
CP4 M47707
CP5 M46086

Gingiva

G1, 4 g

G2, 4 g

G4, 4 g

G5, 4 g

Opaque, 10 g

Opaque Paste

Gingiva GOL, 3g

M62721

M62722

M37890

M62723

M30507

M54942

Color Opaque, 10 g

Pre Opaque, 3 g

M42055

M44522

Bond Liquid, 5 ml

Cleaner, 50 ml

Gel, 20 ml

Modelling Liquid, 30 ml

Opaque Liquid, 5 ml

Separator, 30 ml

M14908

M50758

M58851

M14911

M28143

M14913

Neutral

4 g

NT M50882

Bond

12 g

M14907

Window

2 g


WIN M54991

VM LC, Vita

Po nałożeniu PRE OPAQUE, OPAQUE / OPAQUE PASTE, w skład schematu nakładania warstw VITA VM LC BASIC-wchodzą masy BASE DENTINE i ENAMEL.

Masy BASE DENTINE są nośnikiem koloru i gwarantują tworzenie licówek o intensywnych kolorach. Szczególnie w przypadku cienkich ścianek licówki, możemy dzięki wariantowi dwu-warstwowemu optymalnie zreprodukować kolor.

Użytkownik może za pomocą tylko tych dwóch warstw wykonać uzupełnienie protetyczne o wyjątkowo naturalnym wyglądzie. W celu uzyskania optymalnej reprodukcji koloru grubość licówki nie może wynosić mniej niż 0,5 mm.

**VM LC flow, VITA**

	Chroma Plus 3 g		Window 3 g		Gingiva 3 g
	Nr art.		Nr art.		Nr art.
CP1	M60648	WIN	M60080	G1	na zamówienie
CP2	M60649			G2	na zamówienie
CP3	M60650			G3	na zamówienie
CP4	M60651		Effect Enamel	G4	na zamówienie
CP5	M60659		3 g	G5	na zamówienie
		EE1	M60081		
	Enamel	EE2	M60082		
	4 g	EE5	M60652		
ENL	M60083	EE6	M60090		
END	M60084	EE7	M60653		
		EE9	M59259		
	Neutral	EE11	M60654		
	4 g	EE12	M60657		
NT	M58961				

VM CC, VITA

Jest idealnym materiałem bez wypełniacza, polimeryzowanym na zimno i do zastosowania poza jamą ustną.



Basic Kit Classical

Zestaw zawiera: 15 x 30 g Base Dentine (A1 - D4), 30 g Enamel Light ENL, 30 g Enamel Dark END, 30 g Window WIN, 100 ml Liquid, akcesoria, kolornik.

Nr art.

na zamówienie

Basic Kit Small Classical

Zestaw zawiera: 6 x 30 g Base Dentine (A1 - A3.5, B3, D3), 30 g Enamel Light ENL, 30 g Enamel Dark END, 30 g Window WIN, 100 ml Liquid, akcesoria, kolornik.

na zamówienie

Basic Kit 16-Color 3D Master

Zestaw zawiera: 16 x 30 g Base Dentine (0M1 - 5M1), 30 g Enamel Light ENL, 30 g Enamel Dark END, 30 g Window WIN, 100 ml Liquid, akcesoria, kolornik.

na zamówienie



Basic Kit 5-Color 3D Master

Zestaw zawiera: 5 x 30 g Base Dentine (1M1, 2M2, 3M2, 3R2.5, 4M2), 30 g Enamel Light ENL, 30 g Enamel Dark END, 30 g Window WIN, 100 ml Liquid, akcesoria, kolornik.

na zamówienie

Professional Kit 3D Master

5 x 30 g Effect Liner (EL2-EL6).

na zamówienie



	Base Dentine 30 g		Base Dentine 30 g		
A1	M26721	0M1	na zamówienie	ENL, 30 g	M37120
A2	M26722	1M1	na zamówienie	END, 30 g	M37119
A3	M26723	2L1.5	na zamówienie	WIN, 30 g	M39822
A3.5	M26724	2M1	na zamówienie		
A4	M29544	2M2	na zamówienie	EL2, 30 ml	na zamówienie
B2	M61867	2M3	na zamówienie	EL3, 30 ml	na zamówienie
B3	M43694	3L1.5	na zamówienie	EL4, 30 ml	na zamówienie
B4	M62728	3L2.5	na zamówienie	EL5, 30 ml	na zamówienie
C1	M62727	3M1	na zamówienie	EL6, 30 ml	na zamówienie
C2	M52488	3M2	na zamówienie		
C3	M54938	3M3	na zamówienie	Liquid, 30 ml	M07480
C4	M62726	3R1.5	na zamówienie	Liquid, 100 ml	M07479
D2	M54939	3R2.5	na zamówienie		
D3	M31394	4L1.5	na zamówienie		
D4	M62725	4M2	na zamówienie		
		5M1	na zamówienie		

Uzupełnienia 100 g na zamówienie.

Tabela przyporządkowania koloru Vita classical

Kolory	A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Szklivo	ENL	ENL	ENL	END	END	END	END	END	END	END	ENL	ENL	END	END	END

Tabela przyporządkowania koloru 3D Master

Kolory	0M1	1M1	2L1.5	2M1	2M2	2M3	3L1.5	3L2.5	3M1	3M2	3M3	3R1.5	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1
Szklivo	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	END	END	END

SR Nexco Paste, Ivoclar Vivadent AG

Jest to materiał kompozytowy do polimeryzacji światłem. SR Nexco jako materiał złożony, w skład którego wchodzi opalescentne mikrowypełniacze, jest przeznaczony do wykonywania uzupełnień stałych z podbudową lub samonośnych. W kombinacji z materiałami do charakteryzacji SR Nexco daje możliwości uzyskania odpowiedniego koloru niezależnie od grubości warstwy licującej. Naturalne efekty estetyczne są możliwe do osiągnięcia w uzupełnieniach stałych, a także w uzupełnieniach ruchomych gdzie można charakteryzować część słuzówkową. Dostępny jest materiał SR Nexco Gingiva, dedykowany do odbudowy i charakteryzacji części słuzówkowej protez.

**Intro Kit A2**

Nr art.

M62893

Zestaw zawiera: 2 ml Opaker A2, 2 ml Liner L2, 2.5 g Margin M2, 2.5 g Dentin A2, 2.5 g Incisal I2, 5 ml Modeling Liquid, 30 ml Gel, 5 ml Connect, model, akcesoria.

Promo Kit A2**M50243**

Zestaw zawiera: 2 ml Opaker A2, 2 ml Liner L2, 2.5 g Margin M2, 2.5 g Dentin A2, 2.5 g Incisal I2, 30 ml Gel, 5 ml Link, akcesoria.

Promo Kit A3**M62892**

Zestaw zawiera: 2 ml Opaker A3, 2 ml Liner L2, 2.5 g Margin M3, 2.5 g Dentin A3, 2.5 g Incisal I3, 30 ml Gel, 5 ml Link, akcesoria.

Starter Kit A-D**M46724**

Zestaw zawiera: 4 x 2 ml Opaker (A2, A3, A3.5, B2), 2 x 2 ml Liner (L2, L3), 2 x 2.5 g Margin (M2, M3), 4 x 2.5 g Dentin (A2, A3, A3.5, B2), 2.5 g Effect Occlusal Dentin (orange), 2.5 g Effect Transpa (clear), 2.5 g Effect Opal E1, 4 x 1 ml Stains (clear, white, orange, mahogany), 30 ml Gel, 2.5 g Pontic Fill, 5 ml Link, 5 ml Modeling Liquid, 5 ml Connect, akcesoria.

Gingiva Kit**M57918**

Zestaw zawiera: 2 ml Gingiva Opaker (pink), 5 x 2.5 g Gingiva (G1, G2, G3, G4, G5), 5 x 2.5 g Intensive Gingiva (IG1, IG2, IG3, IG4, IG5), 5 ml Connect, 30 ml Gel, akcesoria.



	Opaker 2 ml		Paste Dentine 2.5 g		Margin 2.5 g
A1	M60617	A1	M47965	1	M49782
A2	M46071	A2	M46069	2	M49783
A3	M49737	A3	M46551	3	M49784
A3.5	M60677	A3.5	M46550	4	M49785
A4	M62801	A4	M47968	5	M49786
B1	M58910	B1	M46470		
B2	M62802	B2	M50084		
B3	M55333	B3	M55331		Liner 2 ml
B4	M55334	B4	M55332		
C1	M53026	C1	M48846	1	M46471
C2	M60618	C2	M48530	2	M46070
C3	M62803	C3	M47969	3	M52001
C4	M62804	C4	M55507	4	M62809
D2	M62805	D2	M47966	5	M62198
D3	M53128	D3	M46552	BL	M62810
D4	M62805	D4	M50741	Clear	M49595
BL3	M62807	BL3	M47967	Incisal	M46473
BL4	M62808	BL4	M56222		
	Incisal 2.5 g		Intensive Gingiva 2.5 g		Gingiva 2.5 g
I1	M46472	IG1	M62811	G1	M62813
I2	M47970	IG2	M54740	G2	M44449
I3	M47971	IG3	M58701	G3	M44450
I4	M48718	IG4	M58702	G4	M44447
I5	M47972	IG5	M62812	G5	M44448
BL	M50740				

SR Nexco Paste, Ivoclar Vivadent AG

Effect Occlusal Dentine		Effect Opal	
2.5 g	Nr art.	2.5 g	Nr art.
Brown	M58590	E1	M53273
Orange	M54178	E2	M53274
		E3	M53275
		E4	M53276
Effect Transpa		Effect Mamelon	
2.5 g		2.5 g	
Blue	M58288	Light	M62895
Brown-Gray	M62794	Yellow-Orange	M62896
Orange-Gray	M62795		
Clear	M54541		
Stains			
1 ml			
Clear	M53129		
White	M62796		
Blue	M53130		
Orange	M62797		
Mahogany	M62798		
Maroon	M62799		
Red	M62800		
Connect, 5 ml		M44867	
Modeling Liquid, 5 ml		M44453	
Pontic Fill, 2.5 g		M62897	



SR Ivocron, Ivoclar Vivadent AG

Wysokiej jakości materiał akrylowy służący do licowania koron i mostów oraz do wykonywania uzupełnień tymczasowych. Dostępny w 20 kolorach wg kolornika Chromascop. Jest materiałem bardzo uniwersalnym, z powodzeniem stosowanym od wielu lat i uznanym przez wielu specjalistów. Istnieją trzy metody wykonawcze, do każdej z nich są dedykowane specjalne płyny: metoda wlewowa, metoda polimeryzacji na zimno, metoda polimeryzacji na gorąco.

Trial Kit Cold **na zamówienie**
Zestaw zawiera: 30 g Dentin (210/2B), 30 g Incisal (2), 5 g Opaquer (2), 30 ml Cold Liquid.

Trial Kit Hot **na zamówienie**
Zestaw zawiera: 30 g Dentin (210/2B), 30 g Incisal (2), 5 g Opaquer (15), 30 ml Hot Liquid.

Trial Kit Press **na zamówienie**
Zestaw zawiera: 30 g Dentin (210/2B), 30 g Incisal (2), 5 g Opaquer (15), 30 ml Press Liquid.

Basic Kit Cold **na zamówienie**
Zestaw zawiera: 5 x 30 g Dentin (130/2A, 140/1C, 210/2B, 220/1D, 410/4A), 3 x 30 g Incisal (1, 2, 4), 5 x 15 g Intensive (2, 4, 5, 6, 9), 30 ml Separator, 30 ml Separating Fluid, 100 ml Cold Liquid, akcesoria, kolornik.

Basic Kit Hot **na zamówienie**
Zestaw zawiera: 5 x 30 g Dentin (130/2A, 140/1C, 210/2B, 220/1D, 410/4A), 3 x 30 g Incisal (1, 2, 4), 4 x 15 g Opaquer (12, 13, 14, 15), 30 ml Separator, 30 ml Separating Fluid, 100 ml Hot Liquid, 30 ml Opaquer Liquid, 15 ml Micro Retention Beads, 15 ml Macro Retention Beads, 20 ml Retention Adhesive, akcesoria, kolornik.



Cold Liquid, 100 ml	M37865
Cold Liquid, 500 ml	M62899
Hot Liquid, 100 ml	M35829
Press Liquid, 100 ml	M62900

Telio Lab, Ivoclar Vivadent AG

Wysokiej jakości materiał akrylowy służący do licowania koron i mostów oraz do wykonywania uzupełnień tymczasowych z możliwością charakteryzacji światłoutwardzalnym kompozytem.



Starter Kit A2/A3

Zestaw zawiera: 2 x 5 g Opaquer (OP1, OP2), 2 x 25 g Dentin (A2, A3), 2 x 25 g Incisal (TI2, TI3), 3 x 25 g Neck (N1, N2, N3), 30 ml Cold Liquid, 15 ml Opaquer Liquid.

Nr art.

M36250



Basic Kit

Zestaw zawiera: 3 x 5 g Opaquer (OP0, OP1, OP2), 6 x 25 g Dentin (BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1), 3 x 25 g Incisal (TI1, TI2, TI3), 3 x 25 g Neck (N1, N2, N3), 30 ml Cold Liquid, 15 ml Opaquer Liquid, 30 ml Separating Fluid.

M38353

LC Veneer Kit

Zestaw zawiera: 3 x 2,5 g Transpa Incisal (1, 2, 3), 2,5 g Transpa (neutral), 2,5 g Base, 1 g Stains (blue, light-yellow, white, orange), 1,6 g Add-On Flow, 15 ml Activator, Gel, SR Compositiv.

M62815



	Lab Dentine		Lab Opaquer
A1, 25 g	M62656	OP0, 5 g	M62912
A2, 25 g	M37868	OP1, 5 g	M62913
A3, 25 g	M37869	OP2, 5 g	M62914
A3.5, 25 g	M62816	OP3, 5 g	M62915
A4, 25 g	M62817	Gingiva, 5 g	M62916
B1, 25 g	M62818		
B2, 25 g	M62819		Lab Transpa Incisal
B3, 25 g	M62820	TI1, 25 g	M62902
B4, 25 g	M62821	TI2, 25 g	M37866
C1, 25 g	M62822	TI3, 25 g	M37867
C2, 25 g	M37871		
C3, 25 g	M62823		Lab Neck
C4, 25 g	M62824	1, 25 g	M62903
D2, 25 g	M37870	2, 25 g	M62904
D3, 25 g	M62825	3, 25 g	M62905
D4, 25 g	M62826	4, 25 g	M62906
	Lab Bleach		Lab Intensive
BL3, 25 g	M62917	White, 7 g	M62907
		Orange, 7 g	M62908
		Brown, 7 g	M62909
			Lab Bleach
		Gingiva, 100 g	M62910
		Opaquer Liquid, 30 ml	M62898
		Cold Liquid, 100 ml	M37865
		Cold Liquid, 500 ml	M62899

Heraeus Kulzer

Mitsui Chemicals Group

Signum®

Kompozyt światłoutwardzalny do licowania metalu,
dwutlenku cyrkonu oraz do tworzenia
uzupełnień bez podbudowy metalowej.



signum®

Heraeus Kulzer - biuro:

☎ / 📠 (33) 496 35 39, ✉ info-poland@kulzer-dental.com

www.heraeus-kulzer.pl

www.heraeus-kulzer.com

Signum, Heraeus Kulzer

System modułowy składający się z uniwersalnych i specjalnych kompozytów przeznaczonych do licowania oraz zestawów do podbarwiania narzędzi i akcesoriów. Każdy element systemu został skrupulatnie zaprojektowany z myślą o specjalnym zakresie jego zastosowania.

2-odcieniowy zestaw startowy Signum ceramis do uzupełnień pełnokompozytowych (takich jak inlay, onlay i korony).



Nr art.

Zestaw Ceramis First Touch**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 2 x 4 g Ceramis zębina (DA2, DA3), 4 g Ceramis szkliwo (EL), 4 g Matrix szkliwo opalizujące (OS2), 2 x 4 g Ceramis effect ET4 transparentny pomarańczowy, ET5 transparentny biały, 2 x 3 ml Cre-active (maroon - kasztanowy, T1), 4 ml płyn, pędzelek do farb, 20 x kaniule z końcówkami 1,2 mm, instrukcja.

8-odcieniowy zestaw do uzupełnień pełnokompozytowych (takich jak inlay, onlay i korony).

Zestaw Ceramis**M30155**

Zestaw zawiera: 8 x 4 g Ceramis zębina (DA2; DA3; DA3,5; DA4; DB2; DB3; DC3; DD3), 3 x 4 g Ceramis szkliwo (EL, EM, ED), 4 x 4 g Ceramis effect ET1 transparentny; ET2 transparentny niebieski; ET4 transparentny pomarańczowy; ET5 transparentny biały, 4 x 4 g Ceramis masa schodkowa (M1 – M4), 4 ml płyn.

Masy do odtworzenia indywidualnej natury zęba. Idealne wykończenie uzupełnień z podbudową metalową i bezmetalową. Zestaw Signum matrix składa się z półpłynnych kompozytów, które są kompatybilne z materiałami Signum kompozyt oraz Signum ceramis. Przy pomocy tych materiałów można imitować naturalne efekty opalescencji, transparencji i fluorescencji.

Zestaw Matrix**M30157**

Zestaw zawiera: 3 x 4 g Matrix zębina mamelonowa (MD1, MD2, MD3), 2 x 4 g Matrix zębina wtórna (SD1, SD2), 4 x 4 g Matrix value (VL1 – VL4), 4 x 4 g Matrix szkliwo opalizujące (OS1 – OS4), 9 x 4 g Matrix opalizującotransparentny (OT1, OT2, OT5, OT10, OTA, OTB, OTG, OTY, OTice), 20 x kaniule z końcówkami 1,2 mm, kolornik Matrix, 2 x pędzelek do farb.

**Zestaw First Touch****na zamówienie**

Zestaw zawiera: 2 x 3 g Opaker F (OA3, OB3), 2 x 4 g Flow zębina (DA3, DB3), 4 g Zębina (DA3), 4 g Szkliwo (EM), 2 x 4 g Matrix (OS3, SD1), 4 ml płyn, 5 x końcówki pędzelka F, pędzelek do farb, uniwersalny trzonek pędzelka, 20 x Kaniule z końcówkami 1,2 mm, instrukcja.

Półpłynne kompozyty o odcieniu zębiny stanowią uzupełnienie systemu do licowania Signum. Mogą być łączone z materiałami Signum kompozyt, Signum ceramis lub stosowane samodzielnie do uzupełnień na metalowych podbudowach. Dla jeszcze większej indywidualizacji odcieni. Materiały te mogą być mieszane z półpłynnymi materiałami Signum matrix.

Zestaw Flow First Touch**na zamówienie**

Zestaw zawiera: 2 x 4 g Flow zębina (DA2, DA3), 2 x 3 g Opaker F (OA2, OA3), 4 g Flow masa przyszyjkowa (CV1), 4 g Matrix brzeg sieczny opalizujący (OS2), 2 x 4 g Matrix opalizującotransparentny (OTA (bursztynowy), OTY (żółty)), 4 ml płyn, 5 x końcówki pędzelka F, uniwersalny trzonek pędzelka, pędzelek do farb, 20 x kaniule z końcówkami 1,2 mm, blok podkładek do mieszania, mały.

9-odcieniowy zestaw do uzupełnień na podbudowie metalowej, np. do protez ruchomych z koronami teleskopowymi oraz podbudowy.

Zestaw Essentia Kit**M26856**

Zestaw zawiera: 10 x 3 g Opaker F (OA1, OA2, OA3; OA3,5; OA4; OB2; OB3; OC3; OD3; OP), 9 x 4 g zębina (DA1, DA2, DA3, DA3,5, DA4, DB2, DB3, DC3, DD3), 3 x 4 g szkliwo (EL, EM, ED), 4 x 4 g masa schodkowa (M1 – M4), 4 g Effect ET1 transparentny, 4 ml płyn, 2 x uniwersalny trzonek pędzelka, 25 x końcówki pędzelka opaker F, 20 x kaniule z końcówkami 1,2 mm.



Signum, Heraeus Kulzer

Nr art.

na zamówienie

Zestaw Essentia Flow

Zestaw zawiera: 6 x 4 g Flow zębina (DA2, DA3, DA3.5, DB3, DC3, DD3), 2 x 4 g Flow masa przyszyjkowa (CV1, CV2), 7 x 3 g Opaker F (OA2, OA3, OA3.5, OB3, OC3, OD3, OR), 2 x 4 g Matrix brzeg sieczny opalizujący (OS2, OS3), 4 ml płyn, 25 x końcówki pędzelka F, 2 x pędzelek do farb, uniwersalny trzonek pędzelka, 30 x kaniule z końcówkami 1.2 mm, instrukcja, blok podkładek do mieszania, mały.



Signum CRE-ACTIVE to zestaw farb przeznaczony do charakteryzacji i odtwarzania szczegółów, takich jak charakteryzacja bruzd, pęknięcia szkliva itd. Są kompatybilne z materiałami Signum kompozyt oraz Signum ceramis. Zęby akrylowe można również modyfikować przy pomocy Signum cre-active.

Zestaw Cre-Active

M30158

Zestaw zawiera: 8 x 3 g Cre-active (white – biały, polar – niebieski, umbra – umbra, corn – kukurydziany, mango – mango, caramel – karmelowy, maroon – kasztanowy, black – czarny), 2 x 3 g Cre-active transparentny (T1, T2), 20 x kaniule z końcówkami 1,2 mm, 5 x Kaniule, 1.87 mm, kolornik Cre-active, 2 x pędzelek do farb.



	Opaque 3 g	Dentine 4 g	Ceramis Dentine 4 g		Enamel 4 g
A1	M31204	M31195	M26265	ED	M31216
A2	M31232	M31192	M31221	EL	M31215
A3	M31205	M31193	M31222	EM	M30455
A3,5	M31206	M31194	M31233		
A4	M31230	M31231	M31238		
B1	M32105	M32110	M32119		Ceramis
B2	M31207	M31196	M31991		Enamel 4 g
B3	M31208	M31197	M31992		
B4	M32106	M32111	M32120	ED	M31237
C1	M31209	M31198	M32121	EL	M31234
C2	M31210	M31199	M31223	EM	M30461
C3	M31211	M31200	M31405		
C4	M32107	M32112	M32122		Effect
D2	M31212	M31201	M31224		4 g
D3	M31214	M31202	M31225		
D4	M31213	M31203	M32123	ET1	M30456
				ET2	M32114
	Opaque		Flow Cervical	ET4	M32115
	4 g		4 g	ET5	M32116
OP, różowy	na zamówienie	CV1	M46727	ET6	M31239
OR, czerwony	na zamówienie	CV2	M46728		
	Margin		Ceramis Margin		Ceramis Effect
	4 g		4 g		4 g
M1	M32117	M1	M31993	ET1	M30462
M2	M30454	M2	M31994	ET2	M31996
M3	M32118	M3	M30463	ET4	M31997
M4	M31220	M4	M31995	ET5	M31776
				ET6	M31998

Signum, Heraeus Kulzer

	Cre-Active 3 g		Zębina mamelonowa 4 g	
	Nr art.		Nr art.	
Black	M32126	MD1, 4 g	M31876	
Caramel	M31780	MD2, 4 g	M31877	
Corn	M32125	MD3, 4 g	M31878	
Mango	M31779			
Maroon	M31781			
Polar	M31778		Opal brzeg sieczny 4 g	
T1	M32127			
T2	M32128	OS1, 4 g	M31228	
Umbra	M32124	OS2, 4 g	M31229	
White	M31777	OS3, 4 g	M31406	
		OS4, 4 g	M31219	
	Zębina wtórna 4 g			
SD1, 4 g	M31407		Opal Transparent 4 g	
SD2, 4 g	M31874			
		OT1, 4 g	M31226	
	Flow Dentine 4 g	OT10, 4 g	M31880	
		OT2, 4 g	M31227	
		OT5, 4 g	M31879	Value 4 g
A1	M50808	OTA, 4 g	M31218	
A2	M46725	OTB, 4 g	M31873	VL1, 4 g M31882
A3	M46726	OTG, 4 g	M31236	VL2, 4 g M31883
A3.5	M50809	OTICE, 4 g	M31881	VL3, 4 g M31884
D3	M50810	OTY, 4 g	M31217	VL4, 4 g M31885



Niezwykłe elastyczny, utrzymuje siłę wiązania przez długi czas. Zapewnia nadzwyczajną siłę adhezji pomiędzy stopami i kompozytami licującymi dzięki specjalnemu składowi.

	Nr art.
Zestaw Metal Bond	M30159
Zestaw zawiera: 4 ml Metal Bond I, 4 ml Metal Bond II, tacka do dawkowania.	
Metal Bond I, 4 ml	M42004
Metal Bond II, 4 ml	M42005



System łączący powierzchnię dwutlenku cyrkonu z kompozytami Signum. Zapewnia bezpieczeństwo dzięki dużej sile wiązania.

	M30450
Zestaw Zirconia Bond	
Zestaw zawiera: 4 ml Zirconia Bond I, 4 ml Zirconia Bond II, tacka do dawkowania.	
Zirconia Bond I, 4 ml	na zamówienie
Zirconia Bond II, 4 ml	na zamówienie



Dwubutelkowy system łączący do ceramiki krzemianowej.

	M30451
Zestaw Ceramic Bond	
Zestaw zawiera: 4 ml Ceramic Bond I, 4 ml Ceramic Bond II, tacka do dawkowania, 25 x szczoteczki, 5 x wiertło K, instrukcja.	
Ceramic Bond I, 4 ml	M46270
Ceramic Bond II, 4 ml	M60480



Palavit 55 VS, Heraeus Kulzer

Samowiążący materiał do wykonywania koron i mostów tymczasowych oraz protez.

Zestaw Nr art.
na zamówienie
Zestaw zawiera: 6 x 20 g proszek, 45 ml płyn, pipeta, naczynie silikonowe.

Płyn, 45 ml **M12496**

A2, 100 g	M31963	B3, 100 g	M35514
A3, 100 g	M35517	D3, 100 g	M35513
A3.5, 100 g	M35515	I, 100 g	M35518

Gradia, GC

GRADIA jest światłoutwardzalnym mikroceramicznym kompozytem, który jest idealnym materiałem do wykonywania każdego rodzaju uzupełnień protetycznych w odcinku przednim i bocznym, niezależnie od stosowanej podbudowy. GRADIA zapewnia znakomite dopasowanie koloru porównywalne z naturalnym uzębieniem. Wskazania: korony i mosty na podbudowie metalowej, bezmetalowe korony i mosty, licówki, wkłady typu inlay oraz nakłady typu onlay, nadbudowy implantów, protezy częściowe zrównoważone.



Zestaw Gradia Master Set **M62919**

Zestaw zawiera: opaker gruntujący (2,4ml) - FO, opaker brzeżny (2,4ml) - MO, 10 x opaker (2,4ml) - odcienie OA1, OA2, OA3, OA3.5, OB2, OB3, OB4, OC2, OC3, OD3, 10 x dentyna opakerowa (2,9ml) - odcienie ODA2, ODA3, ODA3.5, ODA4, ODB3, ODB4, ODC3, ODC4, ODD4, dentyna intensywnie opakerowa (2,9ml) - ODI2, 6 x dentyna na stopień (2,9ml) - odcienie SD2, SD3, SD4, SD5, SD7, SD8, 10 x dentyna (2,9ml) - odcienie DA1, DA2, DA3, DA3.5, DB2, DB3, DB4, DC2, DC3, DD3, 4 x szkliwo (2,9ml) - odcienie E2, E3, E4, HE1 (szkliwo z efektem halo), 2 x szkliwo intensywne (2,9ml) - odcienie EI1, EI3, 2 x szkliwo perłowe (2,9ml) - odcienie PE1, PE3, 4 x masa przezierna (2,9ml) - odcienie T0, T1, T2, T4, 3 x szyjkowy przezierny (2,9ml) - odcienie CT2, CT3, CT4, 3 x podbarwicz do mamelonów (2,4ml) - odcienie MS2, MS3, MS5, kolor intensywny (2,4ml) - IC7 - Lavender - lawendowy, akcesoria: 2 x uchwyt do pędzla Gradia, 10 x pędzel Gradia płaski, 10 x pędzel Gradia okrągły, 5 x naczynka jednorazowe do dozowania, osłona chroniąca przed światłem, 5 x bloczek do mieszania, tabela łączenia kolorów, kolornik.

Zestaw Gradia Standard Set **M16287**

Zestaw zawiera: opaker gruntujący (2,4ml) - FO, opaker brzeżny (2,4ml) - MO, 6 x opaker (2,4ml) odcienie OA2, OA3, OA3.5, OB2, OB3, OC2, 6 x dentyna opakerowa (2,9ml) - odcienie ODA3, ODA3.5, ODA4, ODB3, ODB4, ODC3, 6 x dentyna (2,9ml) - odcienie DA2, DA3, DA3.5, DB2, DB3, DC2, 2 x szkliwo (2,9ml) - odcienie E2, E3, szkliwo intensywne (2,9ml) - EI1, 2 x szyjkowy przezierny (2,9ml) - odcienie CT2, CT4, kolor intensywny (2,4ml) - IC7 Lavender - lawendowy, akcesoria: 2 x uchwyt do pędzla Gradia, 10 x pędzel Gradia płaski, 10 x pędzel Gradia okrągły, 5 x naczynka jednorazowe do dozowania, osłona chroniąca przed światłem, 5 x bloczek do mieszania, tabela łączenia odcieni, kolornik.

Zestaw Gradia Intensive Color Set **M16903**

Zestaw zawiera: 11 x strzykawka (2,4ml) - odcienie IC0 Clear - przezierny, IC1 Melon - melon, IC2 Pink - różowy, IC3 Yellow - żółty, IC4 Red brown - czerwono-brązowy, IC5 Brown - brązowy, IC6 Olive green - oliwkowa zieleń, IC7 Lavender - lawendowy, IC8 Blue - niebieski, IC White - biały, IC10 Corn - kukurydziany.

Gradia, GC

02



	Opaque 2.9 ml	Opaque Dentin 2.9 ml	Dentin 2.9 ml		Opaque 2.4 ml
	Nr art.	Nr art.	Nr art.		Nr art.
A1	M16291	M16294	M16288	Foundation Margin	M16904
A2	M15643	M15647	M09174		M16905
A3	M15645	M15648	M15642		
A3.5	M16292	M16295	M16289		Opaques Dentin Intensive 2.9 ml
A4	M16293	M16296	M16290		
B1	M16773	M16596	M16599	ODI1	M16922
B2	M15646	M16597	M15644	ODI2	M16923
B3	M16906	M16914	M16934	ODI3	M16924
B4	M16907	M16915	M16935	ODI4	M16925
C1	M16908	M16916	M16936	ODI5	M16926
C2	M16909	M16917	M16937	ODI6	M16927
C3	M16910	M16918	M16938		
C4	M16911	M16919	M16939		
D2	M16913	M16920	M16940		Shoulder Dentin 2.9 ml
D3	M16595	M16598	M16600		
D4	M16912	M16921	M16941		

SD2	M16928
SD3	M16929
SD4	M16930
SD5	M16931
SD7	M16932
SD8	M16933

Enamel

E1, 2.9 ml	M16297
E2, 2.9 ml	M09175
E3, 2.9 ml	M16298
E4, 2.9 ml	M16942



Halo Enamel

HE1, 2.9 ml	M16299
-------------	--------

Pearl Enamel

PE1, 2.9 ml	M16300
PE3, 2.9 ml	M16601

Enamel Intensive

EI1, 2.9 ml	M16943
EI3, 2.9 ml	M16944
EI5, 2.9 ml	M16945

Translucent

T0, 2.9 ml	M09176
T1, 2.9 ml	M16301
T2, 2.9 ml	M16302
T4, 2.9 ml	M16946
T5, 2.9 ml	M16947

Cervical Translucent

CT2, 2.9 ml	M16961
CT3, 2.9 ml	M16962
CT4, 2.9 ml	M16963

Intensive Color

IC0, 2.4 ml,	M16964
IC1, 2.4 ml,	M16965
IC2, 2.4 ml	M16966
IC3, 2.4 ml,	M16967
IC4, 2.4 ml,	M16968
IC5, 2.4 ml,	M16969
IC6, 2.4 ml,	M16970
IC7, 2.4 ml,	M16971
IC8, 2.4 ml,	M16972
IC9, 2.4 ml,	M16973
IC10, 2.4 ml,	M16974
IC11, 2.4 ml,	M16975
IC12, 2.4 ml,	M16976
IC13, 2.4 ml,	M16977
IC14, 2.4 ml,	M16978

Mamelon Stain

MS2, 2.4 ml	M16979
MS3, 2.4 ml	M16980
MS5, 2.4 ml	M16981



Gradia GUM, GC

Gradia GUM jest światłoutwardzalnym mikrocząsteczkowym kompozytem do odtwarzania tkanek dziąsła w pracach takich jak suprastruktury implantów oraz innych stałych lub ruchomych uzupełnieniach protetycznych jak korony, mosty i protezy częściowe.

Nr art.

Zestaw Gradia GUM Starter Package

M16982

Zestaw zawiera: 4 x dentyna Body (2,9ml) - odcienie G21 do G24, 2 x opakier (2,4ml) - odcienie GO11, GO13, dziąsłowy przezierny (2,4ml) - GT41, akcesoria: 5 x naczynka jednorazowe do dozowania, osłona chroniąca przed światłem, bloczek do mieszania, pędzel Gradia, tabela łączenia odcieni, kolornik.

Opaque, GO11 2.4 ml	M16983	Modifier, GM30 2.4 ml	M16989
Opaque, GO12 2.4 ml	M16984	Modifier, GM31 2.4 ml	M16990
Opaque, GO13 2.4 ml	M16985	Modifier, GM32 2.4 ml	M16991
Op.Modifier, GOM51 2.4 ml	M16986	Modifier, GM33 2.4 ml	M16992
G20, 2.9 ml	M16987	Modifier, GM34 2.4 ml	M16993
G21, 2.9 ml	M16602	Modifier, GM35 2.4 ml	M16994
G22, 2.9 ml	M16603	Modifier, GM36 2.4 ml	M16995
G23, 2.9 ml	M16604	Translucent, GT41 2.4 ml	M16996
G24, 2.9 ml	M16988		

G-aenial Universal Flo, GC

Uniwersalny, światłoutwardzalny kompozyt płynny o wysokiej lepkości z doskonałymi właściwościami fizycznymi, gwarantującymi niezawodne i trwałe odbudowy. Dzięki strukturze, ilości i rozproszeniu cząsteczek wypełniacza, wykazuje parametry fizyczne standardowego materiału kompozytowego, oferując płynną konsystencję. Wskazania: wykonywanie koron i mostów, wkładów i licówek przy użyciu techniki pośredniej, naprawy uzupełnień estetycznych, tymczasowych koron i mostów, defektów brzegów wypełnień w obrębie szkliwa. Dostępny w 15 odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO3, BW, CV, JE, AE.

Zestaw G-aenial Universal Flo Lab Kit

M59994

Zestaw zawiera: 6 x strzykawka (2ml) - odcienie A2, A3, AO2, JE, AE, CV, Composite Primer (3ml), Optiglaze (15ml), 10 x pędzel Gradia okrągły, 2 x uchwyt do pędzla Gradia, 15 x końcówki aplikacyjnych, 12 x osłona chroniąca przed światłem, 10 x naczynka jednorazowe do dozowania.

Optiglaze, GC

Środek do powlekania, który upraszcza proces ostatecznego opracowania, zapewniając estetyczną powierzchnię z naturalnym połyskiem na zębach sztucznych, protezach ruchomych oraz koronach tymczasowych.

15 ml

M21165

Metal Primer II, GC

Środek adhezyjny do łączenia akryli dentystycznych i kompozytów z metalem.

5 ml płyn

M15649

Composite Primer, GC

Środek adhezyjny do łączenia kompozytu z kompozytem.

3 ml płyn

M09173



Ceramic Primer II, GC

Uniwersalny silan przeznaczony do przygotowania przewidzianych do łączenia lub naprawy powierzchni ceramicznych i kompozytowych, włókien szklanych i ceramiki hybrydowej.

Butelka, 3 ml

Nr art.
M58157



Stick/StickNET/everStickC&B, GC

Trwałe i estetyczne rozwiązanie do wzmacniania kompozytów i akryli. Jednokierunkowa wiązka włókna GC Stick zwiększa wytrzymałość i sztywność materiału w kierunku włókien. Siatka włókna GC StickNET zwiększa siłę i wytrzymałość materiału w dwóch kierunkach. Wzmocnienia mogą być stosowane z żywicami i kompozytami światło i chemoutwardzalnymi oraz o podwójnym sposobie wiązania, a także z akrylami typu proszek – płyn.

Stick, 4 x 15 cm

M49980

StickNET, 3 x 30 cm²

M50087

everStickC&B, 8 cm

M48876

everStickC&B, 2 x 12 cm

M49355



StickRESIN, 5 ml butelka środek adhezyjny

M51342

StickREFIX L, 3 + 3 instrumenty silikonowe

M61503

StickSTEPPER, instrument ręczny

M48877

StickCARRIER, instrument ręczny

M62920



Optiglaze Color, GC

Światłoutwardzalny materiał do wewnętrznej jak i zewnętrznej charakterystyki, która prowadzi do uzyskania doskonałej estetyki. Gotowy do użycia, łatwy w stosowaniu i skracający etap polerowania. Wskazania: podkreślenie głębi koloru, nadanie błyszczącej lustrzanej powierzchni, a także zwiększenie odporności na ścieranie odbudów takich jak: korony i mosty kompozytowe, tymczasowe korony i mosty z żywicy, korony z ceramiki hybrydowej, protezy oparte na implantach, akrylowe mosty mocowane na stałe na implantach, sztuczne zęby, protezy akrylowe.

Zestaw Optiglaze Color Set

M56910

Zestaw zawiera: 15 x butelka (2,6 ml) - odcienie A-Plus, B-Plus, C-Plus, biały, kość słoniowa, żółty, pomarańczowy, różowo-pomarańczowy, czerwono-brązowy, oliwkowy, szary, niebieski, lawendowy, różowy, czerwony, 2 x butelka (5ml) - odcienie clear -przezierny, clear HV -przezierny o większej gęstości, 5 x naczynka jednorazowe do dozowania, osłona chroniąca przed światłem, 5 x pędzel Gradia okrągły, 5 x pędzel Gradia płaski, 2 x uchwyt do pędzla Gradia.

przezierny 5 ml
M57302
przezierny HV 5 ml
M57303



2.6 ml
A plus M57287
B plus M57288
C plus M57289
biały M57290
kość słoniowa M57291
żółty M57292
pomarańczowy M57293
róż.-pomarańczowy M57294

2.6 ml
czerwono-brązowy M57295
oliwkowy M57296
szary M57297
niebieski M57298
lawendowy M57299
różowy M57300
czerwony M57301

Pędzle

lay:art style, Renfert

Pędzelki z naturalnego włosia w stylu lay: oferują najlepszą jakość mogącą zaspokoić najwyższe wymagania. Nowa technika wytwarzania pędzelków zapewnia doskonałe parametry w zakresie stabilności kształtu, napięć powstających podczas nakładania porcelany i trwałości końcówki pędzelka. Bardzo dobrze leży w dłoni, ergonomiczny, doskonale wyważony uchwyt o miękkiej powłoce.



Zestaw	Nr art.
Zestaw zawiera: po 1 szt. pędzelków – opaque, color i o rozmiarze 2	M59515
Rozmiar 2, 1 szt.	M46864
Rozmiar 4 slim, 1 szt.	M46861
Rozmiar 4 bold, 1 szt.	M46862
Rozmiar 4 cone, 1 szt.	M46863
Rozmiar 6 slim, 1 szt.	M46860
Rozmiar 6 bold, 1 szt.	M46859
Rozmiar 8 slim, 1 szt.	M46836
Rozmiar 8 bold, 1 szt.	M46837
Color, 1 szt.	M46866
Opaque, 1 szt.	M46865

Genius, Renfert

Wysokiej jakości pędzelek do porcelany z wielofunkcyjnym uchwytem. Użyteczność, funkcja i wzornictwo wyznaczają nowe standardy. Naturalne włosy pędzelka składają się z włosia jakości 1A Kolinsky, który to stanowi idealne połączenie trwałości i elastyczności potrzebnej podczas pracy w porcelanie. Dzięki tym gęstym włosom można uformować doskonały szpic pędzelka.



Zestaw, 4 szt. (2, 4, 6, 8)	M13321
Rozmiar 2, 1 szt.	M13317
Rozmiar 4, 1 szt.	M13318
Rozmiar 6, 1 szt.	M13319
Rozmiar 8, 1 szt.	M13320

Profi, Renfert

Wysokiej jakości pędzelek do porcelany wykonany z naturalnego włosia 1A Kolinsky



Zestaw, 6 szt. (bez pędzla czyszczącego)	M17811
Rozmiar 4, 1 szt.	M13336
Rozmiar 6, 1 szt.	M13337
Rozmiar 8, 1 szt.	M13338
Do opakera, 1 szt.	M13341
Do czyszczenia, 1 szt.	M13339
Do glazury, 1 szt.	M13340
Do farbek, rozmiar 2/0, 1 szt.	M13335

Pędzel Fehhaar, Renfert

Delikatny, duży pędzel do wygładzania i czyszczenia powierzchni modelowanej porcelany.



Z włosia wiewiórki (Fehhaar), 1 szt.	M13316
--------------------------------------	---------------

**Rotmarder-Kolinsky, Renfert**

Pędzelki do porcelany z naturalnego włosia Rotmarder Kolinsky – łączą w sobie jakość i estetykę.

Zestaw, 6 szt. (1, 2, 4, 6, 8, 1/0)

Rozmiar 1, 1 szt.

Rozmiar 2, 1 szt.

Rozmiar 4, 1 szt.

Rozmiar 6, 1 szt.

Rozmiar 8, 1 szt.

Rozmiar 1/0, 1 szt.

Nr art.

M13329

M13330

M13331

M13332

M13333

M13334

M17812

**Ceramicus, Renfert**

Pędzelek do porcelany wykonany z syntetycznych włosów o specjalnej mikrostrukturze.

Zestaw, 6 szt. (1, 2, 4, 6, 8, 1/0)

Zestaw, 2 szt. (00, 000)

Rozmiar 01, 1 szt.

Rozmiar 02, 1 szt.

Rozmiar 04, 1 szt.

Rozmiar 06, 1 szt.

Rozmiar 08, 1 szt.

Rozmiar 1/0, 1 szt.

Rozmiar 2/0, 1 szt.

Big Brush, 1 szt.

Do Opakera, 1 szt.

M19660

M62921

M19650

M19651

M19653

M19718

M19654

M19657

M19659

M19655

M19656

**Takanishi, Renfert**

Wysokiej jakości pędzelek z syntetycznego włosia służący do modelowania porcelany.

Zestaw, 2 szt. (00, 000)

Zestaw, 12 szt. (bez pędzla do farb i do opakera)

Rozmiar 1, 1 szt.

Rozmiar 2, 1 szt.

Rozmiar 3, 1 szt.

Rozmiar 4, 1 szt.

Rozmiar 5, 1 szt.

Rozmiar 6, 1 szt.

Rozmiar 8, 1 szt.

Rozmiar 10, 1 szt.

Rozmiar 12, 1 szt.

Rozmiar 14, 1 szt.

Rozmiar 1/0, 1 szt.

Rozmiar 2/0, 1 szt.

Do opakera, 1 szt.

M61462

M13357

M13344

M13349

M13351

M13352

M13353

M13354

M13355

M13346

M13347

M13348

M13345

M13350

M13356

**Pędzel a&e CS8 do porcelany, VITA**

a&e CS8

Końcówka do pędzla a&e CS8

M09951

M09952

Płytki

lay:art crystal aqua xl/s, Renfert

Szklana, częściowo samonawilżająca płytka do mieszania porcelany, z dwoma nawilżającymi paskami z pianki high-tech.



xl, płytka 220 x 4 x 120 mm, obudowa 291 x 36 x 223 mm
s, płytka 159 x 4 x 90 mm, obudowa 211 x 28 x 147 mm
Folia do opisywania crystal aqua xl, 3 szt.
Folia do opisywania crystal aqua s, 3 szt.
Paski nawilżające crystal aqua xl, 12 szt.
Paski nawilżające crystal aqua s, 12 szt.

Nr art.
M46828
M55252
na zamówienie
na zamówienie
na zamówienie
na zamówienie

lay:art tropic pro xl/s, Renfert

Nowoczesna, jednorodna dyfuzyjna płytka ceramiczna z zagłębieniami i bezpośrednim nawilżaniem.



xl, płytka 220 x 11 x 120 mm, obudowa 291 x 36 x 223 mm
s, płytka 159 x 11 x 90 mm, obudowa 211 x 28 x 147 mm
Folia do opisywania tropic pro xl, 3 szt.
Folia do opisywania natural + tropic pro s, 3 szt.

M46833
M46832
na zamówienie
na zamówienie

lay:art tropic xl/s, Renfert

Dyfuzyjna płytka ceramiczna High-Tech z jednolitym nawilżaniem, rozłożonym na całą powierzchnię.



xl, płytka 220 x 11 x 120 mm, obudowa 291 x 36 x 223 mm
s, płytka 159 x 11 x 90 mm, obudowa 211 x 28 x 147 mm
Folia do opisywania tropic pro xl, 3 szt.
Folia do opisywania natural + tropic pro s, 3 szt.

M46831
M46830
na zamówienie
na zamówienie

lay:art crystal, Renfert

Szklana płytka do mieszania porcelany o nowoczesnym wzornictwie.



crystal, płytka 220 x 4 x 120 mm, obudowa 291 x 36 x 223 mm
Folia do opisywania crystal aqua xl, 3 szt.

M46829
na zamówienie

**lay:art natural, Renfert**

Płytki do mieszania porcelany z naturalnego agatu.

natural, płytki 159 x 6,5 x 90 mm, obudowa 211 x 28 x 147 mm
 Folia do opisywania **natural + tropic pro s**, 3 szt.

Nr art.
M46834
 na zamówienie

**lay:art color, Renfert**

Płytki ceramiczne pokryte szkliwem, do rozrabiania i przechowywania farb do porcelany.

color, płytki 159 x 11 x 90 mm, obudowa 211 x 28 x 147 mm
 Folia do opisywania **color**, 3 szt.

M46835
 na zamówienie

**Rainbow, Renfert**

Pokryty glazurą materiał płytki posiada we wgłębieniach perforację, która zapobiega wysychaniu porcelany.

Płytki z przykrywką, płytki 183 x 105 mm

M13421

**Ceramiczna płytki do mieszania, Renfert**

Płytki do mieszania mas ceramicznych i farb do malowania.

Płytki z przykrywką, płytki 155 x 95 mm

M13418

**Stain-Mix, Renfert**

Płytki do mieszania farb służących do malowania porcelany i akrylu.

Płytki z przykrywką, płytki 155 x 95 mm

M13422

**Melody, Renfert**

Płytki do mieszania farb do porcelany.

Płytki z plastikowym pojemnikiem i przykrywką
 143 x 85 mm

M13420



Vita Akzent Plus płytka, VITA

22 wgłębienia przeznaczone do mieszania farbek w proszku oraz mas glazury. Duże wgłębienie jako zasobnik dla płynu.

Płytki

Nr art.
M07209




VITA Porcelain Mixing Palette, VITA

Płytki do mieszania mas ceramicznych.

Płytki

M41893



Bloczki do mieszania Signum, Heraeus Kulzer


Bloczki, 5 szt.

M30162

Instrumenty do modelowania

ERGO Ceramic, Renfert

Obustronne specjalne instrumenty do modelowania porcelany z trzyczęściowymi, wymiennymi końcówkami.



Zestaw 2 przyrządów

M13176

Instrument nr 1, 1 szt.

M13174

Instrument nr 2, 1 szt.

M13175

Wymienna końcówka „Duże ostrze”, 2 szt.

M13177

Wymienna końcówka „Małe ostrze”, 2 szt.


M17802

Wymienna końcówka „Igła”, 2 szt.

M16324

ERGO Wax, Renfert

Instrumenty charakteryzują się wszechstronnością, indywidualnością oraz nowoczesnym wzornictwem.



Instrument nr 1, 1 szt.

M13179

Instrument nr 2, 1 szt.

M17644

Instrument nr 3, 1 szt.

M13180

Instrument nr 4, 1 szt.

M13181

Instrument nr 5, 1 szt.

M17645

**Szpatułka agatowa, Renfert**

Agatowa szpatułka do mieszania mas ceramicznych.

Szpatułka

Nr art.
M13513

**Instrument wielofunkcyjny, Renfert**

Wysokiej jakości narzędzie z zaciskiem i 5-cioma różnymi wymiennymi końcówkami do stosowania w wielu rodzajach prac protetycznych.

Instrument wielofunkcyjny
1 uchwyt z 1 ostrzem (wąskie, gładkie, ząbkowane)

M13233

Ostrze szerokie, 10 sztuk

M13292

Rylec, 6 szt.

M17632

Ostrze wąskie, 10 szt.

M17631

Ostrze gładkie, 8 szt.

M13293

Ostrze ząbkowane, 8 szt.

M13294

Dozownik do porcelany, Renfert

Dozownik ze stali szlachetnej do dozowania i oszczędnego aplikowania mas ceramicznych.



Dozownik z 4 różnymi wgłębieniami, opakowanie 2 szt.

M13149

Topsy - do formowania pędzla, Erkodent

Pojemnik na wodę z umieszczonym z boku elementem do przeciągania pędzla i gąbką odsysającą oraz uchwytem do pędzla. Pędzel może być opłukany pod wodą, następnie przeciąga się go ruchem obrotowym. W ten sposób jest pozbawiony nadmiaru wody i zachowuje swój kształt.



Zestaw

M14503

Zapasowa gąbka, 4 szt.

M14504

Szczoteczka zapasowa

M18315

Keramogrip, Renfert

Narzędzie do trzymania koron i mostów.



Keramogrip zagięty

M13362

Keramogrip prosty

M17810

Wymienne końcówki, 2 szt.

M13268

Jacketgrip, Renfert

Kleszcze rozporowe do bezpiecznego trzymania koron i mostów.



Jacketgrip zagięty

M13262

Wymienne końcówki, 2 szt.

M13268

Izolatory



Iso-Stift, Renfert

Praktyczny, dwustronny sztyft izolujący, do izolowania gipsu od porcelany i wosku.

Izolator dwustronny

Nr art.
M13237



Modisol, VITA

Izolator ceramika – gips.

Modisol

M12035



Izolator, VITA

Izolator ceramika – gips.

16 ml

M09547



Izolator HeraCeram, Heraeus Kulzer

Izolator ceramika – gips.

10 ml

M09293



Signum insulating gel, Heraeus Kulzer

Żel przeznaczony do końcowej polimeryzacji.

10 g

M31578



Signum insulating pen, Heraeus Kulzer

Dwuskładnikowy izolator do izolowania gipsu lub żywic epoksydowych od kompozytów licujących i ceramiki.

Zestaw

M30160

Zestaw zawiera: Insulating pen I 12 ml, Insulating pen II 12 ml

Insulating pen I, 12 ml

M52735

Insulating pen II, 12 ml

M43917

Inne

**Proform 12, Renfert**

Specjalny preparat do uplastyczniania ceramiki. Sprawia, że ceramika podczas modelowania jest gęstsza i daje się lepiej formować.

60 ml

Nr art.
M13456**NP Bond Paste, VITA**

Jest ceramicznym materiałem optymalizującym relację pomiędzy nieszlachetnymi stopami protetycznymi o zróżnicowanych wartościach współczynników ekspansji termicznej, a materiałami ceramicznymi. Dodatkowo zabezpiecza stosowaną ceramikę przed tlenkami emitowanymi podczas procesów wypalania przez podbudowę metalową. Oszczędność czasu dzięki wyeliminowaniu etapu wypalania warstwy WASH OPAQUE.

5 g

M52645

Kolorniki

**Kolornik Vita Classical, VITA**


Odpowiednio grupami sklasyfikowane kolory tworzą skalę Vitapan Classical.

Vita Classical
Bleached Classical
(dodatek do kolornika Vita Classical)

M10175
M39670**Kolornik Vita 3D-Master, VITA**

Kolornik bazuje na metrycznym przyporządkowaniu kolorów. Usystematyzowana budowa warstw oraz uwypatnienie waloru trójwymiarowości kolorów takich jak: jasność kolorów (value), intensywność koloru (chroma), oraz jego ton (hue) są cechami charakterystycznymi tego kolornika.

Vita 3D-Master**M05516****Kolornik Vita Linearguide 3D-Master, VITA****Vita Linearguide 3D-Master****M27880**



Kolornik Vita Bleachedguide 3D-Master, VITA

Jest narzędziem dla planowania i kontroli procesu wybielania zębów. Rozłożenie barw w tym kolorniku jest zgodne z założeniami systemu 3D-Master.

Vita Bleachedguide 3D-Master

Nr art.
M21104



Kolornik Shade Guide, Ivoclar Vivadent AG

Kolornik zawierający kolory A-D oraz Bleach.

Shade Guide

M53284

Easyshade V, VITA

Nowy VITA Easyshade® V ułatwia właściwy dobór koloru oraz odpowiednią komunikację między gabinetem i pracownią. Dzięki wysokiej precyzji VITA vEye, każdy szczegół pozostaje w "cyfrowej ostrości". Koncepcja obsługi jest bardzo przyjazna użytkownikowi – dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu OLED obsługa przebiega intuicyjnie. Trwała i wytrzymała technologicznie konstrukcja akumulatora oraz

zintegrowana ochrona przed samorozładowaniem zapewnia stałą oraz komfortową pracę. Nowatorska koncepcja oprogramowania w połączeniu z neuronową siecią VITA vBrain gwarantuje właściwy dobór koloru zęba wg ustalonych systemów kolorystycznych VITA classical A1–D4®, VITA SYSTEM 3D-MASTER®, VITABLOCS® jak również kolorów wybielonych American Dental Association (ADA).

Easyshade V

M58756

Osłonka jednorazowa Easy Shade V, 9 x 18 szt.


M60273

Osłonka jednorazowa do poprzednich modeli, 40 szt.

M62891



Podstawki do wypalania

Mesh-Tray, Renfert

Lekka podstawka w kształcie plastra miodu do ustawiania koron i mostów w piecu do porcelany.

Zestaw

Nr art.


M13445

Zestaw zawiera: 2 płytki, 6 uchwytów kształtowanych, 4 x uchwytów proste, wymiary płyty podstawy ok. 55 x 53 x 10 mm.

Uchwytów zapasowe, 6 kształtowanych i 4 proste

M13284

Uchwytów zapasowe, 20 prostych

M13285**Mesh-Tray K, Renfert**

Podstawka do napalania porcelany z ceramicznymi sztyftami do ustawiania koron i mostów w piecu do porcelany.

Zestaw**M17829**

Zestaw zawiera: 2 płytki, 10 uchwytów ceramicznych, wymiary płyty podstawy ok. 55 x 53 x 10 mm.

Uchwytów zapasowe, 10 uchwytów ceramicznych

M16159**Podstawki do napalania, VITA****Podstawka G****M12870**

Do użytku z podstawkami w przypadku napalania mostów. Podstawka posiada 30 otworów na sztyfty, opakowanie zawiera 2 podstawki oraz 20 sztyftów.

Sztyfty do podstawki G**M08587**

Do użytku z podstawką G, opakowanie zawiera 50 sztyftów.

**Podstawka A****M12866**

Do koron pojedynczych A, opakowanie zawiera 6 szt.

Podstawka B**M12867**

Dla 2 koron pojedynczych, opakowanie zawiera 6 szt.

**Podstawka A+B****M12869**

Opakowanie zawiera 6 szt.

Podstawka C**M12868**

Dla koron z wkładem, opakowanie zawiera 6 szt.

**Podstawka W (podkładka szamotowa)****M12874**

Do napalania koron i mostów oraz techniki Vita In-Ceram, 1 szt.

Sztyfty platynowe dla podstawki W**M12864**

Opakowanie sortowane, 6 szt.

**Podstawka z waty szklanej****M12865**

Podkładka do napalania np. wkładów pełnoceramicznych, opakowanie zawiera 2 szt.



Podstawka, Heraeus Kulzer

Podstawka
Piny, 5 szt.

Nr art.
M09313
M25435



Programat® Firing Tray Kit 2, Ivoclar Vivadent AG

Podstawka typu „plaster miodu” z trzema rodzajami pinów.

Zestaw

M62730


Zestaw zawiera: 2 x Firing trays, 6 x Support pins A, 6 x Support pins B, 2 x Fan pins, 2x Ceramic sleeves, Hobbyceram pen.

Piny metalowe, 4 x (A, B, C)

M38142

Ceramiczne tuleje na piny metalowe, 10 szt.

M62729



IPS UniTray, Ivoclar Vivadent AG

Podstawka typu plaster miodu z metalowymi pinami.

Zestaw

M25327

Zestaw zawiera: UniTray, 4 x Metal Pins (A, B, C)

Fibertray, Renfert

Podstawka z waty do wypalania ceramiki 10 szt.

Podstawka

M13182




Aktywny węgiel, Renfert


Do systematycznego czyszczenia komory pieców ceramicznych.

1 szt.

M57314



Akcesoria do tłoczenia

**Pierścień, VITA**

100 g
200 g

Nr art.
M51419
M34982

**Tłoczki jednorazowe, VITA**

50 szt.

na zamówienie

**Marker, VITA**

VITA Marker ma zastosowanie w przypadku wyznaczenia granicy preparacji na kikucie wykonanym z masy ogniotrwałej. Glinka markera jest bardzo miękka i nie uszkadza granicy preparacji w czasie jej wyznaczania na kikucie. Zaznaczona linia wytrzymuje temperaturę ponad 1200°C, kolor markera nie przenika do ceramiki.

Marker

M11904

**IPS Investment Ring System Starter Kit, Ivoclar Vivadent AG**

Zestaw służący do wykonania formy (pierścienia) 300 g. W skład tego zestawu wchodzi pierścień silikonowy oraz podstawki, tłoki i kleszcze.

Starter Kit

na zamówienie

Zestaw zawiera: 300 g Ring Base, 300 g Ring Gauge, 300 g Silicone Ring, 10 x 300 g One-Way-Plunger (28 mm), Ingot Tongs, 300 g Sprue Guide.

**IPS Investment Ring System, Ivoclar Vivadent AG**

Zestaw podstawek służący do wykonania formy (pierścienia), dostępny w trzech wersjach: 100 g, 200 g lub 300 g.

100 g, 3 szt.
200 g, 3 szt.
300 g, 1 szt.

na zamówienie
na zamówienie
na zamówienie



Pierścienie silikonowe służące do wykonania formy (pierścienia), dostępne w trzech wersjach: 100 g, 200 g lub 300 g.

100 g
200 g
300 g

na zamówienie
na zamówienie
na zamówienie

**IPS Empress Investment Ring System, Ivoclar Vivadent AG**

Zestaw podstawek służących do wykonania formy (pierścienia) do tłoczenia w systemie IPS Empress. Dostępne są wielkości 100g oraz 200g.

100 g, 3 szt.
200 g, 3 szt.

na zamówienie
na zamówienie



Pierścienie silikonowe służące do wykonania formy (pierścienia), dostępne w trzech wersjach: 100 g, 200 g lub 300 g.

100 g
200 g
300 g

na zamówienie
na zamówienie
na zamówienie



IPS Alox Plunger, Ivoclar Vivadent AG

Tłok ceramiczny do wielokrotnego zastosowania, wykorzystywany w procesie tłoczenia materiałów ceramicznych IPS e.max Press oraz IPS InLine PoM.

2 szt.

Nr art.
M25677



IPS Empress Alox Plunger, Ivoclar Vivadent AG

Tłok wielokrotnego stosowania wskazany do IPS Empress.

2 szt.

M25849



IPS Empress One-Way Plunger, Ivoclar Vivadent AG

Jednorazowy tłok do tłoczenia materiałów ceramicznych tj. IPS Empress.

50 szt.
100 szt.

na zamówienie
na zamówienie



IPS Alox Plunger Separator, Ivoclar Vivadent AG

Specjalny materiał w formie proszku służący do zabezpieczania przed przywieraniem tłoczonego materiału do powierzchni tłoka IPS Alox Plunger.

200 mg

M25849



Zestaw pierścieni silikonowych, Heraeus Kulzer

100 g
200 g

M09311
M09312



Zestaw pierścieni, GC

100 g, dla 2 g pastylek
200 g, dla 2 g pastylek
300 g, dla 5 g pastylek

M62922
M62923
M62924



Tłok jednorazowy, GC

30 szt., 1 paczka dla 2 g pastylek
30 szt., 1 paczka dla 5 g pastylek

M62925
M62926

Erkoform-3d*motion*

Erkoform-3d motion to pierwsze urządzenie firmy Erkodent do formowania wgłębnego ze zautomatyzowanym procesem formowania.

Obszar zastosowania i dane techniczne pokrywają się z urządzeniem Erkoform-3d+.

▶ **ZAUTOMATYZOWANY
PROCES FORMOWANIA**

▶ **DOTYKOWY
WYŚWIETLACZ LCD 3.2"**

▶ **POLSKIE MENU**

