

Soan



EKOLOGICZNY DESIGN

Jak wszystkie produkty DHT, SOAN nie ma wielu zużywalnych elementów. Dzięki SOAN robimy krok do przodu i zwracamy szczególną uwagę na zmniejszenie naszego śladu węglowego w środowisku.

- Ekologiczne opakowanie
- Aplikatory do sterylizacji i wielokrotnego użytku
- Materiały pozyskiwane lokalnie
- Konfigurowalny tryb gotowości
- Brak użycia baterii jednorazowych



Soan



„Soan emanuje jakością i prostotą. Znieczulenia są efektywne i bezbolesne. Sterownik nożny jest bardzo ergonomiczny. Soan jest łatwy w użyciu i wydajny.”

Dr. E. ASTRUC
Lekarz ogólny, FRANCJA

„Soan oferuje skuteczność zastrzyków znieczulających, jest elektronicznie sterowany jednocześnie połączony z komfortem i swobodą urządzenia bezprzewodowego”

Dr. E. NOIRRI-ESCLASSAN
Stomatologia dziecięca - Chirurgia wisceralna
FRANCJA

marrodent[®]
A HENRY SCHEIN[®] COMPANY

Dentalhitec
Les stylos d'anesthésie
qui changent la vie

ZI de l'Appentière · 49280 Mazières-en-Mauges · FRANCJA
+33 (0)2 41 56 41 91 · mail@dentalhitec.com



www.dentalhitec.com



Photos: DHT- Document et photos non contractuels
philippe@chaurine.net

Bezprzewodowe, bezbolesne
i precyzyjne znieczulenia komputerowe.

Dentalhitec
Les stylos d'anesthésie
qui changent la vie



Soan

Całkowicie bezprzewodowe urządzenie do znieczuleń komputerowych zapewni precyzję przy wszystkich rodzajach znieczuleń wykonywanych w gabinecie.

- + Nowoczesny design, poręczny, długopisowy uchwyt, precyzja ruchów
- + Bezbolesny przy wszystkich rodzajach znieczuleń dzięki precyzji jaką daje uchwyt długopisowy urządzenia oraz zautomatyzowanym trybom pracy
- + SOAN jest kompatybilny ze wszystkimi igłami do znieczuleń. W połączeniu z igłami Effitec (DHT) iniekcja jest całkowicie bezbolesna dla pacjenta
- + Łatwe i efektywne znieczulenia śródwładłowe bez wysiłku mięśni dłoni lekarza, bez odrętwień u pacjenta jako skutek iniekcji.
- + Przyjazny design, niekojarzący się z urządzeniem do "klucia"
- + Optymalny dla znieczuleń dokostnych u dzieci
- + Redukuje ryzyko wystąpienia martwicy tkanek po znieczuleniu



Lepszy wizerunek Twojego gabinetu

Dzięki zaawansowanej, inteligentnej technologii i możliwości bycia zawsze "pod ręką" pozwala efektywnie znieczulać śródwładłowo, blisko wierzchołka zęba, dokostnie u dzieci i wykonywać wszystkie rodzaje znieczuleń.

Komfortowy dla pacjenta i dla lekarza

	Soan	Karpula
Bezbolesny podczas iniekcji	★★★★	★☆☆
Przyjazny dla dzieci	★★★★	★☆☆
Zmniejsza ryzyko pozabiegowego zapalenia przyzębia	★★★★	★☆☆
Powtarzalny komfort przy każdym zabiegu znieczulenia.	★★★★	★☆☆
Bez wysiłku mięśni	★★★★	★☆☆
Szybkość i ciśnienie podawania anestetyku podczas iniekcji sterowane komputerowo	★★★★	★☆☆
Zmniejsza ryzyko wystąpienia zespołu napięcia nerwowo-mięśniowego	★★★★	★☆☆

- Znieczulenia są najbardziej efektywne i bezbolesne w połączeniu z igłami ostrzonymi laserowo Effitec (DHT), które dzięki skośnemu ścięciu tną tkankę jak skalpel
- Kompatybilne ze wszystkimi igłami
- Prawdziwy uchwyt długopisowy urządzenia, stabilne punkty podparcia i maksimum precyzji.
- Sterylizowalne aplikatory na ampułkę
- Wskaźnik oporu tkanki w czasie rzeczywistym iniekcji, szybkość iniekcji
- 2 tryby iniekcji (wolny/szybki) stosowane przy wszystkich rodzajach znieczuleń.
- Konfigurowalne wskaźniki dźwięku i światełek pozwalają Ci kontrolować ruchy podczas iniekcji
- Całkowicie bezprzewodowy, bezbaterijny sterownik nożny pozwala lepiej sterować gestami podczas iniekcji.
- Możliwość ustawienia przed iniekcją odpowiedniej ilości podawanego anestetyku



Bezbolesne znieczulenie



Łatwe i efektywne znieczulenia śródwładłowe



Szczęśliwy pacjent



Eliminuje stres



Ładowarka

Więcej informacji na www.dentalhitec.com