




Natural Elegance Etch Gel zawiera 37% kwasu fosforowego. Optymalnie lepki wytrawiacz stomatologiczny marki Henry Schein jest wyjątkowo **łatwy do kontrolowania i nakładania.**



Zalety

- ✓ Precyzyjny i łatwy w użyciu
- ✓ Dzięki swojej konsystencji dociera do trudno dostępnych bruzd i szczelin, zapewniając ich dokładne wytrawienie
- ✓ Intensywny niebieski kolor ułatwia aplikację
- ✓ Ze względu na swoją strukturę, zapobiega przedwczesnemu wysychaniu
- ✓ Zawiera koloidalną krzemionkę, która ułatwia usuwanie po spłukaniu
- ✓ Pielęgnuje zębinę i szkliwo w stomatologii zachowawczej bezpośredniej i pośredniej

Specyfikacja

- Skład: **37% kwas fosforowy**
- Przeznaczenie: **zębina/ szkliwo**
- Opakowanie: **strzykawka**
- Odcień: **intensywny niebieski**