

POZNAJ 3 POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ HERON™ IOS



3DISC Taking Digital Beyond

Rozwiązanie Heron™ IOS



Kompaktowy i łatwy
w użyciu skaner





**Intuicyjne
oprogramowanie**



**W pełni
otwarty system**

Heron™ IOS to rozwiązanie do skanowania wewnątrzustnego, zaprojektowane w celu zwiększenia efektywności i uproszczenia procesów pracy w gabinecie stomatologicznym. Łącząc intuicyjne oprogramowanie i kompaktowy, łatwy w użyciu skaner w całkowicie otwartym systemie, **Heron™ IOS** umożliwi maksymalne wykorzystanie cyfrowych innowacji, wnosząc piękno prostoty do codziennej praktyki.






Intuicyjne oprogramowanie **zaprojektowane** do prostego, szybkiego i precyzyjnego **pobierania wycisków cyfrowych**, pozwalając lekarzom bez obaw wkroczyć w świat cyfrowej stomatologii.



Korzystając z oprogramowania **HeronClinic™**, Twój zespół może łatwo poruszać się po intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsie w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb związanych z protetyką, ortodontcją i implantologią. Zarówno w kontekście tworzenia przypadków, ich digitalizacji lub integracji, **Heron™ IOS** zapewnia przejrzyste przepływy pracy oraz dedykowaną platformę opartą na chmurze, dzięki czemu tworzenie, digitalizacja i konsultowanie przypadków klinicznych oraz udostępnianie ich laboratoriom jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.



MAPA JAKOŚCI

Mapa jakości, używana jako uzupełnienie protokołu skanowania, pozwala określić, czy w kluczowych obszarach uzyskano wystarczającą ilość danych, umożliwiając ponowne skanowanie obszarów docelowych, w których potrzebne jest więcej danych.





Kompaktowy,
łatwy w obsłudze skaner,
zaprojektowany w Europie,
wyprodukowany w USA.

360°

Obrót końcówki

Możliwość sterylizowania
końcówek do

250 razy

Heron™ IOS to rozwiązanie do cyfrowego obrazowania 3D, zaprojektowane do uproszczenia pracy personelu medycznego. Ważący zaledwie 150 gramów **Heron™ IOS** to najbardziej ergonomiczny i najłatwiejszy w obsłudze skaner na rynku, o zwartej i opływowej konstrukcji, zapewniającej najwyższą efektywność skanowania i komfort pacjenta.



Skan pełnego łuku już
w **59** sek.

150 g
Lekki i kompaktowy





Heron™ IOS

jest w pełni otwarty
i współpracuje ze wszystkimi
otwartymi (gabinetowymi
i laboratoryjnymi)
systemami CAD/CAM.




3DISC ułatwia komunikację klinika/
laboratorium, oferując eksport skanów
w formatach STL, OBJ i PLY, bezpośrednią
integrację z Exocad, 3shape i DWOS oraz
prosty import do otwartych systemów
CAD/CAM. Zapewnia pełną elastyczność
wymiany danych z laboratorium
za pomocą jednego kliknięcia,
z możliwością eksportu danych
lokalnie lub za pośrednictwem naszej
dedykowanej platformy **HeronCloud™**.



3DISC, oparty na innowacjach i globalny.

W 2010 r. firma **3DISC** rozpoczęła działalność jako multidyscyplinarny zespół badawczo-rozwojowy poświęcony jednej misji: być pionierem stomatologii cyfrowej jutra. Po 8 latach intensywnego rozwoju firma **3DISC** wprowadziła na rynek innowacyjne, w pełni cyfrowe rozwiązanie **Heron™ IOS**. Dziś **3DISC** jest prywatnym, nowoczesnym producentem i globalnym dostawcą rozwiązań IOS, z siedzibami w Stanach Zjednoczonych i Francji.

Międzynarodowy zespół ekspertów jest zaangażowany w przesuwanie granic stomatologii cyfrowej poprzez dostarczanie odpowiednich korzyści klinicznych za pomocą zintegrowanych rozwiązań cyfrowych, w szczególności skanerów wewnątrzustnych. Wybierając **3DISC**, kliniki dentystyczne mogą być pewne, że firma z pełnym zaangażowaniem będzie kontynuować prace nad innowacyjnością swoich produktów, które ułatwiają pracę i wspierają lekarzy w zapewnianiu najwyższej jakości leczenia dla swoich pacjentów.



Wsparcie 360°

SZKOLENIA NA MIARĘ

Dopasowane do potrzeb szkolenia stacjonarne z dodatkową opcją szkoleń wirtualnych.

PROAKTYWNA KONFIGURACJA

System **Heron™ IOS** jest konfigurowany na zamówienie, aby zapewnić lepsze użytkowanie i ciągłą optymalizację.

ZAWSZE BEZ OPŁAT

Jednorazowa płatność all-inclusive: brak dodatkowych opłat licencyjnych lub za ilość przypadków, bezpłatne aktualizacje oprogramowania.

WSPARCIE ONLINE

Zespół obsługi klienta **3DISC**, dostępny jest przez telefon lub e-mail, a dzięki możliwości zdalnego połączenia się z komputerem, do którego podłączony jest skaner, świadczy usługi bardziej wydajnego i efektywnego wsparcia.





3DISC Dental Connect
191 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine,
France

3DISC Taking Digital Beyond

marrodent®
A HENRY SCHEIN® COMPANY

Specjaliści CAD/CAM



Michał Paciej
tel. 600 439 759
michal.paciej@marrodent.pl



Bartosz Węgrzyn
tel. 539 732 418
bartosz.wegrzyn@marrodent.pl



Marcin Binienda
tel. 668 699 322
marcin.binienda@marrodent.pl



Szymon Wójcik
tel. 888 250 060
szymon.wojcik@marrodent.pl

www.3disc.com