

Eurosafe 60

Automatyczne czyszczenie, wszystko w jednym



Termodezinfektor Eurosafe 60 myje, dezynfekuje, płucze i suszy narzędzia w jednym szybkim, zautomatyzowanym procesie, eliminując potrzebę ręcznego czyszczenia. Gwarantuje doskonałe rezultaty czyszczenia dzięki systemowi mycia wtryskowego z niezależnymi ramionami natryskowymi dla każdego poziomu oraz suszeniu wymuszonym obiegiem powietrza, które usuwa resztki wody nawet wewnątrz narzędzi z otworami i wgłębieniami. Automatyczny dozownik detergentu wykorzystuje odpowiednią ilość produktu, eliminując niepotrzebne marnotrawstwo. Eurosafe 60 monitoruje prawidłową regenerację zintegrowanych żywic zmiękczających i poprzez wyskakujące okienko na wyświetlaczu ostrzega w przypadku niedoboru soli. Pozwala wybrać 3 ulubione cykle spośród 20 wstępnie zaprogramowanych, przypisując je do przycisków znajdujących się pod wyświetlaczem, dzięki czemu można je natychmiast wybrać. Ponadto można tworzyć i zapisywać spersonalizowane cykle w zależności od wymagań i czyszczonego materiału, dostosowując czas trwania i temperaturę mycia. Po zakończeniu każdego cyklu termodezinfektor tworzy plik raportujący wszystkie dane procesu (czas, temperatura, numer cyklu), walidując dany wsad. Plik ten można przenieść do komputera za pomocą pamięci USB lub połączenia Ethernet (opcja). Dane mogą być również drukowane dzięki opcjonalnej drukarce termicznej. Wyprodukowany we Włoszech z wytrzymałej stali nierdzewnej AISI 316L.



Klasyfikacja

Wyrób medyczny klasy IIb



Wymiary

56 x 82,5 x 57,7 cm (szer. x wys. x gł.)



Masa

62 kg



Napięcie zasilające

230 V | 50 Hz

Pobór mocy

2750 W



Zużycie mediów

Cykl standardowy: 1,8 KW i 18 litrów wody



Łączność

W zestawie: USB i oprogramowanie E-Memory
Opcjonalnie: Datalogger



CE Ref

EUROSAFE 60 -
EUROSAFE 60 D





Bezpieczny

Zautomatyzowany proces zabezpiecza operatora przed ryzykiem związanym z obsługą zanieczyszczonych narzędzi. Wirniki i komora myjąca wykonane są ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami, a system bezpieczeństwa drzwiczek zapobiega ich otwarciu podczas mycia.



Intuicyjny

Umożliwia wybranie trzech ulubionych cykli spośród 20 wstępnie zaprogramowanych, które można przypisać do przycisków soft touch umieszczonych pod kolorowym 3,5-calowym wyświetlaczem. Pozwala także na tworzenie i zapisywanie cykli niestandardowych.



Przyjazny dla środowiska

Zużywa tylko 1,7 KW i 12 litrów wody w krótkim cyklu, a automatyczny dozownik eliminuje marnotrawstwo detergentu. Podłączenie do sieci za pomocą klasycznego gniazdka 220 V (nie jest wymagane gniazdo trójfazowe).



Zoptymalizowany

Kompaktowy, a jednocześnie przestronny: 60-litrowa komora może pomieścić do 2 pełnych wsadów z autoklawu o pojemności 24 litrów. Liczne dostępne akcesoria umożliwiają jak najlepsze mycie końcówek, instrumentów i kaset.



Starter kit



Eurosafe 60 umożliwia zarządzanie wsadami i optymalizację procedur dezynfekcji termicznej:

- Bazowy kosz wsadowy. 37 x 8 x 39,5 cm (szer. x wys. x gł.);
- Stelaż na 8 tac (odstęp 40 mm). 39 x 18 x 11 cm (szer. x wys. x gł.);
- Stelaż na narzędzia ustawiane pionowo. 37 x 12 x 12 cm (szer. x wys. x gł.);
- Kosz na wiertła i drobne narzędzia. 10 x 4 x 10 cm (szer. x wys. x gł.);
- Produkty: 1 pamięć USB, 1 test przewodności wody, 1 kg soli, Euroclean (0,5 l), Eurobright (0,5 l).

Detergenty



Euroclean - 3 l

Enzymatyczny detergent do mechanicznego czyszczenia wyrobów medycznych. Opakowanie o pojemności 3 litrów wystarcza na 120 cykli.



Eurobright - 3 l

Smarujący płyn do płukania do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych. Opakowanie o pojemności 3 litrów wystarcza na 360 cykli.



Sól - 1 kg

Sól do uzdatniania wody w dezynfektorach termicznych, zapobiega osadzaniu się kamienia i zapewnia skuteczność termodezynfektora.