




Komet Endodoncja

#wyłącznie w Marrodent



#F6 SkyTaper

A new level of flexibility.



179 PLN/op. 5 szt.

ENDOTRACER H1SML

Instrument do preparacji otworów trepanacyjnych, poszerzania ujść kanałowych, usuwania wkładów z włókna

Dostępne w rozmiarach: 004, 006, 008, 010, 012, 014
Dostępne długości: 31 oraz 34 mm



277 PLN

ENDOTRACER ZESTAW STARTOWY 4670

Endotracer 06-14/31mm
06-14/34mm

Zestaw zawiera:
5x Endotracer dł. 31mm,
rozm. 006-014;
5x Endotracer dł. 34mm,
rozm. 006-014
uzupełnienie 5 szt. **179 PLN**



239 PLN/op. 6 szt.

PATHGLIDER PG03L25

Narzędzie maszynowe do tworzenia gładkiej ścieżki

Dostępne w rozmiarach: 015 i 020
Dostępne długości: 21, 25, 31 mm
(rozszerzalność: 03)
Opakowanie sterylne



277 PLN/op. 6 szt.

OPENER OPR10L19

Narzędzie do poszerzania obszaru ujścia kanału korzeniowego

Dostępne w rozmiarach: 025 i 030
Dostępne długości: 015 i 019 mm
(rozszerzalność: 08 i 10)



307 PLN/op. 6 szt.

PILNIK PROCODILE Q

Pilnik mechaniczny do stosowania we wszystkich napędach recyprokalnych. Stop NiTi termicznie zgrzewany

Rozmiary: 020, 025, 030 (rozszerzalność 06)
035, 040 (rozszerzalność 05)
045, 050 (rozszerzalność 04)
Dostępne długości: 21, 25, 31 mm



288 PLN/op. 6 szt.

PILNIK PROCODILE

Pilnik przeznaczony do pracy we wszystkich dostępnych napędach recyprokalnych. Stop NiTi

Rozmiary: 020, 025, 030 (rozszerzalność 06),
035, 040 (rozszerzalność 05),
045, 050 (rozszerzalność 04)
Dostępne długości: 21, 25, 31 mm



182 PLN/op. 6 szt.

F6 SKYTAPER F06L

System pilników maszynowych NiTi.
Niezwykle efektywne i giętkie

Rozmiary: 020, 025, 030, 035, 040
Dostępne długości: 21, 25, oraz 31 mm
(rozszerzalność: 06)
Opakowanie sterylne: 6 szt.



8 900 PLN

ENDOPILOT EP0014

Mikrosilnik endodontyczny, lokalizator
wierzchołka - dla skutecznego
i bezpiecznego poszerzania
kanałów korzeniowych



19,90 PLN/op. 10 szt.

MIAZGOCIĄGI 9107

Wykonany ze stali nierdzewnej

Rozmiary:
020, 025, 030, 035, 040, 050, 060
Opakowanie: 10 szt.



42 PLN /op. 6 szt.

Pilnik K-File

Wykonany ze stali nierdzewnej

Rozmiary: 006, 008, 010, 012, 015, 020,
025, 030, 035, 040, 045, 050, 060, 070,
ass. 015-040, ass. 045-080
Dostępne długości: 21, 25, 31 mm



42 PLN/ op. 6 szt.

Pilnik H Hedstroem

Wykonany ze stali nierdzewnej

Rozmiary: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45, 50, 55, 60, 70, 80 ass. 15-40
Dostępne długości: 25 mm
Opakowanie: 6 szt.



42 PLN/op. 6 szt.

PATENCY FILE 17525

Pilnik ręczny do udrażniania zwapnionych
kanałów korzeniowych

Rozmiary: 006, 008, 010, 012, 015, Ass.
Dostępne długości: 21 i 25 mm
Opakowanie sterylne: 6 szt.



95 PLN/op. 6 szt.

POSZERZACZ TYPU GATES G180

Wykonany ze stali nierdzewnej

Rozmiary: 050, 070, 090, 110, 130, 150
Opakowanie: 6 szt.



46 PLN

**INSTRUMENT DO USUWANIA
GUTAPERKI GPR**

Długość: 21 mm
Rozmiar: 025, 030
(rozszerzalność: 02, 04)
Opakowanie: 6 szt.



65 PLN/opak. 5 szt.

**INSTRUMENT DO PRZECINANIA
GUTAPERKI GP801L**

Narzędzie do przecinania
gutaperki

Rozmiar: 014
Opakowanie: 5 szt.



252 PLN/opak. 5 szt.

ENDOGUARD H269GK

Narzędzie z nietnącą końcówką z węgla
spiekanego do poszerzania komory

Dostępny w romiarach: 012 i 016
Długość części pracującej: 9 mm
Opakowanie 5 szt.



195 PLN/opak. 5 szt.

**WIERTŁO W KSZTAŁCIE STOŻKA
Z NIETNĄCĄ KOŃCÓWKĄ 851**

Wiertło diamentowe z nietnącą końcówką
do opracowywania komory

Dostępny w rozmiarach: 012 i 016
Długość: 8 mm
Nasyp: drobny/ średni
Opakowanie: 5 szt.



54 PLN/szt.

**WIERTŁO W KSZTAŁCIE STOŻKA
Z NIETNĄCĄ KOŃCÓWKĄ 857**

Wiertło diamentowe z nietnącą końcówką
do opracowywania komory

Rozmiar: 014
Długość: 10,5 mm
Nasyp: średni




469 PLN

ENDO RESCUE KIT 4601

Zestaw do usuwania
złamanych narzędzi

Zestaw zawiera: poszerzacz
endodontyczny H269GK;
2x poszerzacz typu Gates;
wiertło centrujące RKP;
wiertło trepanacyjne RKT;
adapter do pracy ręcznej.
RKP (uzupełnienie 2 szt.) **77 zł**
RKT (uzupełnienie 2 szt.) **156 zł**



274 PLN

**ENDO RESTART
4680 204 VPE1**

Zestaw startowy

Zawartość zestawu;
2x opener RE10
długość 15 mm
4x pilnik jednorazowy RE05
długość 25 mm



Specjaliści ds. produktów Komet Endo



Marta Kuberacka
zachodniopomorskie,
lubuskie, wielkopolskie
tel. 735 930 080
marta.kuberacka@marrodent.pl



Magdalena Trzeciak
śląskie, dolnośląskie, opolskie
tel. 539 018 912
magdalena.trzeciak@marrodent.pl



Marcin Cichosz
mazowieckie, podlaskie,
warmińsko-mazurskie
tel. 532 950 031
marcin.cichosz@marrodent.pl



Maria Szpunar
podkarpackie, świętokrzyskie,
małopolskie, lubelskie
tel. 668 699 316
maria.szpunar@marrodent.pl



Monika Wrzesińska
kujawsko-pomorskie, łódzkie,
pomorskie, wielkopolskie
tel. 882 432 991
monika.wrzesinska@marrodent.pl



Wyłączny dystrybutor w Polsce

marrodent®
A HENRY SCHEIN® COMPANY

Marrodent® A Henry Schein® Company | 43-300 Bielsko-Biała ul. Krasińskiego 31

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma Marrodent® nie ponosi odpowiedzialności za błędy w publikacji. Ceny brutto w złotych polskich podane do celów orientacyjnych.