

Produkty Acteon

dostępne
w Marrodent


 acteon

marrodent[®]
A HENRY SCHEIN[®] COMPANY

newtron p5XS b-led

7700 PLN

Wolnostojący, wielofunkcyjny skaler ultradźwiękowy oferuje kompletne rozwiązania dla Twojego gabinetu.



- ▶ **System wybarwienia płytki F.L.A.G.**
zwiększa dokładność zabiegu, umożliwia edukację pacjenta
- ▶ **Proste i intuicyjne ustawianie mocy**
z systemem kodowania kolorem
- ▶ **System irygacji zoptymalizowany**
pod kątem wszystkich procedur
- ▶ **Najszerza na rynku oferta**
obejmująca 80 różnych końcówek o wyjątkowych konstrukcjach i stopach, zapewniających wszechstronność kliniczną: **periodontologia, pielęgnacja implantów, endodoncja, chirurgia endodontyczna, profilaktyka, stomatologia zachowawcza i rekonstrukcyjna**



THE Fluorescence
EFFECT in prophylaxis

Ref. F62100

Dodatkowo w opakowaniu: rękojeść Newtron® Slim B.LED z białym i niebieskim światłem, zestaw F.L.A.G (5x1,5 ml), przewód prądowy, 3 końcówki (1, 1S, H3), klucz uniwersalny oraz pojemnik na płyn 300 ml.

newtron BOOSTER

3700 PLN

Kompaktowy i wydajny

Ref. F60203
Dodatkowo w opakowaniu: rękojeść
NEWTRON®, 1 końcówka (1),
klucz uniwersalny, zasilacz.



Slim

Przy zakupie 6 końcówek*
Rękojeść NEWTRON® za 1 PLN



*do wyboru ze strony 4



RĘKOJEŚĆ NEWTRON®
Ref. F12281
2 850 PLN

Przy zakupie 8 końcówek*
Rękojeść ze światłem LED za 1 PLN



RĘKOJEŚĆ NEWTRON® LED
Ref. F12609
3 500 PLN



RĘKOJEŚĆ NEWTRON® SLIM B.LED
▶ z białym światłem: Ref. F12905
3 650 PLN

KOŃCÓWKI ULTRADŹWIEKOWE

2+1

najtańsza
za 1 PLN

parodontie





perio precision



perio maintenance BDR




implantprotect pure titanium




periosoft



scaling



perfectmargin roundet



perfectmargin shoulder



excavus



endodontie



endosuccess retreatment



endosuccess canal access prep



endosuccess apical surgery



bliss



Najwyższy komfort w zasięgu ręki



Kirety Gracey

Do usuwania głębokiego kamienia nad i podziąsłowego na powierzchniach dystalnych i mezjalnych



Sondy periodontologiczne

Do dokładnej oceny kieszeni przyzębnych



Skalery/sierpy stomatologiczne

Do naddziąsłowego usuwania kamienia w obszarach przednich i międzyzębowych



Kirety uniwersalne

Do umiarkowanego i głębokiego usuwania kamienia nad i podziąsłowego na zębach trzonowych



air-n-go easy

3 600 PLN

Uniwersalna piaskarka dentystyczna oferuje kompletne rozwiązanie do skutecznych zabiegów nad i poddziąsłowych.

- ▶ Jedna rękojeść do zabiegów nad- i poddziąsłowych.
- ▶ 4 wymienne dysze do wyboru: SUPRA, PERIO Easy*, PERIO* i PERIO Maintenance*.
- ▶ W pełni rozkładalna do czyszczenia.

*opcja



AIR-N-GO® easy z szybkozłączką KaVo* Réf. F10100
AIR-N-GO® easy z szybkozłączką Sirona* Réf. F10101
AIR-N-GO® easy z szybkozłączką W&H* Réf. F10102
AIR-N-GO® easy z szybkozłączką Bien-Air* Réf. F10103
AIR-N-GO® easy z szybkozłączką Midwest* Réf. F10105

W opakowaniu:
 piaskarka, dysza SUPRA,
 zestaw do konserwacji
 (uszczelki, silikon, pędzelki, czyściki).

Dostępne dodatkowe dysze do zabiegów Perio



**AIR-N-GO®
SUPRA**
naddziąsłowa
F10125



**AIR-N-GO®
PERIO EASY**
poddziąsłowa
do kieszonek 3-8 mm
F10126



**AIR-N-GO®
PERIO**
poddziąsłowa
do kieszonek 8-10 mm
F10127



**AIR-N-GO®
PERIO MAINTENANCE**
poddziąsłowa
do kieszonek do 3 mm
F10128

Piaski AIR-N-GO® „CLASSIC”

Na bazie wodorowęglanu sodu.
 Średnia wielkość cząsteczek
 to 76 µm

- ▶ **Mięta:** Ref. F10250
- ▶ **Cytryna:** Ref. F10251
- ▶ **Malina:** Ref. F10252
- ▶ **Cola:** Ref. F10253
- ▶ **Neutralny:** Ref. F10254

125 PLN

druga butelka za 1 PLN



Piasek AIR-N-GO® „PERIO”

- ▶ Na bazie glicyny
- ▶ 25 mikronów
- ▶ Przy użyciu dysz Perio
- ▶ Do użycia naddziąsłowego
 np. prace protetyczne

butelka 160 g
 Ref. F10270



165 PLN

expasyl exact

420 PLN

Pasta do retrakcji dziąsłowej

Zalety:

- ▶ atraumatyczne, szerokie otwarcie kieszonki;
- ▶ oszczędność czasu – 3 minutowy protokół;
- ▶ brak ryzyka uszkodzenia przyczepu nabłonkowego;
- ▶ brak krwawienia;
- ▶ lepsze gojenie;
- ▶ do 9x bardziej efektywna od innych past na rynku;
- ▶ lepsze efekty końcowe;
- ▶ idealna dla użytkowników CAD/CAM.

Ref. 261010

Opakowanie 20 kapsulek po 0,3 g



3 minutowy protokół – oszczędność czasu

- ▶ aplikacja – łatwo wprowadza się do bruzdy;
- ▶ czas działania – działa maksymalnie w ciągu 1-2 minut;
- ▶ usunięcie – delikatnym strumieniem wody i powietrza.

piezotome cube

21900 PLN

**Dynamiczna
reakcja mocy
dla jeszcze lepszej
chirurgii kostnej**



Ref. F50100

Opakowanie zawiera: urządzenie Piezotome Cube, rękaw z rękojeścią CUBE LED, zestaw końcówek Essential: BS1S II, BS4 II, LC2 II, SL1 II, SL2 II i SL3 II, klucz dynamometryczny, wielofunkcyjny sterownik nożny, uchwyt na butelkę, podstawkę pod rękojeść, 2 linie do podawania soli fizjologicznej nadające się do sterylizacji w autoklawie oraz 15 perforatorów.

Piezotome®

Cube

Dynamiczna reakcja
mocy dla jeszcze lepszej
chirurgii kostnej

21 900 PLN

- ▶ selektywne cięcie, rozpoznaje tkanki miękkie i nie jest na nich aktywne;
- ▶ światło LED, zimne 100000 LUX;
- ▶ rękojeść 60W bez przegrzewania, do sterylizacji;
- ▶ przepływ irygacji od 0 do 120 ml/m;
- ▶ zestaw Essential w cenie.



Ref. F50100

Opakowanie zawiera: urządzenie Piezotome Cube, rękaw z rękojeścią CUBE LED, zestaw 6 końcówek Essential II Kit (BS1S II, BS4 II, LC2 II, SL1 II, SL2 II i SL3 II), klucz dynamometryczny, wielofunkcyjny sterownik nożny, uchwyt na butelkę, podstawkę pod rękojeść, 2 linie do podawania soli fizjologicznej nadające się do sterylizacji w autoklawie oraz 15 perforatorów.

Dowolny zestaw do wyboru w cenie 3000 PLN



Chirurgia kości Bone Surgery™ II

Ref. F87509
Tips BS1S, BS2L, BS2R, BS4, BS5, BS6.



Podniesienie zatoki Sinus Lift II Kit

Ref. F87519
Tips SL1, SL2, SL3, SL4, SL5.



Zamknięte podniesienie zatoki Intralift™ II Kit

Ref. F87536
Tips TKW1, TKW2, TKW3, TKW4, TKW5
(Ø 3 mm).



Zestaw startowy Essential II Kit

Ref. F87528
Tips BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3, LC2.



Rozszczepianie wyrostka Crest Splitting II Kit

Ref. F87567
Tips CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6.



Ekstrakcja Extraction 2 kit

Ref. F87546
Tips LC1, LC1 90°, LC2, LC2L, LC2R, Ninja™



Wydłużanie koron Crown Extension II Kit

Ref. F87554
Tips BS6, CE1, CE2, CE3.

implant center 2

44900 PLN

Szybkie i bezpieczne operacje kości

- ▶ 3w1 urządzenie do piezochirurgii z mikrosilnikiem implantologicznym (100-40 000 obr/min) oraz funkcją konwencjonalnych ultradźwięków.
- ▶ Rękojeść piezo z mocnym światłem LED (100 000 Lux) dla optymalnego oświetlenia pola operacyjnego.
- ▶ Mikrosilnik implantologiczny ze światłem LED.
- ▶ Kolorowy, dotykowy wyświetlacz.
- ▶ Progresywny, wielofunkcyjny sterownik nożny.
- ▶ Rękaw ultradźwiękowy do skalingu, endo, perio, protetyki itp.

ImplantCenter™ 2

Ref. F27200

Zawiera: Urządzenie IC2, rękaw z mikrosilnikiem LED, progresywny wielofunkcyjny sterownik nożny, 2 uchwyty na butelki, 2 podstawki pod rękojeści, 2 linie do podawania soli fizjologicznej nadające się do sterylizacji w autoklawie, 30 perforatorów, rękaw z rękojeścią Newtron LED (Ref. F12830+F12609) oraz Essential Pack (Ref. F87529)*.




Essential Pack



*Ref. F87529: Pudełko do sterylizacji, rękaw z rękojeścią Piezotome II LED, zestaw 6 końcówek Essential II Kit (BS1S II, BS4 II, SL1 II, SL2 II, SL3 II, LC2 II) oraz klucz dynamometryczny.

servotome

5 500 PLN



nacięcie dziąsła

nacięcie
i drenaż ropnia

Koagulacja

Nóż elektrochirurgiczny

Wykonuj zabiegi chirurgii stomatologicznej na tkankach miękkich szybko, precyzyjnie i całkowicie bezpiecznie.

- ▶ Precyzyjne i równe cięcia bez powikłań.
- ▶ Lepsze gojenie się rany.
- ▶ Szeroki wachlarz elektrod.
- ▶ Możliwość wielu zastosowań: retrakcja dziąsła, gingiwektomia, nacięcie ropnia, odsłonięcie zatrzymanego zęba, itp.

Ref: F57210

Opakowanie zawiera: urządzenie Servotome, sterownik nożny, 10 elektrod, elektrodę bierną.

C50

15 900 PLN

Kamera Full HD

- ▶ C50 odkryj szczegóły w rozdzielczości FULL HD (1920x1080 px).
- ▶ 4 tryby pracy: perio, cario, daylight i daylight+.
- ▶ Możliwość robienia zdjęć i video przewód USB.
- ▶ Kompatybilna z Windows, Mac, Twain.
- ▶ Jakość połączona z ergonomią.
- ▶ Nowoczesny interfejs.



soprocare

10 900 PLN

3 tryby dla 3 zastosowań

- ▶ Tryb Cario – wykrywana próchnica widoczna jest na czerwono, pozostałe tkanki są w kolorze czarno-białym.
- ▶ Tryb Perio – podświetla płytkę nazębną, kamień i zapalenie dziąseł.
- ▶ Tryb Daylight – tryb światła dziennego dla jeszcze lepszej komunikacji z pacjentem, w MAKRO pokaż mu to co jest niewidoczne gołym okiem.

z minidock USB2



sopro617

5 900 PLN

- ▶ Widok w zakresie 105° dla lepszego badania obszarów dystalnych.
- ▶ Bardzo duża głębia ostrości.
- ▶ Automatyczne dostosowanie ostrości.
- ▶ Dotykowy przycisk Soprotouch®.

z minidock USB2



pure reflect

159 PLN

opakowanie 12 szt.

Lusterka wewnątrzustne

Pure Reflect® zapewnia prawie 100% odwzorowania kolorów.

- ▶ najbardziej dokładne lusterka;
- ▶ dokładny i jasny obraz;
- ▶ brak deformacji kolorów i kształtów.

Technologia na wyłączność Acteon.



n°4
Ø22 mm



n°5
Ø24 mm


Rozmiar 4 - Ref: MP3622

Rozmiar 5 - Ref: MP3624

pure reflect

Mikrolusterka

Mikrolusterko okrągłe
Pure reflect bez rękojeści



Ø3 mm
Ref. MP3303PH – 259 PLN



Ø5 mm
Ref. MP3305PH – 259 PLN


Mikrolusterko proste
Pure reflect bez rękojeści



7x2 mm
Ref. MP3306RPH – 269 PLN



9x3 mm
Ref. MP3310RPH – 269 PLN



Retraktor



▶ Retraktor dla dorosłych
Ref. 151.40 – 25 PLN

▶ Retraktor dla dzieci
Ref. 151.41 – 25 PLN

Uchwyt obrotowy na lusterka fotograficzne



Ref. MZP214 – 259 PLN

Kontrastor



Ref. MZP215 – 139 PLN


Ref. MZP216 – 139 PLN

Ref. MZP217 – 139 PLN

Ref. MZP218 – 139 PLN


Ref. MZP219 – 139 PLN

Dwustronne Lusterko fotograficzne Pure Reflect®



▶ dla dzieci
Ref. MZP526 – 439 PLN


▶ dla dorosłych




Ref. MZP516 – 495 PLN



Ref. MZP536 – 495 PLN



Ref. MZP556 – 495 PLN




Ref. MZP576 – 495 PLN



Ref. MZP546 – 495 PLN



Ref. MZP566 – 495 PLN



Ref. MZP586 – 495 PLN

art
by **riskontrol**

nowa extra cena
165 PLN

**Jednorazowe końcówki na dmuchawkę.
Ochrona personelu i pacjentów.**

Opakowanie 250 szt.

Do wyboru zapach: mandarynka,
lukrecja, anyż, porzeczka, mięta



Adapter



299 PLN



marrodent[®]
A HENRY SCHEIN[®] COMPANY

**Marrodent dystrybutorem
firmy Acteon w Polsce**

**Marrodent Sp. z o.o.
ul. Krasieńskiego 31
43-300 Bielsko-Biała**

www.marrodent.pl

**+48 668 526 701
Agnieszka Gromadzka**

 **acteon**

