


Szybsza praca, jaśniejszy połysk

OptraGloss® Extra Oral

Wydajne zewnętrzne
gumki polerskie do
uzupełnień ceramicznych




Spróbuj. Pokochasz.

Gumki polerskie OptraGloss® Extra Oral jeszcze bardziej przyspieszają pracę.



Polerowanie na wysoki połysk w krótkim czasie

Od wypolerowanej do wysoce estetycznej powierzchni w zaledwie kilka minut - przykład uzupełnienia z IPS e.max ZirCAD



niewypolerowane | wypolerowane na wysoki połysk

- ✓ Może być stosowany na materiałach tlenkowo-ceramicznych i szklano-ceramicznych, nawet na tlenku cyrkonu przed synteryzacją i dwukrzemianie litu przed krystalizacją
- ✓ Łatwa i wydajna aplikacja
- ✓ Efektywność kosztowa dzięki trwałości i oszczędności czasu



Trzy kształty:
"Spiralne koło", "Soczewka" i "Płomień"
dla wszystkich powierzchni



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ivoclar.com/optragloss-extra-oral

Ivoclar Vivadent AG | Bendererstrasse 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

ivoclar.com