



NADIR & CO.
Dental & Orthodontic Instruments



Dystrybucja w Polsce

marrodent®
A  HENRY SCHEIN® COMPANY

Poczuj różnicę w dłoni

Stal z Niemiec i Japonii

Ręcznie wykonane



Diamantowo ostrzone
krawędzie tnące



Maksymalna odporność
na uszkodzenia mechaniczne
- wkładki ze stali HS

Wysokiej jakości, odporne
na korozję odkuwki ze stali
nierdzewnej

Ergonomiczna budowa
zapewniająca maksymalny
komfort i bezpieczeństwo

Satynowe wykończenie
redukujące odbłaski,
zapewniające precyzję
pracy



Numer katalogowy
114-0335
Kleszcze dystalne 12,5 cm,
stalowe, od 012" do 021"x 025"



Numer katalogowy
114-0325
Kleszcze dystalne 14,5 cm,
długa rękojeść, stalowe,
od 012" do 021"x 025"



Numer katalogowy
115-0323H
Kleszcze dystalne Flush 13,5 cm,
stalowe,
od 012" do 021"x 025"



Numer katalogowy
116-0336
Kleszcze do ligatur i pinów,
12,5 cm, stalowe, max: 012"



Numer katalogowy
O-S-002
Kleszcze micro do ligatur
i pinów pod kątem 7%, 12,5 cm,
stalowe, max: 012"



Numer katalogowy
116-0331

Kleszcze mini do ligatur
i pinów, 12 cm, mała główka,
stalowe, max: 012"



Numer katalogowy
117-0353H

Kleszcze do cięcia pod kątem 15%,
duża główka, 13,5 cm, max: 021"
x 028"



Numer katalogowy
117-0560

Kleszcze do cięcia, 13 cm,
max: 021" x 028"



Numer katalogowy
117-0358

Kleszcze do cięcia drutu
grubego, 23 cm, max: 040"



Numer katalogowy
118-0381

Kleszcze do zdejmowania
zamków, proste, 13 cm



NADIR & CO.
Dental & Orthodontic Instruments



Numer katalogowy
118-0577

Kleszcze do zdejmowania
zamków, po kątem, 13 cm



Numer katalogowy
PHI-105

Wymienne podkładki
- kleszcze do zdejmowania
pierścieni



Numer katalogowy
118-0374

Kleszcze do zdejmowania
pierścieni.

Wymienne podkładki



Numer katalogowy
118-0378

Kleszcze Weingart, 13 cm



Numer katalogowy
118-0396

Kleszcze Weingart smukłe,
14,5 cm



Numer katalogowy
118-0957

Kleszcze Weingart
smukłe, 13 cm



Numer katalogowy
118-0813

Kleszcze ptasie dzioby,
smukłe, 12,5 cm



Numer katalogowy
118-0392SB

Kleszcze do dogięć, mała główka,
12,5 cm, max: 021" x 025"



Numer katalogowy
118-0303

Kleszcze Tweed, do formowania
i torkowania łuków, 12,5 cm, max:
022" x 028"



Numer katalogowy
118-0410

Kleszcze do dogięć ligalnych,
12 cm, max: 036"



NADIR & CO.
Dental & Orthodontic Instruments



Numer katalogowy
118-0864
Kleszcze Nance, 12,5 cm,
max: 028"



Numer katalogowy
118-0915
Kleszcze do formowania pętli,
mała główka, 12 cm, max: 028"



Numer katalogowy
118-0385
Kleszcze Trójpalczaste,
12,5 cm, max: 028"



Numer katalogowy
118-0370
Kleszcze Trójpalczaste NiTi,
smukłe, 13 cm, max: 028"



Numer katalogowy
118-0425
Kleszcze Tweed, do formowania
pętli, 12,5 cm, max: 022" x 028"



Numer katalogowy
118-0426
Kleszcze Kima max: 016" x 022"
lub 020"



Numer katalogowy
118-0338
Kleszcze Jaraback, smukłe,
14 cm, max: 025"



Numer katalogowy
118-0414
Kleszcze Hollow do formowania
kształtu łuku, 12 cm



Numer katalogowy
118-0399
Kleszcze uniwersalne do dogięć
płaskie, 15,5 cm, dogięcia max:
038", cięcie max: 028"



Numer katalogowy
118-0400
Kleszcze uniwersalne do dogięć
płaskie, 16 cm, dogięcia max: 038",
cięcie max: 028"



NADIR & CO.
Dental & Orthodontic Instruments



Numer katalogowy
118-0065
Kleszcze Adams, 15 cm,
max: 036"



Numer katalogowy
118-0912
Kleszcze do zaciskania haczyków,
proste, 12 cm



Numer katalogowy
118-0904
Kleszcze do zaciskania haczyków,
pod kątem 12 cm



Numer katalogowy
118-0910
Kleszcze do stopu V, 12,5 cm,
max: 019" x 025"



Numer katalogowy
118-0802
Kleszcze NiTi Cinch Back, smukłe,
14 cm, max: 012" x 018"



Numer katalogowy
118-0723
Kleszcze do stopnia
1 mm, 12 cm, max: 022'



Numer katalogowy
118-0724
Kleszcze do stopnia 0,75 mm, 12
cm, max: 022'



Numer katalogowy
118-0725
Kleszcze do stopnia 0,5 mm, 12 cm,
max: 022'



Numer katalogowy
118-0726
Kleszcze do stopnia 0,25 mm, 12
cm, max: 022'



Numer katalogowy
118-0903
Kleszcze do nadania torku na
pojedynczy ząb z kluczem, 12 cm



NADIR & CO.
Dental & Orthodontic Instruments



Numer katalogowy
118-0624

Zestaw 2 kleszczy do nadawania
torku 4 mm, 12,5 cm



Numer katalogowy
118-0585

Kleszcze do zakładania separacji,
15,5 cm



Numer katalogowy
119-T015

Kleszcze do alignerów - wertykalny
slot, 12 cm



Numer katalogowy
119-T016

Kleszcze do alignerów
- horyzontalny slot, 12 cm



Numer katalogowy
119-T017

Kleszcze do alignerów
- kropla, 12 cm



Numer katalogowy
119-T018
Kleszcze do alignerów
- otwór, 12,5 cm



Numer katalogowy
120-0465F
Kleszcze Mathieu, 14 cm



Numer katalogowy
120-0551
Kleszcze Mathieu,
z podwójną sprężyną,
14 cm



Numer katalogowy
121-0450
Pęseta do zamków,
11,5 cm



Numer katalogowy
121-0455
Pęseta do rurek,
14,5 cm



NADIR & CO.
Dental & Orthodontic Instruments



Numer katalogowy
121-0457
Pęseta do zamków
z pozycjonerem, 13,5 cm



Numer katalogowy 122-0470
Widelec do ligatur, dwustronny, 17,5 cm



Numer katalogowy 122-0482
Widelec do ligatur, dwustronny, 18 cm



Numer katalogowy
123-0674
Pozycjoner do zamków
z ruchomą główką,
stalowy, slot 018" i 022", 15 cm



Numer katalogowy
123-0699
Pozycjoner do zamków, stalowy,
slot 022", 13 cm



Numer katalogowy
123-0697
Pozycjoner do zamków, stalowy,
slot 018", 13 cm



Numer katalogowy
123-0670N
Pozycjoner krzyżowy, stal



Numer katalogowy
123-0662
Kluczyki do pomiaru IPR,
aluminium zestaw



Numer katalogowy
123-0505
Linijka stalowa, 15 cm



Numer katalogowy
123-0679
Suwmiarka ortodontyczna



Numer katalogowy
123-0682
Cyrkiel ortodontyczny



NADIR & CO.
Dental & Orthodontic Instruments



Numer katalogowy
127-0940
Dociskacz do pierścieni
plastikowy niebieski

Numer katalogowy
127-0941
Dociskacz do pierścieni
plastikowy czerwony

Numer katalogowy
127-0942
Dociskacz do pierścieni
plastikowy pomarańczowy

Numer katalogowy
127-0943
Dociskacz do pierścieni
plastikowy fioletowy

Numer katalogowy
127-0944
Dociskacz do pierścieni
plastikowy zielony



Numer katalogowy
133-0866
Uniwersalna tiureta
do formowania łuku



Numer katalogowy
131-0600
Stojak na kleszcze
stalowy 22 cm



Numer katalogowy
131-0601
Stojak na kleszcze
25 cm



NADIR & CO.
Dental & Orthodontic Instruments

Dystrybucja w Polsce

marrodent®
A HENRY SCHEIN® COMPANY

Dział ortodoncji



Kierownik Działu
Grzegorz Korczak
tel. 604 551 960
grzegorz.korczak@marrodent.pl



Dział Sprzedaży
Katarzyna Długosz
tel. 22 543 39 23, 883 384 983
katarzyna.dlugosz@marrodent.pl



Dział Sprzedaży
Paweł Kostrzewski
tel. 22 543 39 25, 604 873 968
pawel.kostrzewski@marrodent.pl



Dział Sprzedaży
Monika Kubik
tel. 539 025 870
monika.kubik@marrodent.pl



Polska centralna, wschodnia
Jakub Boroń
tel. 539 932 579
jakub.boron@marrodent.pl



Polska wschodnia, południowa
Paweł Kamiński
tel. 882 049 653
pawel.kaminski@marrodent.pl



Polska centralna, zachodnia
Eugeniusz Wojnarski
tel. 604 639 410
eugeniusz.wojnarski@marrodent.pl



Polska południowa
Tomasz Kozieł
tel. 735 930 074
tomasz.koziel@marrodent.pl



Polska północna
Marek Karniewski
tel. 660 464 513
marek.karniewski@marrodent.pl



Polska północno-zachodnia
Mikołaj Skórka
tel. 668 898 786
mikolaj.skorka@marrodent.pl