

ULTICLEAN UC600L

Skalero-piaskarka



Moc spotyka się z komfortem



REF: BA260100

Lekka, antypoślizgowa powierzchnia

zapewniającą stabilny oraz wygodny chwyt

Zintegrowane oświetlenie LED

poprawiające widoczność i precyzję

Pojemnik na proszek z oświetleniem LED

pomaga rozróżnić proszki, usprawniając efektywność kliniczną

Oszczędność czasu

dzięki automatycznemu czyszczeniu jednym przyciskiem (20 s i 120 s)

Adaptacyjny interfejs

dostępny wybór 10 języków, regulacja jasności wyświetlacza i alerty konserwacyjne zapewniające optymalną wydajność

Wytrzymały system rękojści

zapewnia doskonałą biokompatybilność, odporność na korozję i zwiększoną odporność na zużycie

Podwójny system podgrzewania

zapewnia ciepłą wodę zarówno dla funkcji ultradźwiękowej, jak i strumienia powietrza (temperatura skalowania ultradźwiękowego: 24°C, 28°C, 32°C, 36°C. Temperatura piaskowania powietrznego: 25°C, 30°C, 35°C, 40°C)

Dodatkowo dostępny mobilny wózek

pozwala ukryć przewody urządzenia zapewniając porządek i komfort pracy

Nowa, ulepszona konstrukcja

zapewnia cichszą pracę dla większego komfortu pacjenta

6 TRYBÓW ULTRADŹWIEKOWYCH ZAPEWNIAJĄCYCH WSZECHSTRONNOŚĆ KLINICZNĄ

Urządzenie Ulticlean UC600L oferuje wysoką wydajność i szeroki zakres trybów pracy, aby sprostać różnorodnym potrzebom klinicznym

Tryb G



Ultradźwiękowy skaling

Do szybkiego i skutecznego usuwania dużych kamieni nazębnych, skracając czas zabiegu

Tryb P



Perio

Skuteczne usuwanie biofilmu, ochrona tkanek miękkich i minimalizacja urazów

Tryb E



Endo

Precyzyjna moc ultradźwiękowa optymalizuje preparację kanałów korzeniowych i zwiększa skuteczność leczenia



Delikatny skaling

Do łagodnego usuwania przebarwień i miękkich osadów, minimalizując dyskomfort pacjenta



Konserwacja implantów

Sześć regulowanych poziomów dla precyzyjnego i bezpiecznego czyszczenia powierzchni implantów



Irygacja

Sześć poziomów bezpieczeństwa zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń przy jednoczesnej ochronie zębiny