

Kerr™ | MAG

4/2026 | październik-grudzień 2026



Demi™ Pro

Światło, które podąża za Tobą

NOWOŚĆ




ZenFlex™ ONE

NOWOŚĆ



OptiBond™ Universal 360

NOWOŚĆ



Demi™ Pro

nowości • promocje • edukacja

Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów z branży stomatologicznej.

Kerr™

NOWOŚĆ

Demi™ Pro

Światło, które podąża za Tobą



Komfort przez cały dzień

Lekka i ergonomiczna konstrukcja.



Łatwy dostęp

Swobodna praca pod każdym kątem dzięki unikalnej, niskoprofilowej, obrotowej końcówce 360°.



Głęboka i przewidywalna polimeryzacja

Przewidywalna i skuteczna polimeryzacja w każdych warunkach dzięki precyzyjnie ukierunkowanej wiązce oraz zoptymalizowanej emisji światła.



Bezpieczeństwo

Minimalizacja ryzyka przegrzania dzięki opatentowanej technologii PLS (Periodic Level Shift) oraz wbudowanemu radiometrowi.




Końcówka do transiluminacji

Skuteczne narzędzie wspomagające wizualizację wewnątrzustną, diagnostykę oraz planowanie leczenia.*

* Sprzedawana oddzielnie


Skanuj i Sprawdź!
Dowiedz się więcej



Demi™ Pro Curing Light

Polimeryzacja pod pełną kontrolą – bez zmęczenia

- ✓ Ergonomiczna
- ✓ Idealnie wyważona – waga zaledwie 115 g
- ✓ Niskoprofilowa końcówka zapewniająca dostęp 360°



360°
PRECYZJA
DOSTĘP POD KAŻDYM KĄTEM



Dostępność:

Zestaw

- 37380 Kompletny zestaw
1x końcówka polimeryzacyjna, 1xrękojeść, 1x stacja ładująca, 2x baterie, 3x osłony światła, 1x soczewka do utwardzania punktowego, 1x zasilacz sieciowy

Akcesoria

- 37381 Kończówka polimeryzacyjna
37382 Rękojeść
37383 Stacja ładująca
37384 Akumulator
37385 Osłony światła
37386 Soczewka do utwardzania
37387 Kończówka do transiluminacji
37379 Zasilacz sieciowy



Demi™ Pro Curing Light

PREMIERA
dostępna wkrótce



189 ZŁ

SimpliShade BULK FILL

Uniwersalny kompozyt typu Bulk Fill, którego jeden kolor dopasowuje się do wszystkich 16 klasycznych kolorów VITA®. Polimeryzacja materiału do 5 mm bez potrzeby nakładania warstwy wierzchniej.

37211 SimpliShade Bulk Fill

Opakowanie: 1x strzykawka 4 g

CENA REGULARNA: 250 ZŁ



189 ZŁ

SimpliShade BULK FILL FLOW

Uniwersalny kompozyt typu Bulk Fill Flow, którego jeden kolor dopasowuje się do wszystkich 16 klasycznych kolorów VITA®.

37217 SimpliShade Bulk Fill Flow

Opakowanie: 2x strzykawka 2 g

CENA REGULARNA: 250 ZŁ



249 ZŁ

SimpliShade BULK FILL UNIDOSE

37212 SimpliShade Bulk Fill Unidose

Opakowanie: 20 kompiuli x 0,25 g

CENA REGULARNA: 335 ZŁ



249 ZŁ

SimpliShade BULK FILL FLOW UNIDOSE

37218 SimpliShade Bulk Fill Flow Unidose

(20 kompiuli x 0,25 g)

CENA REGULARNA: 335 ZŁ



189 ZŁ

OptiShade KOMPOZYT

Optymalny, uniwersalny system kompozytowy z technologią ART (Adaptive Response Technology). Zapewnia łatwy dobór koloru dzięki zaledwie 3 odcieniom: Light, Medium i Dark.

37111 i pozostałe OptiShade

Opakowanie: 1x strzykawka 4 g

CENA REGULARNA: 270 ZŁ



225 ZŁ

Harmonize REFILL

Nanohybrydowy kompozyt do odbudowy estetycznej zębów. Dzięki właściwościom rozpraszającym i odbijającym światło (zbliżonym do ludzkiego szkliwa), zapewnia efekt kameleona i dopasowanie do naturalnych tkanek.

36536 i pozostałe Harmonize Refill

Opakowanie: 1x strzykawka 4 g

CENA REGULARNA: 325 ZŁ

Herculite XRV™ ULTRA FLOW

Płynny kompozyt o doskonałych właściwościach mechanicznych. Wykazuje wyjątkową wytrzymałość na zginanie, mały skurcz polimeryzacyjny, doskonały kontrast na zdjęciach rtg oraz wysoką polerowalność i trwałe utrzymanie połysku.

35407 i pozostałe Herculite XRV Ultra Flow Refill

Opakowanie: 2x strzykawka 2 g

CENA REGULARNA: 230 ZŁ



185 ZŁ

Maxcem Elite™ REFILL

Uniwersalny cement kompozytowy o właściwościach samotrąjących i samoadhezyjnych.

34058 & all Maxcem Elite Refill

Opakowanie: 2x strzykawka 5 g

CENA REGULARNA: 529 ZŁ



390 zł


Maxcem Elite™

Zalecane procedury

I. Przygotowanie odbudowy

Dwukrzemian litu/
Porcelana 30 PSI


Metal/Cyrkon 60 PSI
Kompozyt 15 PSI



II. Przygotowanie systemu wiążącego




IIIa. Aplikacja systemu wiążącego*




*Opcjonalnie - cement Maxcem Elite Universal nie wymaga stosowania systemu wiążącego

IIIb. Cementowanie odbudów pośrednich (oprócz licówek)



IV. Cementowanie licówek



OptiBond FL Adhesive REFILL

Dwubutelkowy system wiążący oparty na technice całkowitego wytrawiania.

25882 E OptiBond FL Adhesive REFILL

Opakowanie: butelka 8 ml

CENA REGULARNA: 380 ZŁ

300 ZŁ

BUTELKA
8 ML



OptiBond FL Primer REFILL

Dwubutelkowy system wiążący oparty na technice całkowitego wytrawiania.

25881 E OptiBond FL Primer REFILL

Opakowanie: butelka 8 ml

CENA REGULARNA: 380 ZŁ

300 ZŁ

BUTELKA
8 ML



Gel Etchant Jumbo

Wytrawiacz Gel Etchant to 37.5% kwas fosforowy przeznaczony do wytrawiania szkliwa i zębiny. Jaskrawy, fioletowy kolor ułatwia precyzyjną aplikację. Dzięki gęstej konsystencji Gel Etchant nie spływa z powierzchni preparacji i jest łatwo wypłukiwany z ubytku.

34632 Gel Etchant Economy Pack

Opakowanie: 1x 30 g strzykawka Gel Etchant, 2 strzykawki do aplikacji wewnątrzustnej, 30 końcówek aplikacyjnych, łącznik typu Luer do napełniania strzykawek wewnątrzustnych

CENA REGULARNA: 299 ZŁ



220 ZŁ

OptiDisc™

Zawartość: opakowanie OptiDisc zawiera od 80-100 dysków w zależności od wyboru rodzaju.

CENA REGULARNA: 130 ZŁ

96 ZŁ



Nadanie kształtu
Extra-Coarse
80 µm



Wykańczanie
Coarse / Medium
40 µm



Polerowanie
Fine
20 µm



Nadawanie połysku
Extra-Fine
10 µm

Nr kat	Zawartość	Ø	Rozmiar
4197	80x OptiDisc	9,6 mm	Extra-Coarse
4181	100x OptiDisc	9,6 mm	Coarse/Medium
4182	100x OptiDisc	9,6 mm	Fine
4183	100x OptiDisc	9,6 mm	Extra-Fine
4198	80x OptiDisc	12,6 mm	Extra-Coarse
4184	100x OptiDisc	12,6 mm	Coarse/Medium
4185	100x OptiDisc	12,6 mm	Fine
4186	100x OptiDisc	12,6 mm	Extra-Fine
4199	80x OptiDisc	15,9 mm	Extra-Coarse
4191	100x OptiDisc	15,9 mm	Coarse/Medium
4192	100x OptiDisc	15,9 mm	Fine
4193	100x OptiDisc	15,9 mm	Extra-Fine

Hawe™ Sycamore Interdental Wedges

822/05 Hawe™ Sycamore Interdental Wedges

Opakowanie: 100 szt.

CENA PROMOCYJNA: 55 ZŁ

42 ZŁ

Dostępne rodzaje

Nr kat. 822/05	Nr kat. 822/10	Nr kat. 822/20	Nr kat. 822/30	Nr kat. 822/40	Nr kat. 822/50	Nr kat. 822/60	Nr kat. 822/70
Turkusowe (Mini) – 100 szt.	Pomarańczowe 100 szt.	Białe 100 szt.	Zielone 100 szt.	Żółte 100 szt.	Niebieskie 100 szt.	Czerwone 100 szt.	Białe 100 szt.

OptiBond Universal 360 REFILL

Jednoskładnikowy uniwersalny system wiążący. Połączenie dwóch monomerów GPDM i MDP oferuje niezawodną wytrzymałość wiązania na wszystkich powierzchniach i podłożach oraz elastyczność stosowania dowolnej techniki wytrawiania zarówno w bezpośrednich, jak i pośrednich odbudowach.

36822 OptiBond Universal 360 REFILL

Opakowanie: 1x butelka 5 ml

CENA REGULARNA: 550 ZŁ




NOWOŚĆ

420 ZŁ


OptiBond™ Universal 360

Zalecane procedury


I. Preparation




III. Direct Restorations




V. Preparation and Cementation




II. Phosphoric Acid Etch (Direct and Indirect)* *optional



IV. Crowns



VI. Veneers



Gotowy by przetestować? Sprawdź w swojej praktyce.

Kerr™

elements™ IC

Bezprzewodowy system do obturacji

973-0600-TYPEF elements IC urządzenie obturacyjne



elements™ Connect i Apex Connect

815-1801 Elements Connect Cordless Motor,

815-1803 Apex Connect



Już dziś **PRZETESTUJ** w swoim gabinecie!

Skontaktuj się z wybranym Kerr Area Managerem
i umów się na bezpłatne testowanie.

Sprawdź aktualną ofertę



u swojego przedstawiciela Kerr

Odkryj swój ZEN w endodoncji

Kerr™

ZenFlex™ ONE

System pilników recyprokalnych



NOWOŚĆ

ZenFlex™ ONE PILNIKI RECYPROKALNE

Przeznaczone do opracowania kanałów korzeniowych. Maksymalnie wytrzymałe. Minimalnie inwazyjne.

818-2621 & all ZenFlex™ ONE

Pilniki recyprokalne

Opakowanie: 3 szt.

CENA REGULARNA: 210 ZŁ

170 ZŁ

ZenFlex™ ONE

NiTi Shaping Files - Opakowanie 3szt.

Rozmiar		21 mm	25 mm	31 mm
Small	20/06	818-2621	818-2622	818-2623
Primary	25/06	818-2624	818-2625	818-2626
Medium	35/06	818-2627	818-2628	818-2629
Large	45/06	818-2630	818-2631	818-2632



SKANUJ I CZYTAJ
Dr Ferras Mashtoub
Clinical Case



NOWOŚĆ

ZenFlex™ ONE Gutta Percha Points

ĆWIEKI GUTAPERKOWE

Ćwieki gutaperkowe zapewniające precyzyjne dopasowanie i jednolitą obturację kanałów opracowanych przez pilniki recyprokalne ZenFlex™ ONE.

825-9720 & all ZenFlex™ ONE

Gutta Percha Points

Opakowanie: 50 szt.

CENA REGULARNA: 105 ZŁ

ZenFlex™ ONE

Gutta Percha Points – Opakowanie 50 szt.

Rozmiar		Ref. No.
Small	20/06	825-9720
Primary	25/06	825-9725
Medium	35/06	825-9735
Large	45/06	825-9745

90 ZŁ



NOWOŚĆ

ZenFlex™ ONE Paper Points

SĄCZKI PAPIEROWE

Element kompleksowego systemu ZenFlex™ ONE, stworzony z myślą o idealnym dopasowaniu do opracowanych kanałów i skutecznym przygotowaniu ich do obturacji.

972-0130 ZenFlex™ ONE Paper Points

Opakowanie: 100 szt.

CENA REGULARNA: 90 ZŁ

ZenFlex™ ONE

Paper Points – Opakowanie 100 szt.

Rozmiar	Ref. No.
S, P, M, L	972-0130

79 ZŁ



FibreKleer 4x Tapered WKŁADY

Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego o wysokiej widoczności na zdjęciach RTG.

N83BA & all FibreKleer 4x Tapered WKŁADY

Opakowanie: 10 szt. w wybranym rozmiarze.

CENA REGULARNA: 139 ZŁ

115 zł



Build-it FR

Materiał do odbudowy zrębu zęba. Łatwy w aplikacji, podwójnie utwardzalny dla maksymalnej elastyczności (światło- i samoutwardzalny), dobrze widoczny na zdjęciach rtg.

N32FSA i pozostałe Build-it FR

Opakowanie: 1x strzykawką Mini-Mix 4 ml, 5x końcówka mieszająca, 5x końcówka wewnętrzną.

CENA REGULARNA: 130 ZŁ

110 zł



Breeze

Samoadhezyjny cement kompozytowy o doskonałej retencji do osadzania koron, mostów, wkładów i nakładów.

N97A i pozostałe Breeze

Opakowanie: 1x strzykawką 4 ml, 12 końcówek mieszających.


CENA REGULARNA: 195 ZŁ

160 zł

Build-It™

FR FibreKleer™ 4x


Procedura 2 MONOBLOCK




1 Opracować kanał wiertłem o odpowiedniej średnicy.



2 Sprawdzić dopasowanie wkładu FibreKleer 4x.




3 Przyciąć wkład FibreKleer 4x do odpowiedniej długości poza jamą ustną i oczyścić alkoholem.



4 Wytrawić zębinę wytrawiaczem w żelu.



5 Dokładnie wypłukać wytrawiacz.



6 Delikatnie osuszyć dmuchawką i sączkami papierowymi.




7 Pokryć ściany kanału i inne łączone powierzchnie podwójnie utwardzalnym materiałem wiążącym.



8 Sączkami papierowymi usunąć nadmiar materiału wiążącego.



9 Nałożyć materiał Build-It FR bezpośrednio do kanału.



10 Natychmiast umieścić wkład FibreKleer 4x w kanale i ustabilizować.




11 Utwardzać materiał światłem lampy przez 40 sek. lub odczekać 4 min.



12 Nałożyć i wymodelować materiał Build-It FR.



13 Utwardzać światłem lampy przez co najmniej 40 sek. z każdej strony lub odczekać 4 min.



Opracować odbudowę narzędziami obrotowymi z chłodzeniem wodnym.



Pobrać wycisk lub zastosować uzupełnienie tymczasowe.

KERR AREA MANAGERS

wiedza • wsparcie • relacje



**lubuskie, wielkopolskie,
zachodniopomorskie
(zastępstwo)**

Ewelina Kobierska
Area Manager
tel. 695 951 280
ewelina.kobierska@envistaco.com



**woj. pomorskie,
kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie (zach.)**

Kamila Pietrzak
Area Manager
tel. 600 203 831
kamila.pietrzak@envistaco.com



**woj. podlaskie, mazowieckie,
warmińsko-mazurskie (wsch.)**

Michał Tarasiuk
Area Manager
tel. 695 951 134
michal.tarasiuk@envistaco.com



**woj. mazowieckie,
lubelskie (płn.)**

Monika Wasilewska
Area Manager
tel. 603 113 543
monika.wasilewska@envistaco.com



**woj. łódzkie,
mazowieckie**

Michał Baranowski
Area Manager
tel. 694 429 715
michal.baranowski@envistaco.com



**woj. podkarpackie,
lubelskie (płd.),
świętokrzyskie**

Aleksandra Chrzęszcz
Area Manager
tel. 600 203 413
aleksandra.chrzaszcz@envistaco.com



**woj. dolnośląskie,
opolskie**

Joanna Lewandowska
Area Manager
tel. 602 648 448
joanna.lewandowska@envistaco.com



**woj. śląskie,
małopolskie**

Michał Brzoza
Area Manager
tel. 606 908 574
michal.brzoza@envistaco.com



Zespół Kerr
SKANUJ I POZNAJ

Nobel Biocare Polska Sp. z o.o.

al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | tel. tel. + 48 603 113 057 | www.kerrdental.com

Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mają charakter rekomendacji. Dostępność produktów u dystrybutorów może być ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty i wycofania produktów. Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów z branży stomatologicznej.

MKT-26-1478 ©2026 Kerr Corporation.
Wszelkie znaki towarowe stanowią własność Kerr Corporation.
Wszelkie prawa zastrzeżone.