

OFERTA SPECJALNA HALLOWEEN

Nie bój się nowych rozwiązań!

ZESTAWY GET DLA 10 PACJENTÓW (ZAMKI, ŁUKI W PRESKRYPCJI GET)

Od teorii do praktyki | Innowacyjny aparat | Przewidywalne wyniki



3 000,-

zestaw startowy



LEGEND MEDIUM – 10 PACJENTÓW

- 10 kompletów zamków Legend Medium
- INITIALLOY .014" góra (10 szt.)
- .020"x.020" BIO-ACTIVE Light góra (10 szt.)
- .020"x.020" BIO-ACTIVE Light dół (10 szt.)
- .019"x.025" BIO-EDGE góra (10 szt.)
- .019"x.025" BIO-EDGE dół (10 szt.)
- SS - 019"x.025" T – Multiflex góra (10 szt)
- SS - 019"x.025" T – Multiflex dół (10 szt.)

5 850,-

zestaw startowy



EXPERIENCE METAL – 10 PACJENTÓW

- 10 kompletów zamków Experience Metal
- Narzędzie do otwierania zamków 50-0030-0000
- INITIALLOY .014" góra (10 szt.)
- .020"x.020" BIO-ACTIVE Light góra (10 szt.)
- .020"x.020" BIO-ACTIVE Light dół (10 szt.)
- .019"x.025" BIO-EDGE góra (10 szt.)
- .019"x.025" BIO-EDGE dół (10 szt.)
- SS - 019"x.025" T – Multiflex góra (10 szt)
- SS - 019"x.025" T – Multiflex dół (10 szt.)

650,-

Multi FA

- System do dystalizacji zębów bocznych w leczeniu wad klasy II i III.
- Jeden aparat dla 90% wszystkich przypadków
- Przedni przegub kulowy
- Tylne przeguby kulowe
- Regulowane teleskopowe ramię

Aparat do derotacji (korekcji rotacji) oraz dystalizacji przemieszczonej strefy podparcia. Umożliwia uzyskanie do 6 mm przestrzeni po każdej stronie.

Multi FA jest równie łatwy do naklejenia jak zamek ortodontyczny. Może być stosowany przed leczeniem aparatami stałymi, jak i nakładkami (alignerami) i umożliwia optymalną korekcję przednio-tylną, skracając całkowity czas leczenia.

GC



Jeden aparat dla 90% wszystkich przypadków

422,-


Infiniti Loops Power Closer (3 szt.)

Ortodonci byli ograniczeni tradycyjnymi produktami do zamykania przestrzeni, które były mało wydajne. Większość z nich traci siłę i ulega degradacji w ciągu pierwszych kilku dni po założeniu. Konieczne są częste wymiany i kolejne wizyty w gabinecie, aby osiągnąć pożądane efekty. Do tej pory istniało niewiele alternatyw. Dr Luis Carrière dostrzegł potencjał pamięci kształtu drutu niklowo-tytanowego i zaprojektował Carrière®

InfiNiTi Loops™ Power Closer jako wydajne rozwiązanie do zamykania przestrzeni międzyzębowej. To innowacyjne urządzenie wykorzystuje unikalne właściwości tego materiału, z wstępnie uformowanymi pętlami, które zapewniają stałe, idealne siły do wydajnego zamykania przestrzeni.

HENRY SCHEIN ORTHODONTICS

Stać siła, inteligentny materiał, rewolucja w zamykaniu przestrzeni międzyzębowych



3 130,-

Kup 10 dowolnych mini implantów Spider Screw K1, K2 lub Z, a śrubokręt DSX-1690S, końcówkę DSP-5052S i mały śrubokręt ręczny DSQ-2824 otrzymasz za 1,-

HDC

HDC – włoski lider w mikroimplantologii ortodontycznej

Najbardziej kompletny system zakotwienia szkieletowego



* Oferta ważna 26-31.10.2026 r. Oferty nie łączą się z innymi promocjami i są dostępne tylko do wyczerpania zapasów.